

# QUALITÄT AUS TRADITION, SICHERHEIT AUS INNOVATION

Ambu® Aura™ Larynxmaskenfamilie



**Ambu**

# FÜR JEDE SITUATION – DIE PASSENDE LÖSUNG

Unsere bahnbrechende Idee, die Larynxmaske an die menschliche Anatomie anzupassen und somit eine Verbesserung der Positionierung und Lage zu bewirken, hatten wir im Jahr 2004 – dem Geburtsjahr der Ambu® AuraOnce™!

Diese Innovation hat den Markt revolutioniert. Und somit überzeugt unser Konzept zusammen mit einer breiten Produktpalette viele unserer Kunden bereits seit 15 Jahren. Alle Ambu Larynxmasken wurden unter dem Aspekt der Anwenderfreundlichkeit und Patientensicherheit entwickelt. Sie überzeugen durch Effizienz, Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Die Anforderungen an unsere Arbeit und unsere Produkte sind fest in der Ambu Unternehmensphilosophie verankert. Ambu bietet Lösungen an, die Ihnen die Arbeit erleichtern, die die Sicherheit Ihrer Patienten erhöht und die wirtschaftlich attraktiv sind.



Ambu® AuraGain™



Ambu® AuraStraight™



Ambu® AuraOnce™



Ambu® Aura-i™



Ambu® AuraFlex™



Die Ambu Aura Produktfamilie bietet ein komplettes Sortiment an Larynxmasken. So haben Sie für jede Anwendungssituation die passende Larynxmaske verfügbar.

Unsere Larynxmasken werden ohne schädliche Phthalate hergestellt, wodurch sie besonders sicher für Ihre Patienten sind. Des Weiteren sind wir stetig bemüht, unsere Herstellungsprozesse und Verpackungen zu optimieren, damit unsere Produkte noch umweltfreundlicher werden.

#### **Ambu AuraGain**

Die AuraGain ist eine Larynxmaske der 2. Generation, welche die grundlegenden Anforderungen an das Atemwegsmanagement erfüllt. Die Einweg-Larynxmaske mit der anatomischen Form, dem integrierten gastrischen Zugang und Intubationsmöglichkeit bietet eine schnelle Sicherung des Atemwegs.

### **DIE WICHTIGSTEN VORTEILE**

- Integrierter gastrischer Zugang zur Kontrolle des Mageninhalts
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Pilotballon zur Identifikation der Maskengröße und fühlbare Anzeige des Cuff-Füllstatus
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen
- MR sicher
- Phthalatfreies Material

Artikelnummer	Produkt	Menge
408 100 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 1	10
408 150 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 1 ½	10
408 200 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 2	10
408 250 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 2 ½	10
408 300 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 3	10
408 400 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 4	10
408 500 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 5	10
408 600 000	Ambu AuraGain - Spezial Einweg-Larynxmaske Gr. 6	10

# ROUTINEANWENDUNGEN IN DER ANÄSTHESIE



## Ambu AuraOnce

Die Ambu AuraOnce bietet Ihnen die Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit eines Einwegprodukts und ist gleichzeitig kosteneffizient im Einkauf. Sie verfügt, wie alle Aura Larynxmasken, über eine verstärkte Cuffspitze, eine anatomische Krümmung und einen besonders weichen Cuff. Die AuraOnce™ Einweg-Larynxmaske eignet sich für die Routineanwendung in der Anästhesie. Ihre innovative, anatomische Form wurde weitestgehend an die Anatomie der menschlichen Atemwege angepasst. Daher lässt sie sich schnell, einfach und sicher platzieren.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle und einfache Platzierung
- Verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagussphinkter ab
- Cuff und Tubus sind aus einem Stück geformt, dies bietet extra Sicherheit, da eine Abtrennung nicht möglich ist
- Die Oberfläche mit der Mikrostruktur-Textur ermöglicht ein leichteres Einführen
- Besonders dünner, weicher Cuff einen hohen Abdichtungsdruck bei geringem Cuffdruck
- Pilotballon zur Identifikation der Maskengröße und fühlbare Anzeige des Cuff-Füllstatus
- Gut sichtbare Markierungslinien zur Lagekontrolle

Artikelnummer	Produkt	Menge
321 100 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 1	10
321 150 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 1 ½	10
321 200 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 2	10
321 250 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 2 ½	10
321 300 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 3	10
321 400 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 4	10
321 500 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 5	10
321 600 000	Ambu AuraOnce - Einweg-Larynxmaske Gr. 6	10



## EINWEG-LARYNXMASKE MIT GERADEM TUBUS FÜR DIE ANÄSTHESIE

### DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagussphinkter ab
- Cuff und Tubus sind aus einem Stück geformt, dies bietet extra Sicherheit, da eine Abtrennung nicht möglich ist
- Easy-Glide-Oberfläche erleichtert die Einführung
- Besonders dünner Cuff bietet einen hohen Abdichtungsdruck bei geringem Cuffdruck
- Pilotballon zur Identifikation der Maskengröße und fühlbare Anzeige des Cuff-Füllstatus
- Gut sichtbare Markierungslinien am Tubus zur Lagekontrolle
- Erhältlich in 8 Größen passend für eine große Bandbreite an Patienten

#### Ambu AuraStraight

Cuff und Tubus der Ambu AuraStraight sind aus einem Stück geformt. Dies bietet Stabilität und vermindert, da sie keine scharfen Kanten an Tubus oder Cuff aufweist, das Risiko von Verletzungen. Darüber hinaus verfügt sie über einen weichen, dünnwandigen Cuff, der sich optimal an die Form der Atemwege anpasst und damit nur einen geringen Druck auf das umliegende Gewebe ausübt.



Artikelnummer	Produkt	Menge
324 100 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 1	10
324 150 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 1 ½	10
324 200 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 2	10
324 250 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 2 ½	10
324 300 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 3	10
324 400 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 4	10
324 500 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 5	10
324 600 000	Ambu AuraStraight - Einweg-Larynxmaske Gr. 6	10

# EINWEG-LARYNXMASKE FÜR DEN SCHWIERIGEN ATEMWEG



## Ambu Aura-i

Die Ambu Aura-i wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn die Verwendung eines Endotrachealtubus als unnötig befunden wird. Zudem hat die Aura-i einen festen Platz im Notfallwagen. In einer "Cannot intubate - "cannot mask ventilate" Situation (Unmögliche Intubation - unmögliche Maskenbeatmung), kann durch die Aura-i, mit Hilfe eines flexiblen Endoskops (z.B. dem Ambu® aScope™), unter Sicht intubiert werden.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagusphinkter ab
- Beißschutz am Konnektorbloc verhindert Okklusionen
- Gut sichtbare Markierungslinien zur Lagekontrolle
- Pilotballon zur Identifikation der Maskengröße und fühlbare Anzeige des Cuff-Füllstatus
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen

Artikelnummer	Produkt	Menge
329 100 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 1	10
329 150 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 1 ½	10
329 200 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 2	10
329 250 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 2 ½	10
329 300 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 3	10
329 400 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 4	10
329 500 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 5	10
329 600 000	Ambu Aura-i - Einweg-Intubationslarynxmaske Gr. 6	10

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Die hohe Flexibilität des spiralverstärkten Tubus ermöglicht eine einfache Positionierung außerhalb des Operationsfeldes, ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen
- Die im Tubus integrierte Cuffülleitung erleichtert die Arbeit des Operateurs und reduziert das Risiko die Leitung während der Operation zu beschädigen
- Knickfreier, spiralverstärkter Tubus verringert das Risiko von Atemwegsokklusionen
- Das komplette Größenportfolio von Größe 2 bis 6 ist für die meisten Anwendungen geeignet
- Dünner und weicher Cuff mit Easy-Glide-Oberfläche für einfache Positionierung und Entfernung
- Verstärkte Cuffspitze reduziert das Umklappen der Spitze während der Platzierung - Einfache, schnelle und korrekte Positionierung
- Gut sichtbare Markierungslinien am Tubus zur Lagekontrolle



## FLEXIBLE EINWEG-LARYNXMASKE FÜR OPERATIONEN IN SPEZIELLEN BEREICHEN

### Ambu AuraFlex

Die Ambu AuraFlex ist eine flexible Einweg-Larynxmaske, die speziell für Operationen in folgenden Bereichen: HNO, Augenheilkunde, Zahnmedizin sowie Operationen im Kopf und Halsbereich geeignet ist.

Die AuraFlex hat einen langen, spiralverstärkten Tubus der eine Positionierung außerhalb des Operationsfeldes ohne Dichtigkeitsverlust erlaubt. Der knickfreie, drahtverstärkte Tubus verringert das Risiko einer Atemwegsokklusion.

Artikelnummer	Produkt	Menge
327 200 000	Ambu AuraFlex - Flexible Einweg-Larynxmaske Gr. 2	10
327 250 000	Ambu AuraFlex - Flexible Einweg-Larynxmaske Gr. 2 ½	10
327 300 000	Ambu AuraFlex - Flexible Einweg-Larynxmaske Gr. 3	10
327 400 000	Ambu AuraFlex - Flexible Einweg-Larynxmaske Gr. 4	10
327 500 000	Ambu AuraFlex - Flexible Einweg-Larynxmaske Gr. 5	10
327 600 000	Ambu AuraFlex - Flexible Einweg-Larynxmaske Gr. 6	10



**Ambu** FOREVER  
FORWARD

### **EINE REIHE BAHNBRECHENDER IDEEN**

Ambu entwickelt seit 1937 Lösungen für die Zukunft des Gesundheitswesens. Heute sind Millionen von Patienten und medizinischem Fachpersonal weltweit auf die Effizienz, Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte im Bereich Einweg-Endoskopie, Anästhesie sowie Patientenüberwachung und Diagnoselösungen angewiesen.

Unsere Bemühungen spiegeln sich in frühen Erfindungen wie dem Ambu-Beutel und den Ambu® BlueSensor™ Elektroden sowie in unseren neuesten bahnbrechenden Lösungen wie dem Ambu® aScope™ - dem weltweit ersten flexiblen Einweg-Endoskop - wider. Zudem blicken wir mit dem Engagement in die Zukunft, innovative hochwertige Produkte anzubieten, die positive Auswirkungen auf Ihre Arbeit haben.

Ambu hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark und beschäftigt rund 4200 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Ambu - Forever Forward

**Weitere Informationen finden Sie unter  
[ambu.com/pulmonologie](http://ambu.com/pulmonologie)**

Ambu GmbH  
Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6032 9250 0  
[ambu.de](http://ambu.de)