



Ergonomisch, zuverlässig sowie sicher für Sie und Ihre Patienten.

Sicherheit für Sie und Ihre Patienten

Hill-Rom hat eine innovative Generation ergonomischer und funktionaler Bettische entwickelt, um den Alltag des Pflegepersonals zu erleichtern.

Das praktische und leicht zu bedienende Modell TA 270 trägt zu einer Erhöhung von Komfort und Wohlbehagen des Patienten bei.


Darüber hinaus garantiert das moderne Tischdesign eine extrem hohe Belastbarkeit und bietet eine große Auswahl an Farben.

Auf einen Blick:

- Maximale Stabilität in allen Situationen.
- Extrem hohe Festigkeit; mühelose Pflege.
- Einfacher, leicht zu bedienender Verstellmechanismus.
- Totale Sicherheit für Ihre Patienten mit dem Autolift®-System.
- Ein modernes und elegantes Design, welches auf das Meltis®-Möbelprogramm von Hill-Rom abgestimmt ist.

Funktionale Sicherheit

Das Autolift®-Höhenverstellsystem gewährleistet optimale Funktionalität und Sicherheit. Der Tischaufsatz lässt sich leicht anheben und mit einem sanften Druck einrasten.



Ergonomisches Design

Dank seines H-förmigen Gestells, ist das Modell TA 270 unter Beibehaltung maximaler Stabilität mit jeder Pflegeumgebung kompatibel.

Durch die geringe Breite des vorderen Radstands lässt sich der Tisch überall im Patientenzimmer aufstellen.



Insbesondere unter Betten, die mit einer fünften Laufrolle ausgestattet sind.

Die abgeschrägten Kanten erleichtern den Zugang zu den Bediengriffen und betonen das elegante Design.

Technische Informationen


- Stütze, Fuß und Stützplatte des Tischaufsatzes bestehen aus Stahl, der mit einer metallisch grauen Epoxid-Schutzschicht überzogen ist.
- Alle Kunststoffteile sind aus grauem ABS gefertigt.
- 4 x 50 mm Doppelaufrollen.

Verstellbare Höhe	73 / 108 cm
Vorderer Radstand	31 cm
Symmetrischer, H-förmiger Fuß	94 x 49 cm
Platte TA270 FT (fixe Oberplatte)	96 x 45 cm
Platte TA270 TT (drehbare Oberplatte)	(22 x 45) + (22 x 74) cm
Winkeldrehung für geneigte Oberplatte	+/- 30° (vollständige Rotation ist möglich)
Stärke der Oberplatte	8 mm (Eindringen von Feuchtigkeit unmöglich)
Stärke von Oberplatte und Stützplatte	5,5 cm
Sichere Arbeitslast:	
In der Mitte der Oberplatte	30 kg
Stabilität an jedem beliebigen Punkt.....	16 kg



Lesestellung

Optimale Lesestellung bei 30° Neigung der Oberplatte.



Einfach Pflege

Bettisch ist mit handelsüblichen Mitteln leicht zu reinigen.



Oberplatte

Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen eine fixe oder verstellbare Oberplatte.



Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegende.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom +44 (0)1530 411000
 Deutschland 0800 8 63 55 37
 Nederland +31 (0)347 32 35 32
 Italia + 39 (0)2 950541
 Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
 (deutschsprachig) +41 (0)21 706 21 38

Österreich +43 (0)2243 28550
 Ireland +353 (0)1 413 6005
 Iberia +34 (0)93 6856000
 Nordic Countries +46 (0)20 78 10 30
 Export Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom® behält sich das Recht vor, Designs, Spezifikationen und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige von Hill-Rom® gewährte Garantie ist jene, die ausdrücklich schriftlich erteilt wird und sich auf Verkäufe oder Vermietungen seiner Produkte bezieht.

© 2013 Hill-Rom® SARL, ALLE RECHTE VORBEHALTEN.