

# Golvo™ 9000/LowBase™ Mobiler Lifter

Auf Vielseitigkeit ausgelegt



Golvo 9000



Golvo 9000 LowBase

Der Golvo 9000 Lifter bietet die funktionalen Vorteile eines Deckenlifters mit der Flexibilität eines mobilen Lifters. Zusammen mit dem umfangreichen Angebot an Liko-Zubehör ist der Golvo ideal für alltägliche Hebesituationen in den verschiedensten Pflegeumgebungen.

## Funktionen und Vorteile

Die **vertikale Hebebewegung** mit dem flexiblen Hebeband ist ideal für horizontales Heben, Gehübungen und Anheben vom Boden

Die **parallele Breitenverstellung des Fahrgestells** sorgt für ein leichteres Heben der Patienten/Pflegebedürftigen auf/von Stühle(n), Betten und Böden

Die **LowBase-Version** ermöglicht im Vergleich zum Standardmodell noch mehr Freiraum unter niedrigen Betten oder Liegen

Armstützen dienen zur **Unterstützung von Patienten/Pflegebedürftigen während der Gehübung** und erleichtern Pflegekräften das Manövrieren des Lifters

Das **Benutzerdisplay** zeigt die Gerätenutzung an, u. a. die Anzahl der Hebevorgänge, Wartungsbedarf und Überlastungen

Optionale **Schnellwechsellaken**, damit die Pflegekräfte einen Hebebügel einfach und schnell austauschen oder eine Waage installieren können

Die **ergonomische Handsteuerung** für die Hebevorgänge zeigt sowohl Akkueinsatz als auch Überlastungen an

**Umfangreiches Sortiment an Zubehör** verfügbar, u. a. Hebegurte, Hebebügel und Waagen

**Zwei Hubgeschwindigkeiten** für die verschiedensten Hebesituationen

# Golvo 9000/LowBase Mobiler Lifter



Hubarm



LowBase – Höhe des Fahrgestells



Handsteuerung



Steuereinheit

## Technische Daten

**Max. Tragfähigkeit** 200 kg

**Gewicht – 9000**  
mit Bleiakku 41,6 kg  
mit Lithium-Ionen-Akku 40,2 kg

**Gewicht – 9000 LowBase**  
mit Bleiakku 45 kg  
mit Lithium-Ionen-Akku 43,6 kg

**Höhe**  
9000 2.090 mm  
LowBase 2.090 mm

**Schutzklasse** IPX4

**Schutzklasse der Handsteuerung** IPX4

**Optionen für Hebebügel**  
Standard Universalhebebügel 450 (450 mm)  
Optional Hebebügel Mini 220  
Universalhebebügel 350  
Universalhebebügel Twin 670  
Kreuzbügel

**Fahrgestell – 9000**  
Höhe 105 mm  
Länge 1.185 mm  
Breite 735 bis 1.020 mm

**Fahrgestell – 9000 LowBase**  
Höhe 60/105 mm  
Länge 1.185 mm  
Breite 745 bis 1.028 mm

**Fahrgestell – Breitenverstellung** elektrisch

**Rollen**  
vorn – 9000 75 mm Doppelaufrollen  
vorn – LowBase 46 mm Doppelaufrollen  
hinten 75 mm Doppelaufrollen

**Material** Aluminium

**Notanhebung** elektrisch

**Notabsenkung** manuell und elektrisch

**Hubgeschwindigkeit** (ohne Last) 27 mm/s oder 37 mm/s

**Hubintervall** 1.245 mm

**Max. Hubhöhe** 1.816 mm

**Lautstärke** 52,8 dB(A)

**Akkupoptionen** Bleigelakku oder Lithium-Ionen-Akku

**Ladegerät** integriert

**Handsteuerung** verkabelt

**Produktnummer**  
9000 2000045  
LowBase 2000049

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das ungefähr 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Auf der ganzen Welt verfolgen Menschen, Programme und Produkte von Hill-Rom nur ein Ziel: **Optimierte Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Der mobile Golvo 9000 Lifter ist zum Heben und für den Transfer von Patienten/Pflegebedürftigen in unterschiedlichsten Pflegebereichen bestimmt.

Klasse I

Hersteller: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå – Schweden

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
Dok.-Nr.: 5DE183304-01, 31 März 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**