



Hillrom™

Kompatibel mit allen
Spezifikationen
des Hillrom® 900
Bettrahmens



HILLROM ACCELLA™ THERAPY 'STAND-ALONE' MATRATZE

Luftkammer Therapiematratze für das Dekubitusmanagement mit I-mmersion™ Therapie und MicroClimate Management™ für verbesserten Schutz vor Hautschäden.

FUNKTIONEN UND VORTEILE

Das Accella Therapy Matratzensersatzsystem verfügt über ein externes Bedienelement. Es umfasst die Funktion CPR und bietet Therapiemöglichkeiten zur Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus.

'One-Touch'-Luftablass ermöglicht ein schnelles Ablassen der Luft, für die Mobilisierung der Patienten

Die P-MAX-Funktion ermöglicht schnelles Befüllen zur Unterstützung bei der Umlagerung und beim Transfer der Patienten.

Eine integrierte Tasche zum Einlegen einer Röntgenkassette trägt dazu bei, dass bei Röntgenaufnahmen weniger Umlagerungen des Patienten erforderlich sind und sein Komfort erhalten bleibt.

Modi für Weichlagerungs- und Wechseldrucktherapie bieten Flexibilität bei der Therapie von Patienten.

Der interne I-mmersion-Sensor ermöglicht die Echtzeit-Druckregulierung und passt den Druck in den Luftkammern jeweils nach Größe, Körperbau, Gewicht oder Position des Patienten an, ohne dass eine Pflegekraft eingreifen muss.

Dank Microclimate Management können Wärmestau und Feuchtigkeitsansammlungen verringert oder vermieden werden.

Optimale Druckumverteilung dank fünf individuellen Weichlagerungszonen.

Optimaler Schutz für den empfindlichen Fersenbereich dank spezieller Fersenzone mit besonders geringem Druck und verbesserter Unterstützung im Unterschenkelbereich.

Hillrom Accella™ Therapy Matratze

Die Hillrom Accella Therapy Matratze trägt zur Prophylaxe und Behandlung von Druckgeschwüren bei gering bis hochgradig gefährdeten erwachsenen Patienten bei. Dabei werden die externen, nicht patientenbezogenen Risikofaktoren für Hautschäden berücksichtigt.

Hillrom Accella Therapy bietet mit kontinuierlichen Weichlagerungs- (CLP) oder Wechseldruckmodi (ALP) eine echte Immersion-Therapie, um einen möglichst geringen Auflagedruck zu erreichen und beizubehalten.

In beiden Modi wird der exakte Grad der Druckumverteilung kontinuierlich und automatisch durch den internen Immersion Sensor überwacht. Er passt den internen Luftzellendruck jeweils an Größe, Gewicht und Position des Patienten im Bett an.

Mit dem patentierten MCM-System kann das Mikroklima des Patienten gesteuert und das Risiko einer Gewebeschädigung in Folge übermäßiger Wärme und/oder Feuchtigkeit verringert werden.

Ein Dekubitusmanagement rund um die Uhr kann zusätzlich mit dem Reflex-Sitzkissen erreicht werden, das an dieselbe Luftzufuhrinheit angeschlossen wird, jedoch verschlossen werden kann und dadurch dem Patienten eine größere Unabhängigkeit außerhalb des Bettes bietet.



Die Matratze wird durch die grafische Benutzeroberfläche für das Pflegepersonal gesteuert



Integrierte Röntgenhülle

TECHNISCHE DATEN

Teilenummer		P006788A
Sichere Arbeitslast		250 kg
Empfohlenes therapeutisches Gewicht		40 bis 160 kg
Matratzensersatzsystem	Länge	203 cm
	Breite	92 cm
	Höhe	21,5 cm
	Gewicht	17,5 kg
Bezugsmaterial	Polyurethanbeschichtung auf Polyamidmaterial, 360°-Reißverschluss, Schweißnähte, reibungsarm, bieleastisch, wasserdampfdurchlässig, bakterio- und fungistatisch und antimikrobiell. Abwischbar und waschbar.	
Einschub für Röntgenkassette		Standard

Weitere Information zu unseren Produkten und Services erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Hillrom Ansprechpartner oder auf unserer Webseite.

hillrom.de

Dieses Produkt ist zur Prophylaxe und Behandlung von Druckulzera der Kategorie I bis Kategorie IV zu verwenden. Es ist für Patienten mit niedrigem bis sehr hohem Risiko innerhalb der empfohlenen Bereiche für das Patientengewicht von 30 bis 160 kg für die Matratze allein und zwischen 40 und 160 kg für die Version kombiniert mit dem Accella™ oder Progressa™ Bett für eine klinisch validierte Leistung bei allen typischen Rückenlehnenpositionen vorgesehen. Benannte Stelle: GMED CE0459. Genauigkeitsklasse: Klasse IIa. Hersteller: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët, 56330 Pluvigner, Frankreich

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hillrom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtung verantwortlich. Hillrom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige von Hillrom geleistete Garantie ist die für den Verkauf und die Vermietung seiner Produkte gültige ausdrückliche schriftliche Garantie.