

## Die neue Generation mobiler Lifter



**Liko™ Viking™ mobile Lifter**



## Heben ist sicher und einfach

Die mobilen Lifter Liko® Viking® sind für das sichere und einfache Heben in allen Hebesituationen konzipiert. Viking® M, L und XL werden ganz leicht mit den am häufigsten auftretenden Hebesituationen, einschließlich waagrecht Heben und Gehübungen fertig, während S und XS das problemlose Heben bei eingeschränktem Platzangebot unterstützen. Mit allen Viking® Modellen können Sie Pflegebedürftige direkt vom Boden anheben.



Auf den/vom Stuhl heben  
Der Komfort und das Sicherheitsgefühl des Pflegebedürftigen sind wichtige Gesichtspunkte in der Pflege. Daher müssen der Hebebügel als auch der Hebegurt mit Sorgfalt ausgewählt werden.



Anheben aus dem Bett  
Eine der häufigsten Hebeherausforderungen im Pflegebereich lässt sich dank Vikings großzügiger Hubhöhe, die dem Pflegebedürftigen viel Platz gewährt, und mittels des Sortiments praktischer Hebegurte leicht bestehen.



Anheben vom Boden  
Vikings offenes Fahrgestell sorgt für viel Platz um den Pflegebedürftigen herum und die anpassungsfähigen und bequemen Hebegurte unterstützen dessen Kopf während des gesamten Hebevorgangs.



## Lassen Sie Ihre Anforderungen entscheiden

Unsere einzigartige Liko® Viking® Familie von Liftern setzt seit Jahren Maßstäbe für sichere und effiziente mobile Lifter. Viking® ist das Ergebnis von 30 Jahren Produktentwicklung und ist in fünf Modellen erhältlich, vom kleinsten Viking® XS bis hin zum superstarken Viking® XL. Alle Modelle sind in der Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen in verschiedenen Pflegesituationen zu lösen.

Die weiterentwickelteren Modelle, Viking® M, L und XL, sind mit intelligenter Elektronik ausgestattet, die u.a. eine kabellose Handbedienung, eine praktische Ladezustandsanzeige für den Akku und das Liko® Diagnostic System ermöglicht.

Ein charakteristisches Merkmal aller Viking® Modelle ist deren großes Hubvermögen, im Verhältnis zu deren geringem Gesamtgewicht, das sich aus der Wahl des umweltfreundlichen Materials – Aluminium – ergibt.

Lassen Sie Ihre Anforderungen entscheiden, welchen Viking® Sie wählen.

## Zubehör eröffnet viele weitere Möglichkeiten

In Verbindung mit dem umfangreichen Sortiment an Lifter- und Hebezubehör von Liko® ist Viking® ein zuverlässiger Partner beim Lösen verschiedener Hebe-probleme. Die Hebegurte und Zubehörteile von Liko® sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungen erhältlich, zur Verwendung für „kleine“, leichte Hebevorgänge bis hin zu Produkten für Pflegebedürftige mit einem Gewicht von bis zu 500 kg.



Armstützen für Gehübungen  
Die Lifter Viking® M, L und XL können für sichere Gehübungen mit Armstützen ausgestattet werden. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über Liko® Lifthosen® und Liko® MasterWeste®.



Hebebügel  
Unser Sortiment umfasst verschiedene Hebebügel für unterschiedliche Hebesituationen. Sie lassen sich dank des Schnellwechselsystems – einer Erfindung von Liko® – leicht auswechseln.



Waagrechte Hebevorgänge  
Das Heben einer Person in einer waagrecht Position stellt hohe Anforderungen sowohl an den Lifter als auch an das Lifter- und Hebezubehör. Mit Viking® M, L und XL, sowie einem Bügel für Horizontaltransfers von Liko®, lässt sich der Hebevorgang sicher und einfach ausführen.



Liko Waage®  
Eine digitale Waage, die in Verbindung mit allen Viking® Modellen verwendet werden kann. Die Waage lässt sich schnell oberhalb des Hebebügels anbringen, sowie leicht anwenden und ablesen.



# Der Allround-Lifter

Viking™ M ist der optimale mobile Lifter, der vielerlei Bedürfnisse abdeckt und mit den schwierigsten Anforderungen in den meisten üblichen Hebesituationen fertig wird. Der Lifter lässt sich selbst bei eingeschränktem Platzangebot leicht manövrieren. Obwohl der Viking™ M lediglich 34 kg wiegt, kann er in vielen unterschiedlichen Situationen bis zu 205 kg heben.



*Gehübungen sind bei allen Arten der Rehabilitation wichtig, jedoch riskant. Ein mit Armstützen ausgestatteter Viking- ist sowohl für den Pflegebedürftigen als auch für den Pflegenden sicher.*



*Trotz seines beeindruckenden Hubvermögens lässt sich der Viking- M selbst bei eingeschränktem Platzangebot sehr leicht manövrieren. Das umfangreiche Sortiment von Liko- bietet Ihnen eine große Auswahl an Hebegurten für Hygienesituationen.*



*Der Liko- Okto-Bügel- für Horizontaltransfers hebt den Pflegebedürftigen, z.B. nach einer Operation, sicher und zuverlässig.*



*Das Anheben vom Boden kann sowohl für den Pflegebedürftigen als auch für den Pflegenden riskant sein. Die richtigen Hilfsmittel machen diese Aufgabe sicherer und einfacher. Der praktische Gelenkarm, FlexLink, sorgt für zusätzliche Flexibilität.*

# Technologie von morgen schon heute

Bei den weiterentwickelten Modellen Viking™ M, L und XL ist die neueste Technologie Teil des Ausstattungspakets. Ein Beispiel dafür ist das Liko™, Diagnostic System das die Möglichkeit bietet, Daten über den Lifter und dessen Nutzung zu sammeln.

**Der umweltfreundliche NiMH-Akku** ist sehr leicht in seinem Gewicht und mit einem integrierten Entladeschutz ausgestattet. Der Ladezustand lässt sich selbst dann leicht überprüfen, wenn der Akku nicht an dem Lifter angeschlossen ist.



**Die Steuereinheit** weist ein Bedienfeld mit denselben Funktionen wie die Handbedienung auf und ist noch zusätzlich mit Überwachungsfunktionen ausgestattet, die den mobilen Lifter Viking- zu einem sicheren und zuverlässigen Partner machen. Das Bedienfeld ist mit LEDs ausgestattet, die z.B. anzeigen, wenn eine periodische Inspektion nötig ist.



**Eine praktische kabellose Handbedienung** ermöglicht es dem Pflegenden, während des gesamten Hebevorgangs nahe am Pflegebedürftigen zu bleiben. So wird die Sicherheit verbessert.



# Bei eingeschränktem Platzangebot

Viking™ S und XS sind für Hebesituationen konzipiert, bei denen das Platzangebot manchmal eingeschränkt ist. Perfekt für Orte mit einer begrenzten Bodenfläche, wie z.B. Bäder.



# Für die anspruchsvollsten Hebevorgänge

Das Heben schwerer Pflegebedürftiger bedeutet eine große Verantwortung. Viking™ L und XL eignen sich ideal für die meisten schweren Hebesituationen, einschließlich zum Anheben vom Boden bis hin zum waagrechten Heben. Das Sortiment umfasst spezielle Zubehörteile, die für Gehübungen während der Rehabilitation, selbst für übergewichtige Pflegebedürftige, konzipiert sind.

## Viking™ XS



Mit nur 54 cm Breite ist Viking™ XS, das kleinste Mitglied der Viking Familie. Er ist der schmalste auf dem Markt erhältliche mobile Lifter und passt problemlos durch enge Türöffnungen.

Viking™ XS ist ein stabiler und zuverlässiger mobiler Lifter, der sich ideal für die am häufigsten auftretenden Hebesituationen eignet. Viking™ XS wiegt nur 25 kg und hebt bis zu 160 kg, eine beeindruckende Leistung für einen solch kleinen Lifter.

## Viking™ S



Viking™ S ist ein kleiner und vielseitiger mobiler Lifter, der für seine kompakte Größe und sein geringes Gesamtgewicht erstaunliche Leistungen erbringt.

Viking™ S ist ideal für alle Hebesituationen, wie z.B. Transfers zwischen Bett und Rollstuhl, auf die und von der Toilette und in die oder aus der Badewanne, oder für das Anheben vom Boden. Seine max. Tragfähigkeit beträgt 160 kg und der Lifter selbst wiegt lediglich 25 kg.

## Viking™ L



Im Verhältnis zu seinem großen Hubvermögen lässt sich der Viking™ L unglaublich leicht manövrieren und eignet sich ideal für alle gewöhnlichen sowie auch für schwere Hebeanforderungen.

Dank seines geringen Gewichts von nur 40 kg lässt sich der Viking™ L sehr leicht handhaben und er kann bis zu 250 kg heben. Er ist mit intelligenter Elektronik ausgerüstet für Funktionen wie z.B. der kabellosen Handbedienung.

## Viking™ XL



Viking™ XL wurde speziell für sehr schwere Pflegebedürftige entwickelt, eignet sich jedoch auch für leichtere Personen. Viking™ XL ist des Weiteren mit der modernsten Elektronik, einschließlich einer kabellosen Handbedienung, ausgestattet.

Trotz seiner Größe wiegt dieser mobile Lifter lediglich 42 kg und kann bis zu 300 kg heben. Dadurch eignet sich der Viking™ XL ideal für alle schweren Hebesituationen.

# Wichtige Merkmale

- Kurzgebrauchsanweisungen sowohl für den Lifter als auch für den Hebegurt sind jederzeit griffbereit.
- Die Breitenverstellbarkeit des Fahrgestells erleichtert das Heben auf die und von der Toilette sowie in den oder aus dem Rollstuhl.
- Die kabellose Handbedienung ermöglicht es dem Pflegenden, während des gesamten Hebevorgangs nahe am Pflegebedürftigen zu bleiben (Viking™ M, L, XL).
- Die Wahl des Materials - Aluminium – hat mehrere Vorteile (sehr geringes Gesamtgewicht im Verhältnis zum Hubvermögen, recycelbar, rostet nicht, leicht zu reinigen).
- Ein umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Ladezustandsanzeige und Entladeschutz (Viking™ M, L, XL).
- Umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, wie z.B. Hebegurten, Bügeln für Horizontaltransfers, Armstützen, Waagen und anderen praktischen Funktionen.
- Das Liko™ Diagnostic System™ überwacht wichtige Funktionen und macht Sie z.B. darauf aufmerksam, wenn eine Inspektion fällig ist (Viking™ M, L, XL).
- Praktische Positionierung des Not-Aus-Knopfes, seitlich oder an der Oberseite der Steuereinheit.
- Zwei Hubgeschwindigkeiten erleichtern es, den Hebevorgang an die körperlichen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen anzupassen (Viking™ M, L, XL).
- Über das Bedienfeld haben Sie Zugriff auf alle Hebefunktionen direkt an der Steuereinheit (Viking™ M, L, XL).



	Viking. XS	Viking. S	Viking. M	Viking. L	Viking. XL
<b>Max. Tragfähigkeit</b>	160 kg	160 kg	205 kg	250 kg	300 kg
<b>Gewicht</b>	25 kg	25 kg	34 kg	40 kg	42 kg
<b>Max. Hubhöhe</b>	155 cm	175 cm	179 cm	179 cm	187 cm

Viking™ wurde von einem akkreditierten Prüfinstitut getestet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für medizintechnische Produkte der Klasse I (MDD/93/42/EWG). Viking™ erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 601.1.

Design und Qualität von Liko Schweden

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 9001 und ISO 13485, dem speziell für Hersteller medizintechnischer Produkte geltenden Äquivalent, zertifiziert. Des Weiteren ist das Umweltmanagementsystem von Liko gemäß ISO 14001 zertifiziert.



Hill-Rom and Design und Hill-Rom word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Hill-Rom Services Inc. Liko and Design und Liko word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB. Viking, Liko Diagnostic System, Lifthosen, MasterWeste, Liko Okto-Bügel und Liko Waage sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB.



Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegende.™

France \_\_\_\_\_ +33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom \_\_\_\_\_ +44 (0)1530 411000  
 Deutschland \_\_\_\_\_ 0800 8 63 55 37  
 Nederland \_\_\_\_\_ +31 (0)347 32 35 32  
 Italia \_\_\_\_\_ + 39 (0)2 950541  
 Suisse/Schweiz \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 30  
 (deutschsprachig) \_\_\_\_\_ 0800 8 63 55 37

Österreich \_\_\_\_\_ 0800 8 63 55 37  
 Ireland \_\_\_\_\_ +353 (0)1 413 6005  
 Iberia \_\_\_\_\_ +34 (0)93 6856000  
 Nordic Countries \_\_\_\_\_ +46 (0)20 78 10 30  
 Export \_\_\_\_\_ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call \_\_\_\_\_ +1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom® behält sich das Recht vor, Designs, Spezifikationen und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige von Hill-Rom® gewährte Garantie ist jene, die ausdrücklich schriftlich erteilt wird und sich auf Verkäufe oder Vermietungen seiner Produkte bezieht.

© 2013 Hill-Rom® SARL, ALLE RECHTE VORBEHALTEN.