

# Lernen Sie fuego im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Einsäulen-Gerätewagensystem, Leichtlast.
- Robustes Fahrgestell mit Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten.
- Integrierter Kabelkanal.
- Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff und Kabelaufbewahrungsklammer.
- Liftfunktion mit stufenloser Höhenverstellung für mehr Arbeitskomfort.
- Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben wählbar.

## **Mögliche Funktion**

Gerätewagen | EKG-Wagen | Beauty-/Kosmetikwagen | Laptop- oder Computerwagen | Ergometriewagen | Infusionswagen | Lift-Wagen für sitzende und stehende Tätigkeiten mit stufenloser Höhenverstellung...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Kliniken | Kosmetikstudios | Büros | Besprechungs- und Tagungsräume...

## **Die fuego System-Komponenten**

- Robustes, sehr wendiges Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen; vordere Rollen feststellbar mit Wandabweisern.
- Hochwertige Ablageplatten aus Kunststoff mit angeformtem Rand und Griffmulde oder Metall-Ablageplatten.
- Sondermaße auf Anfrage.
- Formschöne Schubladen aus Kunststoff oder Metall, schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung (mehrere Schubladen unter einer Ablageplatte möglich).
- Serienmäßig mit großem ergonomischem Schiebegriff, hochwertig pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006).
- 2 Dekorfarben, Sonderfarben gegen Aufpreis.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

## **Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801**

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet. Der POAG-Pin (Ref.-Nr. 19529) wird außen im hinteren Teil des Trägerprofils befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## **Hinweis**

Alle Wagenmodelle werden montiert geliefert.

# fuego

## Technische Details | Maße

Trägerprofilhöhe	800/950mm
Abmessungen	<p><b>Außenmaße Wagen:</b> 545x572mm (BxT)</p> <hr/> <p><b>ABS-Ablageplatten:</b> Außenmaße: 500x390x53mm (BxTxH) Stellfläche: 476/432x340mm (B1/B2xT)</p> <p><b>Metall-Ablageplatten:</b> Außenmaße: 495x387mm (BxT) Stellfläche: 495/448x369/330mm (B1/B2xT1/T2)</p> <hr/> <p><b>ABS-Schublade:</b> Außenmaße: 494x386x131mm (BxTxH) Innenmaße: 409x314x94mm (BxTxH)</p> <p><b>Metall-Schublade:</b> Außenmaße: 415x368x128mm (BxTxH) Innenmaße: 351x320x106mm (BxTxH)</p>
Traglast	<p><b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 60kg</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung ABS-Ablageplatten:</b> bis ca. 15kg/25kg</p> <p><b>Flächenbelastung Metall-Ablageplatte:</b> bis ca. 25kg</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung ABS-Schubladen:</b> bis ca. 5kg</p> <p><b>Flächenbelastung Metall-Schubladen:</b> bis ca. 5kg</p>



# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) oder ABS-Kunststoff, oriongrau
Reling für Platten	Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schiebegriff	Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig grau, 3 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade	ABS-Kunststoff oriongrau, Oberfläche poliert oder aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø vorne/hinten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung</li> <li>· 75 mm/ 100mm serienmäßig</li> <li>· 100mm/125mm optional</li> </ul> <p><b>Elektrisch leitfähige Rollen:</b> optional gegen Aufpreis lieferbar</p>

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30241

### fuego Basiswagen 1, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li><li>· 1 Ablageplatte aus Metall, 495x387 mm (BxT)</li><li>· pulverbeschichtet</li><li>· weißaluminium (RAL 9006)</li><li>· 1 Kabelklammer</li><li>· 1 Schiebegriff</li><li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li><li>· 2 Wandabweiser</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30241 30242



Ref.-Nr. 30001

### fuego Basiswagen 1, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li><li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390 mm (BxT)</li><li>· mit angeformtem Rand und Griffmulde</li><li>· 1 Kabelklammer</li><li>· 1 Schiebegriff</li><li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li><li>· 2 Wandabweiser</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30001 30002



Ref.-Nr. 30231

### fuego Basiswagen 2, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch.</li> <li>· 2 Ablageplatten aus Metall, 495x387 mm (BxT)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006),</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30231 30232



Ref.-Nr. 30031

### fuego Basiswagen 2, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30031 30032

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30041

### fuego Basiswagen 3, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 950mm hoch.</li> <li>· 3 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1137
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30041 30042



Ref.-Nr. 30221

### fuego Basiswagen 1 mit Schublade, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, 500x400mm (BxT), Stellfläche 450x380mm (BxT)</li> <li>· 1 Schublade aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30221 30222



Ref.-Nr. 30011

### fuego Basiswagen 1 mit Schublade, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Schublade ABS Kunststoff</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30011 30012



Ref.-Nr. 30021

### fuego Basiswagen 1 mit Ablagekorb, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Ablagekorb ausziehbar (Ref.-Nr. 19268), 418x268x100mm (BxTxH)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30021 30022

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30051

### fuego Laptopwagen, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 950mm hoch</li> <li>· 1 Laptopplatte, Stellfläche 491 x 370 mm (B x T)</li> <li>· 1 Mausezug, nach rechts oder links ausziehbar, 130 x 160 mm (B x T)</li> <li>· 1 Ablagekorb hinten (Ref.-Nr. 19146), 377 x 196 x 115 mm (B x T x H), Traglast 5 kg (homogene Beladung)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	545 x 572 x 1137
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30051 30052



Ref.-Nr. 30341

### fuego Tablet-Wagen, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500 x 390 mm (B x T)</li> <li>· 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	545 x 572 x 1320
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30341 30342





Ref.-Nr. 30311

### fuego Gerätewagen MP 1, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten aus Metall mit Griff, 350x400mm (BxT)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (3-fach), vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, höhenverstellbar</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1127
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30311 30312



Ref.-Nr. 19751

### fuego Computerwagen 1, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 Monitorhalter alegro, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, höhenverstellbar</li> <li>· 1 Tastatur-/Mausauszug, ausziehbar</li> <li>· 1 PC-Halter, rechts, Traglast max. 8kg</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul> <p>PC-Halter auf Wunsch links montierbar. Bitte bei Bestellung angeben.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1400
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19751 19752

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 19581

### fuego Computerwagen 2, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 800mm hoch
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)
- 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil
- 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, höhenverstellbar
- 1 Tastatur-/Mausauszug, ausziehbar
- 1 PC-Halter, rechts, Traglast bis ca. 8kg
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser

PC-Halter auf Wunsch links montierbar.  
Bitte bei Bestellung angeben.

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1457 (inkl. TFT-Halter)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

– grau

19581

– blau

19582



Ref.-Nr. 19621

### fuego Gerätewagen ER 1, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 950mm hoch
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)
- 1 Ablagekorb vorne (Ref.-Nr. 19135), 418/374x268x100mm (B1/B2xTxH)
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung ca. 950mm
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1137 (ohne Kabel- und Schlauchhalter)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

– grau

19621

– blau

19622



Ref.-Nr. 30171

### fuego Gerätewagen EK 1, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Aufnahme für eine Strässle-Sauganlage DT 80/100</li> <li>· 2 ABS-Ablageplatten, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 TFT-Halter mit Buchse, VESA-Standard 75/100mm, nicht dreh- und neigbar, nicht höhenverstellbar</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· 1 Gegengewichtsplatte, 10,5kg</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage.</p>
--------------------	---

<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1238
------------------------------	--------------

<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen	
- grau	30171
- blau	30172



Ref.-Nr. 19611

### fuego Gerätewagen EK 2, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage</li> <li>· 2 Ablageplatten ABS Kunststoff</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· 1 Gegengewichtsplatte, 10,5kg</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage.</p>
--------------------	---

<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1062
------------------------------	--------------

<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen	
- grau	19611
- blau	19612

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30181

### fuego Gerätewagen EK 3, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 800mm hoch
- 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)
- 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, max. bis 395mm höhenverstellbar
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser
- 1 Gegengewichtsplatte, 10,5kg

Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage.

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1524 (mit TFT-Halter, ohne Sauganlage)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

– grau

– blau

30181

30182



Ref.-Nr. 30081

### fuego Gerätewagen EN 1, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 950mm hoch
- 1 Endoskop-Halterung aus Edelstahl, höhenverstellbar von min. 1349 bis max. 2199mm
- 3 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)
- 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1349 (mit Endoskop-Halterung)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

– grau

– blau

30081

30082



Ref.-Nr. 30191

### fuego Funktionswagen IF 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Infusionsflaschenhalter aus Edelstahl, höhenverstellbar von min. 180 bis max. 1030mm, Traglast bis ca. 4 kg</li> <li>· 1 Ablagekorb vorne (Ref.-Nr. 19135), 418/374x268x100mm (B1/B2xTxH)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1365 (mit Infusionsflaschenhalter)
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30191 30192



Ref.-Nr. 19781

### fuego Liftwagen 1 Laptop, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm, für sitzende und stehende Arbeitsweise</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 10kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x956
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19781 19782

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30211

### fuego Liftwagen 2 Laptop, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mauseuszug</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm</li> <li>· 1 Druckerplatte aus Metall, 400x370mm (BxT)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), hinten am Trägerprofil</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 6 kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x960
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30211 30212
Aufpreis für Lifteinheit bis ca. 15 kg Belastung	19757



Ref.-Nr. 30351

### fuego Liftwagen 3 Laptop, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mauseuszug</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Doppellenkrollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 6 kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x960
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30351 30352
Aufpreis für Lifteinheit bis ca. 15 kg Belastung	19757



Ref.-Nr. 19791

### fuego Liftwagen PC, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mousauszug</li> <li>· 1 Maushalterung seitlich, rechts oder links</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm</li> <li>· 1 Monitorhalter alegre, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 PC-Halter, rechts, Traglast bis ca. 8kg</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), hinten am Trägerprofil</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 4 kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar. PC-Halter auf Wunsch links montierbar. Bitte bei Bestellung angeben.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1262
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19791 19792
Aufpreis für Lifteinheit bis 15kg Belastung	19757



Ref.-Nr. 30201

### fuego Liftwagen MPC, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mousauszug</li> <li>· 1 Maushalterung seitlich, rechts oder links</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 740–1040mm</li> <li>· 1 Monitorhalter alegre, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 Ablagekorb vorne (Ref.-Nr. 19135), 418/374x268x100 (B1/B2xTxH)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit großen, elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125mm hinten, Ø 125mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 9kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1305
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30201 30202

# fuego


## Systemteile



Ref.-Nr. 19651

### Fahrgestell

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell inkl. Trägerprofil</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 4 Rollen Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne</li> <li>· 2 vordere Rollen feststellbar mit Wandabweisern</li> <li>· Gesamttraglast bis ca. 60 kg</li> </ul>	
	· 1 Trägerprofil 800 mm hoch	· 1 Trägerprofil 950 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987	545x572x1137
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen		
- grau	19651	19661
- blau	19652	19662



Ref.-Nr. 19865

### Schiebegriff extra lang

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff in Sonderlänge</li> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	445x145x276	
<b>Ref.-Nr.</b>	19865	



Ref.-Nr. 19481

### Rollen, Ø 75 mm/Ø 100 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Rollen</li> <li>· 2 Rollen vorne Ø 75 mm, feststellbar</li> <li>· 2 Rollen hinten Ø 100 mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19481



Ref.-Nr. 19850

### Rollen, Ø 100 mm/Ø125 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Aufpreis für 4 große, elektrisch leitfähige Rollen</li> <li>· 2 Rollen vorne Ø 100 mm, feststellbar</li> <li>· 2 Rollen hinten Ø 125 mm</li> </ul> <p>Voraussetzung für Unterbau-Trenntrafo mit 1000 VA (für 600 VA nicht notwendig).</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19850





Ref.-Nr. 19033

### Ablageplatte, ABS Kunststoff


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ablageplatte aus ABS Kunststoff, oriongrau</li> <li>· angeformter Rand und Griffmulde</li> </ul>	
	· Flächenbelastung bis ca. 15kg	· Flächenbelastung bis ca. 25kg
<b>Maße</b> in mm	Stellflächenmaße (B1 / B2xT): 476 / 432x340 Außenmaße (BxTxH): 500x390x53	
<b>Ref.-Nr.</b>	19033	19237



Ref.-Nr. 19312

### Distanzhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Distanzhalter für ABS-Ablageplatte zur Verlängerung der Nutztiefe um 38mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19312



Ref.-Nr. 19367

### Frontgriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Frontgriff zur Befestigung an ABS-Ablageplatte</li> <li>· Feinstruktur</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19367



Ref.-Nr. 19017

### Reling

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Reling für ABS-Ablageplatte oder Metall-Ablageplatten</li> <li>· zusätzlicher Halt für Geräte</li> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Ø 8 mm, dreiseitig umlaufend</li> </ul> <p>Befestigung am Profil.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19017

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 19330

### Ablageplatte, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· komplett montiert</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul> <p>Sondermaße auf Anfrage.</p>
<b>Maße</b> in mm	<p>Stellflächenmaße (B1 / B2 x T1 / T2): 495 / 448 x 369 / 330</p> <p>Außenmaße (B x T): 495 x 387</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19330



Ref.-Nr. 19539

### Ablageplatte mit Griff, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Griff</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	350 x 400
<b>Ref.-Nr.</b>	19539



Ref.-Nr. 19951

### Druckerablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall für Drucker</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul> <p>Die Platte kann seitlich oder mittig am Trägerprofil befestigt werden.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	430 x 445
<b>Ref.-Nr.</b>	19951



Ref.-Nr. 19995

### Sonderablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall tief einsetzbar zwischen Trägerprofil und Fahrgestell</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	418 x 370
<b>Ref.-Nr.</b>	19995




Ref.-Nr. 19320

### Laptopablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall für Laptops</li> <li>· 1 Mousauszug aus Metall je Seite 130 mm ausziehbar</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Maße Stellfläche (B x T): 491 x 370 Mousauszug (B x T): 130 x 160
<b>Ref.-Nr.</b>	19320



Ref.-Nr. 19300



Ref.-Nr. 19376

### Schublade, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus ABS Kunststoff</li> <li>· oriongrau Oberfläche poliert</li> <li>· schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul> <p>Zur Montage unter einer ABS-Ablageplatte oder unter einer ABS-Schublade.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	Außenmaße: 494 x 386 x 131 Innenmaße: 409 x 314 x 94
<b>Ref.-Nr.</b>	19300
Schloss separat zum Einbau in eine Schublade	19376



Ref.-Nr. 19597

### Schubladeneinsatz

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen</li> <li>· 1 Bahn, 4 Teiler</li> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19597

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 30096

### Schublade für Liftwagen, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 feststehende Schublade an Liftwagen</li> <li>· 1 Ablageplatte aus ABS Kunststoff, 94 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladhalter unten über dem Fahrgestell fest am Profil montiert, nicht am liftbaren Teil</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>
<b>Außenmaße</b> in mm (BxTxH)	495x502x174
<b>Ref.-Nr.</b>	30096



Ref.-Nr. 30097

### 2 Schubladen für Liftwagen, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 feststehende Schubladen an Liftwagen</li> <li>· 2 Ablageplatten aus ABS Kunststoff, 2x94 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladhalter unten über dem Fahrgestell fest am Profil montiert, nicht am liftbaren Teil</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg je Schublade</li> </ul>
<b>Außenmaße</b> in mm (BxTxH)	495x502x295
<b>Ref.-Nr.</b>	30097



Ref.-Nr. 30251

### Schublade, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus Metall, Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Schubladengriff, grau</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Platten Außenmaße (BxT): 500x400 Stellfläche (BxT): 450x380  Schublade Außenmaße (BxTxH): 415x368x128 Innenmaße (BxTxH): 315x320x106
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe – grau – blau – gelb	30251 30252 30254



Ref.-Nr. 30261

### Schublade für Unterbau, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Schubladengriff, grau</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· kaskadierbar</li> </ul> <p>Zur Montage unter einer Ablageplatte aus Metall oder unter einer Schublade aus Metall.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Außenmaße: 415x368x128 Innenmaße: 315x320x106
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe – grau – blau – gelb	30261 30262 30264



Ref.-Nr. 19220

### Tastatur-/Mausauszug

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Tastatur- und Mausauszug</li> <li>· 215 mm nach vorne ausziehbar</li> <li>· Mausauszug je Seite 100mm ausziehbar</li> <li>· Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· am Trägerprofil befestigt</li> <li>· Flächenbelastung Tastaturarm bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Außenmaße (BxTxH): 491 x387 x128 Stellfläche (B1/B2 xT1/T2): 491/477 x199/283
<b>Ref.-Nr.</b>  Moushalterung links oder rechts montierbar an Tastatur- und Mausauszug oder Metallplatte	19220  19488



Ref.-Nr. 19222

### Tastatur-/Mausauszug inkl. TFT-Halter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Tastaturarm mit Mausauszug</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange am Trägerprofil befestigt, höhenverstellbar 330mm, dreh- und neigbar</li> <li>· Mausauszug je Seite 100mm ausziehbar.</li> <li>· Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung Tastaturarm bis ca. 10kg</li> <li>· Traglast TFT-Halter bis ca. 15kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Außenmaße (BxTxH): 491 x387 xca. 470 Stellfläche (B1/B2 xT1/T2): 491/477 x199/283
<b>Ref.-Nr.</b>	19222



Ref.-Nr. 19418

### TFT-Halter, fest

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange am Trägerprofil befestigt, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 15kg</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19418

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 19223

### TFT-Halter verstellbar

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange am Trägerprofil befestigt, höhenverstellbar 330 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19223



Ref.-Nr. 30007

### Halterung Sauganlage TFT 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter mit Buchse zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 28,2 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x136x339
<b>Ref.-Nr.</b>	30007



Ref.-Nr. 30006

### Halterung Sauganlage 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halter mit Buchse zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 28,2 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	128x96x85
<b>Ref.-Nr.</b>	30006



Ref.-Nr. 19456

### Halterung Sauganlage, Adaption

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adaption für Kiss-Sauganlage</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 19,8 mm</li> <li>· Aluminium</li> <li>· Traglast bis ca. 8,5 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	123x97x219
<b>Ref.-Nr.</b>	19456



Ref.-Nr. 19978

### Halterung Sauganlage, TFT 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter mit Buchse zur Aufnahme der Strässle-Sauganlage DT 80/100</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 35 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x97x110
<b>Ref.-Nr.</b>	19978



Ref.-Nr. 19148

### Halterung Sauganlage 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung Kappe mit Buchse zur Aufnahme der Strässle-Sauganlage DT 80/100</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 35 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x135x297
<b>Ref.-Nr.</b>	19148



Ref.-Nr. 19981

### Halterung Sauganlage, TFT 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter zur Aufnahme der Kiss-Sauganlage</li> <li>· höhenverstellbar</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 19,8 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 8,5 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x97x727
<b>Ref.-Nr.</b>	19981



Ref.-Nr. 19976

### Normprofilschiene vorne

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl geschliffen</li> <li>· zur Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	336x10x25
<b>Ref.-Nr.</b>	19976

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 30016

### Normprofilschiene hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl geschliffen</li> <li>· zur Befestigung hinten am Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	496x10x25
<b>Ref.-Nr.</b>	30016



Ref.-Nr. 19135

### Ablagekorb vorne

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite 20mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B1/B2xTxH)	418/374x268x100 (mit Abstandshalter 284mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	19135



Ref.-Nr. 19146

### Ablagekorb hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite ca. 20mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377x196x115
<b>Ref.-Nr.</b>	19146



Ref.-Nr. 19268

### Ablagekorb ausziehbar

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Maschenweite ca. 20mm</li> <li>· 256mm nach vorne ausziehbar</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B1/B2xTxH)	418/374x268x100 (mit Haltewinkel 368mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	19268



# fuego

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 25007

### alegro Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil</li> <li>· Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
<b>Ref.-Nr.</b>	25007	25033



Ref.-Nr. 19034

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950mm</li> </ul>	
<b>Ref.-Nr.</b>	19034	



Ref.-Nr. 20856

### Tablet-Halterung

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tablet-Halterung auf fuego Kappe</li> <li>· Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm,</li> <li>· Traglast bis ca. 1,5kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	259x141x359	
<b>Ref.-Nr.</b>	20856	



Ref.-Nr. 19403

### Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10l

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10 Liter</li> <li>· bis Ø 145 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband</li> </ul> <p>Bitte bei einer 10 Liter Flasche zusätzlichen Haltebügel vorsehen.</p>	
<b>Ref.-Nr.</b> Montage rechts Montage links	19403 19402	

# doppio





# doppio

doppio Gerätewagensystem.

Das puristische Multifunktionssystem  
für individuelle Gestaltung.

Der multifunktionale doppio überzeugt schon auf den ersten Blick mit seinem modernen, reduzierten Design. Seine anspruchsvolle Gestaltung mit eleganten Aluminium-Profilen, hochwertig beschichteten Ablagen und farbigen Dekorstreifen fügt sich ästhetisch in ein modernes Klinik- und Praxis-Ambiente ein.

Dank zweier verfügbarer Systembreiten bietet doppio jedem Anspruch genügend Platz. Gleichzeitig lassen sich je nach Anforderung unterschiedliche Höhen realisieren. Zudem kann doppio nachhaltig mit System-Komponenten nachgerüstet werden.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren doppio. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder doppio ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



# Lernen Sie doppio im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Kraftvolles Fahrgestell.
- 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör.
- Hochwertige, formschöne weiße Ablageplatten.
- Schubladen mit abgerundeten Softkanten.

## **Mögliche Funktion**

Basiswagen | Gerätewagen | Ergometriewagen |  
Tablet-/iPad-Wagen | Injektionswagen ...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Rehasentren | Kliniken ...

## **Die doppio System-Komponenten**

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitäts-Leichtlaufrollen (Ø 150 mm, Ø 125 mm oder Ø 100 mm). Optional mit Feststellern.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Puristische Alu-Trägerprofile mit Profil-Abdeckkappen und integrierten Kabelkanälen für komfortables Kabelmanagement.
- Belastbare, weiß beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten.
- Schön geformte Schubladen (100 mm hoch) mit abgerundeten Ecken, grauem Schubladengriff und schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus.
- 2 Plattenbreiten: Wagen 45–450 mm und Wagen 60–600 mm
- Handliche, seitliche Schiebegriffe in Grau.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

## **Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801**

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Beim Wagensystem doppio werden POAG-Pins mittels Quertraverse rückseitig zwischen den Trägerprofilen befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## **Hinweis**

Bei allen in der Preisliste aufgeführten Wagenmodellen sind die dargestellten Schiebegriffe exklusive. Bitte separat bestellen. Alle gelisteten Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert und sind jederzeit nachrüstbar.

# doppio

## Technische Details | Maße

Trägerprofilhöhe	566/950/1206 mm Standard (Verschraubungsraster alle 32 mm)
Abmessungen	<p><b>Außenmaße Wagen bei Platten-Breite 450 mm, mit Rollen Ø 100 mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 565x563x793 mm (BxTxH)</li><li>• 565x563x1177 mm (BxTxH)</li><li>• 565x563x1475 mm (BxTxH)</li></ul> <p><b>Außenmaße Wagen bei Platten-Breite 600 mm, mit Rollen Ø 100 mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 715x563x793 mm (BxTxH)</li><li>• 715x563x1177 mm (BxTxH)</li><li>• 715x563x1475 mm (BxTxH)</li></ul>
	<p><b>Außenmaße Ablageplatten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 450x450x22 mm (BxTxH)</li><li>• 600x450x22 mm (BxTxH)</li></ul>
	<p><b>Außenmaße Schubladen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 450x450x100 mm (BxTxH)</li><li>• 600x450x100 mm (BxTxH)</li></ul>
Traglast	<p><b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 120 kg</p>
	<p><b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 30 kg pro Platte</p>
	<p><b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg</p>

# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"><li>· grau (6502B nach NCS)</li><li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li></ul> Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Ablageplatten	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGGER)
Schiebegriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schublade	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGGER)
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm:</b> Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue thermoplastische Bereifung

# doppio

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 26201

doppio Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 566 mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Bis zu 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden. Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x793	715x563x793
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26101 26102	26201 26202



Ref.-Nr. 26351

doppio Gerätewagen 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 950 mm hoch</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26341 26342	26351 26352



Ref.-Nr. 26111

doppio Gerätewagen 2	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 950 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26211 26212	26111 26112





Ref.-Nr. 26241

doppio Gerätewagen EN 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 1206mm hoch</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen (Wagen 45/Ø 125mm, Wagen 60/Ø 150mm), 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1475	715x563x1504
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26221 26222	26241 26242



Ref.-Nr. 26301

doppio Gerätewagen ER 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 950mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 350mm tief</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96mm hoch</li> <li>· 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung ca. 950mm</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26231 26232	26301 26302



Ref.-Nr. 26271

doppio Gerätewagen NA 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 566mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 5 Schubladen mit Schubladengriffen, 96mm hoch</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x835	715x563x835
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26311 26312	26271 26272

# doppio

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 26261

doppio  
Funktionswagen  
COMPACT

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 566 mm / 1206 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset COMPACT, weiß
- 1 Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 l mit Halterung
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe exklusive.

**Maße**

in mm (BxTxH)

715x563x1433

**Ref.-Nr.**

Dekorfarben

– grau

– blau

26261

26262



Ref.-Nr. 26361

doppio  
Funktionswagen  
PicBox® Plus

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 566 mm / 1206 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern

Seitliche Schiebegriffe exklusive.

**Maße**

in mm (BxTxH)

715x563x1433

**Ref.-Nr.**

Dekorfarben

– grau

– blau

26361

26362

# doppio

## Systemteile



Ref.-Nr. 26035

Fahrgestell 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 100mm</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x223	715x563x223
<b>Ref.-Nr.</b>	26036	26035



Ref.-Nr. 26023

Fahrgestell 2	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x223	715x563x223
<b>Ref.-Nr.</b>	26039	26023



Ref.-Nr. 26043

Fahrgestell 3	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x265	715x563x265
<b>Ref.-Nr.</b>	26045	26043



Ref.-Nr. 26084

Fahrgestell 4	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 125mm, elektr. leitfähig, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x265	715x563x265
<b>Ref.-Nr.</b>	26083	26084



Ref.-Nr. 26044

Fahrgestell 5	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 150mm, elektr. leitfähig, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	715x563x294
<b>Ref.-Nr.</b>	26044

# doppio

## Systemteile



Ref.-Nr. 26061

### Trägerprofile, Standardhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Paar Trägerprofile aus Aluminium</li> <li>· mit integrierten Kabelkanälen</li> <li>· 4 graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid</li> <li>· Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul> <p>Hinweis: Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068) erforderlich.</p>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	566	950	1206	566/1206
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26021 26022	26061 26062	26081 26082	26121 26122



Ref.-Nr. 26141

### Trägerprofile, Individualhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Trägerprofile aus Aluminium mit integrierten Kabelkanälen</li> <li>· 4 graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid</li> <li>· Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul> <p>Hinweis: Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068) erforderlich.</p>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–566	566–1206	1206–1846
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26131 26132	26141 26142	26151 26152



Ref.-Nr. 13906, 13907

### Rollen, Ø 100 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 100 mm</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 2 Kunststoff-Doppellenkrollen, feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 100 mm, elektrisch leitfähig</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Doppellenkrollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	13906	13907



Ref.-Nr. 26074, 26075

### Rollen, Ø 125 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 125 mm</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 125 mm, elektrisch leitfähig</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	26074	26075



Ref.-Nr. 26076, 26077

Rollen, Ø 150 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 150 mm</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	26076	26077



Ref.-Nr. 26028

Schiebegriff

<b>Ausstattung</b>	· 1 Stück, grau, handlich, aus Polyamid
<b>Ref.-Nr.</b>	26028




Ref.-Nr. 26025

Ablageplatte 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 350 mm tief</li> <li>· aus Holz/Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· mit abgerundeten Softkanten</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 30 kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x350x22	600x350x22
<b>Ref.-Nr.</b>	26032	26025



Ref.-Nr. 26024

Ablageplatte 2	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 450 mm tief</li> <li>· aus Holz/Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· mit abgerundeten Softkanten</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 30 kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x450x22	600x450x22
<b>Ref.-Nr.</b>	26030	26024



Ref.-Nr. 26089

Antirutschmatte für Ablageplatten	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· transparent</li> <li>· geräuschkämmend</li> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxT)	430x430	430x330	580x430	580x330
<b>Ref.-Nr.</b>	26087	26088	26089	26090

# doppio

## Systemteile



Ref.-Nr. 26026

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 100mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> </ul>	
<b>Innen-Maße</b> in mm (BxTxH)	376x400x80	526x400x80
<b>Ref.-Nr.</b>	26034	26026



Ref.-Nr. 26086

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit variablen Einteilungen</li> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>	
	· mit 1 Bahn und 4 Teilern	· mit 2 Bahnen und 6 Teilern
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	376x400x55	526x400x55
<b>Ref.-Nr.</b>	26085	26086



Ref.-Nr. 26063

Quertraverse, Holz/Kunststoff	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung</li> <li>· beschichtet</li> <li>· weiß (W980-ST2 EGGER)</li> </ul> <p>Nicht zur Stabilisierung geeignet.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x22x110	600x22x110
<b>Ref.-Nr.</b>	26060	26063



Ref.-Nr. 26068

Quertraverse 1, Metall	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· zur Befestigung einer Steckdosenleiste</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x35x100	600x35x100
<b>Ref.-Nr.</b>	26067	26068



Ref.-Nr. 26072

Quertraverse 2, Metall	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 2 POAG-Pins. Max. 7 POAG-Pins sind möglich</li> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· zur Befestigung einer Steckdosenleiste</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x52x100	600x52x100
<b>Ref.-Nr.</b>	26071	26072



Ref.-Nr. 26079

Quertraverse 3, Metall	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 2 POAG-Pins. Max. 7 POAG-Pins sind möglich.</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach)</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x79x100	600x79x100
<b>Ref.-Nr.</b>	26078	26079



Ref.-Nr. 26046

#### Normprofilschiene, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Länge</b> in mm	426
<b>Ref.-Nr.</b>	26046



Ref.-Nr. 13953

#### Normprofilschiene, hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· zur rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Länge</b> in mm	446
<b>Ref.-Nr.</b>	13953

# doppio

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 26125

### alegro Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil · Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
<b>Ref.-Nr.</b>	26125	26126



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	· Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950mm	
<b>Ref.-Nr.</b>	13926	



Ref.-Nr. 26099

### Injektionsset PicBox®

<b>Ausstattung</b>	· Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspenders · zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x220x410	
<b>Ref.-Nr.</b>	26099	





Ref.-Nr. 26057

### Infusionsflaschenhalter, 25 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 25 mm</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 180–1030 mm</li> <li>· zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>
<b>Maße</b>	Länge 1000 mm
<b>Ref.-Nr.</b>	26057



Ref.-Nr. 14097

### Abfallsammler tomo

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoff, grau (RAL 7045)</li> <li>· 100 % Polypropylen</li> <li>· glatt, leicht zu reinigen</li> <li>· abnehmbarer, gut schließender Deckel</li> <li>· mit Halterung</li> <li>· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350 mm (BxH))</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	315x180x315
<b>Ref.-Nr.</b>	14097

# swingo<sup>®</sup>





# swingo® + swingo®-clinic

Stabile Sicherheit für  
große Gerätekombinationen.

swingo® ist das kompakte oder wahlweise schmale Gerätewagensystem mit eleganten Alu-Trägerprofilen und viel Nutzfläche. Es bietet neben seiner modularen Funktionalität auch zuverlässige Sicherheit für große Gerätekombinationen. Verschiedene Dekorfarben lassen Spielraum für eine individuelle Gestaltung. Die swingo® Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Die swingo® Gerätewagensysteme sind in zwei Ausführungen erhältlich: swingo® in Holz-/Kunststoff-Kombination oder swingo®-clinic in Metall-Version.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für swingo® und swingo®-clinic. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder swingo® und jeder swingo®-clinic ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



# Lernen Sie swingo® und swingo®-clinic im Detail kennen.

## Merkmale

- **swingo®** in Holz-/Kunststoff-Kombination.
- **swingo®-clinic** in Metall-Version für die Klinik mit zahlreichen weiteren Vorteilen – gestalterisch exakt auf die swingo®-Linie abgestimmt.
- Individuelle Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben.
- 2 Plattenbreiten: Wagen 45–450 mm und Wagen 60–600 mm sowie in 4 Profilhöhen lieferbar.
- Elegante Aluminium-Trägerprofile: viele Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Systemteile und Zubehör.
- Leistungsstark für den modularen Aufbau.
- Zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, Teleskopvollauszug (bei swingo®-clinic), wahlweise 100 oder 200 mm hoch, optional abschließbar oder beheizbar.
- Platten und Schubladen bequem in Rasterhöhe zu befestigen.
- swingo® Ablageplatten: allseitig umlaufende Massivkanten (22 mm stark), lichteicht und formaldehydfrei.
- swingo®-clinic Ablageplatten: 22 mm stark und stabil desinfektionsmittelbeständig, leicht zu reinigen und lichteicht. Durch 4-fache Befestigung wird eine unerwünschte Neigung bei Belastung vermieden.

## Mögliche Funktion

Basiswagen | Gerätewagen | Behandlungswagen | Endoskopiewagen | Notfallwagen | Narkosewagen | Monitoringwagen ...

## Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Rehasentren ...

## Die swingo® und swingo®-clinic System-Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen sichert die problemlose Manövrierbarkeit.
- Hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen: Ø 100, 125 und 150 mm, optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen.

- Stabile Schiebegriffe in geschwungenem Design; Dekorstreifen in Grau und Blau.
- Stangen mit Ø 25 mm im Profil platzsparend von oben einschiebbar.

## Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.


Beim Gerätewagensystem swingo-clinic® wird ein POAG-Pin hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung ist bei diesem Wagensystem nicht möglich.

## Hinweis

Die seitlichen Schiebegriffe sind in der Grundzusammenstellung nicht enthalten. Alle aufgeführten Funktionswagen – mit Ausnahme des Basismodells mit einer Schublade – werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Technische Details | Maße

	swingo <sup>®</sup>	swingo <sup>®</sup> -clinic
Trägerprofilhöhe	645/801/957/1217 mm	
Abmessungen  	<b>Außenmaße Wagen:</b>  <b>swingo<sup>®</sup> 60</b> <b>Breite:</b> 696 mm <b>Tiefe:</b> 559 mm  <b>swingo<sup>®</sup> 45</b> <b>Breite:</b> 545 mm <b>Tiefe:</b> 559 mm  <b>Höhen:</b> unterschiedlich, je nach Modell. Sonderhöhen auf Wunsch lieferbar. Rasterhöhe 52 mm.	
	<b>Außenmaße Ablageplatten:</b> · 450x450x22 mm (BxTxH) · 600x450x22 mm (BxTxH)	
	<b>Außenmaße Auszugsplatten:</b> · 450x450x22 mm (BxTxH) · 600x450x22 mm (BxTxH)	
	<b>Außenmaße Schubladen:</b> · 450x447x103,7 mm (BxTxH) · 600x447x103,7 mm (BxTxH)	<b>Außenmaße Schubladen:</b> · 450x449x103,7 mm (BxTxH) · 600x449x103,7 mm (BxTxH)
	Traglast	<b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 120 kg
	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 30 kg	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 50 kg
	<b>Flächenbelastung Auszugsplatten:</b> bis ca. 10 kg	
	<b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg	

# Materialien | Farbgestaltung

	swingo®	swingo®-clinic
Trägerprofil	Aluminium, eloxiert	
Profil-Abdeckung	Kunststoff ABS, grau (6502B nach NCS)	
Fahrgestell/Wagen	Aus Stahlrohr, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)	
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul>	
Ablageplatten	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Schiebegriff	aus Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>	
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, 4 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>	
Schublade	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b>            Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung. Serienmäßige Leichtlaufrollen Ø 100 mm oder Ø 125 mm, mit grauen Stoßschutzkappen.</p> <p>Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.</p>	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b>            Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung. Hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen (Ø 100, 125 oder 150 mm) garantieren auch in voll beladenem Zustand die problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen.</p>

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 16831

swingo®  
Gerätewagen SO 1

Wagen 35

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte mit Sondermaß 350x550 mm (BxT), oben, mit Frontgriff
- 2 Ablageplatten 350x450 mm (BxT), lichte Höhe zwischen oberer und mittlerer Platte, 238mm
- 1 Quertraverse
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**Maße**

in mm (BxTxH)

445x610x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

16831

– blau

16832



Ref.-Nr. 13011

swingo® Basiswagen

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff (bis maximal 6 Schubladen)
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm

Lieferung zerlegt. Montage gegen Aufpreis möglich.  
Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

545x559x806

696x559x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

13191

13171

13011

13001

– blau

13192

13172

13012

13002





Ref.-Nr. 13671

swingo® Gerätewagen 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 957 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118		696x559x1118	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/Schubladengriffe – grau – blau	13881 13882	13691 13692	13671 13672	13681 13682



Ref.-Nr. 16871

swingo® Gerätewagen 2	Wagen 45	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 957 mm hoch</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte, 450 mm tief, Auszugslänge 300 mm</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/Schubladengriffe – grau – blau	16871 16872	13721 13722

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13841

swingo® Gerätewagen EN 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse zur Aufnahme einer Steckdosenleiste</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1417		696x559x1445	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	13821 13822	13081 13082	13841 13842	13371 13372



Ref.-Nr. 13331

swingo® Gerätewagen ER 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 300 mm tief</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· Kabel- / Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofile 957 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofile 1217 mm</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118		696x559x1378	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	16451 16452	16461 16462	13331 13332	13381 13382
Empfohlenes Zubehör: zusätzliche Ablageplatte, 300 mm tief			13905	13944



Ref.-Nr. 13111

swingo® Unterfahrwagen | Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 333 mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff (bis maximal 3 Schubladen)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, passt optimal unter Behandlungsliegen</li> </ul> <p>Lieferung zerlegt. Montage gegen Aufpreis möglich. Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x494	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe		
– grau	13111	13071
– blau	13112	13072



Ref.-Nr. 16921

swingo® Computerwagen | Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 645 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 450 mm tief</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, höhenverstellbar ca. 400 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, 450 mm tief, Auszuglänge 300 mm, Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 PC-Halter, links montiert</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x806 H min. 967 mm mit TFT-Halter	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe		
– grau	16921	16931
– blau	16922	16932

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 16941

swingo® Gerätewagen MO 1	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, höhenverstellbar ca. 400 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x1417 H min. 1519 mm mit TFT-Halter	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/Schubladengriffe – grau – blau	16941 16942	16951 16952



Ref.-Nr. 16851

swingo® Gerätewagen EN 2	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten, 450 mm tief</li> <li>· 1 frontseitiger Schiebegriff</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, 450 mm tief, Auszuglänge 300 mm,</li> <li>· Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Unterbau-Trenntrafo, 2200 VA, mit zentralem Ausschalter (innen am Trägerprofil)</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, seitlich, mit Endoskoprohr, unten geschlossen</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo®-clinic</b>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x1445 H min. 1665 mm mit Endoskophalterung	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/Schubladengriffe – grau – blau	16851 16852	



Ref.-Nr. 13851

swingo®  
Gerätewagen MI 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 5 Ablageplatten, 450 mm tief
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Quertraverse
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter
- 1 Steckdosenleiste, 4-fach
- 1 Fahrgestell nach hinten verlängert
- mit Bodenplatte
- 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar
- inklusive Antirutschbelag

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

swingo® Holz/Kunststoff

swingo®-clinic

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x709x1445

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13851  
13852

13461  
13462



Ref.-Nr. 17431

swingo®  
Funktionswagen  
PicBox® Plus

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

swingo® Holz/Kunststoff

swingo®-clinic

**Maße**

in mm (BxTxH)

802x559x1378

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

17431  
17432

17441  
17442

Empfohlenes Zubehör:  
Ampullenöffner CUPFIX

13921

13921

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13361

swingo®  
Gerätewagen NO 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Edelstahl-Arbeitsplatte mit Schwallkante, Stellfläche 570x420 mm
- 1 Ablageplatte
- 2 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 200 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x873

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13521  
13522

13361  
13362

Empfohlenes Zubehör:  
Reanimationsbrett  
Verplombung

17370  
13958

17370  
13958



Ref.-Nr. 13831

swingo® NO 2

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 957 mm hoch
- 1 Ablageplatte oben, 300 mm tief
- Antirutschbelag für Defibrillator
- 1 Edelstahl-Arbeitsplatte, mit Schwallkante/ Stellfläche 570x420 mm
- 2 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 200 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x1184

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13831  
13832

13421  
13422

Empfohlenes Zubehör:  
Reanimationsbrett mit Halterung  
Verplombung

17370  
13958

17370  
13958



Ref.-Nr. 13861

swingo®  
Gerätewagen NA 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte mit Galerieaufsatz
- 1 Galerieaufsatz (umlaufender Rand mit 3-seitiger Aufkantung)
- 5 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x898

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13861  
13862

13441  
13442



Ref.-Nr. 17491

swingo®  
Funktionswagen GY 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 beheizbare Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5l
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional. Leuchte exklusive.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

17491  
17492

Empfohlenes Zubehör:  
Steckdosenleiste 4-fach,  
Standard

21693

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13661

### swingo® Pultwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 957 mm hoch
- 1 Ablageplatte, in der Neigung verstellbar, Anti-Rutschkante
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade, 100mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- Schreibhöhe ca.1040mm
- 1 Fahrgestell mit Bodenplatte, 300mm tief
- 4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

#### Ausführung

**swingo® Holz/Kunststoff**

#### Maße

in mm (BxTxH)

696x559x1118

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen/Schubladengriffe

– grau

13661

– blau

13662



Ref.-Nr. 12261

### swingo® Wickelwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte für Zubehör
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 200mm hoch
- 1 gepolsterte Wickelauflage, wechselnde Dekore
- 1 Ablagekorb, rechts
- 1 Abfallsammler tomo, links
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar

#### Ausführung

**swingo® Holz/Kunststoff**

#### Maße

in mm (BxTxH)

989x750x921

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen/Schubladengriffe

– grau

12261

– blau

12262

Wickelauflage

14875



# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile

**Zu Ihrer Information:** Die Referenznummern beinhalten das Systemteil komplett mit Befestigungsmaterial. Individuell konfigurierte Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.



Ref.-Nr. 13300

Fahrgestell	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 450x450mm (BxT)		· 1 Bodenplatte, 600x450mm (BxT)	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559		696x559	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 100mm, mit grauen Stoßschutzkappen Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar Rollen Ø 150mm, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar	13130 13120 —	13100 13110 —	13300 13200 13400	13600 13500 13700

Für optimale Stabilität wird der Wagen mit entweder 1 Schublade oder 1 Quertraverse ausgestattet.



Ref.-Nr. 13900

Fahrgestell, maxi	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 600x450mm (BxT) · 1 Antirutschmatte für sicheren Halt · 1 Quertraverse, Verlängerung der Bodenplatte zur Aufnahme von Sauerstoff-Flaschen	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x710	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 150mm, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar	13900	13800



Ref.-Nr. 16673

Fahrgestell, mini	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 450x300mm (BxT)		· 1 Bodenplatte, 600x300mm (BxT)	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559		696x559	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 100mm, mit grauen Stoßschutzkappen	16671	16672	16673	16674

Geringe Tiefe der Bodenplatte besonders für sitzende Tätigkeiten geeignet.

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13611

### Trägerprofile, Standardhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar, Aluminium-Trägerprofile</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal</li> </ul> <p>Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	645	801	957	1217
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	13611 13612	16681 16682	13711 13712	13621 13622

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555/16554 erforderlich.



Ref.-Nr. 13611

### Trägerprofile, Individualhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar, Aluminium-Trägerprofile</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal</li> </ul> <p>Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig (Türhöhen beachten). Bitte das Maß im 52mm-Raster angeben.</p>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–645	0–1217	0–1841
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	13731 13732	13741 13742	13751 13752

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555/16554 erforderlich.



Ref.-Nr. 16187

### Zusatzkabelkanal


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Zusatzkabelkanal (Stückpreis)</li> </ul> <p>Zusätzlicher Platz zur Unterbringung mehrerer Kabel, elegantes Aluminiumprofil, passend zum swingo®-Profil. Montage mittig, hinten oder seitlich rechts bzw. links an Platten.</p>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>		
<b>Höhe</b> in mm	957	1217	variable Höhe bis 1500
<b>Ref.-Nr.</b>	16187	16180	16182



Ref.-Nr. 13801

### Schiebegriff, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff (Stückpreis)</li> <li>· exklusives Design aus Metall</li> <li>· hochwertig pulverbeschichtet</li> <li>· Schiebegriff wird seitlich am Trägerprofil befestigt</li> </ul> <p>Hinweis: Wagen wird mit 1 seitlichen Schiebegriff 50mm breiter.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	13801	
- blau	13802	
- gelb	13804	



Ref.-Nr. 16166, 16167,  
16652, 16665

### Schiebegriff, vorne


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff (Stückpreis)</li> <li>· exklusives Design aus Metall</li> <li>· hochwertig pulverbeschichtet</li> <li>· zur Montage vorne an einer Platte</li> </ul> <p>Hinweis: Wagen wird mit 1 Schiebegriff vorne 60mm tiefer.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	16652	16166
- blau	16665	16167



Ref.-Nr. 1316x

### Schubladengriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff (Stückpreis)</li> <li>· ergonomisch, formschöne Kunststoffgriffe</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	13161	
- blau	13162	
- gelb	13164	
- türkis	13165	
- weiß	13166	
- schwarz	13167	



Ref.-Nr. 20061

### Schubladengriff mit Beschriftungsfenster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff (Stückpreis)</li> <li>· aus ABS-Kunststoff</li> <li>· mit Beschriftungsfenster</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	20061	

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13101

Schublade 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100mm hoch</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x85	356x396x85	529x384x85	506x396x85
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
– grau	13181	13891	13101	13211
– blau	13182	13892	13102	13212
– gelb	13184	13894	13104	13214
– türkis	13185	13895	13105	13215



Ref.-Nr. 13201

Schublade 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 200mm hoch</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· mit Reling</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x190	356x396x190	529x384x190	506x396x190
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
– grau	16001	16011	13201	13221
– blau	16002	16012	13202	13222
– gelb	16004	16014	13204	13224
– türkis	16005	16015	13205	13225



Ref.-Nr. 16961

Schublade,  
abschließbar 45/60

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 100mm hoch
- abschließbar
- zur Montage unter einer Ablageplatte
- leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung
- Einrastmechanismus
- Flächenbelastung bis ca. 5 kg

**Ausführung**

<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
---	----------------------------	---	----------------------------

**Innenmaße**  
in mm (BxTxH)

378x384x85	356x396x85	529x384x85	506x396x85
------------	------------	------------	------------

**Ref.-Nr.**

Griff

- grau
- blau
- gelb
- türkis

14701	16891	16961	17391
14702	16892	16962	17392
14704	16894	16964	17394
14705	16895	16965	17395



Ref.-Nr. 16971

Schublade,  
abschließbar 45/60

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 200mm hoch
- abschließbar
- zur Montage unter einer Ablageplatte
- leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung
- Einrastmechanismus
- mit Reling
- Flächenbelastung bis ca. 5 kg

**Ausführung**

<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
---	----------------------------	---	----------------------------

**Innenmaße**  
in mm (BxTxH)

378x384x190	356x396x190	529x384x190	506x396x190
-------------	-------------	-------------	-------------

**Ref.-Nr.**

Griff

- grau
- blau
- gelb
- türkis

14791	16991	16971	17401
14792	16992	16972	17402
14794	16994	16974	17404
14795	16995	16975	17405

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13401

Schublade, beheizbar	Wagen 60			
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>			
<b>Maße heizbare Fläche</b> in mm (BxTxH)	526x381x37			
<b>Ref.-Nr.</b> Griff – grau – blau – gelb – türkis	13401	13402	13404	13405



Ref.-Nr. 16719

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· variable Einteilungen herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>			
	· 1 Bahn/4 Teiler		· 2 Bahnen/6 Teiler	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377x384x58	356x389x58	529x384x58	506x389x58
<b>Ref.-Nr.</b>	16720	16722	16719	16721



Ref.-Nr. 13905

Ablageplatte 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22 mm stark</li> <li>· Flächenbelastung swingo Holz-Kunststoff 30 kg, Flächenbelastung swingo-clinic 50 kg</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300	450x300	600x300	600x300
<b>Ref.-Nr.</b>	14692	14973	13905	13944



Ref.-Nr. 13904

Ablageplatte 2	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· Flächenbelastung swingo Holz-Kunststoff bis ca. 30kg, Flächenbelastung swingo-clinic bis ca. 50kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Schubladenabdeckplatte, Ablageplatte.</p>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450	450x450	600x450	600x450
<b>Ref.-Nr.</b>	14691	14693	13904	13942



Ref.-Nr. 13965

Ablageplatte 1, neigbar	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· in der Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>· max. Neigungswinkel 20°</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Monitore, Schreibplatte.</p>	
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	600x300	600x300
<b>Ref.-Nr.</b>	13965	13946




Ref.-Nr. 13964

Ablageplatte 2, neigbar	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· in der Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>· max. Neigungswinkel 20°</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Monitore, Schreibplatte.</p>	
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	600x450	600x450
<b>Ref.-Nr.</b>	13964	13945

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 14710

Ablageplatte,  
Edelstahl

Wagen 60

**Ausstattung**

- robuste Arbeitsplatte
- mit Schwallkante, 7 mm hoch
- 25 mm stark
- aus Edelstahl
- unempfindliche, pflegeleichte Leinenstruktur
- Flächenbelastung bis ca. 50kg
- Schubladenabdeckplatte

Stellfläche (BxT): 570x450 mm

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxT)

600x450

**Ref.-Nr.**

14710



Ref.-Nr. 16703

Auszugsplatte

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- grauweiß (RAL 9002)
- Griff grau
- Flächenbelastung bis ca. 10kg
- Auszugslänge 300 mm

Geeignet für: Tastatur, Drucker, andere Geräte.

· 40mm stark

· 32mm stark

**Ausführung**

**swingo®-clinic**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxT)

450x450

600x450

**Ref.-Nr.**

16712

16703



Ref.-Nr. 16715

Ablageplatte, Tastatur-  
und Mousauszug

Wagen 60

**Ausstattung**

- 40mm stark
- grauweiß (RAL 9002)
- mit Mousauszug nach rechts, links
- Griff grau
- Flächenbelastung bis ca. 10kg
- Auszugslänge 300 mm

Geeignet für: Tastatur.

**Ausführung**

**swingo®-clinic**

**Maße**


in mm (BxT)

600x450

**Ref.-Nr.**


16715





Ref.-Nr. 13949

Antirutschmatte für Ablageplatte, 300 mm tief	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> <li>· transparent</li> <li>· geräuschdämmend</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300		600x300	
<b>Ref.-Nr.</b>	16161		13949	



Ref.-Nr. 13950

Antirutschmatte für Ablageplatte, 450 mm tief	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> <li>· transparent</li> <li>· geräuschdämmend</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450		600x450	
<b>Ref.-Nr.</b>	15541		13950	



Ref.-Nr. 13996

Ablageplatte, seitlich	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· abklappbar</li> <li>· am Trägerprofil seitlich rechts oder links montiert</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	350x450			
<b>Ref.-Nr.</b>	13996	13997	13996	13997

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13992

Aufsatzplatte	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 10mm 4-seitige Aufkantung</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x450x10		600x450x10	
<b>Ref.-Nr.</b>	13991		13992	



Ref.-Nr. 13951

Galerie	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zum Aufsetzen auf Ablageplatte</li> <li>· 450mm tief</li> <li>· stabiles Polystyrol</li> <li>· umlaufender Rand</li> <li>· Höhe: 10mm vorne/55mm hinten und seitlich ab der Mitte</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxT)	573x435	
<b>Ref.-Nr.</b>	13951	



Ref.-Nr. 16554

Quertraverse, Metall 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Anbringung einer Steckdosenleiste oder Normprofilschiene, vorne oder hinten</li> <li>· aus Metall</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> </ul> <p>Zur Stabilisierung der Wagen geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100		600x20x100	
<b>Ref.-Nr.</b>	16555		16554	



Ref.-Nr. 13983

Quertraverse, Holz/Kunststoff 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Holz-Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· zur zusätzlichen hinteren Aufkantung der Platten oder Kippsicherung</li> </ul> <p>Zur Stabilisierung der Wagen nicht geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x110		600x20x110	
<b>Ref.-Nr.</b>	13984		13983	



Ref.-Nr. 16648

Reling	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· für Ablageplatte</li> <li>· zur Montage am Trägerprofil</li> <li>· Ø 8mm</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450		600x450	
<b>Ref.-Nr.</b>	16646		16648	



Ref.-Nr. 16236

Quertraverse mini, Metall 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· für Steckdosenleiste</li> <li>· variabel montierbar: hinten, unten, innen</li> </ul> <p>Zurückgesetzte Montagemöglichkeit schützt Stecker vor Beschädigung.</p> <p>Zur Stabilisierung der Wagen nicht geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x12x60		600x12x60	
<b>Ref.-Nr.</b>	16235		16236	

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile

### Rollen, Ø 100 mm



Ref.-Nr. 13906

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 2 Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, feststellbar	13906	13906
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar	13907	13907

### Rollen, Ø 125 mm



Ref.-Nr. 13938

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar	13938	13938
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar	13939	13939

### Rollen, Ø 150 mm



Ref.-Nr. 15702

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 250 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar	15702	15702
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Metallrollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar	13940	13940



Ref.-Nr. 13924

#### Normprofilschiene, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· aus Edelstahl, geschliffen</li><li>· mit 2 Befestigungspunkten zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li><li>· Traglast bis ca. 10kg</li><li>· Länge 426mm</li></ul>
--------------------	---

<b>Ref.-Nr.</b>	13924
-----------------	-------



Ref.-Nr. 13953

#### Normprofilschiene, hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· aus Edelstahl, geschliffen</li><li>· mit 2 Befestigungspunkten rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse</li><li>· Traglast bis ca. 10kg</li><li>· Länge 446mm</li></ul>
--------------------	---

<b>Ref.-Nr.</b>	13953
-----------------	-------

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 25023

### alegro Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil · Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
<b>Ref.-Nr.</b>	25023	25049



Ref.-Nr. 13915

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup>

<b>Ausstattung</b>	· Kunststoffgehäuse, grauweiß (RAL 9002) · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x220x410	
<b>Ref.-Nr.</b>	13915	



Ref.-Nr. 14097

### Abfallsammler tomo

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kunststoff, grau (RAL 7045)</li><li>· 100 % Polypropylen</li><li>· glatt, leicht zu reinigen</li><li>· abnehmbarer, gut schließender Deckel</li><li>· mit Halterung</li><li>· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350mm (BxH))</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	315x180x315
<b>Ref.-Nr.</b>	14097



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li><li>· mit Druckknopf-Verstellung</li><li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li><li>· 2 Kabelführungselemente</li><li>· inkl. Befestigungsmaterial</li><li>· Ausladung ca. 950mm</li></ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	13926

toro



HAEBERLE





# toro

## Das starke Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen.

toro ist unser modulares Wagen-System, das eine besonders robuste Konstruktion mit einem prägnanten, unverwechselbaren Design verbindet. Dank seiner hohen Stabilität erfüllt toro auch die höchsten Anforderungen als mobiles Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen.

Wenn es um Anwendungen geht, sind Ihnen mit toro kaum Grenzen gesetzt. Die Wagen mit 45 oder 63 Zentimetern Breite sind für praktisch jeden Einsatzbereich modifizierbar. Mit den entsprechenden Systemteilen und dem passenden Zubehör aus unserem großen Programm lassen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen komplettieren.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren toro. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder toro ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



# Lernen Sie toro im Detail kennen.

## Merkmale

- Formschönes und sicheres Fahrgestell.
- Geräumige 2-Säulen-Alu-Trägerprofile.
- Integrierter Kanal für perfektes Kabelmanagement.
- Belastbare und hygienische Metallplatten mit abgerundeten Dekorecken.
- Softe Schubladen mit Selbsteinzug und praktischem Griff.
- Komfortable Eck-Schiebegriffe.

## Mögliche Funktion

Basiswagen | Gerätewagen | Ergometriewagen | Endoskopiewagen | Notfallwagen | Computerwagen ...

## Möglicher Einsatz

Kliniken | Rehasentren | Arztpraxen ...

## Die toro System-Komponenten

- **Besonders stabiles Fahrgestell** mit 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Ø 125 mm, mit integriertem Fadenschutz und Wandabweisern. Vordere 2 Rollen mit Feststellern. Elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis erhältlich.
- **Edle 2-Säulen-Alu-Trägerprofile** mit Profilabdeckung und integriertem Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln und Steckdosenleisten. Mit 32-mm-Raster zur Anbringung von Systemteilen.
- **Belastbare und desinfektionsmittelbeständige Metallplatten** (450 oder 630 mm breit) mit abgerundeten Dekorecken in Grau.

- **Schön geformte Schubladen** mit softem Selbsteinzug, Kugelrollenlagerführungsschienen und praktischem grauen Griff mit Beschriftungsfenster.
- **Prägnante Eck-Schiebegriffe** in Grau. Es lassen sich 2 oder 4 Schiebegriffe am Wagen montieren.
- **Kabelkanaltraverse** mit integrierter Kabelführung zur horizontalen Aufnahme von bis zu 6 Kabeln oder einer Steckdosenleiste.
- **Auszugsplatte** mit grauen Dekorecken und Griff zur Unterbringung von Geräten oder Keyboard.
- **Reling** für Ablageplatte zur Sicherung der Geräte beim Rangieren des Wagens.
- **Zubehör** für viele Einsatzzwecke erhältlich.
- **Dekorstreifen** in Grau oder Blau.

## Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801


Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Beim Gerätewagensystem toro wird ein POAG-Pin (Ref.-Nr. 19529) hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung im Holm ist durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## Hinweis


Alle aufgeführten toro-Modelle sind serienmäßig mit Fahrgestell, 4 Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern und Wandabweisern ausgestattet. Bei Wagen mit Schubladen oder Auszugsplatten ist jeweils 1 grauer Schubladengriff mit Beschriftungsfenster inklusive. Eck-Schiebegriffe sind exklusive, bitte bestellen Sie diese separat. Die Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

Trägerprofilhöhe	668/1052/1308 mm Standard (Verschraubungsraster alle 32 mm)
Abmessungen	<p><b>Außenmaße Wagen:</b></p> <p><b>bei Platten-Breite 450 mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 704x650x876 mm (BxTxH)</li> <li>· 704x650x1260 mm (BxTxH)</li> <li>· 704x650x1516 mm (BxTxH)</li> </ul> <p><b>bei Platten-Breite 630 mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 882x650x876 mm (BxTxH)</li> <li>· 882x650x1260 mm (BxTxH)</li> <li>· 882x650x1516 mm (BxTxH)</li> </ul> <hr/> <p><b>Außenmaße Ablageplatten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450x485x30 mm (BxTxH)</li> <li>· 630x485x30 mm (BxTxH)</li> </ul> <hr/> <p><b>Außenmaße Auszugsplatten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450x485x30 mm (BxTxH)</li> <li>· 630x485x30 mm (BxTxH)</li> </ul> <hr/> <p><b>Außenmaße Schubladen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450x487x125/250 mm (BxTxH)</li> <li>· 630x487x125/250 mm (BxTxH)</li> </ul>
Traglast	<p><b>Gesamttraglast:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bis ca. 130 kg (Rollen Ø 125 mm)</li> <li>· bis ca. 250 kg (Rollen Ø 150 mm)</li> </ul> <hr/> <p><b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 50 kg pro Platte</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung Auszugsplatten:</b> bis ca. 10 kg</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg</p>



# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell	Alu-Guss, Feinstruktur, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"><li>· grau (6502B nach NCS)</li><li>· blau (3502B nach NCS)</li></ul> Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Dekorecken	ABS-Kunststoff, grau (6502B nach NCS)
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Reling für Platten	Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schiebegriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff	ABS-Kunststoff, grau (6502B nach NCS), mit Beschriftungsfenster
Schublade	Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) Frontblende aus Alu, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b> Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue thermoplastische Bereifung



# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20481

toro Basiswagen	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>max. 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20271 20272 20193	20481 20482 20193



Ref.-Nr. 20791

toro Gerätewagen 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20781 20782 20193	20791 20792 20193



Ref.-Nr. 20491

toro Gerätewagen 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20281 20282 20193	20491 20492 20193



Ref.-Nr. 20751

toro Computerwagen 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mausauszug</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Quertraverse inkl. TFT-Halter</li> <li>· 1 PC-Halter rechts montiert (auf Anfrage Montage links)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20611 20612 20193	20751 20752 20193

# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20571

toro Computerwagen 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mousauszug</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse hinten unter der oberen Platte</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20621 20622 20193	20571 20572 20193



Ref.-Nr. 20811

toro Computerwagen 3	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mousauszug</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Quertraverse inkl. alegro Monitorhalter, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20801 20802 20193	20811 20812 20193





Ref.-Nr. 20831

toro Computerwagen 4	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben 300 mm tief</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mausauszug</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 2 Relings</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse</li> <li>· 1 alegro Monitorhalter auf Gelenkarm</li> <li>mit integrierter Kabelführung (Traglast bis ca. 12kg)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20821 20822 20193	20831 20832 20193



Ref.-Nr. 20501

toro Gerätewagen ER 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben 300 mm tief</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Kabel-/Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm</li> <li>· 1 Kabelkanaltraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20371 20372 20193	20501 20502 20193

# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20731

toro Gerätewagen NO 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben 300mm tief, inkl. Antirutschmatte</li> <li>· 3 Schubladen</li> <li>· 3 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau Reanimationsbrett	20591 20592 20193 —	20731 20732 20193 17370



Ref.-Nr. 20741

toro Gerätewagen NA 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 5 Schubladen, 125 mm hoch</li> <li>· 5 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20601 20602 20193	20741 20742 20193



Ref.-Nr. 20511

toro Gerätewagen EN 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20291 20292 20193	20511 20512 20193



Ref.-Nr. 20561

toro Gerätewagen EN 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20581 20582 20193	20561 20562 20193

# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20851

toro Gerätewagen EN 3	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad</li> <li>· 1 Reling</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Quertraverse mit alegre Monitorhalter, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, mit Auffangbehälter</li> <li>· 1 Normprofilschiene</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20841 20842 20193	20851 20852 20193



Ref.-Nr. 20871

toro Gerätewagen EN 4	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad</li> <li>· 1 Normprofilschiene, links am Trägerprofil</li> <li>· 1 Schublade,</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Quertraverse mit „alegro“ Monitorhalter (Traglast bis ca. 12 kg),</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, mit Auffangbehälter inkl. Halterung</li> <li>· 1 Unterbau-Trenntrafo 1000 VA mit Isolationswächter</li> <li>· 1 Kaltgeräte-Steckdosenleiste (6-fach)</li> <li>· 1 zentraler Ein-/Ausschalter, seitlich (rechts oben) im Trägerprofil</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20861 20862 20193	20871 20872 20193

# toro

## Systemteile

Mit zahllosen modellspezifischen Systemteilen wird jeder toro zu einer ganz individuellen Wagenlösung, die genau dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst ist. Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Systemteile ausschließlich für den toro verwendbar sind. Und nun lassen Sie Ihren Anforderungen freien Lauf...



Ref.-Nr. 20086

Fahrgestell	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, 2 feststellbar</li> <li>· 4 Wandabweiser</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x203	704x650x232	882x650x203	882x650x232
<b>Ref.-Nr.</b> Fahrgestell Rollen Ø 125 mm Fahrgestell Rollen Ø 150 mm	20051 —	— 20143	20086 —	— 20087



Ref.-Nr. 20086

### Trägerprofile, Standardhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar Trägerprofil aus Aluminium inkl. Profil-Abdeckung aus Kunststoff</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal und Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	668	1052	1308
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau	20121 20122	20131 20132	20141 20142



Ref.-Nr. 20086

### Trägerprofile, Individualhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar Trägerprofil aus Aluminium inkl. Profil-Abdeckung aus Kunststoff</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal und Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–636	700–1020	1084–1266	1340–1820
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau	20331 20332	20341 20342	20351 20352	20361 20362



Ref.-Nr. 18064

### Rollen, Ø 125 mm, elektrisch leitfähig

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130kg</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	18064



Ref.-Nr. 20058

### Rollen, Ø 150 mm, elektrisch leitfähig


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 250kg</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	20058



Ref.-Nr. 20191

### Eck-Schiebegriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Stück Eck-Schiebegriff, grau</li> <li>· formschön und praktisch</li> <li>· aus Polyamid-Kunststoff</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	20191



Ref.-Nr. 20061

### Schubladengriff, mit Beschriftungsfenster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Stück Schubladengriff, grau,</li> <li>· 1 Beschriftungsfenster aus ABS-Kunststoff</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	20061



Ref.-Nr. 20035

Ablageplatte 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte 300mm tief</li> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· graue Dekorecken</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x300x30	630x300x30
<b>Ref.-Nr.</b>	20101	20035



Ref.-Nr. 20442

Ablageplatte, Edelstahl	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· robuste Arbeitsplatte mit grauen Dekorecken</li> <li>· mit Schwallkante, 7 mm hoch</li> <li>· 25 mm stark</li> <li>· aus Edelstahl</li> <li>· unempfindliche, pflegeleichte Leinenstruktur</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 50 kg</li> </ul> <p>Stellfläche (BxT): 600x460 mm</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	630x485x30
<b>Ref.-Nr.</b>	20442



Ref.-Nr. 20441

Ablageplatte 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte 485mm tief</li> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· graue Dekorecken</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x485x30	630x485x30
<b>Ref.-Nr.</b>	20161	20441

# toro

## Systemteile



Ref.-Nr. 20167

Ablageplatte, seitlich	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 seitliche Ablageplatte zur Befestigung seitlich am Trägerprofil</li> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· links oder rechts montierbar und nach vorne, mittig oder nach hinten versetzbar</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	400x400x60			
<b>Ref.-Nr.</b>	20167			




Ref.-Nr. 20100

Auszugsablageplatte	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Auszugsablageplatte, aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Teleskopschiene, graue Dekorecken</li> <li>· 1 grauer Griff mit Beschriftungsfenster</li> <li>· Auszugslänge 300 mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x485x30		630x485x30	
<b>Ref.-Nr.</b>	20081		20100	



Ref.-Nr. 20095

Ablageplatte, Tastatur- und Mousauszug	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Auszugsablageplatte für Tastatur, aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Teleskopschiene, graue Dekorecken</li> <li>· 1 Auszug für Maus</li> <li>· 1 grauer Griff mit Beschriftungsfenster</li> <li>· Auszugslänge 300 mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x485x30		630x485x30	
<b>Ref.-Nr.</b>	20228		20095	



Ref.-Nr. 17743

Antirutschmatte, für Ablageplatten	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Antirutschmatte für Ablageplattaus</li> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA), transparent</li> <li>· geräuschkämmend</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300	450x450	630x300	630x450
<b>Ref.-Nr.</b>	16161	15541	17647	17743





Ref.-Nr. 20186

Galerierahmen	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Galerierahmen</li> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> </ul> <p>Für diese Galerie wird immer eine beschichtete Platte darunter benötigt. Werkseitige Montage.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	631x485x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20186



Ref.-Nr. 20089

Reling	Wagen 45	Wagen 63		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Reling für Ablageplatte</li> <li>· kurze und lange Version</li> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· im 32 mm Raster versetzbar</li> </ul>			
	· kurze Version	· lange Version	· kurze Version	· lange Version
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x295x63	450x485x63	630x295x63	630x485x63
<b>Ref.-Nr.</b>	20073	20875	20089	20873




Ref.-Nr. 20451



Ref.-Nr. 20404

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 63		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schublade in 2 verschiedenen Höhen: 125 mm/250 mm</li> <li>· Gehäuse aus Stahl</li> <li>· Frontblende aus Alu</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· Schubladenführung mit Einzugsdämpfung</li> <li>· 1 Griff mit Beschriftungsfenster</li> <li>· Dekorecken in grau</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
	· Schublade 125	· Schublade 250	· Schublade 125	· Schublade 250
<b>Außen-Maße</b> in mm (BxTxH)	450x487x125	450x487x250	630x487x125	630x487x250
<b>Innen-Maße</b> in mm (BxTxH)	356x450x72	356x450x180	506x450x72	506x450x180
<b>Ref.-Nr.</b>	20181	20403	20451	20404



Ref.-Nr. 20099

Schloss	
<b>Ausstattung</b>	Aufpreis für abschließbare Schublade.
<b>Ref.-Nr.</b>	20099

# toro

## Systemteile



Ref.-Nr. 16721

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit variablen Einteilungen aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>	
	· mit 1 Bahn und 4 Teilern	· mit 2 Bahn und 6 Teilern
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	355x394x55	505x394x55
<b>Ref.-Nr.</b>	16722	16721



Ref.-Nr. 20580

Rückseitenabdeckung „comfort“	Wagen 45	Wagen 63		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß, (RAL 9002)</li> </ul> <p>Zur Abdeckung von elektrischen Komponenten, wie Steckdosenleisten und Kabeln.</p>			
	· bei Trägerprofilen 1052 mm hoch	· bei Trägerprofilen 1308 mm hoch	· bei Trägerprofilen 1052 mm hoch	· bei Trägerprofilen 1308 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	488x105x1052	528x105x1308	668x105x1052	711x105x1308
<b>Ref.-Nr.</b>	20520	20560	20580	20570



Ref.-Nr. 20136

Kabelkanaltraverse	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Kabelkanaltraverse</li> <li>· Profil-Abdeckung in grau</li> </ul> <p>Befestigung zwischen den Trägerprofilen, mit verschiebbaren Haltern zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln.</p>	
	<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x30x75
<b>Ref.-Nr.</b>	20119	20136



Ref.-Nr. 20155

Quertraverse mit TFT-Halter	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Quertraverse mit TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm</li> <li>· nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar</li> <li>· Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006 – TFT)/(RAL 9002 – Quertraverse)</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul>	
	<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20097	20155



Ref.-Nr. 20088

Quertraverse mit alegro Monitorhalter	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Quertraverse mit alegro Monitorhalter, VESA-Standard 75/100mm, auf einer Stange, höhenverstellbar 250mm, dreh- und neigbar</li> <li>· Quertraverse, Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· alegro Monitorhalter, Kunststoff/Edelstahl</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> <li>· Traglast bis ca. 12kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100	630x20x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20148	20088




Ref.-Nr. 20887

Quertraverse 1, Metall	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· oben auf den Trägerprofilen</li> <li>· zur Aufnahme verschiedener Zubehörteile</li> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· Metall, pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	571 x 158x6	750x 158x6
<b>Ref.-Nr.</b>	20888	20887



Ref.-Nr. 20135

Quertraverse 2, Metall	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· Metall, pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	451,3x92,2x100	630x92,2x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20133	20135




Ref.-Nr. 20889

Halterungen für Rohre	Wagen 45/63		
<b>Ausstattung</b>	Zur Aufnahme von: <ul style="list-style-type: none"> <li>· alegro Monitorhalter</li> <li>· TFT-Halter</li> <li>· Leuchten oder Kabel- und Schlauchhalter</li> </ul> Passend für Quertraversen an Wagen 45 und 63.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für alegro Monitorhalter, Rohr Ø 25 mm</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul> <b>Ref.-Nr. 20894</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für TFT-Halter, Rohr Ø 22 mm</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul> <b>Ref.-Nr. 20895</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Leuchten, oder Kabel- und Schlauchhalter, Rohr Ø 16mm</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	70x50x74	70x50x47	70x50x47
<b>Ref.-Nr.</b>	20889	20890	20891

# toro

## Systemteile



Ref.-Nr. 20080

### Normprofilschiene, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Länge</b> in mm	426
<b>Ref.-Nr.</b>	20080



Ref.-Nr. 20150

### Ablagekorb, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung seitlich am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite ca. 20 mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377 x 196 x 115 (mit Abstandshalter 214 mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	20150



Ref.-Nr. 25067

### alegro Halter für Doppelmonitoring

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung an Alu-Traverse</li> <li>· zwischen zwei Trägerprofilen</li> <li>· optimale SynchronEinstellung von Monitoren</li> <li>· Kabelführung im Profil</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12 kg	bis ca. 18 kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	ca. 673x118x126mm	
<b>Ref.-Nr.</b>	25067	25068



Ref.-Nr. 20197

### Infusionsflaschenhalter, 25 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 25 mm</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 180–1030 mm</li> <li>· zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>
<b>Maße</b>	Länge 1000 mm
<b>Ref.-Nr.</b>	20197



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950 mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	13926



Ref.-Nr. 20118

### Organisationssystem mit PicBox®

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Kanülenspender PicBox® mit 5 transparenten Schütten</li> <li>· 1 geneigte Ablageebene, aus Edelstahl</li> <li>· 5 versetzbaren Klemmen</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung am Gerätewagensystem</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Kanülenspender: 600x175x165 Ablageebene: 633x150x65
<b>Ref.-Nr.</b>	20118

keo<sup>®</sup>





# keo®

## Der außergewöhnliche, variable ISO Modul- und Funktionswagen.

keo® ist die mobile Wagen-Serie für unendliche Variationsmöglichkeiten. Sie besticht nicht nur mit klarer Linienführung und farbigen Akzenten, sie ist auch ausgesprochen ergonomisch, funktionsorientiert und ideal für zahllose Anwendungen. Zudem ermöglicht das durchdachte und praxisgerechte Organisationssystem von keo® viele freie Arbeitsflächen.

Gestalten Sie mit dem keo®-System unterschiedlichste Funktionswagen in einheitlichem Design. Ob mit Schubladen, ISO-Modul-Vollauszügen oder mit abschließbaren Rollläden: keo® passt sich genau Ihren Ausstattungswünschen und Ihrem Ambiente an. Gerne können Sie ISO-Modulauszüge und -Schubladen auch kombinieren und gegen einen geringen Aufpreis Ihren keo® in Ihrer Lieblingsfarbe bestellen. Durch flexible Modulträgerwände lassen sich ISO-Module aller gängigen Fabrikate jederzeit unterbringen – auch nachträglich.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren keo®. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder keo® ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.





# Lernen Sie keo® im Detail kennen.

## Merkmale

- Modulares Wagensystem in verschiedenen Farbkombinationen.
- Verwindungsfester Korpus aus hochwertig beschichtetem Stahlblech.
- 4 formschöne Alu-Trägerprofile für unterschiedlichstes Zubehör.
- Praktisch geformte Arbeitsplatte mit den reinigungs-freundlichen, abgerundeten Ecken.

## Mögliche Funktion

Verbandwagen | Behandlungswagen | ISO Modulwagen | Narkosewagen | Notfallwagen ...

## Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Rehasentren ...

## Die keo® System-Komponenten

- Robuste, verwindungsfeste Metallausführung aus verzinktem, hochwertig epoxidharz-pulverbeschichtetem Stahlblech; desinfektionsmittelfest, leicht zu reinigen und lichteht; dröhnfrei durch Single-Schalen-Konstruktion. Sehr geringes Gewicht.
- Serienmäßig Qualitäts-Leichtlaufrollen, Ø 125 mm, mit 2 Feststellern und Wandabweisern; elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis lieferbar.
- 4 formschöne eloxierte Aluminium-Trägerprofile zur Aufnahme von Zubehör, auch nachträglich.
- Serienmäßiger eleganter Schiebegriff.
- Modul-Vollauszüge mit Einhängerahmen für gängige ISO-Module; ausziehbar bis ca. 110 % für komfortables Entnehmen des Modulinhalts.
- Schubladen mit Vollauszug (110 %).
- Einhängerahmen und Schubladen: kugelgelagerte Teleskopauszüge mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung.
- Spender- und Organisationssysteme für marktübliche Verbrauchsmaterial-Packungen.

## Hinweis

Alle Modulwagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert. Der elegante Schiebegriff ist im Preis enthalten. Die hier aufgeführten Modulwagen sind ohne Module. Sie können Ihre eigenen Bestände verwenden oder Module über uns beziehen.

## Technische Details | Maße

### Abmessungen



#### Außenmaße Wagen:

Korpusbreite (inkl. Wandabweisern): 763 mm  
 Korpus-tiefe (inkl. Wandabweisern): 582 mm  
 Korpus-höhen (inkl. Rollen, ohne Platte): 913 / 1041 / 1169 mm  
 Gesamtbreite (inkl. Schiebegriff und Wandabweisern): 779 mm

#### Außenmaße ABS-Ablageplatte:

634 x 485 x 110 mm (B x T x H)

#### Arbeitsplatte mit Auszug:

634 x 485 x 40 mm (B x T x H)

#### Auszugsplatte:

Maße: 340 x 374 mm (B x T)  
 Auszugsweg: 340 mm

#### Stellfläche ABS-Ablageplatte:

594 x 445 mm (B x T)

#### Innenmaße Schubladen:

- 125er Schublade: 570 x 395 x 92 mm
- 250er Schublade: 570 x 395 x 220 mm

### Traglast

#### Gesamttraglast:

130 kg

#### Flächenbelastung Arbeitsplatte mit Auszug:

10 kg

#### Flächenbelastung seitliche Auszugsplatte:

3 kg

#### Flächenbelastung Schubladen:

5 kg

# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff ABS, grau (6502B nach NCS)
Wagen	Wagen in grauweiß (RAL 9002) Eine Voll-Lackierung der Wagen in anderen RAL-Farben gerne auf Anfrage.
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage. Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage möglich.</p>
Ablageplatten	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ABS-Kunststoff mit Aufkantung, grau</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) mit seitlichem Auszug</li> <li>· Edelstahl mit Schwallkante</li> </ul>
Schiebegriff	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schubladengriff/ Modul-Vollauszugsgriffe	Design-Griffe aus Kunststoff, 4 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS) oder</li> </ul> <p>ABS-Kunststoff, grau (6502B nach NCS) mit Beschriftungsfenster.</p> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage. Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage möglich.</p>
Schublade	Gehäuse und Frontblende aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gehäuse aus Polyamid, spurfreie, graue thermoplastische Bereifung</li> <li>· serienmäßig 4 Rollen Ø 125mm</li> <li>· 2 Feststeller, 4 Wandabweiser</li> </ul> <p>Elektrisch leitfähige Rollen sind gegen Aufpreis lieferbar.</p>



Ref.-Nr. 18511

### keo® ISO Modulwagen 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 5 ISO-Modul-Auszüge, 125 mm hoch (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18511
– blau	18512
– türkis	18515

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18531

### keo® ISO Modulwagen 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module, 100 mm hoch oder 8 ISO-Module, 50 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18531
– blau	18532
– türkis	18535

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.