



GERÄTEWAGEN

Mobilität auf Rollen – Gesamtkatalog



creating medical mobility

KUNDENGERECHTE LÖSUNGEN SCHAFFEN: Creating medical mobility



Als einer der weltweit führenden Anbieter von Gerätewagen und Tragarmen für die Medizintechnik können wir auf über 20 Jahre Erfahrung in unserem Markt, tausende zufriedene Kunden und viele realisierte Projekte zurückblicken.

Unser Schwerpunkt liegt in der Weiterentwicklung der fachlichen und persönlichen Kompetenz unserer Mitarbeiter sowie im modularen Aufbau unserer Produkte. Dieses Baukastensystem ermöglicht es uns und unseren Kunden, ihre spezifischen Produkte aus Standard- und standardnahen Elementen sehr einfach zusammenzustellen.

Unser Slogan „creating medical mobility“ soll dies verdeutlichen und uns auf unserem Weg weiter vorantreiben.

Qualität zum Anfassen für ein dauerhaftes Miteinander.

Bei der ITD GmbH stehen die Qualität der Produkte und die Zufriedenheit der Kunden im Vordergrund. Um diesen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, setzt die ITD GmbH auf modernste Technologien.

Zusammen mit dem Wissen über die Einsatzbereiche der Produkte, einer marktorientierten Entwicklung und vor allem der engen Partnerschaft mit dem Kunden – von der Idee bis zum fertigen Produkt – entsteht ein Qualitätsprodukt, das genau auf die jeweiligen individuellen Anforderungen abgestimmt ist. Heute wie auch in Zukunft.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktmerkmale und -Anwendungen	4
Produktübersicht	6



uni-cart **10**

Anwendungsbeispiele uni-cart	12
Bestellkonfigurationen uni-cart	18
Systemkomponenten uni-cart	20



vexio-cart **30**

Anwendungsbeispiele vexio-cart	32
Bestellkonfigurationen vexio-cart	38
Systemkomponenten vexio-cart	40



pro-cart **58**

Anwendungsbeispiele pro-cart	60
Bestellkonfigurationen pro-cart	66
Systemkomponenten pro-cart	68



classic-cart **78**

Anwendungsbeispiele classic-cart	80
Bestellkonfigurationen classic-cart	86
Systemkomponenten classic-cart	90



compact-cart **102**

Anwendungsbeispiele compact-cart	104
Bestellkonfigurationen compact-cart	110
Systemkomponenten compact-cart	112



Monitorwagen 124

Bestellkonfigurationen 126

Kundenspezifische Produktlösungen cart-couture 132

Zubehör 136



Schwenkarme rm-port 140

Höhenvariable Tragarme flexion-port 141-143

Monitortraversen / Monitorböden 144

Gegengewichte-Set 145

Ablagekörbe 146

Rechnerhalterungen 147

Laptohalterungen 148

Netzteilhalterungen 148

Adapterplatten 149

Endoskophalterungen 150

Abtropfbecher 151

Steckerhalterungen 151

Spülflaschenhalterungen 152

Schlauchhalterungen 152

Kamerahalterungen 152

(Gel)-Flaschenhalterungen 153

Gasflaschenhalterungen 154

Infusionsstative 155

Normschienen 155

Halteklauen / Klemmen 156

Schienenbefestigungen 156

Halter für Sauganlagen 157

Adapterstücke 157

Fußschalter-Aufhängung 158

Gelenkarme 158

Kabelaufwickelhilfen 159

Kabelhalterungen 159

Netzkabel 160

Kaltgerätekabel 161

Adapterkabel 161

Potentialausgleichs-Stecker 162

Potentialausgleichs-Leitungen 162

Steckdosenleisten-Befestigungen 163

Steckerauszugssperre 164

Federmutter 165

Fixierungsecken 165

Artikelnummernverzeichnis 166

Stichwortverzeichnis 170

UNSERE ERFAHRUNG – IHR ERFOLG

Zielsetzung der ITD ist es, zeitnah auf neueste Markt- und Umfeldanforderungen zu reagieren und somit unseren Kunden neue Erfolgchancen zu eröffnen. Daher setzen wir nicht nur unsere Erfahrung, sondern auch unser „Handwerkszeug“ – Innovationskraft, technische Kompetenz und designerisches Verständnis – kontinuierlich in unseren Produkten um und kreieren damit neue Maßstäbe. Geprägt durch Merkmale wie Modularität, Ergonomie, Design, Qualität und ergänzt um Service und Customizing, entstehen somit Produktlösungen, die alle Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden erfüllen.


Modularität – clever und individuell

- Das Standard-Baukastensystem ermöglicht individuelle und preislich attraktive Konfigurationen.
- Die modular aufgebauten Gerätewagen lassen sich jederzeit nachrüsten. Damit sind zeitnahe Reaktionen auf neue Marktanforderungen sowie Zukunftssicherheit garantiert.
- Die Variabilität der Geräteträger sowie ein umfangreiches, produktlinienübergreifendes Zubehörprogramm erfüllen alle Wünsche und Ansprüche.
- Eine einfache Planung kann mittels des Online-Produktkonfigurators erfolgen.




Ergonomie – anpassungsfähig und natürlich

- Ein einfaches Manövrieren der Gerätewagen sowie sicheres Überfahren von Hindernissen ermöglichen leichtgängige Doppelrollen in verschiedenen Größen.
- Eine natürliche Körperhaltung (Sitz-/Steharbeitsplatz) wird durch mechanische sowie elektrische Höhenverstellung möglich. Angepasste Arbeitsflächen und Griffpositionen sorgen ebenfalls für die ergonomische Gestaltung vom Arbeitsraum.
- Die Gerätewagen sind an natürliche Bewegungsabläufe angepasst. Die Konstruktion der Basis berücksichtigt ausreichende Beinfreiheit.



Hygiene und Design – prägnant und modern

- Aufgenommene Geräte werden durch die Verbindung von Design und Funktionalität in den Vordergrund gestellt.
- Die Wertigkeit der Geräte wird durch die moderne Formgebung und das ansprechende, klare Design unterstrichen.
- Alle Gerätewagen erfüllen Hygieneanforderungen und sind mit dem Hygiene-Zertifikat ausgezeichnet.





Qualität – langlebig und sicher

- Mithilfe modernster Entwicklungs- und Konstruktionsmethoden entstehen bei ITD praxisingerechte und sichere Produktlösungen.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Produktlösungen werden gewährleistet durch die Verwendung hochwertiger Materialien, wie verzinkte und pulverbeschichtete Stahlbleche oder Aluminium.
- Alle Geräteträger entsprechen der Europäischen Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 sowie den Anforderungen der Norm DIN EN 60601-1 (3rd Edition).
- Die Qualitätssicherung erfolgt streng nach DIN EN ISO 13485. Auch die elektrische Sicherheit wird genauestens geprüft und dokumentiert.



Service – persönlich und leistungsstark

- Qualifiziertes Fachpersonal steht für eine freundliche und fachkundige Beratung – persönlich vor Ort oder in unseren Ausstellungensräumen.
- Die Betreuung erfolgt über die gesamte Projektlaufzeit durch ein und denselben, persönlichen Ansprechpartner.
- Kompetente Auslandsvertretungen und Tochtergesellschaften in den USA, China, Großbritannien und Australien sind die Basis für die internationale Präsenz der ITD.
- Angebote werden detailliert und zeitnah erstellt.
- Nationale und internationale Logistik wird – durch z. B. Depotwaren und Endkunden-Belieferung – umfassend unterstützt.



Customizing – spezifisch und kennzeichnend

- Maßgeschneiderte Lösungen auf Basis eines umfangreichen Standardprogramms ermöglichen eine zeitnahe Reaktion auf Anforderungen zu wirtschaftlichen Preisen.
- Designschnittstellen können auf Kundenwunsch farblich der Geräte oder Firmen-Cl angepasst werden.
- Verpackungen können auf Wunsch mit kundenspezifischer Firmen- und Produktkennzeichnung versehen werden, z. B. mit Firmenlogo oder Strichcode.
- Die Gestaltung des individuellen Geräteträgers erfolgt in Zusammenarbeit mit dem ITD-Ansprechpartner.

CARTS – UNSERE GERÄTEWAGEN



Ob Chirurgie, Intensivpflege, Anästhesie oder Laborbereich – jede Anwendung stellt andere Anforderungen an einen Gerätewagen. Gut, dass die ITD GmbH für jeden Fall die optimale Lösung anbieten kann. Vielseitig und durchdacht überzeugt das ITD Produktprogramm Punkt für Punkt.

Die nachfolgenden, tabellarischen Darstellungen verschaffen Ihnen einen schnellen, ersten Überblick über die möglichen Gerätewagen und helfen Ihnen bei der richtigen Vorabentscheidung.



classic-cart



uni-cart

CARTS – UNSERE GERÄTEWAGEN IM ÜBERBLICK



■ uni-cart



■ vexio-cart

Tragfähigkeit

Tragfähigkeit Gesamt:	4 Ausleger: 65 kg 5 Ausleger: 50 kg	65 kg
Tragfähigkeit Ablageboden:	10 kg Flächenlast	20 kg Flächenlast

Abmessungen Basisgestell

Breite in mm:	4 Ausleger: 540 5 Ausleger: 670	530
Tiefe in mm:	4 Ausleger: 580 5 Ausleger: 650	610
Gesamthöhe in mm:	820 / 1145 / 1305	830 / 998 / 1160 / 1320

Abmessungen Ablageboden

Breite in mm:	400	424
Tiefe in mm:	360	430

Elektrifizierung

Trenntransformator:	660 VA	660 VA
Zentraler Ein-/ Ausschalter:	nein	ja
Steckdosenleisten:	ja	ja

Bestelldaten

Katalogseiten:	18 - 29	38 - 56
----------------	---------	---------



■ pro-cart




■ classic-cart



■ compact-cart

80 kg	150 kg	180 kg
20 kg Flächenlast	50 kg Flächenlast	50 kg Flächenlast
610	614 / 714 / 1214	618 / 668 / 818
620	625	624
884 / 1172 / 1332	829 / 1117 / 1437	1146 / 1306 / 1466
450	450 / 500 / 600	450 / 500 / 650
400	491	491
660 VA / 1200 VA	660 VA / 1000 VA / 1600 VA	1200 VA / 1600 VA / 2000 VA
ja	ja	ja
ja	ja	ja
66 - 77	86 - 101	110 - 123



Unsere Tragarme - Flexibilität im Raum Gesamtkatalog

Informationen zu unseren Tragarmen finden Sie im entsprechenden Spezial-Katalog, den Sie im Internet unter www.itd-cart.com downloaden oder unter der unten stehenden Adresse anfordern können.



ITD GmbH
Sportplatzstraße 3
84381 Johanniskirchen
Deutschland



Tel.: +49 89 61 44 25-0
Fax: +49 89 61 44 25-200



www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com