

# Monitorwagen

## FUNKTIONELLE ERGONOMIE

Monitorwagen sind speziell für die Aufnahme medizinischer Monitore konzipiert, die häufig bewegt werden müssen. Integrierte mechanische bzw. elektrische Höhenverstellungen sorgen für zusätzlichen Komfort bei der Wahl der geeigneten Arbeitshöhe. Ergonomische Schiebegriffe erleichtern das Manövrieren und das Positionieren. Vier feststellbare Doppellenkrollen sorgen für hohen Bewegungskomfort während der Fahrt und eine sichere Fixierung am Einsatzort.



uni-cart



vexio-cart



pro-cart

# MONITORWAGEN uni-cart



Monitorwagen

## uni-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 47 E (Gesamthöhe: 1685 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Mechanische Höhenverstellung
- 1 Monitorhalterung, neigbar mit VESA 100 / 200 / 300 Adaption bis zu 14 kg
- 1 Gegengewichte-Set
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schiebegriff, rückseitig

Einbauhöhe: 47 E (1504 mm)  
 Tragfähigkeit: 65 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Tragsäule: eloxiert  
 Dekorelemente: Schiebegriff: siehe <sup>1)2)</sup>  
 Lieferumfang: komplett montiert

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	RS.4914.XXX <sup>1)2)</sup>
10-16 kg	RS.4915.XXX <sup>1)2)</sup>

## uni-cart Monitorwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 35 E (Gesamthöhe: 1305 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm und Gegengewichte-Set
- 1 Elektrische Höhenverstellung, Zuladung bis 20 kg mit Netzteil und Fernbedienung
- 1 Monitorhalterung, universal mit VESA 75 / 100 Adaption bis zu 14 kg
- 1 Tastaturauszug mit Mousepad (links / rechts)
- 1 Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 3-fach mit Ein-/ Ausschalter
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 1 Rechnerhalterung (klein), rückseitig
- 1 Anschlussleitung, Schuko, Länge 5 m
- 1 integrierte Kabelzugentlastung

Einbauhöhe: 35 E (1120 mm)  
 Tragfähigkeit: 65 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Tragsäule: eloxiert  
 Dekorelemente: Schiebegriff siehe <sup>1)</sup>  
 Lieferumfang: komplett montiert

Eingangsspannung	Artikelnummer
230 V und 50 / 60 Hz	RS.4145.XXX <sup>1)</sup>
110 V und 50 / 60 Hz	RS.4146.XXX <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .901 = RAL 5021 Wasserblau, .902 = RAL 5013 Kobaltblau, .903 = RAL 7035 Lichtgrau

<sup>2)</sup> Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .800 = RAL 7016 Anthrazitgrau

# MONITORWAGEN vexio-cart



## vexio-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 35 E (Gesamthöhe: 1320 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Mechanische Höhenverstellung mit Handverriegelung
- 1 Tastatúrauszug mit Mousepad (links / rechts)
- 1 Monitorhalterung, universal mit VESA 75 / 100 Adaption bis zu 14 kg und Netzteilhalterung, klein
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schuko-Dosenleiste 3-fach mit Ein-/ Ausschalter
- 2 Kabelkanäle „Economy“, seitlich
- 2 Hygieneleisten, rückseitig

Einbauhöhe: 35 E (1120 mm)  
 Tragfähigkeit: 65 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Tragsäule: eloxiert  
 Dekorelemente: Schiebegriff: siehe <sup>1)</sup>  
 Lieferumfang: komplett montiert

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	NT.5021.XXX <sup>1)</sup>
10-16 kg	NT.5022.XXX <sup>1)</sup>

## vexio-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 23 E (Gesamthöhe: 933 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 6 Hygiene-Leisten
- 1 Mechanische Höhenverstellung mit Auslösepedal
- 1 Monitorhalterung, neigbar mit VESA 100 / 200 / 300 Adaption bis zu 14 kg mit Positionierhilfen
- 1 Gegengewichte-Set
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schiebegriff, rückseitig

Einbauhöhe: 23 E (736 mm)  
 Tragfähigkeit: 65 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Tragsäule: eloxiert  
 Dekorelemente: Schiebegriff/Positionierhilfe: siehe <sup>1) 2)</sup>  
 Lieferumfang: komplett montiert

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	NT.5014.XXX <sup>1) 2)</sup>
8-14 kg	NT.5015.XXX <sup>1) 2)</sup>

# MONITORWAGEN pro-cart



Monitorwagen

## pro-cart Monitorwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 35 E (Gesamthöhe: 1332 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Elektrische Höhenverstellung, Zuladung bis 20 kg mit Netzteil und Fernbedienung
- 1 Ablageboden mit Griff, vorne
- 1 Monitorhalterung, universal, mit VESA 75 / 100 Adaption bis zu 14 kg
- 1 Tastaturauszug mit Mousepad (rechts / links)
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Anschlussleitung, Schuko, Länge 5 m

Einbauhöhe: 35 E (1120 mm)  
 Tragfähigkeit: 80 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Dekorelemente: Griff und Schiebegriff: siehe <sup>1)</sup>  
 Lieferumfang: komplett montiert

Eingangsspannung	Artikelnummer
------------------	---------------

230 V und 50 / 60 Hz	<b>PT.5012.XXX</b> <sup>1)</sup>
----------------------	----------------------------------

110 V und 50 / 60 Hz	<b>PT.5017.XXX</b> <sup>1)</sup>
----------------------	----------------------------------

## pro-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 48 E (Gesamthöhe: 1798 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren leitfähigen Doppellenkrollen Ø 125 mm
- 1 Mechanische Höhenverstellung
- 1 Monitorhalterung, neigbar mit VESA 100 / 200 / 300 Adaption bis zu 16 kg
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig

Einbauhöhe: 48 E (1536 mm)  
 Tragfähigkeit: 80 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Dekorelemente: tet  
 Lieferumfang: Schiebegriff: siehe <sup>1)2)</sup> komplett montiert

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
-------------------------------	---------------

3-10 kg	<b>PT.5016.XXX</b> <sup>1)2)</sup>
---------	------------------------------------

10-16 kg	<b>PT.5015.XXX</b> <sup>1)2)</sup>
----------	------------------------------------

# MONITORWAGEN FÜR PHILIPS IntelliVue



## uni-cart Rollstand für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Gerätewagen, 32 E (Gesamthöhe: 1265 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 5 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Dreh- und neigbare Einheit mit Table Top Mount-Adaption für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800 bis zu 14 kg
- 1 Vertikalhalterung für „external rack“
- 1 Ablagekorb
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 1 integrierte Kabelzugentlastung

Einbauhöhe: 32 E (1024 mm)  
 Tragfähigkeit: 50 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Dekorelemente: Schiebegriff und Vertikalhalterung: Medium Aqua Accent pulverbeschichtet  
 Lieferumfang: komplett montiert, Philips Table Top Mount nicht im Lieferumfang enthalten

**Artikelnummer**

**RS.4903.801**

## vexio-cart Rollstand für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Gerätewagen, 25 E (Gesamthöhe: 1042 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Dreh- und neigbare Einheit mit Table Top Mount-Adaption für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800 bis zu 14 kg
- 1 Ablagekorb
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 6 Hygiene-Leisten

Einbauhöhe: 25 E (800 mm)  
 Tragfähigkeit: 65 kg  
 Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Dekorelemente: Schiebegriff: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
 Lieferumfang: komplett montiert, Philips Table Top Mount nicht im Lieferumfang enthalten

**Artikelnummer**

**NT.5016.903**

# MONITORWAGEN FÜR PHILIPS Efficia



## vexio-cart Rollstand für Philips Efficia CM 100 / 120 / 150

Gerätewagen, 25 E (Gesamthöhe: 1042 mm),  
ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen  
Ø 100 mm
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Dreh- und neigbare Einheit mit Universaladapter  
für PhilipsEfficia CM100/120/150 bis 14 kg
- 1 Ablagekorb
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 6 Hygiene-Leisten

Einbauhöhe: 25 E (800 mm)  
Tragfähigkeit: 65 kg  
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet  
Dekorelemente: Schiebegriff: RAL 7035 Lichtgrau pul-  
verbeschichtet  
Lieferumfang: komplett montiert

### Artikelnummer

NT.5017.903

