



Healthcare Produktkatalog 2019

Bewährte Qualität

Die Produkte von Medela Healthcare entsprechen internationalen Industriestandards: ISO 9001 und ISO 13485 sowie den American Good Manufacturing Practices Guidelines (GMP). Unsere Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.

Die Zusicherung einer langen Garantie betrachten wir als selbstverständlich.

Wir sind gerne für Sie da – Team Healthcare

Ihr Kontakt zum Innendienst

Telefon Hotline +49 89 31 97 59-0
 Fax +49 89 31 97 59-99
 E-Mail kundenservice@medela.de

Ihr Kontakt zur Service Abteilung

Technische Anfragen oder Fragen
 zu laufenden Reparaturen und Wartungen:
 Telefon Hotline +49 89 31 97 59-444
 Fax +49 89 31 97 59-96
 E-Mail service@medela.de

Inhalt

Thoraxdrainage

Thopaz+	4
Thopaz+ Verbrauchsartikel	5
Thopaz+ Zubehör	6

Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Invia Liberty	8
Invia Liberty Verbrauchsartikel	8
Invia Liberty Zubehör	8
Invia Motion	9
Invia Motion Verbrauchsartikel	9
Invia Motion Zubehör	9
Invia Verbandsets	10

Chirurgisches Absaugen

Basic	12
Dominant Flex	13
Zubehör Basic und Dominant Flex	14

Chirurgisches Absaugen / Absaugung der Atemwege

Vario	15
Vario Zubehör	16

Absaugung der Atemwege

Clario Home Care System	17
Clario Zubehör	18

Auffangsysteme

Mehrweg-Auffangsystem	19
Einweg-Auffangsystem	20
Auffangsysteme Zubehör	20

Verbrauchsartikel

Vakuumschläuche	21
Patientenschläuche	22
Mehrweg-Filter	23
Verbrauchsmaterial für Mehrweg-Filter	23
Einweg-Filter	23
Ein- und Mehrweg-Verbindungen	24

Vakuumentbindung

Basic	25
Vakuumentbindung Zubehör	25
Mehrweg-Saugglocken	26
Einweg-Saugglocken	26
Saugglocken Zubehör	27

Symbole



Dieses Symbol zeigt ein Einwegartikel an. Nicht wiederverwenden.



Autoklavierbar – zum Beispiel bei 134°C / 10 Minuten



Nicht autoklavierbar – Empfohlene Reinigung in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Thoraxdrainage

Thopaz+



Art.-Nr. 079.1000
VPE 1 Stück

Thopaz+

Mobiles Thoraxdrainagesystem mit Patienten-Monitoring:

- Saugleistung 5 l/min
- Druckbereich 0 bis -10 kPa 1 Netzadapter international
- 1 Thopaz+ CD
- 1 Gebrauchsanweisung
- Akkulaufzeit mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Gewicht 1 kg
- B x H x T: 170 x 95 x 235 mm

Mit elektronischem Mess- und Überwachungssystem, das laufend informiert über:

- Flüssigkeitsverluste
- Parenchymleckage in ml/min (Flow)
- Historischer Verlauf der Luftleckage über 72 Stunden
- Historischer Verlauf der Flüssigkeitsverluste über 72 Stunden
- Unterdruck in der eingestellten Einheit (kPa/cmH₂O/mbar/mmHg)
- Abweichungen vom eingestellten Druck
- Behälterfüllstatus
- Akkuladestatus
- Garantie: 2 Jahre



Art.-Nr. 101033302

Basistraining digitales Thoraxdrainage Management

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen.

Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an. Ersteinweisung bei Neugeräten und Folgeeinweisungen inkl. aller Unterlagen der Teilnehmer sowie Reisekosten des Referenten

Dauer: ca. 45 Minuten

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung

Inhalte:

- Wissenswertes zu Thoraxdrainage Systemen
- Funktionen des Thoraxdrainage Systems
- Handhabung des Thoraxdrainage Systems
- Praktische Übungen am Gerät
- Datenauswertung
- Studienlage zu digitalen Thoraxdrainage Systemen

Thopaz+ Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 079.0011 (0,3 l)
VPE 12 Stück



Art.-Nr. 079.0016 (0,8 l)
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 079.0018 (2,0 l)
VPE 12 Stück



Art.-Nr. 079.0012 (0,3 l)
VPE 12 Stück



Art.-Nr. 079.0017 (0,8 l)
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 079.0019 (2,0 l)
VPE 12 Stück

Einen Adapter für den 2,0 Liter Behälter für die Ladestation (Art.-Nr. 079.0038) finden Sie auf Seite 6.

Behälter ohne Geliergranulat, steril

- Standardbehälter zum Auffangen von Sekreten
- Hydrophiler Überlaufschutz/Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter, 0,8 Liter und 2,0 Liter

Behälter mit Geliergranulat, steril

- Für eine hygienische und kostengünstige Entsorgung
- Hydrophiler Überlaufschutz/Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter, 0,8 Liter und 2,0 Liter



Art.-Nr. 079.0021
(1 Anschluss)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 079.0022
(2 Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Schlauch, steril

- Kompatibel mit 20 - 32 Charr. ¹⁾
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 1,5 m
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0023
(1 Anschluss)
VPE je 10 Stück



Art.-Nr. 079.0024
(2 Anschlüsse)
VPE je 10 Stück

Schlauch mit kleinen Anschlüssen, steril

- Kompatibel mit 12 - 20 Charr. ¹⁾
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 1,5 m
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0025
(1 Anschluss)
VPE je 10 Stück



Art.-Nr. 079.0026
(2 Anschlüsse)
VPE je 10 Stück

Schlauch mit großen Anschlüssen, steril

- Kompatibel mit 28 - 36 Charr. ¹⁾
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 1,5 m
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0039
VPE 20 Stück

Verschlusskappe, steril

- Zum Verschluss ungenutzter Anschlüsse
- Kompatibel mit allen Schläuchen

¹⁾ Angaben ohne Gewähr. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Gebietsleiter.



Art.-Nr. 077.0511
(klein, vernickelt)
VPE je 1 Stück

Rollgestell

- Für Gebrauch und Transport von diverserem Zubehör
- Mobil mit 4 Rollen (davon 2 mit Bremsen)
- Mit 2 Normschiene 10 x 25 mm

Versionen:

Klein, Rollen Ø 50 mm

- Vernickelt und pulverbeschichtet
- B x T x H: 450 x 410 x 860 mm

Groß, Rollen Ø 75 mm

- Aus Edelstahl
- B x T x H: 620 x 470 x 860 mm



Art.-Nr. 620.0221
(groß, Edelstahl)
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.1456
VPE 1 Stück

Manometer für Dichtigkeittest

- Einstellbereich 0 bis 10 kPa



Art.-Nr. 087.0059
VPE 1 Stück

Netzadapter Liberty/Thopaz/Thopaz+

- Zum Laden des Akkus
- Mit verschiedenen Steckern (Euro-GB-US-AUS/NZ)



Art.-Nr. 079.0037
VPE 1 Stück

Ladestation Thopaz/Thopaz+

- Zur Aufbewahrung von Thopaz+ und zum Laden des Akkus
- Kann an Normschiene, Betten* und Infusionsständern* befestigt werden
- *bei Verwendung einer Halterung mit Normschiene



Art.-Nr. 079.0038
VPE 1 Stück

Adapter für Ladestation Thopaz/Thopaz+

- Zur Befestigung des 2-Liter-Behälters empfohlen

ohne Bild

Art.-Nr. 099.0176
VPE 1 Stück

Kontaktstift für Ladestation Thopaz/Thopaz+



Art.-Nr. 099.0343
VPE 10 Stück

Dichtungsring Thopaz+



Art.-Nr. 079.0036
VPE 1 Stück

Halterung mit Normschiene

- Für die unkomplizierte Befestigung von Thopaz/Thopaz+ an Schienen, Betten, Infusionsständern
- Kann vertikal oder horizontal befestigt werden



Art.-Nr. 079.0040
VPE 1 Stück

Universalhalterung mit flexibler Normschiene

- Für die unkomplizierte Befestigung von Thopaz/Thopaz+ an Schienen, Betten, Infusionsständern
- Stufenlose Einstellung der Schienenneigung (360°)

ohne Bild

Art.-Nr. 077.0129
VPE 1 Stück

Halterset mit Werkzeug für Thopaz

- Bestehend aus: 2 Bügelhalter, 2 Schienenhalter, 1 Halterwerkzeug



Art.-Nr. 079.0034
VPE 1 Stück

USB-Kabel

- Zum Anschließen von Thopaz+ an den PC
- Typ: 2.0 A/M- Mini B/M



Art.-Nr. 079.1006
VPE 1 Stück

Tragegurt

- Zum Tragen von Thopaz+

Art.-Nr. 079.0031
VPE 1 Stück

Tragegurt

- Zum Tragen von Thopaz

Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Invia Liberty



Art.-Nr. 087.0003
VPE 1 Stück

Invia Liberty

- Aktive Entfernung des Exsudats und Druckkontrolle von der Pumpe bis zum Wundbereich
- Optionale Druckeinstellungen von -40 bis -200 mmHg, einschließlich Standard-Unterdruck von -125 mmHg
- Luftleckagenanzeige auf dem Display
- Neue individuelle Luftleckagen-Einstellungen für normale und große Wunden
- Quick-Connector für leichte und sichere Schlauchbefestigung
- Behälterentriegelung mit einem einzigen Knopfdruck
- Wahl zwischen Einweg-Behältern mit 300 ml und 800 ml mit Geliergranulat
- Akkulaufzeit: mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Modi: konstant und intermittierend
- 1 Netzadapter
- je 1 Gebrauchsanweisung für Fachpersonal und Patient
- Gewicht: 1 kg
- B x H x T: 170 x 95 x 150 mm

Invia Liberty Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 087.0012 (0,3 l)
VPE 10 Stück

Behälter mit Geliergranulat, steril

- Hydrophiler Überlaufschutz/Aktivekohlefilter für Geruchsschutz/ Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter und 0,8 Liter



Art.-Nr. 087.0017 (0,8 l)
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 087.0025
VPE 10 Stück

Schlauch mit Quick Connector

- Schneller, sicherer und hygienischer Anschluss mit Quick Connector
- Länge des Schlauchs: ca. 150 cm

Invia Liberty Zubehör



Art.-Nr. 079.0037
VPE 1 Stück

Ladestation

- B x H x T: 210 x 85 x 130 mm



Art.-Nr. 079.0036
VPE 1 Stück

Halterung mit Normschiene

- Länge: ca. 20,5 cm



Art.-Nr. 087.0031
VPE 1 Stück

Tragetasche

- B x H x T: 215 x 160 x 95 mm



Art.-Nr. 087.0059
VPE 1 Stück

Netzadapter Liberty/Thopaz+/Thopaz

- Zum Laden des Akkus
- Mit verschiedenen Steckern (Euro-GB-US-AUS/NZ)

Invia Motion



Art.-Nr. 087.4024 (60 Tage)
VPE 1 Stück

Art.-Nr. 087.4022 (15 Tage)
VPE 1 Stück

Invia Motion

- Max. Vakuum: -175 mm Hg
- Min. Vakuum: -40 mm Hg
- Akkulaufzeit: mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Modi: konstant und intermittierend
- 1 Netzadapter
- je 1 Gebrauchsanweisung für Fachpersonal und Patient
- 1 Tragetasche
- Gewicht: 400 g
- B x H x T: 90 x 90 x 50 mm

Versionen:

Laufzeit 60 Tage

60
Days

Laufzeit 15 Tage

15
Days

Invia Motion Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 087.4016
VPE 5 Stück

Behälter/Schlauch-Set 0,15 L

- Mit Geliergranulat, steril
- Schneller Behälterwechsel mit einem Griff
- Nutzbares Fassungsvermögen des Behälters 0,15 Liter
- Länge des Schlauchs: ca. 150 cm

Invia Motion Zubehör



Art.-Nr. 087.4003
VPE 1 Stück

Tragetasche

- B x H x T: 120 x 210 x 60 mm



Art.-Nr. 101033647
VPE 1 Stück

Netzadapter Motion

- Zum Laden des Akkus



Art.-Nr. 087.6221
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Schaumstoff-Verbandset mit FitPad

- Porengröße: 600–800 Mikrometer (µm)
- Reißfestigkeit: 138 kPa
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 385 g/m²/Tag
- B x H Versiegelungsfolie: 260 x 320 mm

Versionen:

Größe S

- 1 Schaumstoffpad
- 1 Versiegelungsfolie
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 80 x 100 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6222
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe M

- 1 Schaumstoffpad
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 125 x 190 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6223
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe L

- 1 Schaumstoffpad
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 150 x 250 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6224
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe XL

- 1 Schaumstoffpad
- 5 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 300 x 600 x 15 mm



Art.-Nr. 087.6250
VPE 1 Stück

Abdominal-Verbandset mit FitPad

- 1 Organschutzschicht: Größe oval 600 x 800 cm
- 1 Schaumstoffpad: Porengröße: 600–800 Mikrometer (µm)
Größe oval 380 x 250 x 20 mm
Reißfestigkeit: 138 kPa
- 4 Versiegelungsfolie: Größe 260 x 320 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit: 385 g/m²/Tag

Gaze-Verbandsets mit FitPad

- Saline: 30 ml
- B x H Versiegelungsfolie: 260 x 320 mm

Versionen:

Größe M

- 1 Kerlix AMD Antimikrobielle Gaze
- 1 Versiegelungsfolie
- 1 FitPad
- 1 Sterile Saline
- B x H Gaze: 160 x 170 mm



Art.-Nr. 087.7170
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe L

- 1 Kerlix AMD Antimikrobielle Gaze
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- 2 Sterile Saline
- B x H Gaze: 114 x 3700 mm



Art.-Nr. 087.7171
VPE 1 (enthält 3 Stück)



Art.-Nr. 087.6301
VPE 1 (enthält 40 Stück)

Invia Schaumstoffverband aus Polyvinylalkohol

- Hydrophiler PVA-Schaumstoff
- Mit sterilem Wasser befeuchtet
- Reißfestigkeit: 194-450 kPa

Versionen:

Größe S

- B x H x T: 75 x 100 x 9 mm



Art.-Nr. 087.6302
VPE 1 (enthält 60 Stück)

Größe L

- B x H x T: 100 x 150 x 9 mm



Art.-Nr. 087.7011
VPE 10 Stück

Invia Silverlon

- B x H: 100 x 120 mm



Art.-Nr. 087.0030
VPE 20 Stück

Invia Versiegelungsfolie

- B x H: 260 x 320 mm



Art.-Nr. 087.0028
VPE 10 Stück

Invia FitPad, steril

- Länge des Schlauchs: ca. 80 cm



Art.-Nr. 087.0023
VPE 10 Stück

Invia Y-Stück mit Quick Connector

- Zum Anschließen von 2 FitPads an ein Gerät

Chirurgisches Absaugen

Basic



Art.-Nr. 071.0000
(tragbar)
VPE 1 Stück

Basic

- Max. Vakuum -90 kPa (-675 mmHg)
- Saugleistung 30 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Ein-/Aus-Taste
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Sicherheitsset mit Silikonschlauch 7 x 12 mm, 60 cm mit 2 Kupplungsstücken
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Art.-Nr. 077.0723)
- Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre



Art.-Nr. 071.0001
(Rack)
VPE 1 Stück

Versionen:

Basic tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

Basic Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

Basic fahrbar

Basic Rack + Rollgestell



Art.-Nr. 071.0001 +
Art.-Nr. 071.0034
(fahrbar)

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034
VPE 1 Stück

Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter



Art.-Nr. 101033308

Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisung bei Neugeräten und Folgeeinweisungen
Inkl. aller Unterlagen der Teilnehmer sowie Reisekosten des Referenten
Dauer: ca. 45 Minuten
Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung

Dominant Flex



Art.-Nr. 071.0002
(tragbar)
VPE 1 Stück

Dominant Flex

- Max. Vakuum -95 kPa (-713 mmHg)
- Saugleistung adaptierbar: 40, 50, 60 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Tasten
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Sicherheitsset mit Silikonschlauch 7 x 12 mm, 60 cm mit 2 Kupplungsstücken
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (077.0723)
- Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre



Art.-Nr. 071.0003
(Rack)
VPE 1 Stück

Versionen:

Dominant Flex tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

Dominant Flex Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

Dominant Flex fahrbar

Dominant Flex Rack + Rollgestell



Art.-Nr. 071.0003 +
Art.-Nr. 071.0034
(fahrbar)

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034
VPE 1 Stück

Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter



Art.-Nr. 101033308

Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisung bei Neugeräten und Folgeeinweisungen
Inkl. aller Unterlagen der Teilnehmer sowie Reisekosten des Referenten
Dauer: ca. 45 Minuten
Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung



Art.-Nr. 077.0711
VPE 1 Stück



Sicherheits-Set steckbar

- Mit Silikonschlauch
- 7x12 mm, 60 cm mit 2 Kupplungsstücken



Art.-Nr. 077.0450
VPE 1 Stück



Deckel für Sicherheitsbehälter steckbar

- Mit Überlaufsicherung



Art.-Nr. 077.0531 (280 mm)
VPE 1 Stück

Köcher mit Halterung

- Zur Aufbewahrung von Kathetern oder Absauginstrumenten während Operationen
- 2 Teile: Halter (PC) und Köcher (PP) können direkt an Normschienen befestigt werden
- Größen: Länge 280 mm oder 480 mm

Art.-Nr. 077.0532 (480 mm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.1030
VPE 1 Stück

Köcherhalterung



Art.-Nr. 077.0561
VPE 1 Stück

Umschaltventil



Art.-Nr. 077.0563
VPE 1 Stück

Umschaltventil mit Schienenklemme und Schlauchset

- bestehend aus Art.-Nr. 077.0561, 077.0521 und 077.0921
- Mit 2 Silikonschläuchen 7 x 12 mm, 30 cm mit 2 Kupplungsstücken



Art.-Nr. 077.0723
VPE 1 Stück

Fuß-Ein-/Aus-Schalter

- Zum Ein- und Ausschalten von Basic
- Kabellänge 3,5 m



Art.-Nr. 077.0751 (links)
VPE 1 Stück

Schlauchhalter

- Zur Befestigung von Schläuchen an Normschienen
- Mit Schraube zur sicheren Befestigung
- Für links- oder rechtsseitige Befestigung



Art.-Nr. 077.0752 (rechts)
VPE 1 Stück

Vario



Art.-Nr. 026.2110
(mit Netzteil)
VPE 1 Stück

Vario Sekretsauger - 18 l/min

- Kolben/Zylinder-QuatroFlex™-Technologie
- Vakuumbereich bis -75 kPa (-563 mmHg)
- 230 - 240 V/50 Hz
- Silikonschlauch Ø 12 x 7 mm, 25 cm mit je 1 Steck- und Winkel-Steckkupplung 90°
- Einweg Überlaufschutz/Bakterienfilter (5 Stück)
- Gebrauchsanweisung (2 Stück)
- Garantie: Gerät 2 Jahre/QuatroFlex™ 6 Monate
- B x H x T: 170 x 380 x 285 mm

Art.-Nr. 026.5110
(mit Netzteil und Akku)
VPE 1 Stück

Versionen:

Vario mit Netzteil

Vario mit Netzteil und Akku

- Kann mit Netzanschluss oder mit Akku (30 - 45 Min.) betrieben werden
- Betrieb auch mit Auto-Anschlusskabel möglich
- Mit optischem und akustischem Warnsignal für Akkuanzeige

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 101033308

Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisung bei Neugeräten und Folgeeinweisungen
Inkl. aller Unterlagen der Teilnehmer sowie Reisekosten des Referenten
Dauer: ca. 45 Minuten
Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung

Vario Zubehör



Art.-Nr. 077.0511
(klein, vernickelt)
VPE je 1 Stück

Rollgestell

- Für Gebrauch und Transport von diverserem Zubehör
- Mobil mit 4 Rollen (davon 2 mit Bremsen)
- Mit 2 Normschienen 10 x 25 mm

Versionen:

Klein, Rollen Ø 50 mm

- Vernickelt
- B x T x H: 450 x 410 x 860 mm

Groß, Rollen Ø 75 mm

- Aus Edelstahl
- B x T x H: 620 x 470 x 860 mm



Art.-Nr. 620.0221
(groß, Edelstahl)
VPE je 1 Stück

Absaugung

ohne Bild

Art.-Nr. 077.0825
VPE 1 Stück

Vario Schienenhalterung

- Zur besseren Abstützung von Vario an Normschienen



Art.-Nr. 077.0823
VPE 1 Stück

Vario Universalhalterung

- Zur Befestigung von Vario an Schienen
- Vario Halterung kann bis zu 90° gedreht werden



Art.-Nr. 077.0105
VPE 1 Stück

Vario Adapter

- Zur Befestigung vom Einwegsystem an Vario



Art.-Nr. 077.0831
VPE 1 Stück

Vario Tragetasche

- Für den sicheren Transport von Vario mit Zubehör
- Robuste Tragevorrichtung mit Schulterriemen und Taschen



Art.-Nr. 077.0832
VPE 1 Stück

Kabelanschluss fürs Auto

- Zum Betrieb der Vario AC/DC-Pumpe im Auto
- 12-V-DC-Kabel



Art.-Nr. 077.0834
VPE 1 Stück

Vario Einweg-Filterset

- Einweg-Überlaufschutz/Bakterienfilter mit Medela-Anschluss und konischem Anschluss
- Mit PVC-Einwegschlauch 12 x 7 mm (25 cm) und einer Steckkupplung

Absaugung der Atemwege

Clario Home Care System



Art.-Nr. 014.0010
(mit Netzteil)
VPE 1 Stück
Hilfsmittel-Nr.
01.24.01.0016

Art.-Nr. 014.0110
(mit Netzteil und Akku)
VPE 1 Stück
Hilfsmittel-Nr.
01.24.02.0012

Clario Home Care System

- Dreifaches Hygienekonzept
- 3 Vakuumeinstellungen
min. = 131 mmHg
med. = 266 mmHg
max. = 595 mmHg
- Saugleistung 15 l/min.
- 1 Behälterset
- 1 Sicherheitskammer
- Einweg Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen
- 2 Jahre Garantie

Versionen:

AC Pumpe mit Netzteil

- Gewicht: 1,7 kg

AC/DC Pumpe mit Netzteil und Akku

- Gewicht: 2 kg



Art.-Nr. 014.0023
(mit Netzteil und Akku)
VPE 1 Stück

Clario Toni Home Care System

- Dreifaches Hygienekonzept
- 3 Vakuumeinstellungen
min. = 60 mmHg für Neugeborene
med. = 100 mmHg für Kinder
max. = 600 mmHg für zähflüssige Sekrete
- Saugleistung 15 l/min.
- 1 Behälterset
- 1 Sicherheitskammer
- Einweg Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen
- 2 Jahre Garantie

Version:

AC/DC Pumpe mit Netzteil und Akku

- Gewicht: 2 kg

Absaugung Home Care

Clario Zubehör



Art.-Nr. 074.0001
VPE 1 Stück

Behälterset

- Zum Auffangen von Sekreten bei Verwendung der Clario
- Mit 0,5-L-Behälter, Deckel mit Verschlusskappe und Schwimmer



Art.-Nr. 074.0002
VPE 1 Stück

Sicherheitskammer

- Zur Vakuumregulierung
- mit Vakuum-Drehknopf und 2 Ventilscheiben



Art.-Nr. 074.0003
VPE 1 Stück

Einweg-Fingertipschlauch, steril

- PVC
- Länge 150 cm, CH 25, steril



Art.-Nr. 074.0006
VPE 1 Stück

Manometer

- Zur Messung der Vakuumstärke der Clario
- In kPa und mmHg



Art.-Nr. 074.0007
VPE 1 Stück

SoftCase-Tragetasche

- Für den sicheren Transport von Homecare-Geräten mit Zubehör
- Mit 2 Tragegurten zur Befestigung an Rollstühlen oder als Rucksack und Tragegriff



Art.-Nr. 074.0017
VPE 1 Stück

Kabelanschluss fürs Auto

- Zum Betrieb der Clario AC/DC-Pumpe im Auto
- 12-V-DC-Kabel

Auffangsysteme

Mehrweg-Auffangsystem



Art.-Nr. 077.0125 (0,25 l)
VPE 1 Stück

Auffangbehälter, PSU

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen von abgesaugten Sekreten
- Aus bruchfestem Polysulfon mit einfach ablesbarer weißer Graduierung
- Größen 0,25, 0,5, 1, 2, 3 und 5 Liter



Art.-Nr. 077.0155 (0,5 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0110 (1 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0120 (2 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0130 (3 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0150 (5 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0420
Patientenanschluss
Ø 6–10 mm
VPE 1 Stück

Deckel groß

- Deckel für Mehrweg-Behälter mit Überlaufschutz
- Deckel mit Dichtung zur Verwendung mit 1-, 2-, 3- und 5-Liter-Auffangbehältern
- Konischer Patientenanschluss, Ø 6–10 mm oder 10–14 mm

Art.-Nr. 077.0430
Patientenanschluss
Ø 10–14 mm
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0440
VPE 1 Stück

Deckel klein

- Deckel für Mehrweg-Behälter mit Überlaufschutz
- Deckel mit Dichtung zur Verwendung mit 0,25- und 0,5-Liter-Auffangbehältern
- Konischer Patientenanschluss, Ø 6–10 mm



Art.-Nr. 077.0562
Patientenanschluss
Ø 6–10 mm
VPE 10 Stück

Einweg-Gewebeauffangbehälter

- aus Polypropylen hergestellt
- zum Auffangen von Gewebeprobe
- kann am Patientenanschluss des Deckels angebracht werden



Art.-Nr. 077.1013
VPE 10 Stück

Befestigungclip für Deckel

- Für Deckel Art.-Nr. 077.0420, Art.-Nr. 077.0430 und Art.-Nr. 077.0440



Art.-Nr. 077.1021
VPE 1 Stück

Überlaufschutz

Einweg-Auffangsystem



Art.-Nr. 077.0082 (1,5 l)
VPE 1 Stück

PC-Auffangbehälter für Einweg-Beutel

- Mehrweg-Behälter für die Verwendung mit Einweg-Sekretbeutel
- Aus bruchfestem und leicht zu reinigendem Polycarbonat
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Art.-Nr. 077.0085 (2,5 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0083 (1,5 l)
VPE 120 Stück

Einweg-Sekretbeutel

- Einwegprodukt zum Auffangen von Sekreten
- Doppelschichtige Folie mit integriertem Überlaufschutz und Deckel
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Art.-Nr. 077.0086 (2,5 l)
VPE 120 Stück



Art.-Nr. 077.0084 (1,5 l)
VPE 90 Stück

Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat

- Einwegprodukt zum Auffangen von Sekreten
- Doppelschichtige Folie mit integriertem Überlaufschutz und Deckel
- Enthält Geliergranulat für auslaufsicheren Transport und Entsorgung
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter




Art.-Nr. 077.0087 (2,5 l)
VPE 90 Stück



Art.-Nr. 077.0094
VPE 10 Stück

Einweg-Gewebeauffangbehälter


- Für Einweg-Auffangsystem
- Zum Auffangen von Gewebeproben
- Kann am Patientenanschluss des Deckels angebracht werden
- Aus Polypropylen hergestellt
- Packung mit 10 Stück




Art.-Nr. 077.0100
(für 1,5l Beutel)
VPE 10 Stück

Winkelstück

- Größen: für 1,5 Liter Einweg-Sekretbeutel (gelb) und für 2,5 Liter Einweg-Sekretbeutel (orange)



Art.-Nr. 077.0101
(für 2,5l Beutel)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0105
VPE 1 Stück

Vario Adapter

- Zur Befestigung vom Einwegsystem an Vario

Auffangsysteme Zubehör



Art.-Nr. 077.0188
VPE 1 Stück

Rollgestell

- für die Verwendung mit Medela Auffangsystemen geeignet
- Platz für bis zu 5 Auffangbehälter/Beutel
- Mobil mit 5 Rollen (mit Bremsen)
- Maße: 85 x 60 x 60 cm



Art.-Nr. 077.0651
VPE 1 Stück

Sicherheits-Set Vakuum-Regulierung mit Schienenklemme

- Für zentrale Vakuumversorgung
- Sekretbehälter PSU 0,25 Liter
- Deckel klein, konischer Patientenanschluss
- Ø 6 - 10 mm mit Überlaufschutz
- Schienenklemme Kunststoff
- Silikon-Schlauch Ø 12 x 7 mm, 60 cm mit 1 Steckkupplung
- Silikon-Schlauch Ø 12 x 7 mm, 100 cm mit 1 Steckkupplung



Art.-Nr. 077.0526 (1/1,5 l links)
VPE 1 Stück

Winkelblech

- Für Behälter in den Größen: 1 Liter links, 1 Liter rechts, 2 Liter links, 2 Liter rechts



Art.-Nr. 077.0527 (1/1,5 l rechts)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0528 (2/2,5 l links)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0529 (2/2,5 l rechts)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0521
VPE 1 Stück

Schienenklemme

- Zur Befestigung von Auffangbehältern an Normschienen
- Polyamid



Art.-Nr. 077.0523
VPE 1 Stück

Wandhalterung 1-fach

Verbrauchsartikel

Vakuumschläuche



Art.-Nr. 077.0901 (1 m)
VPE je 1 Stück

Vakuumschlauch

- Charriere 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 1, 2, 5, und 25 m



Art.-Nr. 077.0902 (2 m)
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.0905 (5 m)
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.0900 (25 m)
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.0912 (60 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Mit 1 Steckkupplung
- Charriere 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 60 oder 100 cm



Art.-Nr. 077.0913 (100 cm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0921 (30 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Mit 2 Steckkupplungen
- Charriere 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 30 oder 60 cm



Art.-Nr. 077.0922 (60 cm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0931 (25 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Mit 1 Steckkupplung und 1 Steckkupplung 90°
- Charriere 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 25 oder 60 cm



Art.-Nr. 077.0185 (60 cm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0970
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Charriere 30
- Größe: Ø 5 x 10 mm
- Länge: 25 m

Patientenschläuche



Art.-Nr. 620.0015 (180 cm)
VPE 50 Stück

Patientenschlauch

- Steril verpackt
- Endstück Fingertip
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größe: Ø 8,3 x 5,9 mm (Char. 25), Länge 180 cm



Art.-Nr. 620.0017 (210 cm)
VPE 50 Stück

Patientenschlauch, Endstück Medela Universaltrichter

- Steril verpackt
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größen: Ø 10 x 7 mm (Char. 30), Länge 210 cm und 300 cm



Art.-Nr. 620.0018 (300 cm)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0023
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 300 cm;
Char. 25)
VPE 50 Stück

Patientenschlauch, Endstück Silikon

- Steril verpackt
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größen: Ø 8,3 x 5,9 mm (Char. 25), Länge 210 cm, 300 cm und Länge 400 cm, und Ø 10 x 7 mm (Char. 30), Länge 210 cm



Art.-Nr. 620.0024
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 400 cm;
Char. 25)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0025
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 210 cm;
Char. 25)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0026
(Ø 10 x 7 mm, 210 cm;
Char. 30)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 077.0160
VPE 1 Stück

Reihenanschluss Patient, einzeln

- Größen: Ø 8 x 12 mm, Länge 34 cm



Art.-Nr. 077.0095
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch für Serienschaltung

- Y-Stück mit 25 cm Silikonschlauch

Mehrweg-Filter



Art.-Nr. 077.0581
VPE 1 Stück

Bakterienfilter

- inklusive Filterpapier 50 Stück

Verbrauchsmaterial für Mehrweg-Filter



Art.-Nr. 077.1014
VPE 50 Stück

Filterpapier für Bakterienfilter

Einweg-Filter



Art.-Nr. 077.0092
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Überlaufschutz / Bakterien- und Geruchsfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035285
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0571
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Überlaufschutz / Bakterienfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen, mit konischen Anschlüssen oder mit beiden Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0572
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0577
(beide Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 101035286
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Überlaufschutz / Viren- und Geruchsfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035287
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 101035263
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Überlaufschutz / Virenfilter

- Verhindert ein Überlaufen und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035264
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0573
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Bakterienfilter

- Schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0574
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Verbrauchsartikel

Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 077.0575
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 077.0576
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Bakterien- und Geruchsfilter

- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035265
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 101035284
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Virenfiter

- Schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen




Art.-Nr. 101035288
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 101035289
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Viren- und Geruchsfilter

- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0582
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Partikelfilter

- Aus Schaumstoff und Vlies
- Mit Medela Anschlüssen

Ein- und Mehrweg-Verbindungen



Art.-Nr. 077.1015 (Ø 6–10 mm)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 077.1016 (Ø 10–14 mm)
VPE 10 Stück

Winkelstück

- Verbindet Deckel/Sekretbeutel mit dem Patientenschlauch und verhindert ein Abknicken
- Polypropylen
- Größen: Ø 6–10 oder 10–14 mm



Art.-Nr. 077.1017
VPE 10 Stück

Steckkupplung, beidseitig konisch

- Verbindet Schläuche miteinander
- Polypropylen



Art.-Nr. 077.1018
VPE 10 Stück

Steckkupplung

- Verbindet Schlauch mit Medela Anschlüssen (Deckel, Umschaltventil usw.)
- Polyoxymethylen mit 2 blauen Silikon-O-Ringen
- Ø 7 mm



Art.-Nr. 077.1019
VPE 10 Stück

Steckkupplung 90°

- Verbindet Schlauch mit Medela Anschlüssen (Deckel, Umschaltventil usw.)
- Polyoxymethylen mit 2 blauen Silikon-O-Ringen



Art.-Nr. 077.1020
VPE 10 Stück

Y-Stück, dreifach konisch

- Zum Anschließen von 2 Schläuchen an dieselbe Vakuumquelle
- Polypropylen



Art.-Nr. 077.0098
VPE 10 Stück

Y-Stück

- Ø 7 mm



Art.-Nr. 077.0161
VPE 10 Stück

Steckkupplung

- Klein Ø 5 mm

Vakuumentbindung

Basic



Art.-Nr. 071.0000
(tragbar)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001
(Rack)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001 +
Art.-Nr. 071.0034
(fahrbar)

Basic

- Max. Vakuum -90 kPa (-675 mmHg)
- Saugleistung 30 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Ein-/Aus-Taste
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Sicherheitsset mit Silikonschlauch 7 x 12 mm, 60 cm mit 2 Kupplungsstücken
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Art.-Nr. 077.0723)
- Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre

Versionen:

Basic tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

Basic Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

Basic fahrbar

Basic Rack + Rollgestell

Verwenden Sie dazu die Medela Saugglocken (Seite 26f), Auffangsysteme (Seite 18ff), Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034
VPE 1 Stück

Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter

Vakuumentbindung Zubehör



Art.-Nr. 077.0731
VPE 1 Stück

Fuß-Vakuumregler

- Zur Regulierung des Vakuums von Basic
- Kann an Medela Standardbehälter angeschlossen werden
- Mit Haken und Schienenklemme zur einfachen Befestigung an Normschienen bei Nichtgebrauch



Art.-Nr. 017.0014
(Befestigungswinkel)
VPE 1 Stück

Apgar Timer

- Für den zuverlässigen Hinweis zur Durchführung von Apgar-Tests
- Batteriebetrieben
- Akustisches Signal nach 1, 5 und 10 Minuten

Versionen:

- Mit Befestigungswinkel
- Zur Befestigung an Normschienen




Art.-Nr. 017.0015
(Befestigung an Normschienen)
VPE 1 Stück

Mehrweg-Saugglocken

-  Art.-Nr. 077.0029 (Ø 40 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0030 (Ø 50 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0031 (Ø 60 mm)
VPE 1 Stück

Saugglocke Malmström
- Autoklavierbarer Edelstahl
- Mit Bodenplatte, Kette, Handgriff und Schlauch
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0032 (Ø 40 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0033 (Ø 50 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0034 (Ø 60 mm)
VPE 1 Stück

Saugglocke Malmström
- Autoklavierbarer Edelstahl
- Mit Bodenplatte und Kette
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.1041 (Ø 40 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.1042 (Ø 50 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.1043 (Ø 60 mm)
VPE 1 Stück

Saugglocke Bird
- Mit Saugelinlage
- Kette (ohne Griff), Länge 11 cm
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0063
VPE 1 Stück

Saugglocke Bird Posterior
- Mit Saugelinlage
- Kette (ohne Griff), Länge 11 cm
- Größe: Ø 50 mm

-  Art.-Nr. 077.0761 (Ø 50 mm) blau
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0762 (Ø 60 mm) gelb
VPE 1 Stück

Silc Cup Saugglocke
- Mit Silikonschlauch, 1,5 m und 1 Steckkupplung
- Größen: Ø 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0078
VPE 1 Stück

Silc Cup Saugglocke, komplett
- Mit Ventil und 1,5 m Silikonschlauch
- Größe: Ø 60 mm

Einweg-Saugglocken

-  Art.-Nr. 077.0791
VPE 25 Stück
-  Art.-Nr. 077.0792
VPE 25 Stück

Silc Cup Einweg-Saugglocke
- Steril mit 150-cm-Schlauch
- Größe: Ø 60 mm

Einweg-Saugglocke Bird Cup
- Polycarbonat-Version der Mehrweg-Saugglocke Bird Cup
- Steril mit 150-cm-Schlauch
- Größe: Ø 50 mm

Saugglocken Zubehör

-  Art.-Nr. 077.0035 (Ø 40 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0036 (Ø 50 mm)
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0037 (Ø 60 mm)
VPE 1 Stück

Bodenplatte für Malmström
- Aus Stahl mit Kette



- Art.-Nr. 077.0038
VPE 1 Stück

Handgriff für Malmström



- Art.-Nr. 077.0055 (120 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch für Malmström
- Längen: 32 cm und 120 cm

- Art.-Nr. 077.0053 (32 cm)
VPE 1 Stück

- Art.-Nr. 077.0062
VPE 5 Stück

Sicherungsring für Bird



- Art.-Nr. 077.1044
VPE 1 Stück

Handgriff mit Haken für Bird



- Art.-Nr. 077.1045 (Ø 40 mm)
VPE 10 Stück

Saugelinagen für Bird

- Art.-Nr. 077.1046 (Ø 50 mm)
VPE 10 Stück

- Art.-Nr. 077.1047 (Ø 60 mm)
VPE 10 Stück



- Art.-Nr. 077.0056
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch für Bird und Silc Cup
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Länge: 150 cm

- Art.-Nr. 077.0170
VPE 1 Stück

Einwegschlauch für Bird und Silc Cup
- Größe: Ø 7 x 10 mm
- Länge: 150 cm

- Art.-Nr. 077.0052
VPE 1 Stück

Silikonschlauch für Vakuumentbindung
- Größe: Ø 5,9 x 8,3 mm
- Transparent
- Meterware

CE 0123

Medizinische Vakuumtechnologie
für medizinisches Fachpersonal

**Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns oder Ihren zuständigen Medela
Gebietsleiter.**

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Germany & Austria

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort: