

Einfach online  
konfigurieren:  
[https://configurator.  
provita.de/tee-care](https://configurator.provita.de/tee-care)



**provita**<sup>®</sup>  
medical



# TEE CARE

**GESCHÜTZT & SICHER**


---

Transport, Lagerung und Aufbereitungsmöglichkeit  
für TEE-Ultraschallsonden

# TEE CARE



Technische Details  
unter provita.de



geeignet für  
alle Hersteller

- **KEINE VERKRÜMMUNG** aufgrund der hängenden Lagerung
- **MECHANISCHER SCHUTZ** der TEE-Sonde: Schutz vor Beschädigung und Pendelschutz
- **KEINE KONTAMINATION** aufgrund staubgeschützter Lagerung
- **KLARE KENNZEICHNUNG** Sonde aufbereitet / kontaminiert
- **WISCHDESINFIZIERBAR** Glatte Oberflächen und gute Zugänglichkeit zur Wischdesinfektion
- **SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT** der aufbereiteten TEE-Sonde
- **KONFIGURIERBAR** geeignet für sämtliche Sondenhersteller

- **KABELUMLENKROLLE** für optimale & knickfreie Kabelführung
- Als **KOMPLETTSYSTEM** möglich, Anbringungsmöglichkeiten des Protectors an:
  - » Schrankeinbau
  - » Infusionsständer\*
  - » Andockwagen
  - » Wandschienen
- **MDR-KONFORM**

\* Bei mobilem Einsatz ist entsprechend auf Kippsicherheit sowie eine stabile Anbringung etc. zu achten.



Einfach online konfigurieren:  
<https://configurator.provita.de/tee-care>

Kabelumlenkrolle für  
optimale Kabelführung



Mechanischer  
Schutz bei  
Lagerung und  
Transport



Klare  
Kennzeichnung




Wischdes-  
infizierbarer  
Protector



Hängende  
Lagerung,  
keine  
Verkrümmung  
der Sonde



Sonde  
kontaminiert    Sonde  
aufbereitet



Schutz des  
empfindlichen  
Distalendes




schnelle Erkennung durch  
Aufkleber- und farbigen  
Markierungseinsatz


## DAS MOBILITÄTSKONZEPT

Der Protektor ermöglicht den flexiblen und sicheren innerklinischen Transport einer TEE-Sonde von der Aufbewahrung bis hin zur Untersuchung. Der Protektor bietet eine sofortige Verfügbarkeit der aufbereiteten Sonde am Notfallwagen oder Infusionsständer. Bei Notfällen kann so entsprechend schnell reagiert werden.

**1** Aufbereitete Sonde – im Protektor gelagert und aufbewahrt im Schrank



**2** Anbringung des Protektors am Infusionsständer oder Notfallwagen




**3** Untersuchung/Diagnostik = Sonde wird kontaminiert



**4**

**5** Lagerung des aufbereiteten Protektors im Schrank oder wieder direkt am Infusionsständer/Notfallwagen etc.

**Tauchdesinfizierbare Sonde**



**Aufbereitung der Sonde per Tauchdesinfektion und Aufbereitung des Protektors durch Wischdesinfektion\***


1. Reinigung
2. Tauchdesinfektion
3. Dichtigkeitsprüfung
4. Erneute Tauchdesinfektion
5. Lagerung im Protektor

\*notwendige Prozessschritte je nach Vorgaben und Nutzung

**Wischdesinfizierbarer Protektor**



**Aufbereitung der Sonde und des Protektors mittels Wischdesinfektion**



Zum Video auf [provita.de/video/TEE/](http://provita.de/video/TEE/)

## Befestigungsmöglichkeiten/Varianten



### PROTEKTOR MIT BEFESTIGUNG für Geräteschienen

Grüner Einsatz	T-W71416
Roter Einsatz	T-W71426



### PROTEKTOR MIT BEFESTIGUNG für direkte Wandmontage (Serie „DIRECT“)

Grüner Einsatz	T-W72416
Roter Einsatz	T-W72426

### PROTEKTOR ZUR MONTAGE AN HYGIENERÜCKWAND

Serie „DIRECT +“

Grüner Einsatz	T-W73416
Roter Einsatz	T-W73426



### MARKIERUNGSEINSATZ

Kennzeichnung bei wischdesinfizierbarem Protektor

grün = Sonde aufbereitet  
rot = Sonde kontaminiert




### PENDELSCHUTZ (ENTHALTEN)

23 mm

**Mobile Einheiten**  
Tauchdesinfektion




Einfach online konfigurieren:  
<https://configurator.provita.de/tee-care>



Enzymatische  
Vorreinigung +

Tauch-  
desinfektion +

Dichtigkeits-  
prüfung +



mobile Einheit T-T05070

	T-W05000	T-T05030	T-W05040	T-T05050	T-T05060	T-T05070
Enzymatische Vorreinigung					✓	✓
Tauchdesinfektion		✓		✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung			✓	✓		✓
Transport	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Mobile Einheit**  
Wischdesinfektion



Einfach online konfigurieren:  
<https://configurator.provita.de/tee-care>



Sondenhalterung Z-Z00310

Steckerhalter Z-Z00040

Normschiene Z-Z00100

mobile Einheit T-W05000

Abwurf/Sekretauffangschale Z-TW0003



# Stationäre Einheiten



Stationär  
für Gerätenormschienen



Einfach online konfigurieren:  
<https://configurator.provita.de/tee-care>



	T-W55000	T-T55030	T-W55040	T-T55050	T-T55060	T-T55070
Aufbewahrung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tauchdesinfektion		✓		✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung			✓	✓		✓
Enzymatische Vorreinigung					✓	✓

## ZUR MONTAGE AN GERÄTENORMSCHIENEN

### Protector für Gerätenormschiene


Grüner Einsatz	T-W71416
Roter Einsatz	T-W71426

### Steckerhalter für Gerätenormschiene

siehe Seite 10

### Steckerhalter für stationäre Einheiten

siehe Seite 12



## SERIE „DIRECT“

### Protector für direkte Wandmontage

Grüner Einsatz	T-W72416
Roter Einsatz	T-W72426


## FÜR SCHRANKEINBAU

### Schrankeinheit


für 1 Ultraschallsonde	T-W06401
für 2 Ultraschallsonden	T-W06402



Einfach online konfigurieren:  
<https://configurator.provita.de/tee-care>



	T-W07401	T-T08436	T-T08466	T-M07432	T-T07432	T-T07456	T-T07466	T-T07476
Enzymatische Vorreinigung			✓				✓	✓
Tauchdesinfektion		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung				✓		✓		✓
Aufbewahrung	✓	✓	✓					



MIT BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT STECKERSCHUTZ



STECKERSCHUTZSYSTEME

siehe Seite 15

**SONDENHALTER**  
für Rundrohr 33,7 mm



Z-Z00300



Z-Z00310



Z-Z00320



Z-Z00330

**STECKERHALTER**  
für Gerätenormschiene



T1 Z-Z00020



T2 Z-Z00030



T4 Z-Z00040



TU Z-Z00050



TU mit optionalem GE-Steckerschutz  
D-Typ Z-Z00060



Sonderausführung auf Anfrage  
Z-Z00070

**NORMSCHIENEN**  
für Rundrohr 33,7 mm



Z-Z00100



Z-Z00110



Z-Z00120



Z-Z00130

**PROTEKTOREN**

siehe Seite 5

Mehr Optionen unter [provita.de](http://provita.de)

**ABLAGE**  
für Wischdesinfektionstücher/  
Tristel Wipes



Z-TW0005

**HANDSCHUHHALTER**



Z-TW0002

**DESINFIZIERMIS-  
TELSPENDER**



Z-TW0001

**SCHIEBEGRIFF-  
HANDGRIFF**



Z-TW0002

**HALTERUNGEN**  
für Prüfgeräte



Z-Z00210

**UNIVERSELLE  
HALTERUNG**  
für Dichtprüfgerät



80 mm x 75 mm x 115 mm (L x B x H)  
Z-Z00230

**SPEZIAL-  
REINIGUNGSBÜRSTE**



Z-TT0006

**ABWURF/SEKRET-  
AUFFANGSCHALE**



Z-TW0003

**ABLAUFHAHN**



Z-TT0005

**STECKERSCHUTZSYSTEME**



GE Z-Z00007



Philips Z-Z00008



Sonderausführung auf Anfrage  
Z-Z00009



**STECKERHALTER**  
vormontiert an „DIRECT +“-Wandeinheiten



Z-Z00620



Z-Z00630



Z-Z00640



Z-Z00650



Z-Z00670

**HALTERUNG**  
für Dichtprüfgerät



für GE Bite Hole Indicator Z-Z00220

**UNIVERSELLE HALTERUNG**  
für Dichtprüfgerät



Z-Z00240

**PROTEKTOREN**  
für stationäre Hygienerückwände „DIRECT +“



T-W73416




T-W73426

Dichtprüfgeräte auf Anfrage

Mehr Optionen unter [provita.de](https://provita.de)

# Für folgende Sondentypen sind Steckerhalter verfügbar:

- + Philips
- + GE
- + Siemens
- + Canon
- + Fujifilm Sonosite
- + Mindray
- + Aloka Hitachi
- + BK Medical
- + Esaote
- + Samsung
- + Toshiba








Sollte Ihre Sonde nicht aufgelistet sein, wenden Sie sich gerne an uns – wir entwickeln den passenden Steckerhalter für Sie.



Einfach online konfigurieren:  
<https://configurator.provita.de/tee-care>

## ÜBERSICHT

### Maße der verschiedenen Steckerhalter

	Benennung	Normschiene 25 mm × 10 mm	Protektor & Hygiene-Rückwand
	Steckerhalter T1	Z-Z00020	Z-Z00620
	Steckerhalter T2	Z-Z00030	Z-Z00630
	Steckerhalter T4	Z-Z00040	Z-Z00640
	Steckerhalter GE/TU (1)	Z-Z00050	Z-Z00650
	Steckerhalter GE/TU (2)	Z-Z00060	



provita<sup>®</sup> medical

Erster thermodesinfizierbarer Protaktor bis 95 °C zur validierten Aufbereitung (bei 500 und 1000mm Ausführungen)

Transport und Lagerung für Endo- und Fibroskope!

# ENDO PROTECT

**GESCHÜTZT & SICHER**

Transport und Lagerung für Endoskope und Fibroskope

Transport und Lagerung für Endoskope und Fibroskope

**GESCHÜTZT & SICHER**

ENDO PROTECT

Kennen Sie schon unsere anderen Kataloge?

<p>provita</p> <h2>pro vita</h2> <p>MEDIZINPRODUKTE UND -TECHNIK made in germany</p>	<p>provita</p> <h2>provi DOCK</h2> <p>KATALOG Mobiler Andockwagen / Mobile Transfer Cart</p>	<p>provita</p> <h2>Leuchten</h2> <p>KATALOG Untertracheal- / Leuchteuchten</p>	<p>provita</p> <h2>Infusions ständer</h2> <p>KATALOG Pumpenträger / Mobilar / Hygienezentral / SAM</p>	<p>provita</p> <h2>Wand systeme</h2> <p>KATALOG Wandstationen / Monitor- &amp; Infusionsregelsysteme</p>	<p>provita</p> <h2>Decken systeme</h2> <p>KATALOG Decken-Infusionssysteme</p>
--	--	--	--	--	---

provita medical gmbh & co. kg  
Auf der Huhfuhr 8  
42929 Wermelskirchen  
Germany

Phone +49 (0) 21 93 / 51 05 - 0  
Fax +49 (0) 21 93 / 51 05 - 269

info@provita.de  
www.provita.de

