

Dusch- und Toilettenstühle



www.rebotec.de

Bremen

Dusch-Toilettenrollstuhl

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit Polyurethan Rückenpolster
- integrierter Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 4-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 90 kg Körperlast

Art.-Nr.: 357...10

Zubehör:

- Sicherheitsgurt Gr. S
Art.-Nr. 322.30.10
- Aufschiebepolster für Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.10.50

*Comfort
Rückenlehne*



Art.-Nr. 357.54.10

Typ:	Bremen
Tiefe:	95 cm
Breite:	52 cm
Sitztiefe:	44 cm
Sitzhöhe:	52 cm
Sitzbreite:	42 cm
Überfahrhöhe:	40 cm
Überfahrbreite:	33 cm
Gewicht:	16,4 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 90 kg
Art.-Nr.:	357...10

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Venedig

Dusch-Toilettenrollstuhl als Selbstfahrer



Art.-Nr. 380.54.10

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit Polyurethan Rückenpolster
- integrierter Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 24-Zoll Antriebsräder mit Greifreifen
- geprüft bis 100 kg Körperlast

Art.-Nr.: 380. ... 10

Zubehör:

- Sicherheitsgurt Gr. S
Art.-Nr. 322.30.10
- Aufschiebepolster für Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.10.50

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Typ:	Venedig
Tiefe:	97 cm
Breite:	67 cm
Sitztiefe:	44 cm
Sitzhöhe:	55 cm
Sitzbreite:	42 cm
Überfahrhöhe:	43 cm
Überfahrbreite:	33 cm
Gewicht:	23,4 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 100 kg
Art.-Nr.:	380. ... 10

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de