

Dusch- und Toilettenstühle



www.rebotec.de

Köln / Kiel

Toilettenstühle

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- Toilettensitz mit Sitzpolster
- Eimeraufnahme entnehmbar
- inkl. Eimer
- Antirutschpuffer für sicheren Stand
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Köln

HMV-Nr. 33.40.04.0005

Art.-Nr.: 340. ...00

Kiel

- Sitzhöhe verstellbar von 51 cm bis 56 cm

Art.-Nr.: 347. ...00

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Halter für Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 304.05.10
- Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 301.00.20



Art.-Nr. 340.44.00



Art.-Nr. 347.03.00

Typ:	Köln	Kiel
Tiefe:	63 cm	63 cm
Breite:	57 cm	57 cm
Sitztiefe:	45 cm	45 cm
Sitzhöhe:	52 cm	51 cm - 56 cm
Sitzbreite:	46 cm	46 cm
Gewicht:	11,2 kg	11,2 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg	bis 130 kg
Art.-Nr.:	340. ...00	347. ...00

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Bonn

Toilettenrollstuhl



Art.-Nr. 343.54.00



Art.-Nr. 343.10.22
Auch mit Hygieneausschnitt lieferbar!

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
terracotta/rubinrot	33
grau/rubinrot	44
grau/blau	54
rotbunt	97

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- Toilettensitz mit Sitzpolster
- Eimeraufnahme entnehmbar
- inkl. Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg Körperlast

HMV-Nr. 18.46.02.0047

Art.-Nr.: 343. ... 00

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Halter für Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 304.05.10
- Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 301.00.20

Typ:	Bonn
Tiefe:	87 cm
Breite:	56 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	53 cm
Sitzbreite:	46 cm
Gewicht:	14,5 kg
Überfahrhöhe:	44 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg
Art.-Nr.:	343. ... 00

Hamburg

Toilettenrollstuhl, höhenverstellbar

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rücklehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- Toilettensitz mit Sitzpolster
- Eimeraufnahme entnehmbar
- inkl. Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Art.-Nr.: 356. ...00

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Halter für Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 304.05.10
- Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 301.00.20



Art.-Nr. 356.44.00

Typ:	Hamburg
Tiefe:	87 cm
Breite:	56 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	54 cm - 59 cm
Sitzbreite:	46 cm
Überfahrhöhe:	45 cm - 50 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	48 cm - 53 cm
Gewicht:	17 kg
Max. Belastbarkeit:	130 kg
Art.-Nr.:	356. ...00

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/rubinrot	44
grau/blau	54



Boston

Toilettenrollstuhl bis 150 kg



Art.-Nr. 342.03.00

Bis 150 kg!

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/blau	54

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwinkbare Armlehnen
- Toilettensitz mit Sitzpolster
- Eimeraufnahme entnehmbar
- inkl. Eimer
- höhenverstellbare, abschwinkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr.: 342. ...00

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Halter für Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 304.05.10
- Einwegbeutel mit Deckel
Art.-Nr. 301.00.20

Typ:	Boston
Tiefe:	89 cm
Breite:	62 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	53 cm
Sitzbreite:	52 cm
Überfahrhöhe:	44 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Gewicht:	16,2 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Art.-Nr.:	342. ...00

Zwickau / Würzburg

Duschstühle

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- ungepolsterter Sitz mit Hygieneausschnitt
- Antirutschpuffer für sicheren Stand
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Zwickau

Art.-Nr.: 332. ...00

Würzburg

- Sitzhöhe verstellbar von 50 cm bis 55 cm

Art.-Nr.: 333. ...00

Zubehör:

- Toiletteneimer
Art.-Nr. 301. ...
- Eimeraufnahme
Art.-Nr. 309.00.00
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
Art.-Nr. 440.10.04



Art.-Nr. 332.54.20



Art.-Nr. 333.54.20

Typ:	Zwickau	Würzburg
Tiefe:	63 cm	63 cm
Breite:	57 cm	57 cm
Sitztiefe:	45 cm	45 cm
Sitzhöhe:	51 cm	50 cm - 55 cm
Sitzbreite:	46 cm	46 cm
Gewicht:	9,2 kg	9,2 kg
Max. Belastbarkeit:	130 kg	130 kg
Art.-Nr.:	332. ...20	333. ...20

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Erfurt

Duschrollstuhl



Art.-Nr. 334.10.20



Art.-Nr. 334.44.22

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen
- ungepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Erfurt

- Standard-Modell

Art.-Nr. 334...20

Erfurt

- inkl. Eimeraufnahme und Eimer

Art.-Nr. 334...21

Erfurt

- inkl. Eimeraufnahme, Eimer und Sitzpolster

Art.-Nr. 334...22

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62

Typ:	Erfurt
Tiefe:	87 cm
Breite:	56 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	53 cm
Sitzbreite:	46 cm
Überfahöhe:	43 cm
Überfahöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Gewicht:	11,9 kg
Max. Belastbarkeit:	130 kg
Art.-Nr:	334.

Augsburg

Dusch-Toilettenrollstuhl für Kinder

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Toiletteneimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder mit Totalfeststeller
- geprüft bis 80 kg Körperlast

HMV-Nr. 18.46.01.5001

Art.-Nr. 339. ...97

Ausführungen:

3 Zoll Art.-Nr. 339.03.97

4 Zoll Art.-Nr. 339.04.97

24 Zoll Art.-Nr. 339.24.97

Zubehör:

- höhenverstellbare Kopfstütze
Art.-Nr. 444.03.39
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.10
- Sitzbreiten- u. Tiefenanpassung
Art.-Nr. 444.00.97 · (s. Folgeseite)
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32



Art.-Nr. 339.04.97

*Auch als Selbstfahrer
mit 24-Zoll-Greifreifen lieferbar!*

Typ:	3 Zoll	4 Zoll	24 Zoll
Tiefe:	87 cm	87 cm	97 cm
Breite:	53 cm	53 cm	66 cm
Sitztiefe:	35 cm	35 cm	35 cm
Sitzhöhe:	51 cm	54 cm	55 cm
Sitzbreite:	40 cm	40 cm	40 cm
Gewicht:	17,1 kg	17,3 kg	24,8 kg
Überfahrhöhe:	40 cm	43 cm	44 cm
Max. Überfahrbreite:	33 cm	33 cm	32 cm
Max. Belastbarkeit:	80 kg	80 kg	80 kg
Art.-Nr.:	339.03.97	339.04.97	339.24.97



Art.-Nr. 339.24.97

Sitzbreiten- und Tiefenanpassung

für Dusch-Toilettenrollstuhl Augsburg




Art.-Nr. 339.04.97
Abb. mit Kopfstütze
mit Sitzbreiten- und Tiefenanpassung

Ausstattung:

- Rückenlehnenverstellung
- verstellbare Armlehnen
- Sicherheitsgurt

Zubehör:

- höhenverstellbare Kopfstütze
Art.-Nr. 444.03.39



Bis 80 kg!

Typ:	Sitzbreiten- und Tiefenanpassung
Sitzbreite (min.):	22 cm - 32 cm
Sitztiefe (max.):	25 cm - 29 cm
Gewicht:	3,9 kg
Art.-Nr.:	444.00.97

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



Konstanz / Ulm

Dusch- und Toilettenstühle

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- Antirutschpuffer für sicheren Stand
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Konstanz

Art.-Nr.: 341... .00

Ulm

- Sitzhöhe verstellbar von 52 cm - 57 cm

Art.-Nr.: 348... .00

HMV-Nr. 04.40.03.2005

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- geschlossener Duschsitz
Art.-Nr. 440.10.24



Art.-Nr. 341.54.00



Art.-Nr. 348.30.00

Typ:	Konstanz	Ulm
Tiefe:	63 cm	63 cm
Breite:	57 cm	57 cm
Sitztiefe:	45 cm	45 cm
Sitzhöhe:	54 cm	52 cm - 57 cm
Sitzbreite:	46 cm	46 cm
Gewicht:	11,8 kg	11,8 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg	bis 130 kg
Art.-Nr.:	341... .00	348... .00

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Berlin

Dusch-Toilettenrollstuhl



Art.-Nr. 344.33.00

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwinkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwinkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg Körperlast

HMV-Nr. 18.46.01.2022

Art.-Nr.: 344. ...00

Zubehör:

- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- geschlossener Duschsitz
Art.-Nr. 440.10.24

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
terracotta/rubinrot	33
grau/rubinrot	44
grau/blau	54
rotbunt	97

Typ:	Berlin
Tiefe:	87 cm
Breite:	56 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	55 cm
Sitzbreite:	46 cm
Gewicht:	15,9 kg
Überfahrhöhe:	43 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg
Art.-Nr.:	344. ...00

Frankfurt

Dusch-Toilettenrollstuhl, höhenverstellbar

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Art.-Nr. 355... .00

Zubehör:

- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- geschlossener Duschsitz
Art.-Nr. 440.10.24



Art.-Nr. 355.54.00

Typ:	Frankfurt
Tiefe:	87 cm
Breite:	56 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	56 cm - 61 cm
Sitzbreite:	46 cm
Überfahrhöhe:	44 cm - 49 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	48 cm - 53 cm
Gewicht:	18 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg
Art.-Nr.:	355... .00

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54



New York

Dusch-Toilettenrollstuhl bis 150 kg



Art.-Nr. 369.54.00

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwinkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwinkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 369. ... 00

Zubehör:

- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- geschlossener Duschsitz
Art.-Nr. 440.10.24

Bis 150 kg!

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Typ:	New York
Tiefe:	89 cm
Breite:	62 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	55 cm
Sitzbreite:	52 cm
Überfahrhöhe:	43 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Gewicht:	16,6 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg
Art.-Nr.:	369. ... 00

Denver / Atlanta

Dusch- und Toilettenrollstühle bis 175 kg

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller
- geprüft bis 175 kg Körperlast

Denver

Art.-Nr. 360. ...00

Atlanta

Art.-Nr. 361. ...00

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20



Art.-Nr. 360.54.00



Art.-Nr. 361.30.00

Bis 175kg!

Typ:	Denver	Atlanta
Tiefe:	90 cm	90 cm
Breite:	68 cm	74 cm
Sitztiefe:	48 cm	48 cm
Sitzhöhe:	57 cm	57 cm
Sitzbreite:	58 cm	64 cm
Überfahrhöhe:	45 cm	45 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	48 cm	48 cm
Gewicht:	19 kg	20 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 175 kg	bis 175 kg
Art.-Nr.:	360. ...00	361. ...00

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Chicago / Dallas

Dusch- und Toilettenrollstühle bis 200 kg



Art.-Nr. 358.30.00

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwinkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwinkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller
- geprüft bis 200 kg Körperlast

Chicago

Art.-Nr. 358.00

Dallas

HMV-Nr. 18.46.01.3002

Art.-Nr. 359.00

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20



Art.-Nr. 359.54.00

Bis 200 kg!

Typ:	Chicago	Dallas
Tiefe:	90 cm	90 cm
Breite:	68 cm	74 cm
Sitztiefe:	48 cm	48 cm
Sitzhöhe:	56 cm	56 cm
Sitzbreite:	58 cm	64 cm
Überfahrhöhe:	44 cm	44 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm	47 cm
Gewicht:	21 kg	22 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 200 kg	bis 200 kg
Art.-Nr.:	358.00	359.00

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Genf

Duschrollstuhl als Selbstfahrer

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- inkl. Sitzpolster
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 24-Zoll Antriebsräder mit Greifreifen
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Genf

- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)

Art.-Nr. 346. ... 10

Genf

- ungepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt

Art.-Nr. 346. ... 20

Genf

- Toilettenbrille mit Sitzpolster

Art.-Nr. 346. ... 30

HMV-Nr. 18.46.01.0024

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- geschlossener Duschsitz
Art.-Nr. 440.10.24



Art.-Nr. 346.30.10

Bis 130 kg!

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Typ:	Genf	Genf	Genf
Tiefe:	95 cm	95 cm	95 cm
Breite:	73 cm	71 cm	71 cm
Sitztiefe:	45 cm	45 cm	45 cm
Sitzhöhe:	55 cm	52 cm	52 cm
Sitzbreite:	46 cm	46 cm	46 cm
Überfahrhöhe:	43 cm	43 cm	43 cm
Überfahrbreite:	38 cm	38 cm	38 cm
Gewicht:	24 kg	22 kg	23 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg	bis 130 kg	bis 130 kg
Art.-Nr.:	346. ... 10	346. ... 20	346. ... 30

Miami

Duschrollstuhl als Selbstfahrer bis 150 kg



Art.-Nr. 345.10.10

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- inkl. Sitzpolster
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 24-Zoll-Antriebsräder mit Greifreifen
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Miami

- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)

Art.-Nr. 345...10

Miami

- ungepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt

Art.-Nr. 345...20

Miami

- Toilettenbrille mit Sitzpolster

Art.-Nr. 345...30

HMV-Nr. 18.46.01.0023

Zubehör:

- Armlehnenpolster Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt Art.-Nr. 322.30.20
- geschlossener Duschsitz Art.-Nr. 440.10.24

Typ:	Miami	Miami	Miami
Tiefe:	95 cm	95 cm	95 cm
Breite:	77 cm	77 cm	77 cm
Sitztiefe:	45 cm	45 cm	45 cm
Sitzhöhe:	55 cm	52 cm	52 cm
Sitzbreite:	52 cm	52 cm	52 cm
Überfahrhöhe:	43 cm	43 cm	43 cm
Gewicht:	27 kg	24 kg	25 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg	bis 150 kg	bis 150 kg
Art.-Nr.:	345...10	345...20	345...30

Bis 150 kg!

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!



Dubai

Toilettenstuhl mit Bidet-WC-Aufsatz

- optimale Reinigung
- fahrbarer WC-Stuhl
- unabhängig von der installierten Wasserversorgung
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller

Ausstattung:

- Powerwash-Funktion: Sprudelreinigung erhöht die Effizienz der Reinigung
- Massage durch pulsierenden Wasserstrahl fördert die Durchblutung
- Waschposition, Wasserdruck und Temperatur einstellbar
- Warmluftfön einstellbar
- beheizbare Brille
- Programmierung von individuellen Benutzerprofilen
- Enema-Funktion

Art.-Nr. 329.05. ...



Art.-Nr. 329.05.30



Bis 150 kg!

*Geruchsabsaugung und
Warmluftwasserreinigung*



Farbe	Farbcode	
grau/grau		03
grau/feuerrot		30
grau/blau		54

Typ:	Dubai
Tiefe:	92 cm
Breite:	63 cm
Sitzhöhe:	56 cm
Sitzbreite:	52 cm
Gewicht:	25 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg
Art.-Nr.:	329.05. ...

Malta

Multifunktionsrollstuhl



Art.-Nr. 367.54.30

Bis 130 kg!

- mobiles Waschbecken
- überbreiter Duschstuhl mit Bidet
- Sitzbadewanne

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterter Sitz mit Hygieneöffnung
- Sitzbadewanne für 6 bis 15 Liter Inhalt und Ablaufschlauch
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 3-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg

Art.-Nr. 367.54.30

Abmessung Wanne:

- Wannenhöhe: 17 cm
- Wannbreite: 56 cm
- Wannentiefe: 42,5 cm
- Füllmenge: 6-15 l

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32



Farbe	Farbcode
grau/blau	54

Typ:	Malta
Tiefe:	90 cm
Breite:	74 cm
Sitzhöhe:	48 cm
Sitzbreite:	64 cm
Sitztiefe:	48 cm
Höhe Wannrand:	42 cm
Gewicht:	19,3 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg
Art.-Nr.:	347. ... 30



Oslo

Transport- und Duschrollstuhl

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 362.00

Zubehör

- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32

*Bequemer Schiebegriff
und angenehmes, leicht zu
reinigendes Sitzpolster*



Art.-Nr. 362.54.00

Bis 150 kg!

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Typ:	Oslo
Tiefe:	106 cm
Breite:	64 cm
Sitzhöhe:	56 cm
Sitzbreite:	52 cm
Sitztiefe:	45 cm
Gewicht:	16,5 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg
Art.-Nr.:	362.00



Farbe	Farbcode
grau	00
rubinrot	44
braun	48

1. Eimer

- passend für alle Modelle der Toiletten und Dusch-Toilettenstühle

Art.-Nr. 301...



2. Halter für Einwegbeutel mit Deckel

- inkl. 3 Einwegbeutel mit Deckel

Art.-Nr. 304.05.10



3. Einwegbeutel mit Deckel

Art.-Nr. 301.00.20



Art.-Nr. 307.00

Farbe	Farbcode
grau	00
rubinrot	44
blau	54

4. Toilettenbrille (universal)

- zweigeteilte Brille, d. h. Eimer oben und hinten herausnehmbar

Zubehör

5. Geschlossener Duschsitz

- passend für alle Modelle
(Sitzbreite: 46 und 52 cm)

Art.-Nr. 440.10.24



6. Spritzschutz

- passend für weichen Duschsitz mit Hygieneöffnung
(Sitzbreite: 46 und 52 cm)

Art.-Nr. 440.10.40



7. Sicherheitsgurt

Größe S

Art.-Nr. 322.30.10

Größe M/L

Art.-Nr. 322.30.20



8. Aufschiebepolster für beide Gurte

Art.-Nr. 322.10.50





9. Armlehnenpolster

- passend für alle Modelle
- Art.-Nr. 440.10.32**

10. Infusionsständer

- passend für alle Modelle
(außer 24 Zoll- und Schwerlaststühle)
- Art.-Nr. 440.00.93**

www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de