

Gehgestelle und Rollatoren



www.rebotec.de

Walk-on

Aluminiumgehgestell

Ausstattung:

- pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- rutschfeste Griffe für sicheren Halt
- faltbar, höhenverstellbar
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 174. ...

Bis 150 kg!



Art.-Nr. 174.10



Art.-Nr. 174.40



Typ:	XS	S	M	L
Tiefe:	45 cm	45 cm	52 cm	52 cm
Breite:	57 cm	57 cm	63 cm	63 cm
Griffhöhe:	62 cm - 70 cm	70 cm - 78 cm	68 cm - 87 cm	78 cm - 97 cm
Gewicht:	3,0 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,7 kg
Höhenverstellung:	5-fach	5-fach	10-fach	10-fach
Belastbarkeit:	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Farbe:	bunt	bunt	anthrazit	anthrazit
Art.-Nr.:	174.10	174.20	174.30	174.40

Walk-on

Aluminiumgehgestell mit 2 Rollen



Art.-Nr. 175.40



Art.-Nr. 175.10

Ausstattung:

- pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- rutschfeste Griffe für sicheren Halt
- faltbar, höhenverstellbar
- geprüft bis 120 kg Körperlast

Art.-Nr. 175. ...

Typ:	XS	S	M	L
Tiefe:	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm
Breite:	57 cm	57 cm	63 cm	63 cm
Griffhöhe:	62 cm - 70 cm	70 cm - 78 cm	68 cm - 87 cm	78 cm - 97 cm
Gewicht:	3,3 kg	3,4 kg	4,0 kg	4,1 kg
Höhenverstellung:	5-fach	5-fach	10-fach	10-fach
Belastbarkeit:	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Farbe:	bunt	bunt	anthrazit	anthrazit
Art.-Nr.:	175.10	175.20	175.30	175.40

Fixi / Fox

Kinderrollatoren

Ausstattung:

- Zug- und Feststellbremse
- faltbar
- pannensichere Bereifung
- besonders leicht durch pulverbeschichteten Aluminiumrahmen
- geprüft bis 100 kg Körperlast

Art.-Nr. 186.00. ...

Zubehör:

- Sitzplatte fest (schwarz)
Art.-Nr. 286.65.25
- Polsterung Rückenbügel
Art.-Nr. 280.10.48



Art.-Nr. 186.00.20

*Gewicht:
nur 6,2 kg!*

Typ:	Fixi	Fox
Tiefe:	68 cm	68 cm
Breite:	59 cm	59 cm
Griffhöhe:	61 cm - 70 cm	70 cm - 78 cm
Sitzhöhe: (Optional)	46 cm	46 cm
Sitzbreite: (Optional)	38 cm	38 cm
Gewicht:	6,2 kg	6,3 kg
Höhenverstellung:	5-fach	5-fach
Max. Belastbarkeit:	100 kg	100 kg
Art.-Nr.:	186.00.10	186.00.20



Pluto

Lauflehre für Kinder



Art.-Nr. 187.00.10
Abb. mit Sitz Gr. 1

Ausstattung:

- 2 verschiedene Größen
- breiten- und höhenverstellbare Handgriffe
- Rücklaufsperre
- Vorderräder lenkbar
- pannensichere Bereifung

HMV-Nr. 10.46.02.3025

Art.-Nr. 187.00. ...

- Rückwärtsgehilfe mit Rücklaufsperre für höhere Standsicherheit bei gleichzeitiger erhöhter Bewegungsfreiheit
- Anbahnung natürlicher Bewegungsabläufe und Stärkung des Gleichgewichtssinns
- erleichtert die Umsetzung von Bewegung bei erreichter Becken- und Rumpfaufrichtung
- gute Ergänzung zu krankengymnastischen Behandlungen

Zubehör:

- Lenkstopp für Vorderräder
Art.-Nr. 287.10.42
- Sitz für Pluto - Größe 1: bis 60 kg
Art.-Nr. 287.20.10
- Sitz für Pluto - Größe 2: bis 80 kg
Art.-Nr. 287.20.20



Typ:	Größe 1	Größe 2
Länge:	81 cm	86 cm
Breite:	65 cm	67 cm
Griffhöhe:	46 cm - 81 cm	55 cm - 89 cm
Gewicht:	8,0 kg	8,5 kg
Max. Belastbarkeit:	60 kg	80 kg
Art.-Nr:	187.00.10	187.00.20

Polo Plus-T

Aluminiumrollator mit Tasche

Ausstattung:

- Zug- und Feststellbremse
- faltbar
- Sitzfläche umklappbar zum Tablett
- inkl. Tasche
- pannensichere Bereifung
- besonders leicht durch pulverbeschichteten Aluminiumrahmen
- geprüft bis 120 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.04.1117

Art.-Nr. 181... ..

Zubehör:

- Polsterung Rückenbügel
Art.-Nr. 280.10.48
- Gehstockhalter
Art.-Nr. 164.30.00
- entnehmbare Einkaufstasche
Art.-Nr. 284.00.70



Art.-Nr. 181.20

*Lieferbar in
3 Sitzhöhen!*

Typ:	S	M	L
Tiefe:	68 cm	73 cm	78 cm
Breite:	68 cm	68 cm	68 cm
Griffhöhe:	64 cm - 70 cm	70 cm - 83 cm	77 cm - 96 cm
Sitzhöhe:	49 cm	56 cm	62 cm
Sitzbreite:	48 cm	48 cm	48 cm
Gewicht:	7,4 kg	7,6 kg	7,8 kg
Höhenverstellung:	4-fach	7-fach	10-fach
Belastbarkeit:	120 kg	120 kg	120 kg
Art.-Nr.:	181.10	181.20	181.30

Polo-Comfort

Rollator mit Tasche und Gehstockhalter



Art.-Nr. 182.20

Ausstattung:

- Zug- und Feststellbremse
- Polsterung Rückenbügel
- faltbar
- Sitzfläche umklappbar zum Tablett
- inkl. Tasche mit entnehmbarer Einkaufstasche
- Gehstockhalter
- pannensichere Bereifung
- besonders leicht durch pulverbeschichteten Aluminiumrahmen
- geprüft bis 120 kg Körperlast

Art.-Nr. 182. ..



*Rückenbügel als
Aukipphilfe verwendbar!*



Separat entnehmbare
Einkaufstasche.

Typ:	M	L
Tiefe:	73 cm	78 cm
Breite:	68 cm	68 cm
Griffhöhe:	70 cm - 83 cm	77 cm - 96 cm
Sitzhöhe:	56 cm	62 cm
Sitzbreite:	48 cm	48 cm
Gewicht:	7,8 kg	8,0 kg
Höhenverstellung:	7-fach	10-fach
Belastbarkeit:	120 kg	120 kg
Art.-Nr.:	182.20	182.30

Jumbo 150

Stahlrollator



Ausstattung:

- Zug- und Feststellbremse
- faltbar
- Sitzfläche umklappbar
- inkl. Tasche
- pannensichere Bereifung
- pulverbeschichteter Stahlrahmen
- 10-fach höhenverstellbar
- geprüft bis 150 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.04.1116

Art.-Nr. 188.00.00

Zubehör:

- Polsterung Rückenbügel
Art.-Nr. 280.10.48
- Gehstockhalter
Art.-Nr. 164.30.00



Art.-Nr. 188.00.00
Abb. mit Rückenpolster

Typ:	Jumbo 150
Tiefe:	73 cm
Breite:	75 cm
Griffhöhe:	77 cm - 96 cm
Sitzhöhe:	62 cm
Sitzbreite:	54 cm
Gewicht:	11,6 kg
Höhenverstellung:	10-fach
Belastbarkeit:	150 kg
Art.-Nr.:	188.00.00

Bis 150 kg!