

Gehhilfen



www.rebotec.de

Quick´N Easy

Achselstütze

Ausstattung:

- Achselpolsterung
- ergonomischer Griff
- höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Modelle:

- Kinder
Art.-Nr. 127.10.10
- Jugend- und Damen
Art.-Nr. 127.20.10
- Standard
Art.-Nr. 127.30.10
- Überlänge
Art.-Nr. 127.40.10

*Ohne Werkzeug
einstellbar!*



Art.-Nr. 127.10.10



Art.-Nr. 127.20.10



Art.-Nr. 127.30.10



Art.-Nr. 127.40.10

Typ:	Kinder	Jugend und Damen	Standard	Überlänge
Achselhöhe:	83 cm - 103 cm	101 cm - 121 cm	118 cm - 138 cm	136 cm - 156 cm
Griffhöhe:	48 cm - 71 cm	58 cm - 81 cm	68 cm - 91 cm	75 cm - 98 cm
Rohrsatz Ø in mm:	19 / 22	19 / 22	19 / 22	19 / 22
Farbe:	blaubunt	blau/rot	schwarz	schwarz
Art.-Nr.:	127.10.10	127.20.10	127.30.10	127.40.10

Quick´N Easy Soft

Achselstütze



*Ohne Werkzeug
einstellbar!*



Art.-Nr. 126.10.10



Art.-Nr. 126.20.10



Art.-Nr. 126.30.10



Art.-Nr. 126.40.10

Ausstattung:

- PU-Achsepolsterung
- ergonomischer Griff
- höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- geprüft bis 130 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.03.0003

Modelle:

- Kinder
Art.-Nr. 126.10.10
- Jugend- und Damen
Art.-Nr. 126.20.10
- Standard
Art.-Nr. 126.30.10
- Überlänge
Art.-Nr. 126.40.10



Typ:	Kinder	Jugend und Damen	Standard	Überlänge
Achselhöhe:	83 cm - 103 cm	101 cm - 121 cm	118 cm - 138 cm	136 cm - 156 cm
Griffhöhe:	48 cm - 71 cm	58 cm - 81 cm	68 cm - 91 cm	75 cm - 98 cm
Rohrsatz Ø in mm:	19 / 22	19 / 22	19 / 22	19 / 22
Farbe:	blaubunt	blau/rot	schwarz	schwarz
Art.-Nr.:	126.10.10	126.20.10	126.30.10	126.40.10

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



BIG 160 / BIG 200

Achselstützen

Ausstattung BIG 160:

- komfortable PU-Achselpolsterung
- anatomischer Softgriff
- Griff höhenverstellbar
- inkl. Antirutschpuffer „Big-Foot“
- geprüft bis 160 kg Körperlast

Art.-Nr. 129.00

Ausstattung BIG 200:

- komfortable PU-Achselpolsterung
- anatomischer Softgriff
- Griff höhenverstellbar
- inkl. Antirutschpuffer „Big-Foot“
- geprüft bis 200 kg Körperlast

Art.-Nr. 128.10

Superstark!



Art.-Nr. 129.00



Art.-Nr. 128.10

Typ:	BIG 160	BIG 200
Achselhöhe:	118 cm - 151 cm	118 cm - 151 cm
Griffhöhe bei min. Achselhöhe:	65 cm - 83 cm	65 cm - 83 cm
Griffhöhe bei max. Achselhöhe:	93 cm - 116 cm	93 cm - 116 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22	22
Art.-Nr.:	129.00	128.10



Art.-Nr. 160.01.03



Art.-Nr. 166.00.25



Art.-Nr. 166.00.05



Art.-Nr. 168.10.22



Griff- und Achselpolster:

- druckabschwächendes und hautfreundliches Material
- rutschfeste Polsterung durch Neopren
- angenehm auf der Haut durch Nylonbezug
- einfache Befestigung durch Klettverschluß
- waschbar

Griffpolster

Art.-Nr. 160.01.03 für Quick 'N Easy

Art.-Nr. 160.01.04 für BIG 160/200

Achselpolster

Art.-Nr. 160.03.02

Reflektorclip o. Abb.

Art.-Nr. 165.00

Eiskralle

- 5 Dornen für sicheren Halt
- bequem hochklappbar bei normalem Untergrund
- einfache Montage
- für Rohrdurchmesser von 16 mm bis 22 mm

Art.-Nr. 166.00.05

Art.-Nr. 166.00.25 für Quick 'N Easy

nur bestellbar, nicht nachrüstbar

Antirutschpuffer „Big Foot“

- große Auflagefläche (Ø 5,6 cm)
- Formgebung mit Gelenkeigenschaften
- haftungsoptimierte Sohle
- hohe Abriebfestigkeit
- BIG-FOOT · 22 mm – 24 mm

Art.-Nr. 168.10.22

QUADRO

Vierfußgehilfe

Ausstattung:

- hohe Standfestigkeit
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 100 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.01.3008

Modelle:

QUADRO „Fritzgriff“

- Alurohr silber eloxiert

Art.-Nr. 153. ...

QUADRO „anatomischer Griff“

- Alurohr silber eloxiert

Art.-Nr. 152. ... (links)

Art.-Nr. 154. ... (rechts)

*„Fritzgriff“
rechts und links
einsetzbar!*




Art.-Nr. 154.00



Art.-Nr. 153.10

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
schwarz	10
enzianblau	50

Typ:	Fritzgriff	anatomischer Griff (links)	anatomischer Griff (rechts)
Griffhöhe:	63 cm - 86 cm	63 cm - 86 cm	63 cm - 86 cm
Fußkapsel Ø in mm:	19	19	19
Art.-Nr.:	153. ...	152. ...	154. ...



Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!




QUADRO


Vierfuß-Unterarmgehstütze



Art.-Nr. 155.10



Art.-Nr. 156.95



Ausstattung:

- hohe Standfestigkeit und Rutschsicherheit
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 100 kg Körperlast

Modelle:

QUADRO Vierfuß-Unterarmgehstütze mit Standardgriff

- ausgerüstet mit dem Oberteil einer Standardunterarmgehstütze
- Art.-Nr. 155. ...**

mit Aufsatz „Fun-Kids“

- ausgerüstet mit dem Oberteil der Kinderunterarmgehstütze
- Art.-Nr. 156. ...**



Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
schwarz	10
enzianblau	50
blaubunt	95

Typ:	Quadro	Quadro Fun-Kids
Armschalenhöhe:	24 cm - 27 cm	16 cm - 21 cm
Griffhöhe:	67 cm - 89 cm	65 cm - 88 cm
Fußkapsel Ø in mm:	19	19
Art.-Nr.:	155. ...	156. ...

www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de