

# Gehstöcke



[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

# Simplex

## Gehstock

### Ausstattung:

- Fritzgriff (Derbygriff)
- angenehm breite Handauflagefläche
- sehr leicht = 375 g
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 125 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.01.1004

### Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (20 mm)  
Art.-Nr. 164.20.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.16

### Ausführungen:

#### Art.-Nr. 133. ...

SIMPLEX · silber  
eloxiert

#### Farbcode ... .10

SIMPLEX · schwarz  
pulverbeschichtet

#### Farbcode ... .14

SIMPLEX · anthrazit  
pulverbeschichtet

#### Farbcode ... .16

SIMPLEX · perlkupfer  
pulverbeschichtet

#### Farbcode ... .29

SIMPLEX · weinrot  
pulverbeschichtet

#### Farbcode ... .40



*Bis 125 kg!*

Typ:	Simplex
Griffhöhe:	73 cm - 96 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20 / 16,9
Art.-Nr.:	133. ...

# Simplex 150-175

Gehstock



## Ausstattung:

- Fritzgriff (Derbygriff)
- angenehm breite Handauflagefläche
- sehr leicht = 390 g / Überlang = 410 g
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- Rohre: silber eloxiert, Kunststoffteile: schwarz

## Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (22 mm)  
Art.-Nr. 164.10.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.17

## Ausführungen:

SIMPLEX - 150 kg

**Art.-Nr. 133.22.15**

SIMPLEX - 150 kg „Überlang“

**Art.-Nr. 133.22.16**

SIMPLEX - 175 kg

**Art.-Nr. 133.22.17**

*Bis 175 kg!*

Typ:	Simplex 150	Simplex 150 Überlang	Simplex 175
Griffhöhe:	74 cm - 96 cm	84 cm - 106 cm	74 cm - 96 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22 / 19	22 / 19	22 / 19
Art.-Nr.:	133.22.15	133.22.16	133.22.17

# Anatom

## Anatomischer Gehstock

### Ausstattung:

- anatomischer Griff
- optimal ausgeprägte Handform
- sehr leicht = 400 g
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 125 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.01.2006

### Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (20 mm)  
Art.-Nr. 164.20.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.16

### Ausführungen:

**Art.-Nr. 142. .. (links)**

**Art.-Nr. 144. .. (rechts)**

ANATOM · silber  
eloxiert

**Farbcode ... .10**

ANATOM · schwarz  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .14**

ANATOM · anthrazit  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .16**

*Bis 125 kg!*



Typ:	Anatom (links)	Anatom (rechts)
Griffhöhe:	73 cm - 96 cm	73 cm - 96 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20 / 16,9	20 / 16,9
Art.-Nr.:	142. ..	144. ..

# Anatom 150-175

Anatomischer Gehstock



*Bis 175 kg!*

## Ausstattung:

- anatomischer Griff
- optimal ausgeprägte Handform
- sehr leicht = 410 g / Überlang = 440 g
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- Rohre: silber eloxiert, Kunststoffteile: schwarz

## Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (22 mm)  
Art.-Nr. 164.10.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.17

## Ausführungen:

ANATOM - 150 kg

**Art.-Nr. 142.22.15 (links)**

**Art.-Nr. 144.22.15 (rechts)**

ANATOM - 150 kg „Überlang“

**Art.-Nr. 142.22.16 (links)**

**Art.-Nr. 144.22.16 (rechts)**

ANATOM - 175 kg

**Art.-Nr. 142.22.17 (links)**

**Art.-Nr. 144.22.17 (rechts)**

Typ:	Anatom 150	Anatom 150 Überlang	Anatom 175
Griffhöhe:	74 cm - 96 cm	84 cm - 106 cm	74 cm - 96 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22 / 19	22 / 19	22 / 19
Art.-Nr.:	..22.15	..22.16	..22.17

# Handy

## Anatomischer Gehstock

### Ausstattung:

- kleiner anatomischer Griff
- ausgeprägte, griffige Handform
- sehr leicht = 340 Gramm
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 125 kg Körperlast

### Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (20 mm)  
Art.-Nr. 164.20.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.16

### Ausführungen:

**Art.-Nr. 136... (links)**

**Art.-Nr. 138... (rechts)**

HANDY · silber  
eloxiert

**Farbcode ... .10**

HANDY · schwarz  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .14**

HANDY · anthrazit  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .16**

HANDY · perlkupfer  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .29**

HANDY · weinrot  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .40**

*Bis 125 kg!*



Typ:	Handy (links)	Handy (rechts)
Griffhöhe:	72 cm - 95 cm	72 cm - 95 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20 / 16,9	20 / 16,9
Art.-Nr.:	136...	138...

# Fischerstock

## Anatomischer Gehstock



*Bis 125 kg!*

### Ausstattung:

- original Fischerstock mit der besonderen, bewährten Form
- sehr leicht = 400 Gramm
- 10-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 125 kg Körperlast

### Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (20 mm)  
Art.-Nr. 164.20.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.16

### Ausführungen:

**Art.-Nr. 146. .. (links)**

**Art.-Nr. 148. .. (rechts)**

FISCHERSTOCK · silber  
eloxiert

**Farbcode ... .10**

FISCHERSTOCK · schwarz  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .14**

FISCHERSTOCK · anthrazit  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .16**

FISCHERSTOCK · perlkupfer  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .29**

FISCHERSTOCK · weinrot  
pulverbeschichtet

**Farbcode ... .40**

Typ:	Fischerstock (links)	Fischerstock (rechts)
Griffhöhe:	70 cm - 93 cm	70 cm - 93 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20 / 16,9	20 / 16,9
Art.-Nr.:	146. ..	148. ..

# Faltstock

## Faltbarer Gehstock

### Ausstattung:

- inkl. Klarsichttasche
- 5-fach höhenverstellbar
- pulverbeschichtet
- geprüft bis 100 kg Körperlast

### Zubehör:

- Gehstockhalter „Flip“ (22 mm)  
Art.-Nr. 164.10.00
- Antirutschpuffer „Big Foot“  
Art.-Nr. 168.10.17

### Ausführungen:

„Simplex“

- Fritzgriff (Derbygriff)
- angenehm breite Handauflage

**Art.-Nr. 133...30**

„Handy“

- kleiner anatomischer Handgriff
- ausgeprägte griffige Form

**Art.-Nr. 136...30 (links)**


**Art.-Nr. 138...30 (rechts)**

„Fischer“

- original Fischergriff mit der besonderen bewährten Form

**Art.-Nr. 146...30 (links)**

**Art.-Nr. 148...30 (rechts)**



... .29.30



... .10.30

Typ:	Simplex	Handy	Fischerstock
Griffhöhe:	85 cm - 95 cm	84 cm - 94 cm	84 cm - 94 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22 / 19	22 / 19	22 / 19
Art.-Nr.:	133...30	136...30 (links) 138...30 (rechts)	146...30 (links) 148...30 (rechts)