

Lifter und Aufstehhilfen



www.rebotec.de

Arnold 125

Patientenlifter

Ausstattung:


- elektrischer Hebearm
- 24-Volt-Motor / Akkueinheit
- Kabelfernbedienung
- Not-Aus-Funktion
- Notabsenkung
- Absenkung bis zum Boden möglich
- niedriges Grundgestell
= sehr gute Unterfahrmöglichkeiten
- Fahrgestell mit Pedalen spreizbar
- Schwenkräder einzeln bremsbar
- Aufbauzeit im Lieferzustand:
ca. 5 Minuten
- geprüft bis 125 kg Körperlast

Art.-Nr. 310.00.10



Art.-Nr. 310.00.10

Typ:	Arnold 125
Belastung:	bis 125 kg
Hubhöhe (min):	62 cm
Hubhöhe (max):	156 cm
Unterfahrhöhe:	13 cm
Gewicht:	38 kg
Art.-Nr.:	310.00.10



Arnold 150

Patientenlifter



Art.-Nr. 320.00.10

Ausstattung:

- elektrischer Hebearm
- 24-Volt-Motor / Akkueinheit
- Kabelfernbedienung
- Not-Aus-Funktion
- Notabsenkung
- Absenkung bis zum Boden möglich
- niedriges Grundgestell
= sehr gute Unterfahrmöglichkeiten
- Fahrgestell mit Pedalen spreizbar
- Schwenkräder einzeln bremsbar
- Aufbauzeit im Lieferzustand:
5 bis 6 Minuten
- geprüft bis 150 kg Körperlast

HMV-Nr. 22.40.01.0021

Art.-Nr. 320.00.10

Arnold 150 mit Waage PW600

im Set


Art.-Nr. 320.06.10

Zubehör:

- Vierpunkt-Gurtaufnahmebügel, breit
für Arnold 150
Maße (B x T x H): 56 cm x 33 cm x 14,5 cm
Art.-Nr. 420.10.42



Art.-Nr. 420.10.42



Typ:	Arnold 150
Belastung:	bis 150 kg
Hubhöhe (min):	55 cm
Hubhöhe (max):	174 cm
Unterfahrhöhe:	13 cm
Gewicht:	43 kg
Art.-Nr.:	320.00.10

Arnold 250

Schwerlast-Patientenlifter

Ausstattung:

- elektrischer Hebearm
- 24-Volt-Motor / Akkueinheit
- Kabelfernbedienung
- Not-Aus-Funktion
- Überlastabschaltung
- mechanische Notabsenkung
- Absenkung bis zum Boden möglich
- Fahrgestell mit Pedalen spreizbar
- Schwenkräder einzeln bremsbar
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 330.00

Arnold 250 mit Waage PW600

im Set

Art.-Nr. 330.06.00



Art.-Nr. 330.00


Zubehör:

- Vierpunkt-Gurtaufnahmebügel, breit für Arnold 250
Maße: 56 cm x 33 cm x 14,5 cm
Art.-Nr. 433.10.42



Art.-Nr. 433.10.42

Typ:	Arnold 250
Belastung:	bis 250 kg
Hubhöhe (min):	48 cm
Hubhöhe (max):	177 cm
Unterfahrhöhe:	18 cm
Gewicht:	52 kg
Art.-Nr.:	330.00




James 150

Aufstehlifter



Art.-Nr. 320.02.10



Ausstattung James 150 :

- elektrischer Hebearm
- 24-Volt-Motor / Akkueinheit
- Kabelfernbedienung
- Not-Aus-Funktion
- Notabsenkung
- niedriges Grundgestell = sehr gute Unterfahrmöglichkeiten
- Fahrgestell mit Pedalen spreizbar
- Schwenkräder einzeln bremsbar
- geprüft bis 150 kg Körperlast

HMV-Nr. 22.40.01.1019

Art.-Nr. 320.02.10

Zubehör:

- Wadengurt mit Klettverschluß
Art.-Nr. 321.90.02
- seitliche Haltegriffe
Art.-Nr. 320.60

Typ:	James 150
Belastung:	bis 150 kg
Hubhöhe (min):	84 cm
Hubhöhe (max):	150 cm
Unterfahrhöhe:	13 cm
Gewicht:	53 kg
Art.-Nr.:	320.02.10

James 250

Aufstehlifter

Ausstattung James 250 :

- elektrischer Hebearm
- 24-Volt-Motor / Trockenbatterie
- Kabelfernbedienung
- Not-Aus-Funktion
- Überlastabschaltung
- mechanische Notabsenkung
- Fahrgestell mit Pedalen spreizbar
- Schwenkräder einzeln bremsbar
- geprüft bis 250 kg Körperlast


Art.-Nr. 330.02

*bis 250 kg
Körperlast!*



Art.-Nr. 330.02

Typ:	James 250
Belastung:	bis 250 kg
Hubhöhe (min):	82 cm
Hubhöhe (max):	155 cm
Unterfahrhöhe:	18 cm
Gewicht:	57 kg
Art.-Nr.:	330.02





Für Patientenlifter


1. Universalgurt

- universell einsetzbarer Gurt mit hohem Sitzkomfort
- gepolstert
- herausnehmbare Rückenverstärkung
- wasserabweisend
- Material Nylon
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Größe S Art.-Nr. 321.10.10

Größe M/L Art.-Nr. 321.10.20

Größe XL/XXL Art.-Nr. 321.10.30



2. Universalgurt mit integrierter Kopfstütze

- geprüft bis 300 kg Körperlast

Größe M/L Art.-Nr. 321.40.20

Zubehör

3. Bariatriegurt

- geprüft bis 300 kg Körperlast

Größe XL

Art.-Nr. 321.40.40

3.



4.



4. Toilettengurt

- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 321.50.00



5. Toilettengurt mit Klettverschluß

- geprüft bis 250 kg Körperlast

Größe M	Art.-Nr. 321.50.20
Größe L	Art.-Nr. 321.50.25
Größe XL	Art.-Nr. 321.50.30



6. Netz- / Badegurt

- universell einsetzbarer Gurt mit hohem Sitzkomfort
- herausnehmbare Rückenverstärkung
- wasserdurchlässig
- wasserabweisend
- Material Nylon
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Größe S	Art.-Nr. 321.20.10
Größe M/L	Art.-Nr. 321.20.20
Größe XL/XXL	Art.-Nr. 321.20.30

Zubehör

7. Liegendtransportgurt mit abnehmbarer Kopfstütze

- Beinauflage einzeln
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 321.60.20

*Zu beiden Gurten empfehlen wir den
Vierpunkt-Gurtaufnahmebügel (breit)
56 x 33 x 14,5 cm.*

7.



8. Liegendtransportgurt

- komplett horizontal
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 321.60.30

8.



9. Vierpunkt-Gurtaufnahmebügel, breit

- Maße: 56 x 33 x 14,5 cm

für Arnold 125/150

Art.-Nr. 420.10.42

für Arnold 250

Art.-Nr. 433.10.42

9.



10.



10. Lifterwaage PW 600

Genauigkeitsklasse III

- 2017/745 EU (MDR)

- Risikoklasse I m

- 2014/31 EU

- inkl. Gurtaufnahmehügel
- Betrieb mit handelsüblichen Batterien (6xAAA)
- Messgenauigkeit (e = 100 Gramm)

geeignet für Arnold 125/150

- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 420.06.00

geeignet für Arnold 250

- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 420.06.01

Für Aufstehlifter

11. Rückengurt mit Klettverschluss

- geprüft bis 250 kg Körperlast

Größe M/L Art.-Nr. 321.70.20

Größe XL Art.-Nr. 321.70.30

Größe XXL Art.-Nr. 321.70.40

11.



12.



12. Wadengurt mit Klettverschluss

für James 150

Art.-Nr. 321.90.02

www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de