


Phoenix

Multifunktions-Dusch und Pflegerollstuhl



rostfrei
leicht zu reinigen
sehr gut zu
desinfizieren
langlebig



www.rebotec.de

Phoenix

Multifunktions-Dusch und Pflegerollstuhl



bis 150 kg!!

Art.-Nr. 350.30.40

Typ:	Phoenix	Phoenix
Tiefe:		111 cm
Breite:		65 cm
Sitztiefe:		43 cm
Sitzhöhe:	58 cm	57 cm
Sitzbreite:		54 cm
Gewicht:	29,3 kg	28,4 kg
Belastung:		bis 150 kg
Art.-Nr.:	350...10	350...40


Farbe	Farbcode	
grau/grau		03
grau/schwarz		10
grau/feuerrot		30
grau/rubinrot		44
grau/blau		54

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten! Technical changes reserved!

patent-
rechtlich
geschützt



Alle Maße in cm



Ausstattung:

- höhenverstellbare drehbare Kopf- und Nackenstütze
- stufenlose Neigungsverstellung
- abschwenkbare Armlehne
- 4 arretierbare Lenkrollen
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Phoenix



- mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer

Art.-Nr.: 350...10

Phoenix

- mit geschlossenem Duschsitz

Art.-Nr.: 350...40



Einhebelverriegelung
zu stufenlosen
Neigungsverstellung

Phoenix

Multifunktions-Dusch und Pflegerollstuhl



bis 200 kg!!

Art.-Nr. 353.54.12

Typ:	Phoenix 200
Tiefe:	110 cm
Breite:	67,5 cm
Sitztiefe:	43 cm
Sitzhöhe:	57 cm
Sitzbreite:	54 cm
Gewicht:	34,8 kg
Belastung:	200 kg
Art.-Nr.:	353. ...12



Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten! Technical changes reserved!

patent-
rechtlich
geschützt



Alle Maße in cm



Ausstattung:

- höhenverstellbare drehbare Kopf- und Nackenstütze
- stufenlose Neigungsverstellung
- abschwengbare Armlehne
- 4 arretierbare Lenkrollen
- geprüft bis 200 kg Körperlast

Phoenix

- mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer

Art.-Nr.: 353. ...12

Phoenix

- mit geschlossenem Duschsitz

Art.-Nr.: 353. ...40



verstellbare Kopfstütze

Phoenix

Multifunktions-Dusch und Pflegerollstuhl



Art.-Nr. 351.54.10

*Hydraulisch
höhenverstellbar!!*

Farbe	Farbcode	
grau/grau		03
grau/schwarz		10
grau/feuerrot		30
grau/rubinrot		44
grau/blau		54



Typ:	Phoenix hydraulisch	
Tiefe:	117 cm	
Breite:	68 cm	
Sitztiefe:	43 cm	
Sitzhöhe:	60 - 100 cm	59 - 99 cm
Sitzbreite:	54 cm	
Gewicht:	52,4 kg	51,8 kg
Belastung:	bis 150 kg	
Art.-Nr.:	351...10	351...40

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten! Technical changes reserved!

patent-
rechtlich
geschützt



Alle Maße in cm



Ausstattung:

- mittels Fußpedal höhenverstellbar
- höhenverstellbare drehbare Kopf- und Nackenstütze
- stufenlose Neigungsverstellung
- abschwenkbare Armlehne
- 4 arretierbare Lenkrollen
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Phoenix

- mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer

Art.-Nr.: 351...10

Phoenix

- mit geschlossenem Duschsitz

Art.-Nr.: 351...40



hydraulische Höhenverstellung

Phoenix

Multifunktions-Dusch und Pflegerollstuhl



*Elektrisch
höhenverstellbar!!*

Art.-Nr. 352.54.10

Farbe	Farbcode	
grau/grau		03
grau/schwarz		10
grau/feuerrot		30
grau/rubinrot		44
grau/blau		54



Typ:	Phoenix elektrisch	
Tiefe:	112 cm	
Breite:	68 cm	
Sitztiefe:	43 cm	
Sitzhöhe:	60 - 100 cm	59 - 99 cm
Sitzbreite:	54 cm	
Gewicht:	53,6 kg	53,0 kg
Belastung:	bis 150 kg	
Art.-Nr.:	352. ...10	352. ...40

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten! Technical changes reserved!

patent-
rechtlich
geschützt



Alle Maße in cm



Ausstattung:

- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- inkl. Wandladestation und Wechselbatterie
- höhenverstellbare drehbare Kopf- und Nackenstütze
- stufenlose Neigungsverstellung
- abschwengbare Armlehnen
- 4 arretierbare Lenkrollen
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Phoenix

- mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer

Art.-Nr.: 352. ... 10

Phoenix

- mit geschlossenem Duschsitz

Art.-Nr.: 352. ... 40



Batterie/Steuereinheit

Schutzklasse IPX5

Antrieb/Handscharter

Schutzklasse IPX6

Komfort Kopfstütze

- erhöhter Seitenhalt*
- durch dezentrale Aufnahme als Kopf- oder Nackenstütze einstellbar*



Art.-Nr. 350.54.10

Zubehör:

1. Infusionsständer

Art.-Nr. 440.00.93

2. Komfort Kopfstütze

Art.-Nr. 450.10.60

3. Sicherheitsgurt

Größe M/L

- Brust-/ Beckengurt

Art.-Nr. 322.30.20

4. Armlehnenpolster

Art.-Nr. 440.10.32

5. Spritzschutz


Art.-Nr. 440.10.40

6. Aufschiebepolster für Sicherheitsgurt

Art.-Nr. 322.10.50



Alle Maße in cm



www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de

06-2023

11702-20354