


SCANflow

Prozesse. Optimierung. Lösungen.



Katheterbox

**SCAN
MODUL™**

KATHETERLAGERUNG NEU GEDACHT - EINFACH, FLEXIBEL, JEDERZEIT UND ÜBERALL GRIFFBEREIT.

Die Scan Modul - Katheterbox ermöglicht den einfachen und flexiblen Zugriff auf Katheter - beispielsweise direkt am Pflegewagen. Zudem ist die Box äußerst flexibel in der Einteilung des Innenraumes und bietet so eine interessante Erweiterung zur herkömmlichen Katheterlagerung.

1 Hygienische Aufbewahrung

Die Scan Modul - Katheterbox erfüllt die DIN 58593 und ermöglicht die praktische Aufbewahrung von Kathetern. Die Abdeckhaube der Box sorgt für maximale Hygiene, die Reinigung der Box ist jederzeit einfach durchzuführen. Eine sichere und hygienische Aufbewahrung wird durch diese Eigenschaften gewährleistet.



_Klappdeckel für eine sichere und hygienische Aufbewahrung

2 Katheter jederzeit griffbereit

Katheter unterschiedlicher Größen und Längen können in der Scan Modul - Katheterbox dank der verstellbaren Einstellböden und der variablen Inneneinteilung problemlos gelagert werden. Die Scan Modul - Katheterbox kann vielseitig befestigt werden - beispielsweise direkt an Pflegewagen oder Wandschienen. Die Montage erfolgt werkzeuglos und ist innerhalb weniger Sekunden erledigt.



_Variable Einteilung für unterschiedlich Katheter - einfache und flexible Aufbewahrung




3 Materialien und Maße

Maße B x T x H	Anzahl der Fachteiler	Anzahl der Fächer	Artikel- nummern
200 x 78 x 700 mm	4	5	1867400
200 x 78 x 700 mm	3	4	1867401
200 x 78 x 500 mm	3	4	1867402
200 x 78 x 500 mm	2	3	1867403
200 x 78 x 500 mm	1	2	1867404

Gehäuserückteil, Klappdeckel, Einstellböden und Boden:
Vollkunststoff Polyethylen HDPE, grau

Gehäusevorderteil (U-förmig), Inneneinteilung:
Kunststoff PMMA, transparent



DIE VORTEILE DIESES SYSTEMS

- DIN 58953
- Abdeckhaube zur Gewährleistung höchster Hygiene
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten - schnell und werkzeuglos
- Schneller Zugriff, überall einsetzbar
- Variable Inneneinteilung durch versetzbare Trennwände
- Variable Einstellböden zur Lagerung unterschiedlich langer Katheter
- Leicht zu reinigen
- Edelstahlklemme für Funktionsschiene / Normschiene, 3-fach werkzeuglos höhenverstellbar

www.scanmodul.com

Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Katheterbox finden Sie auf unserer Website im Downloadbereich.



Deutschland / Österreich:
SCAN MODUL Orgasystem GmbH

Inselstraße 27
D-04103 Leipzig

T + 49-341-212085-0
E leipzig@scanmodul.com
www.scanmodul.com

Schweiz:
SCAN MODUL System GmbH

Sihleggstr. 23
CH-8832 Wollerau

T + 41-61-301 63 01
E wollerau@scanmodul.com
www.scanmodul.com