

100
JAHRE

1923-2023

ERSTE HILFE • WUNDVERSORGUNG • NOTFALLMEDIZIN

SOEHNGEN

PROTECTING LIFE

www.soehngen.com



»DIE EINZIGE
KONSTANTE IM
LEBEN IST DIE
VERÄNDERUNG.«

– HERAKLIT

Liebe Kundinnen und Kunden,

Dieser Katalog ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir blicken zurück auf ein Jahrhundert, in dem wir von der einfachen Fabrik für Verbandstoffe uns zu einem der führenden Hersteller für Erste Hilfe, Wundversorgung und Notfallmedizin entwickelt haben. Auf Seite 5 laden wir Sie zu einem kurzen Rundgang durch unsere Firmengeschichte ein: 100 Jahre geprägt durch Innovation und Fortschritt, aber auch durch die eine oder andere Herausforderung. Dass wir heute trotz allem so weit zurückblicken können, verdanken wir vor allem Ihnen und Ihrer Treue zu uns.

Doch wollen wir mit Ihnen nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sondern viel mehr mit großen Schritten in die Zukunft gehen! Die Medizinprodukte-Branche war nie durch Stillstand gekennzeichnet – sie befindet sich stets im Fluß aufgrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Neuerungen. Heute vielleicht mehr denn je. Sie sieht sich neuen, interdisziplinären Aufgaben gegenüber: Umweltschutz und ressourcenschonende Produktion sind nur zwei der großen Themen der kommenden Jahre, die uns bei W.Söhngen beschäftigen.

Im Zuge unserer Erneuerung haben wir zeitgleich unser digitales Angebot weiter ausgebaut. Auf unserer neuen Webseite finden Sie, neben unseren innovativen Produkten, spannende Themenseiten wie unseren umfangreichen Downloadbereich mit Inhaltsverzeichnissen, Gebrauchsanweisungen, Produktratgebern und noch vielem mehr. Das spart nicht nur Unmengen an Papier und Zeit – Sie sind damit auch stets auf dem neuesten Stand. Zusätzlich möchte ich Ihnen gerne unseren Newsletter ans Herz legen, mit dem Sie noch schneller Zugriff auf Produkt- und Branchenneuheiten erhalten.

Das SÖHNGEN®-Team freut sich darauf, mit Ihnen die Zukunft der Ersten Hilfe, Wundversorgung und Notfallmedizin erfolgreich zu gestalten. Ihr

Ch. Hirschmann
Geschäftsführer





MADE IN GERMANY

Die meisten Menschen betrachten ihre Gesundheit als selbstverständlich. Doch manchmal reicht schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, um sie nachhaltig zu gefährden. Bei jeder Art von Verletzung, egal ob groß oder klein, kommt es dann auf die richtige Versorgung an, um langfristige Schäden zu vermeiden. Entsprechend hoch ist deshalb unser Anspruch an unsere Produkte.

Mit diesem Wissen um unsere Verantwortung für Sie als Anwender setzen wir auf die Arbeit von Fachkräften, faire Arbeitsbedingungen, möglichst kurze Transportwege und streng kontrollierte Abläufe am Produktionsstandort Deutschland. Dazu gehören selbstverständlich die Einhaltung geltender Arbeitsschutzvorschriften sowie umwelt-schonende Produktions- und Verpackungsprozesse.

Qualität

Wir achten selbstverständlich auf den Einsatz hochwertiger Rohstoffe (wie ABS-Kunststoff). Für die Herstellung eines guten Produktes braucht es aber mehr: spezialisierte Maschinen und eine präzise Endverarbeitung zum Beispiel. Sie sorgen (unter anderem) dafür, dass unsere Kunststoff-Behälter ohne scharfen Kanten zu Ihnen kommen und unsere Erste-Hilfe-Koffer staubdicht schließen. Damit Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung ihre maximale Lebensdauer erreichen kann.

Produktionswege

Zum Teil exklusiv für SÖHNGEN® arbeitende Zulieferer aus Hessen stärken die regionale Wirtschaft und stellen die mit der Marke verbundene hohe Qualität sicher. Verbandstoffe und Liegen bspw. werden direkt am Firmensitz in Taunusstein produziert. Diese kurzen Wege schonen Ressourcen und Umwelt und machen gleichzeitig eine bedarfsgerechte Produktion für bestimmte Produkte möglich. Auf diese Weise können wir Überproduktion vermeiden und kurzfristig auf geänderte Vorgaben und Anforderungen reagieren. Somit sind auch Sie immer auf dem aktuellen Stand.

Die geografische Nähe zu unseren Produktionsstätten macht zudem eine jederzeitige Kontrolle und Anpassung der Arbeits- und Herstellungsbedingungen möglich – für ein optimales Ergebnis.

Arbeitsplätze

Die Entscheidung für den Produktionsstandort Deutschland ist für uns auch eine bewusste Entscheidung für die in Deutschland geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitnehmer-Rechte.

Allein am Firmensitz in Taunusstein beschäftigen wir rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über die Hälfte von ihnen ist in der Produktion und Konfektionierung tätig.

Entscheiden Sie sich deshalb für SÖHNGEN® Markenprodukte made in Germany – weil Ihre Wundversorgung Qualität verdient.



20 JAHRE HALTBARKEIT

Wie oft überprüfen Sie eigentlich Ihr Erste-Hilfe-Material auf Haltbarkeit? Gehören Sie eher zur Gruppe der Organisierten, die einmal jährlich (oder sogar noch häufiger) eine Überprüfung ihrer Verbandstoffe durchführen, unabhängig davon, ob Materialien verbraucht wurden? Oder gehören Sie doch eher zu denen, die erst durch ein Ereignis von aussen – einen Unfall oder eine Überprüfung zum Beispiel – daran erinnert werden, ihre Ausstattung zu kontrollieren?

Zu welcher Gruppe Sie auch gehören, mit sterilen Verbandstoffen der Marke SÖHNGEN® profitieren Sie von 20 Jahren Haltbarkeit ab Herstellung *bei unbeschädigter Sterilverpackung und sachgemäßer Lagerung. Das bedeutet: Entweder sparen Sie kostbare Minuten bei Ihrem nächsten Material-Check, weil Sie nicht die Haltbarkeit jedes einzelnen Verbandstoffs überprüfen müssen. Oder Sie können der nächsten Prüfung Ihres Erste-Hilfe-Materials ein wenig entspannter begegnen. In jedem Fall aber sparen Sie auf lange Sicht bares Geld. Denn eine längere Produkt-Lebensdauer bedeutet immer auch weniger Kosten für Austausch-Produkte und schont ganz nebenbei die Umwelt.



5 JAHRE GARANTIE

Unsere Koffer aus dem Programm 2000 CD sind äußerst robust – dank ABS-Kunststoff und hochwertiger Verarbeitung. Doch manchmal kommen selbst sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Deshalb bieten wir Ihnen 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer!

Sollte also wider Erwarten innerhalb der ersten fünf Jahre eines der oben erwähnten Teile an Ihrem MT-CD, SN-CD, QUICK-CD oder QUICK-CD Joker kaputt gehen, erhalten Sie von uns das passende Ersatzteil – ganz einfach per Post.

100 JAHRE

1923-2023

Als der flugbegeisterte Wilhelm Söhngen im Juni 1923 in seiner Wiesbadener Verbandstofffabrik die Produktion aufnahm, ahnte er vermutlich nicht, welche Innovationen in den kommenden Jahrzehnten mit seinem Namen verknüpft sein werden: 1956 war die W.Söhngen GmbH an der Entwicklung des ersten Notfallkoffers AKW (Atmung-Kreislauf-Wiederbelebung) beteiligt. Das Unternehmen wuchs und zog 1967 nach Taunusstein-Wehen. Im folgenden Jahr machten die Erkenntnisse aus der Raumfahrt es uns möglich, die Rettungsdecke in gold/silber (SIRIUS®) zu entwickeln. Bis heute gilt sie als Standard-Ausstattung in der Ersten Hilfe. In den 70er Jahren folgten Erste-Hilfe-Koffer aus Kunststoff und der aluminiumbedampfte Verbandstoff aluderm®.



Einst als Familienunternehmen gegründet, wurde die W.Söhngen GmbH zu einem der marktführenden deutschen Unternehmen im Medizinprodukte-Bereich und schloss sich 2020 mit Spencer Medical zur internationalen Protect Medical Holding zusammen. 2022 folgte der spanische Notfallmedizin-Spezialist Promeba. Wir starten in das nächste Jahrhundert der Firmengeschichte mit Wachstum, Modernisierung und Innovation.



Seit 1997 hieß es endlich auch bei der Versorgung verletzter Kinder "Das passt!" – unsere kindgerechten Verbandmittel eroberten den Markt. 2000 führte SÖHNGEN® als erster und einziger Hersteller 20 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ein.

Im Frühjahr 2001 jedoch sah es plötzlich aus, als wäre die Firmengeschichte an ihrem Ende angelangt. Ein Brand, dessen Rauchsäule bis zu 50 km weit sichtbar war, vernichtete unser Werksgebäude fast vollständig. Ohne Lagerbestand und Produktionsräume wurden wir lieferunfähig. Durch die Hilfe langjähriger Vertriebspartner und Lieferanten sowie den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter gelang es jedoch, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Bereits im Juni 2002 konnten wir den Normalbetrieb wieder aufnehmen – in einer neuen Werkshalle mit doppelt so großer Lagerkapazität und Produktionsfläche.





kleine GROSSE Hilfe

Erste-Hilfe-Koffer in drei verschiedenen Größen, bedruckt mit bunten Kinderzeichnungen und gefüllt nicht nur mit kindgerechten Verbandstoffen sondern auch mit einem Stickerbogen voller Tapferkeitsmedaillen für kleine Helden.

Seite 62



LifePad® und LifePad® Set

Ob zuhause, im Büro oder unterwegs: das LifePad® hilft, bei einem Herzstillstand schnell und sicher reagieren zu können.

Seite 46



Cederroth-Sortiment

Wir haben unser Cederroth-Sortiment stark erweitert. Bei uns finden Sie ab sofort neben dem bekannten Pflasterspender Salvequick auch Augenspül-Vorrichtungen und Wundverbandlösungen.

Seite 85 und Seite 97



Burnshield Kits

Egal ob klein oder groß, eine Brandverletzung muss schnellstmöglich behandelt werden, um Probleme bei der Heilung zu vermeiden. Mit Burnshield-Sets und Einzelprodukten können Sie sich Ihre individuelle Ausrüstung zusammenstellen.

Seite 94

ERSTE HILFE | S. 9

ERSTE HILFE FÜR KINDER | S. 61

WUNDVERSORGUNG | S. 77

NOTFALLMEDIZIN | S. 99

RETTUNG & IMMOBILISATION | S. 117

HYGIENE & INFektionSSCHUTZ | S. 131

INSTRUMENTE & DIAGNOSTIK | S. 147

INJEKTION & INFUSION | S. 153

INHALTSVERZEICHNIS | S. 159





ERSTE HILFE



Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD

Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157.
Ca. 260 × 170 × 110 mm.

0301 125	orange
0301 126	weiß
0301 127	grün



Erste-Hilfe-Koffer SN-CD

Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157.
Ca. 310 × 210 × 130 mm.

0301 135	orange, Füllung Norm Plus
0301 136	weiß, Füllung Norm Plus
0301 137	grün, Füllung Norm Plus
0301 138	orange, Füllung Norm
0301 139	weiß, Füllung Norm
0301 140	grün, Füllung Norm



Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD JOKER

Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157.
Ca. 260 × 170 × 170 mm.

0301 240



Bereitschaftstasche Ruck-Zuck

Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157.
Beim Öffnen und Ablegen der Tasche entsteht ein geschütztes Innenfach, das als Ablage- und Arbeitsfläche genutzt werden kann.
Rollfalttasche ca. 280 × 250 × 130 mm, beschichtetes Kunstfasergewebe, orange, pflegeleicht. Zwei sich gegenüberliegende Fächer, jeweils mit Kunststoffbox verstärkt und mit Abdecklasche einzeln verschließbar. Tragegurt mit Schulterpolster, verstellbar, Taschenverschluss mit Klettband.

0301 240



Verbandkasten KIEL – Kunststoff

Inhalt: Füllung Standard DIN 13157.

Ca. 260 × 160 × 80 mm, hochschlagzäher Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farben schwarz, weiß, orange oder grün. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.

3003003	schwarz
3003045	orange
3003046	weiß
3003047	grün



Wandhalterung für KIEL – Kunststoff

Ca. 270 × 80 × 90 mm, hochschlagzäher Kunststoff, geeignet für Wand- oder Fahrzeugbefestigung.

0010007	schwarz
0304061	orange
0304063	weiß
0304062	grün



Verbandkasten KIEL – Stahlblech

Ca. 260 × 160 × 70 mm, Stahlblech, weiß, Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, Spannverschluss.

3003001	Verbandkasten mit Füllung Standard DIN 13157
0303010	Wandhalterung



Verbandschrank HEIDELBERG

Ca. 302 × 362 × 140 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Eintürig, klappbares Ablageblech, ein Einlegeboden. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu zwei Schubladen.

0501001	Füllung Norm
0501015	Füllung Norm Plus



Verbandschrank HEIDELBERG City Style

Ca. 302 × 362 × 140 mm, Stahlblech, orange, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, klappbares Ablageblech, ein Einlegeboden.

0501030	Füllung Norm
---------	--------------




Verbandschrank BONN

Ca. 402 × 462 × 112 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, klappbares Ablageblech, zwei Einlegeböden. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach und einen Zusatzboden.

05 01 007 Füllung Norm

05 01 009 Füllung Norm Plus



Verbandschrank DRESDEN

Ca. 452 × 552 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Eintürig, zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen, klappbares Ablageblech. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu sechs Schubladen.

05 01 073 Füllung Norm

05 01 074 Füllung Norm Plus



Verbandschrank HAMBURG

Ca. 404 × 462 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Zweitürig, zwei Einlegeböden, zwei Schubladen, Türen mit je drei Ablageschalen, klappbares Ablageblech. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu vier Schubladen.

05 01 002 Füllung Norm

05 01 016 Füllung Norm Plus





Verbandschrank NovoLine 1

Ca. 360 × 420 × 200 mm, Stahlblech, weiß. Verbandschrank eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss. Inneneinrichtung mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden und einem Türablagefach.

0501018 Füllung Norm

0501019 Füllung Norm Plus



Verbandschrank PICCOLO

Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157.

Ca. 265 × 245 × 180 mm, Kunststoff, weiß, eintürig, verschließbar, Schloss mit zwei Schlüsseln. Innen ein Fachboden.

0501024



Verbandschrank JUNIORSAFE

Ca. 490 × 420 × 200 mm, Qualitäts-Feinblech, eintürig, verschließbar, ein fester Fachboden. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür.

0503013 orange, Füllung Norm

0503014 weiß, Füllung Norm

0503015 orange, Füllung Norm Plus

0503016 weiß, Füllung Norm Plus



Verbandschrank BERLIN

Ca. 315 × 429 × 150 mm, Kunststoff, weiß, eintürig, verschließbar, Schloss mit zwei Schlüsseln. Facheinteilungen, zwei verstellbare Einlegeböden, Türinnenseite mit zwei Ablageschalen.

0501003 Füllung Norm

0501017 Füllung Norm Plus



aluderm® Plus Extra Set

Inhalt: aluderm® Schürfwundenverband, aluderm® aluface, aluderm® Nasenbinde, aluderm® alucap, aluderm® Platzwundenverband, aluderm® Quickverband, aluderm® Finger-Quickverband, aluderm® alufinger, Sterilverband, Spezial-Druckverbandpäckchen, Netzverband, Kühlspray, Splitterpinzette u. a.

03 03 005



Austauschset Sterilprodukte DIN 13157

Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte erfolgen muss.

03 03 024 Norm

30 03 024 Standard



Füllung Norm nach DIN 13157

Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

03 03 018



Füllung Standard nach DIN 13157

Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

30 03 018



Füllung NormPlus nach DIN 13157

Einschließlich Erweiterungsset Plus. Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

03 03 019



Übersicht der Inhaltsteile in den Füllungen nach DIN 13157

ARTIKELNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTHALTEN IN FÜLLUNG NORM NACH DIN 13157	ENTHALTEN IN FÜLLUNG NORM PLUS NACH DIN 13157	ENTHALTEN IN FÜLLUNG STANDARD NACH DIN 13157
01 03 001	SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY	1	1	
02 04 030	PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm	2	2	2
07 01 001	SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm	1	1	1
10 02 001	Spezial-Druckverbandpäckchen		1	
10 03 009	Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm			1
10 03 190	aluderm® aluface		1	
10 03 197	aluderm® Quickverband klein		1	
10 03 205	aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm	1	1	
10 03 208	aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm	6	6	
10 03 220	aluderm® alufinger einzeln		2	
10 03 340	aluderm® Augenkompressen DuOcul	2	2	2
10 03 371	aluderm® Verbandpäckchen DIN klein	1	1	1
10 03 372	aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel	3	3	3
10 03 373	aluderm® Verbandpäckchen DIN groß	1	1	1
10 03 401	dermotekt® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück			3
10 04 101	WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm	2	2	2
10 04 102	WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm	2	2	2
10 05 007	Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück	1	1	1
10 05 317	Medizinische Mundschutzmaske EN 14 683-2019 IIR einzeln	2	2	2
10 06 060	Netzverband 4 Meter Gr. 3 Arm Bein		1	
10 08 111	SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm	1	1	1
10 08 191	Pflaster-Schnellverband-Set 40 x 6 cm SO		1	
10 08 213	Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück			1
10 09 152	aluderm®-aluplast Sortiment klein	1	1	1
10 09 167	aluderm®-aluplast elastisch Strips 1,9 x 7,2 cm 50 Stück		1	
10 09 181	aluderm®-aluplast elastisch Fingergelenkverband 10 Stück		1	
10 09 196	aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück à 10 x 6 cm	1	1	
10 09 308	Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln	4	4	4
10 09 309	Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut à 10 Stück		1	
10 10 015	Dreiecktuch V SO RD	2	2	2
10 10 041	Sicherheitsnadeln Größe 3 12 Stück		1	
10 10 073	Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß	1	1	1
10 12 042	Kälte-Sofortkompressen klein ab 200 cm²	1	1	1
20 01 008	Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st	1	1	1
20 01 105	Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm		1	
80 01 004	Anleitung Erste Hilfe Hefform gelb entspricht DGUV 204-006	1	1	
80 01 005	Anleitung Erste Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort			1

Übersicht der Inhaltsteile in den Füllungen nach DIN 13169

ARTIKELNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTHALTEN IN FÜLLUNG NORM NACH DIN 13169	ENTHALTEN IN FÜLLUNG NORM PLUS NACH DIN 13169	ENTHALTEN IN FÜLLUNG STANDARD NACH DIN 13169
01 03 001	SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY	1	1	
02 04 030	PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm	4	4	4
02 04 032	PE-Druckverschlussbeutel 250 x 350 x 0,05 mm			1
07 01 001	SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm	2	2	2
10 02 001	Spezial-Druckverbandpäckchen		1	
10 02 002	dermacare® Verbandpäckchen DIN klein	1	1	
10 02 003	dermacare® Verbandpäckchen DIN mittel	3	3	
10 02 004	dermacare® Verbandpäckchen DIN groß	1	1	
10 03 009	Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm	1	1	2
10 03 100	dermacare® Komresse 20 x 30 cm		1	
10 03 190	aluderm® aluface		1	
10 03 197	aluderm® Quickverband klein		1	
10 03 205	aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm	1	1	
10 03 208	aluderm® Komresse einzeln 10 x 10 cm	6	6	
10 03 216	aluderm® alucap		1	
10 03 220	aluderm® alufinger einzeln		2	
10 03 340	aluderm® Augenkomresse DuOcul	4	4	4
10 03 371	aluderm® Verbandpäckchen DIN klein	1	1	2
10 03 372	aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel	3	3	6
10 03 373	aluderm® Verbandpäckchen DIN groß	1	1	2
10 03 400	dermotekt® Komresse V 10 x 10 cm einzeln	6	6	
10 03 401	dermotekt® Komresse 10 x 10 cm à 2 Stück			6
10 04 101	WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm	4	4	4
10 04 102	WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm	4	4	4
10 05 007	Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück	2	2	2
10 05 317	Medizinische Mundschutzmaske EN 14 683-2019 IIR einzeln	4	4	4
10 06 060	Netzverband 4 Meter Gr. 3 Arm Bein		1	
10 06 061	Netzverband 4 Meter Gr. 4 Kopf Oberschenkel		1	
10 08 111	SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm	2	2	2
10 08 191	Pflaster-Schnellverband-Set 40 x 6 cm SO		1	
10 08 213	Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück			2
10 09 152	aluderm®-aluplast Sortiment klein	2	2	2
10 09 167	aluderm®-aluplast elastisch Strips 1,9 x 7,2 cm 50 Stück		1	
10 09 181	aluderm®-aluplast elastisch Fingergelenkverband 10 Stück		1	
10 09 196	aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück à 10 x 6 cm	2	2	
10 09 308	Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln	8	8	8
10 09 309	Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut à 10 Stück		1	
10 10 015	Dreiecktuch V SO RD	4	4	4
10 10 041	Sicherheitsnadeln Größe 3 12 Stück		1	
10 10 073	Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß	2	2	2
10 12 042	Kälte-Sofortkomresse klein ab 200 cm²	2	2	2
20 01 008	Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st	1	1	1
20 01 105	Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm		1	
80 01 004	Anleitung Erste Hilfe Heffform gelb entspricht DGUV 204-006	1	1	
80 01 005	Anleitung Erste Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort			1



Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

Ca. 400 x 300 x 150 mm.

0301 155	orange, Füllung Industrie Norm
0301 156	weiß, Füllung Industrie Norm
0301 157	grün, Füllung Industrie Norm
0301 160	orange, Füllung Industrie Norm Plus
0301 161	weiß, Füllung Industrie Norm Plus
0301 162	grün, Füllung Industrie Norm Plus



Füllung Industrie NormPlus nach DIN 13169

Einschließlich Erweiterungsset Plus. Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

03 03 009



Füllung Standard nach DIN 13169

Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

3003 008



Füllung Industrie Norm nach DIN 13169

Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

0303 008



Austauschset Sterilprodukte DIN 13169

Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte erfolgen muss.

0303 025	Norm
3003 025	Standard



Verbandkasten OSLO

Ca. 350 × 250 × 100 mm, Stahlblech, weiß, Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, zwei Fallgriffe, zwei Spannverschlüsse.

- 3003002 Verbandkasten mit Füllung Standard DIN 13 169
- 0303011 Wandhalterung



Verbandschrank ROM

Ca. 404 × 462 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Zweitürig, zwei Einlegeböden, zwei Schubladen, Türen mit je drei Ablageschalen, klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu vier Schubladen.

- 0501004 Füllung Industrie Norm
- 0501010 Füllung Industrie Norm Plus



Verbandschrank PARIS

Ca. 604 × 462 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Zweitürig, verschließbar, vier Einlegeböden, zwei Schubladen, Türen mit je drei Ablageschalen, klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, zwei Zusatzböden und bis zu vier Schubladen.

- 0501006 Füllung Industrie Norm



Verbandschrank LONDON

Ca. 604 × 462 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Zweitürig, verschließbar, vier Einlegeböden, zwei Schubladen, Türen mit je drei Ablageschalen, klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, zwei Zusatzböden und bis zu vier Schubladen.

- 0501005 Füllung Industrie Norm
- 0501013 Füllung Industrie Norm Plus



Verbandschrank ATHEN

Ca. 700 × 600 × 242 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Zweitürig, verschließbar, vier Einlegeböden. Türinnen-seiten mit je vier Ablageschalen, klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, zwei Zusatzböden und bis zu sechs Schubladen.

05 01 028 Füllung Industrie Norm

05 01 029 Füllung Industrie Norm Plus



Verbandschrank EUROSAFE


Ca. 490 × 560 × 200 mm, Qualitäts-Feinblech, eintürig, verschließbar, zwei feste Fachböden. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür.

05 03 003 orange, Füllung Industrie Norm

05 03 004 weiß, Füllung Industrie Norm

05 03 005 orange, Füllung Industrie Norm Plus

05 03 006 weiß, Füllung Industrie Norm Plus




Verbandschrank MADRID

Ca. 452 × 552 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Eintürig, zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen, klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu sechs Schubladen.

05 01 075 Füllung Industrie Norm

05 01 077 Füllung Industrie Norm Plus



Verbandschrank NovoLine 2

Ca. 360 × 560 × 200 mm, Stahlblech. Eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss. Mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden und zwei Türablagefächern.

05 01 020 Füllung Industrie Norm

05 01 021 Füllung Industrie Norm Plus



Kfz-Verbandkasten – Kunststoff

Füllung Standard DIN 13164.
Ca. 260 x 160 x 80 mm, Behälter KIEL, hochschlagzäher Kunststoff, schwarz, weiß, orange oder grün. Scharnier, Verschlusslaschen. Übersichtliches Extra-Tray für Kleinteile.

Kfz-Verbandkissen

Füllung Standard DIN 13164.
Ca. 300 x 220 x 60 mm, gewebeverstärktes Kunstleder, schwarz, mit Reißverschluss.

- 3004002 schwarz
- 3004035 orange
- 3004036 weiß
- 3004037 grün

3004003



Kfz-Verbandkasten – Kunststoff StandardPlus

Ohne Abbildung. Wie Kfz-Verbandkasten – Kunststoff schwarz, zusätzlich mit Beatmungstuch BT-DRY nach DIN 13154.

Füllung Kfz-Standard DIN 13164

3004010

3003007



Austauschset Sterilprodukte KFZ-Verbandkasten

Ohne Abbildung. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte erfolgen muss.

3003005

Kfz-Verbandkasten – Stahlblech

Autoverbandkasten für robuste Beanspruchung. Füllung Standard DIN 13164.

Ca. 260 x 160 x 70 mm, Stahlblech, weiß, Rahmen und Deckel aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, Spannverschluss.

aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set

Für Verbandkästen nach DIN 13164.



3004001

1009925



GGVSEB + Kfz-Verbandkasten SN-CD – Komplettausstattung

Inhalt DIN 13164 (Kfz-Verbandkasten), zusätzlich mit GGVSEB-Schutzausrüstung bestehend aus dichtschießender Schutzbrille, Neopren-Handschuhen (nach EN 420, EN 388, EN 374, Kat. III), 30 cm lang, Einmalschürze, drei Trinkwasserkonserven à 100 ml, oculav NIT® Augenspülung, SIRIUS® Rettungsdecke.

Ca. 310 × 210 × 130 mm.

0301012



GGVSEB-Zusatzausstattung

Ergänzung zum Kfz-Verbandkasten DIN 13164. In separatem Behälter. Inhalt dichtschießende Schutzbrille, Neopren-Handschuhe (nach EN 420, EN 388, EN 374, Kat. III), 30 cm lang, Einmalschürze, drei Trinkwasserkonserven à 100 ml, oculav NIT® Augenspülung, SIRIUS® Rettungsdecke.

0301013 Behälter ST – Stahlblech, weiß

0301016 Behälter KU – Kunststoff, orange






Die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Bei Verwaltungsbetrieben, Herstellungsbetrieben oder Baustellen gelten zwar gleiche Normen – unterschiedliche Gefahrenpotentiale fordern jedoch spezialisierte Erste-Hilfe-Ausstattungen. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

SÖHNGEN® bietet eine Vielfalt von Erste-Hilfe-Mitteln, die sich an der Unternehmensausrichtung orientieren und im Einzelfall die Anforderungen der ASR A4.3 erfüllen können.

ASR A4.3 Punkt 4 Tabelle 1 / 3 – Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

BETRIEBSART	ANZAHL DER MITARBEITER	KLEINER VERBANDKASTEN DIN 13157	GROSSER VERBANDKASTEN DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 – 50	1	–
	51 – 300	–	1
	301 – 600	–	2
	je 300 weitere Beschäftigte	–	1
Herstellung- und Verarbeitungsbetriebe	1 – 20	1	–
	21 – 100	–	1
	101 – 200	–	2
	je 100 weitere Beschäftigte	–	1
Baustellen	1 – 10	1	–
	11 – 50	–	1
	51 – 100	–	2
	je 50 weitere Beschäftigte	–	1



oder



ASR A4.3 – Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 5 sowie Punkt 4.3 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.

ASR A4.3 Punkt 4 – Mittel zur Ersten Hilfe

1. Erste-Hilfe-Material ist in Verbandkästen oder anderen geeigneten Behältnissen (z. B. Rucksäcke, Taschen, Schränke), im Folgenden Verbandkasten genannt, vorzuhalten. Die Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen ergibt sich aus Tabelle 1.
2. Statt eines großen Verbandkastens können zwei kleine Verbandkästen verwendet werden. Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.
3. Verbandkästen sind überall dort bereitzuhalten, wo die Arbeitsbedingungen dies erforderlich machen. Sie sind so zu verteilen, dass sie höchstens in 100 m Wegstrecke oder einer Geschosshöhe erreichbar sind.
4. Erste-Hilfe-Material ist so aufzubewahren, dass es vor schädigenden Einflüssen (z. B. Verunreinigungen, Nässe, hohe Temperaturen) geschützt, aber jederzeit leicht zugänglich ist. Das Erste-Hilfe-Material ist nach Verbrauch, bei Unbrauchbarkeit oder nach Ablauf des Verfallsdatums zu ergänzen bzw. zu ersetzen.
5. [...]
6. Ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung können neben der Grundausrüstung mit Erste-Hilfe-Material nach Abs. 5 auch ergänzende Mittel zur Ersten Hilfe (siehe Punkt 3.4) notwendig werden.

ASR A4.3 Punkt 5.2 – Rettungstransportmittel

1. Der Arbeitgeber hat zu prüfen, ob er den Rettungstransport auf Grund der innerbetrieblichen Entfernungen und Verhältnisse und der damit verbundenen Eintreffzeiten dem öffentlichen Rettungsdienst überlässt oder ob eigene Rettungstransportkapazitäten erforderlich sind.
2. In Betrieben, in denen der öffentliche Rettungsdienst seine Aufgabe am Ort des Geschehens durchführen kann, sind keine weiteren Transportmittel bereit zu stellen. Sofern dieser Ort mit Krankentragen nicht zugänglich ist, müssen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung geeignete Transportmittel, z. B. Rettungstücher, Krankentransport-Hängematten oder Schleifkörbe, vorgehalten werden.

ASR A4.3 Punkt 6 – Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen

1. Ein Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleichbare Einrichtung ist erforderlich
 - in Betrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten und
 - in Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten, wenn besondere Unfall- oder Gesundheitsgefahren bestehen.
2. [...]
3. [...]

ASR A4.2 Punkt 6 – Einrichtungen für schwangere Frauen und stillende Mütter

1. Werden schwangere Frauen oder stillende Mütter beschäftigt, müssen Einrichtungen zum Hinlegen, Ausruhen und Stillen am Arbeitsplatz oder in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen. Die Privatsphäre ist bei der Nutzung zu gewährleisten.
2. Die Einrichtungen zum Hinlegen, Ausruhen und Stillen müssen gepolstert und mit einem wasch- oder wegwerfbaren Belag ausgestattet sein.
3. [...]

§24 DGUV Vorschrift 1 – Allgemeine Pflichten des Unternehmers

1. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur Verfügung stehen.
2. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall unverzüglich Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst wird.
3. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte sachkundig transportiert werden.
4. [...]
5. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten durch Aushänge der Unfallversicherungsträger oder in anderer geeigneter schriftlicher Form Hinweise über die Erste Hilfe und Angaben über Notruf, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, über das Erste-Hilfe-Personal sowie über herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende Krankenhäuser gemacht werden. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell zu halten. Viertes Kapitel 18 DGUV Vorschrift 1
6. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert und diese Dokumentation fünf Jahre lang verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind vertraulich zu behandeln.
7. [...]



Erste Hilfe Advocat

In vielen Betrieben ist der am häufigsten benötigte Verbandstoff das einfache Wundpflaster. Die DIN 13157 allerdings gibt nur eine begrenzte Anzahl Wundpflaster vor.

Darum kombiniert der neue Erste-Hilfe-Koffer Advocat praktisch und platzsparend unseren erstklassigen Erste-Hilfe-Koffer mit einem voll ausgestatteten Pflasterspender, ganz ohne Qualitätskompromisse. Er bietet schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster in verschiedenen Formen und Größen, ohne dafür das Hauptfach zu öffnen. Die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig! So können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden und damit Zeit und Handgriffe sparen. Der Pflasterspender verfügt zusätzlich über eine Diebstahlsicherung.

Die mitgelieferte Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung und der herausnehmbare Pflasterspender machen den Koffer zur idealen stationären und mobilen Lösung!

Bestückt mit detectablen Pflastern und seiner glatten, abwaschbaren Oberfläche ist der Erste-Hilfe-Koffer auch bestens für die Gastronomie geeignet!

Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 67 000 Industrie Norm DIN 13 169

03 67 001 Baustelle

03 67 002 Metallverarbeitung

03 67 003 Werkstatt

03 67 004 Verwaltung

03 67 005 Hotel & Gastronomie

03 67 006 Nahrungsmittel

Erste Hilfe Extra

Leuchtgelb in Verbindung mit Signalrot ist neben der fest etablierten Rettungsfarbe orange bereits europaweit als Farbe für viele rettungsdienstliche Einrichtungen und Ambulanzfahrzeuge im Einsatz.

Erste Hilfe Extra in Leuchtgelb + Signalrot beschleunigt das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung. Nachleuchtende Streifen erhöhen die Erkennbarkeit im Dunkeln.

International verständliche Farbpiktogramme des Erste-Hilfe-Inhaltes. Inhalt basierend auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkästen. Die Modelle „Extra+“ gehen über diese DIN-Norm weit hinaus und enthalten Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind.



Erste Hilfe Extra Büro

Ca. 260 × 170 × 110 mm, mit Füllung nach DIN 13157.

03 20 126



Erste Hilfe Extra+ Büro

Ca. 310 × 210 × 130 mm, mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterungen.

03 71 045



Erste Hilfe Extra Handwerk

Ca. 260 × 170 × 110 mm, mit Füllung nach DIN 13157.

03 20 125

Erste Hilfe Extra+ Handwerk

Ohne Abbildung. Ca. 310 × 210 × 130 mm, mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterungen.

03 71 096

Erste Hilfe Extra+ Verwaltung

Ca. 400 × 300 × 150 mm, mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterungen.

03 61 110



Erste Hilfe Extra+ Industrie

Ca. 400 × 300 × 150 mm, mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterungen.

03 61 108



Erste Hilfe Beruf SPEZIAL

In dieser Spezial-Serie wurden auf Basis der aktuellen DIN-Normen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht. Der Erste-Hilfe-Koffer Baustelle enthält daher ganz andere Inhaltserweiterungen als der Erste-Hilfe-Koffer Verwaltung.

Die Erste-Hilfe-Serie Beruf SPEZIAL beinhaltet als Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen DIN für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Damit ist Ihr Unternehmen im Ernstfall immer bestens ausgestattet.

Ca. 400 × 300 × 150 mm

03 60 101	Baustelle
03 60 103	Hotel & Gastronomie
03 60 104	Holzbearbeitung
03 60 106	Labor & Chemie
03 60 107	Landwirtschaft & Forsten
03 60 108	Metallverarbeitung
03 60 109	Nahrungsmittel
03 60 110	Verwaltung
03 60 111	Werkstatt
03 60 113	Elektrotechnik
03 60 119	Maschinenbau
03 60 122	Öffentlicher Dienst
03 60 127	Großhandel & Lagerei

Lebensmittel-Industrie

Alle Erste-Hilfe-Koffer der Serien Beruf SPEZIAL sowie DIREKT, die Berufszweige betreffen, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet oder transportiert werden, sind zusätzlich mit einem Sortiment detectabler Wundpflaster ausgestattet.



Erste Hilfe DIREKT

Wie sieht Ihr Verbandkasten aus – enthält er auch wirklich genau das Erste-Hilfe- und Verbandmaterial, das in Ihrem Betrieb immer wieder benötigt wird? In einer Schlossereiwerkstatt wird doch ganz anderes Erste-Hilfe-Material benötigt als in einem Steuerbüro. Eine klare Lösung für die individuellen Bedürfnisse in Ihrem Betrieb bietet das SÖHNGEN® Programm Erste Hilfe Direkt: Koffer für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung. Immer mit Norm-Inhalt nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung.

Ca. 310 × 210 × 130 mm.

03 70 006	Gartenbau
03 70 008	Gastronomie
03 70 013	Sporthalle
03 70 033	Behörde/Amt
03 70 037	Gemeinde
03 70 044	Versicherung
03 70 045	Büro
03 70 046	Praxis
03 70 066	Elektro
03 70 075	Kfz.-Reparatur
03 70 078	Küche
03 70 081	Metzgerei
03 70 086	Reinigung
03 70 088	Schlosserei
03 70 089	Schreinerei
03 70 095	Betrieb
03 70 096	Handwerk



Sport- und Freizeit-Notfallset SCOUT

Inhalt: u. a. aluderm® Verbände wie Kompressen, Augenkompressen, Quickverbände, aluderm® alufinger, Spezial-Druckverbandpäckchen, Dreieckstuch, Kühlspray, SIRIUS® Rettungsdecken, Binden, SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Einmalhandschuhe, Beatmungshilfe, Verbandkastenschere, Pinzette, Wundreinigungstücher.

Ca. 310 × 225 × 70 mm, wasserabweisendes Nylongewebe, orange, Steckschlaufen in der Deckeltasche, Boden mit Unterteilung. Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer, aushakbarer Schultergurt, doppelläufiger Reißverschluss.

03 07 021



TRAVELLER Reiseapotheke

Softbag, passt noch ins Reisegepäck, den Rucksack, die Sporttasche. Inhalt: SIRIUS® Rettungsdecke, aluderm® Kompressen, aluderm® Quickverbände, aluderm® alufinger, aluderm®-aluplast Wundpflaster, SÖHNGEN®-Silk Heftpflasterstreifen, Wunddesinfektion, Binden, Schere, Pinzette, Schutzhandschuhe.

Ca. 230 × 115 × 55 mm, Kunstfasergewebe, zweifarbig, zwei Trageschlaufen, Parallel-Reißverschluss, Überschlagklappe mit Druckknopf, Steckschlaufen.

03 07 023



Zecken-Set

Handliche Tasche aus beschichtetem Nylongewebe mit Karabinerhaken zum Anhängen. Produktmaße der Tasche ca. 13,5 × 9,0 cm, Gewicht ca. 68 Gramm.

Inhalt: Salvequick Wundreinigungstücher, Zeckenpinzette, Pflaster-Strips elastisch 1,9 × 7,2 cm

03 07 046o



Infekt-Set

Umfassender Infektionsschutz von Ersthelfern und Unfallbeteiligten bei allen Sofortmaßnahmen am Unfallort. Gerade bei Ersthelferkontakt bestehen die größten Infektionsgefahren durch Speichelübertragung oder Kontamination mit Blut oder Erbrochenem.

Inhalt: Air-Vita® Bi-Protect Atemspendegerät, Händedesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Vliestücher, PE-Druckverschlussbeutel.

Reißverschlusstasche, ca. 240 × 170 mm, beschichtetes Nylongewebe, orange. Robust, leicht, weich, wenig Platzbedarf.

10 10 075



Erste Hilfe für Tierhalter

Inhalt: umfangreiche Erste-Hilfe-Füllung.

Ca. 260 × 160 × 80 mm, Kunststoff, schwarz, mit Scharnier und Verschlusslaschen.

03 04 050



Tierhalter daheim & unterwegs

Inhalt: umfangreiche Erste-Hilfe-Füllung.

Ca. 210 × 140 mm, Reißverschlusstasche mit praktischer Klettband-schleufe, beschichtetes Nylongewebe, blau.

03 08 032

Erste-Hilfe-Fahrradset

Ohne Abbildung. Zur Befestigung am Fahrrad.

Inhalt: aluderm® Kompressen, aluderm® Quickverband, aluderm®-aluplast Wundpflaster, SÖHNGEN®-Plast Heftpflaster, Binden, Schere, Wunddesinfektion.

Reißverschlusstasche, ca. 135 × 100 × 50 mm, Nylongewebe, orange.

03 07 028

Erste-Hilfe-Miniset

Ohne Abbildung. Praktisches Set im Hosentaschen-Format.
Inhalt: aluderm® Verbandpäckchen, aluderm® Kompresse, Binde und aluderm®-aluplast Pflasterstrips.
Reißverschlusstasche, ca. 135 × 90 mm, beschichtetes Nylongewebe, blau oder orange. Robust, leicht, weich, wenig Platzbedarf.

03 07 040b blau

03 07 040o orange

Persönliche Notverbandtasche

Ohne Abbildung.
Inhalt: Verbandstoffauswahl, SIRIUS® Rettungsdecke, Handschuhset.
Reißverschlusstasche, ca. 210 × 140 mm.

03 07 027b blau

03 07 027o orange



Erste Hilfe Hobby & Beruf

Enthält je nach Zweckbestimmung aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Heftpflaster, Binden, Schutzhandschuhe, Schere, Pinzette und Wundreinigungstücher. Einige Outdoor-Sets zusätzlich mit z. B. Zeckenpinzette, Trillerpfeife oder SIRIUS® Rettungsdecke ausgestattet.
Reißverschlusstasche, ca. 240 × 170 mm, beschichtetes Nylongewebe, blau oder orange.

03 08 004b Erste Hilfe Radfahrer blau

03 08 004o Erste Hilfe Radfahrer orange

03 08 009o Erste Hilfe Jagd & Forst orange

03 08 010b Erste Hilfe Urlaub blau

03 08 010o Erste Hilfe Urlaub orange

03 08 012b Erste Hilfe Skifahrer blau

03 08 012o Erste Hilfe Skifahrer orange

03 08 019b Erste Hilfe Mit dem Rucksack unterwegs blau

03 08 019o Erste Hilfe Mit dem Rucksack unterwegs orange

03 08 021b Erste Hilfe Bergsport blau

03 08 021o Erste Hilfe Bergsport orange

03 08 023b Erste Hilfe Monteur unterwegs blau

03 08 023o Erste Hilfe Monteur unterwegs orange

03 08 031b Erste Hilfe Sport & Freizeit blau

03 08 031o Erste Hilfe Sport & Freizeit orange

Erste-Hilfe-Tasche DIN 13167

Ohne Abbildung.
Inhalt: Füllung DIN 13167 mit aluderm® Verbandpäckchen, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandtuch, SIRIUS® Rettungsdecke, Schutzhandschuhen und Erste-Hilfe-Schere.
Reißverschlusstasche, ca. 240 × 170 mm, beschichtetes Nylongewebe, orange. Robust, leicht, weich, wenig Platzbedarf.

03 07 001o



Erste Hilfe Tasche Home Office

Inhalt: aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Kälte-Sofortkomresse, Schutzhandschuhe, Brandgel, Pinzette und Desinfektionstücher.
Reißverschlusstasche, ca. 240 × 170 mm, beschichtetes Nylongewebe, Farbe blau.

03 07 045b

Erste-Hilfe-Helmset

Ohne Abbildung.
Inhalt: aluderm® Kompresse, aluderm® Quickverband, aluderm®-aluplast Wundpflaster, aluderm®-aluplast Fingerverband 18 × 2 cm, Fingerkuppenverband und gebrauchsfertigen SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen.
PE-Druckverschlussbeutel, ca. 110 × 80 × 30 mm, wiederver-schließbar.

03 07 029



Erste-Hilfe-Set Waldarbeiter

Zur unmittelbaren Selbstversorgung kleiner Verletzungen. Robust, leicht, platzsparend in der Arbeitskleidung unterzubringen.
Inhalt: 2 aluderm® Verbandpäckchen groß, 10 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 18 × 2 cm.
Praktische Reißverschlusstasche, ca. 150 × 110 mm, beschichtetes Nylongewebe, orange.

03 07 012



Anbausafe Verbandstoffe

Ohne Abbildung. Inhalt: ausgewogene Füllung moderner Verbandstoffe, die nicht mit der Wunde verkleben. Augenspülung oculav NIT®, Wund- und Handreinigungstücher.
Ca. 1.120 x 490 x 200 mm.

0501053 orange

Anbausafe Notfallmedizin

Ohne Abbildung. Inhalt: je 1 Einmal-Beatmungsbeutel Erwachsene und Kinder mit Maske, Sauerstoff-Inhalationsgerät 1 Liter mit regulierbarem Druckminderer, Kaltlichtlaryngoskop mit Einmal-Leuchtpateln, Res-Q-Vac-Absaugpumpe, Ampullenetui SÖHNGEN®, Ausstattung für Diagnostik, Infusion, Injektion u. v. m..
Ca. 1.120 x 490 x 200 mm.

0501054 orange

Anbausafe Erste Hilfe/Krankentrage

Inhalt: Krankentrage 2 x klappbar, SÖHNGEN® Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken, Taschenlampe.
Ca. 1.120 x 490 x 200 mm.

0501051 orange

0501055 weiß



Anbausafe Pflegegerät

Inhalt: Ausstattung für die pflegerische Betreuung u. a. mit Einwegwäsche, Brechbeuteln, Nierenschalen, Urinbeuteln, Vinylhandschuhen, persönlicher Einwegschutzbekleidung, Pflege-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Ca. 1.120 x 490 x 200 mm.

0501052 orange



Stehschrank SAFE für Krankentrage N 1 x klappbar

Der schmalste Schrank aus dem Safe-System. Mit einer Grundfläche von nur ca. 200 x 300 mm benötigt er besonders wenig Platz und kann in jedem Betriebsbereich aufgestellt werden. Der Inhalt ist auch bei ungünstigen Umfeldbedingungen gut geschützt, die Rettungs- und Transportmittel sind im Bedarfsfall jederzeit erreichbar.

Inhalt: Krankentrage N 1 x klappbar, SÖHNGEN® Rettungssitz, SÖHNGEN® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157 – stationär und mobil einsetzbar, zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe.

Ca. 2.000 x 300 x 200 mm.

0601052 orange

0601054 weiß



NovoLine 3 – für Krankentrage K 2 x klappbar

Verbandkasten, Decken und Tragenlaken in eigenen Türablagefächern, schnelle und problemlose Entnahme.

Inhalt: Krankentrage K 2 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten Kiel mit Füllung Norm DIN 13157, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.

Ca. 1.080 x 360 x 200 mm.

05 01 049 gefüllt

05 02 023 leer

NovoLine 4 – für Krankentrage N 1 x klappbar

Benötigt wenig Aufstellfläche und ist auch für beengte Platzverhältnisse geeignet. Verbandkasten, Decken und Tragenlaken sind in eigenen Fächern in der Tür untergebracht und können schnell und problemlos entnommen werden.

Inhalt: Krankentrage 1 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten Kiel mit Füllung Norm DIN 13157, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.

Ca. 2.000 x 300 x 200 mm.

06 01 083 gefüllt

06 01 082 leer



Waschschalenständer

5-strahliger Fuß, Laufrollen Ø ca. 50 mm, Gesamthöhe ca. 825 mm. Schalen rostfreier Edelstahl 18/8, Fassungsvermögen je ca. 6 Liter.

6001008 mit 2 Schalen

6001040 mit 1 Schale



Arm- und Beinstütze

Gestell verchromt, 5-strahliges Formfußkreuz, geformte Auflage- schale, im Neigungswinkel verstellbar. Stativ höhenverstellbar von ca. 680–880 mm.

6001029



Bettschirm

Ca. 1.850 × 950 mm, aus Vierkant-Stahlrohr, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, drehbarer Standfuß. Bezug PVC weiß, undurchsichtig, durch Klettverschlüsse einfach abzunehmen, zu reinigen und wieder zu befestigen.

6001010



Infusions-Fahrstativ

Rundrohr, verchromt, Fuß 5-strahlig, mit Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar von ca. 1.100–2.000 mm, mit vier Haken für Infusionsflaschen.

6001039



Untersuchungs-Drehsessel

Höhenverstellbar ca. 106–116 cm, Aluminium-5-Kreuzfuß, Standfüße, Kunstlederbezug, Kopfstütze in Höhe verstellbar.

6001052



Instrumententisch

Ca. 640 × 475 × 850 mm, Gestell Vierkantrrohr, zwei kunststoffbeschichtete Tischplatten, weiß. Kugelgelagerte Schublade, vier Laufrollen.

6001096



Drehhocker

Stufenlos in der Höhe verstellbar von 47 bis 57 cm. Chromfuß mit 5 Doppelrollen, komfortable Polsterung, pflegeleichter Kunstlederbezug, Sitzdurchmesser: 38 cm, Fußdurchmesser: 57 cm, Robust und langlebig.


6001064



Tretabfalleimer

Höhe ca. 500 mm, Ø ca. 300 mm. Mantel Stahlblech, weiß lackiert, dichtschießender Deckel, Fußpedal. Eimer verzinkt, herausnehmbar, Fassungsvermögen ca. 25 Liter.

6001009



SÖHNGEN® Ruheraumliege

Liegehöhe ca. 500 mm. Liegefläche ca. 2.000 x 700 mm, Trägerplatte ca. 22 mm, mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark, Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend. Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar. Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Liegeteil wahlweise starr oder mehrstufig verstellbar. Im Rahmengerüst integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.

- 6001 124d Kopfteil verstellbar, dunkelblau
- 6001 124g Kopfteil verstellbar, grau
- 6001 124n Kopfteil verstellbar, natur
- 6001 124s Kopfteil verstellbar, schwarz
- 6001 124w Kopfteil verstellbar, weiß
- 6001 127d Kopf- und Fußteil verstellbar, dunkelblau
- 6001 127g Kopf- und Fußteil verstellbar, grau
- 6001 127n Kopf- und Fußteil verstellbar, natur
- 6001 127s Kopf- und Fußteil verstellbar, schwarz
- 6001 127w Kopf- und Fußteil verstellbar, weiß

Ruheraumliegen

Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für Schwangere oder Stillende Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.



SÖHNGEN® Ruheraumliege – Wandklappmodell waagrecht

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereithalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden.

Technische Details wie SÖHNGEN® Ruheraumliege.

- 6001 224d Kopfteil verstellbar, dunkelblau
- 6001 224g Kopfteil verstellbar, grau
- 6001 224n Kopfteil verstellbar, natur
- 6001 224s Kopfteil verstellbar, schwarz
- 6001 224w Kopfteil verstellbar, weiß
- 6001 227d Kopf- und Fußteil verstellbar, dunkelblau
- 6001 227g Kopf- und Fußteil verstellbar, grau
- 6001 227n Kopf- und Fußteil verstellbar, natur
- 6001 227s Kopf- und Fußteil verstellbar, schwarz
- 6001 227w Kopf- und Fußteil verstellbar, weiß



SÖHNGEN® Ruheraumliege – Wandklappmodell senkrecht

Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel.

Technische Details wie SÖHNGEN® Ruheraumliege.

- 6001 225s Kopfteil verstellbar, schwarz
- 6001 228s Kopf- und Fußteil verstellbar, schwarz