



### SÖHNGEN® Untersuchungs- und Massageliege

Liegehöhe ca. 650 mm. Liegefläche ca. 2.000 x 700 mm, Trägerplatte ca. 22 mm, mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark, Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend. Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar. Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Liegeteil wahlweise starr oder mehrstufig verstellbar. Im Rahmengerüst integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.

6001018d Kopfteil verstellbar, dunkelblau

6001018g Kopfteil verstellbar, grau

6001018n Kopfteil verstellbar, natur

6001018s Kopfteil verstellbar, schwarz

6001018w Kopfteil verstellbar, weiß

6001035d Kopf- und Fußteil verstellbar, dunkelblau

6001035g Kopf- und Fußteil verstellbar, grau

6001035n Kopf- und Fußteil verstellbar, natur

6001035s Kopf- und Fußteil verstellbar, schwarz

6001035w Kopf- und Fußteil verstellbar, weiß

6001032 Massageliege inkl. Tragetasche



### SÖHNGEN® Untersuchungs- und Massageliege - Wandklappmodell waagrecht

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereithalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden.

Technische Details wie SÖHNGEN® Untersuchungs- und Massageliege.

6001218d Kopfteil verstellbar, dunkelblau

6001218g Kopfteil verstellbar, grau

6001218n Kopfteil verstellbar, natur

6001218s Kopfteil verstellbar, schwarz

6001218w Kopfteil verstellbar, weiß

6001235d Kopf- und Fußteil verstellbar, dunkelblau

6001235g Kopf- und Fußteil verstellbar, grau

6001235n Kopf- und Fußteil verstellbar, natur

6001235s Kopf- und Fußteil verstellbar, schwarz

6001235w Kopf- und Fußteil verstellbar, weiß



### SÖHNGEN® Untersuchungs- und Massageliege - Wandklappmodell senkrecht

Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel.

Technische Details wie SÖHNGEN® Untersuchungs- und Massageliege.

6001219s Kopfteil verstellbar, schwarz

6001236s Kopf- und Fußteil verstellbar, schwarz

### Untersuchungsliegen

In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten.



### Ärztekrepp

Hygienische Papierauflage mit Abreißperforation, Rolle.

6001130 Ärztekrepp, ca. 50 m x 55 cm, weiß

6001131 Recycling ÖKO-Krepp, ca. 50 m x 55 cm



### Sanitätsrucksack OCTETT – Erste Hilfe im Betrieb

Inhalt für den ausgebildeten Betriebsanwiter, u.a. Verbandstoff-Füllung nach DIN 13157, erweitert mit Erste-Hilfe-Material für Unfallsituationen im betrieblichen Umfeld wie aluderm® Spezialverbände, oculav NIT® Augenspülung, Replantat-Notfall Hand, Kühspray, Wundreinigungstücher.

Ca. 380 x 470 x 280 mm, original CORDURA®-Nylongewebe, vierfach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert. Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil. Mehrere geräumige Außentaschen, Reflexbänder an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse. Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehem, luftdurchlässigem Netzgewebe. Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss. Ergonomisch geformter Tragegriff. Robuste Bodengleiter, verstärkter Boden aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig.

Im Hauptfach stabile Kunststoffwanne mit drei Facheinteilungen, Abdeckflasche mit Klettbandfixierung. Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen. Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils ca. 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Boden und doppelläufigem Reißverschluss. Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflexbändern. Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche, Vortasche mit Organizer-Elementen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen.

04 06 322



### SÖHNGEN® MyBag – Ihr privater Rettungs-rucksack

Inhalt: Einweg-Beatmungsbeutel Erwachsene (ca. 1.500 ml) mit Atemmaske, Sauerstoff-Reservoir und Sauerstoff-Verbindungsschlauch, Blutdruckmessgerät mit Klettmanschette für Erwachsene, Stethoskop, Sekret-Handabsaugpumpe, QuickFix Alu-Polsterschiene klein sowie eine Auswahl an Verbandstoffen.

Rucksack SÖHNGEN® PRIVAT-Basic, ca. 350 x 480 x 190 mm, solide gearbeitet aus beschichtetem Nylongewebe, orange, reißfest, strapazierfähig. Rückenpartie abgepolstert, längenverstellbare, gepolsterte Tragegurte, ergonomisch geformter, verstärkter Handtragegriff, solide, doppelläufige Reißverschlüsse. Geräumiges Hauptfach mit stabiler Kunststoffwanne, drei Facheinteilungen. Deckelplatte gepolstert, mit zwei Reißverschlussfächern und Klarsicht-Steckfach. Außen zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Vorfach, jeweils mit Reflexstreifen.

04 06 400 gefüllt

04 06 003 leer



### Sanitätsrucksack OCTETT First Responder

Inhalt: First Responder/DIN 13155, u. a. mit Beatmungsbeutel, Sekret-Absaugpumpe Res-Q-Vac, QuickFix Alu-Polsterschienen, Blutdruckmesser, aluderm® und aluderm®-aluplast.

Ca. 380 × 470 × 280 mm bzw. 480 × 350 × 220 mm (O<sub>2</sub>-Option), CORDURA®-Nylongewebe, PU-beschichtet, reißfest, strapazierfähig, schmutzabweisend. Drei Innenfächer, zwei herausnehmbare Modultaschen. Doppelläufige Reißverschlüsse, Klettband-Fixierbereiche. Drei geräumige Außentaschen, Organizer-Fach, Fixiergurte. Gurtsystem verstellbar. Rücken und Tragegurte abgepolstert, Tragegriff, Bodengleiter.

0406321 gefüllt

0406327 mit O<sub>2</sub>-Option, gefüllt (Abbildung)



### Sanitäts-Notfall-Tasche First Responder

Inhalt: First Responder/DIN 13155, u. a. mit Beatmungsbeutel, Sekret-Absaugpumpe Res-Q-Vac, QuickFix Alu-Polsterschienen, Blutdruckmesser, aluderm® und aluderm®-aluplast.

Ca. 290 × 490 × 260 mm, Nylongewebe, orange, mit rückseitiger Beschichtung. Bodenteil ca. 120 mm hoch, darin Hartschaleneinsatz mit Facheinteilungen. Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar. Taschenoberteil mit Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach. Mit zwei Tragegriffen ist die Tasche bequem zu transportieren und kann durch die zwei längenverstellbaren Tragegurte auch wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen werden.

0405010





### Erste Hilfe Senioren Notfall

Komplett ausgestatteter Notfallkoffer für Ärzte und medizinisches Fachpersonal. Der Notfallkoffer Senioren Notfall berücksichtigt die besonderen Gegebenheiten im geriatrischen Bereich und ist für alle Senioreneinrichtungen bestens geeignet.

Inhalt: notfallmedizinische Grundausstattung zur Einleitung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen, u. a. mit Einmal-Beatmungsbeutel, Sauerstoff-Flasche 1 l mit regulierbarem Druckminderer, Handabsaugpumpe, Guedeltuben und Zubehör. Ausreichend Freiraum zur Eigenbestückung, z. B. mit Blutdruckmesser, Stethoskop.

Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 60 131




### Erste Hilfe Senioren Heim & Pflege

Nicht nur die Bewohner eines Seniorenheimes, auch dessen Angestellte benötigen eine Erste-Hilfe-Vorsorge, denn viele der täglichen Handgriffe und Tätigkeiten können kleine Verletzungen verursachen. Der Inhalt Senioren Heim & Pflege geht über die Forderungen der DIN 13157 (kleiner Betriebsverbandkasten) hinaus und wird den speziellen Ansprüchen gerecht.

Inhalt: hochwertige Füllung u. a. mit aluderm® und dermacare®. Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 60 133



### Pflegetasche Mobil

Für den häuslichen Pflegedienst. Kann überall bequem mitgenommen werden. Inhalt: Blutdruckmesser, Stethoskop, Fieberthermometer, Instrumente, Insulinspritzen, Einwegspritzen und -kanülen, Venenstauer, Verbandstoffe, steriles Katheter-Basis-Set für Dauerkatheterismus mit Tüchern, Tupfern usw., Ballonkatheter, Urinbeutel, Magen-sonden, Nierenschale, Absaugkatheter, u. a. m.

Ca. 490 × 260 × 290 mm, reißfestes Nylongewebe, PVC-beschichtet, orange. Bodenteil 120 mm hoch, darin Hartschalen-einsatz mit Facheinteilungen. Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar. Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach. Zwei längenverstellbare Tragegurte.

04 05 020



### SÖHNGEN® MultiSPORT

Entsprechend der Arbeitsstättenregel ASR A4.3 sind auch in Sportstätten Erste-Hilfe-Materialien vorzuhalten.

Inhalt: Füllung nach DIN 13157 sowie Kühl Spray, zusätzliche Kälte-Sofortkomresse, Kohäsivbinden, Tape, aluderm® Kompressen und Quickverbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, WS-Binden, SIRIUS® Rettungsdecke, SÖHNGEN®-Plast Heftpflaster, Wundreinigungstücher, Blasenpflaster, Klammerpflaster, Beatmungstuch. Ca. 400 x 300 x 150 mm.

0301070



### Erste-Hilfe-Koffer SAILING

Spezialzusammenstellung für alle Küstenschiffe, Hochseejachten, Fahrgast- und Fischereischiffe, die auf eine unmittelbare Eigenversorgung angewiesen sind. Der Inhalt ist spritzwassergeschützt.

Inhalt: u. a. aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, universelle QuickFix Schienen zur Versorgung von Frakturen, Rettungsdecken, Beatmungshilfen, Instrumentensatz, Augenspülung und vieles andere mehr.

Ca. 400 x 300 x 150 mm.

0301029



### Erste-Hilfe-Sporttasche Ruck-Zuck

Inhalt: u. a. Sportbandagen, Kohäsiv-Binden, Sport-Tapes, Kühl Spray, Kälte-Sofortkomresse, Muskelfluid, Massageöl, Handreinigungstücher, aluderm® Kompressen, aluderm® Quickverbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, verschiedene Binden, SÖHNGEN®-Silk Heft-pflaster, Schere, SIRIUS® Rettungsdecke.

0404013



### Sanitätsrucksack OCTETT – Sport

Inhalt: u. a. SÖHNGEN® Qualitätsverbandstoffe aluderm® und aluderm®-aluplast, Kühl Spray, Muskelfluid, Kälte-Sofortkomresse, Sportbandagen und Tapes.

Technische Details siehe Sanitätsrucksack OCTETT – Erste Hilfe im Betrieb.

0406325



### ST-Handgelenk-Stützbandage

Geschlossene Gelenkschlinge mit individuell regulierbarem Klettverschluss. Hochelastisches Gewebe, waschbar, kräftige Struktur, sichere Stützfunktion. Bewegungsfreiheit und Blutzirkulation bleiben erhalten. Zur Vorbeugung und Stütze bei allen starken Belastungen und Überbeanspruchungen im Sport oder Beruf.

10 10029	Größe 1, Handgelenkumfang 14/16 cm
10 10030	Größe 2, Handgelenkumfang 16/18 cm
10 10031	Größe 3, Handgelenkumfang 18/20 cm
10 10032	Größe 4, Handgelenkumfang 20/22 cm



### Sport-Tape-Unterverband

Weiche Schaumstoffbinde, polsternder Unterverband für Tape-Anwendungen. Ca. 27,5 m lang, ca. 6,5 cm breit.

1009206



### Sport-Haftbandage

Selbsthaftend, elastisch, stützt und schützt stark belastete Gelenke; auch als Stützbinde bei Gefäßerkrankungen geeignet, ermöglicht jede gewünschte Kompression; rutschfest, luftdurchlässig, hautfreundlich.

10 12047	ca. 5 m (ged.) × 6 cm
10 12048	ca. 5 m (ged.) × 8 cm



### Sport-Tape

Unelastisches Spezialpflaster mit extrem hoher Klebekraft, längs und quer reißbar. Für funktionelle Stütz-, Schutz- und Entlastungsverbände und zur Verstärkung elastischer Kompressionsverbände.

1009205	ca. 10 m × 5,00 cm
1009207	ca. 10 m × 3,75 cm
1009208	ca. 10 m × 2,50 cm



### Sport Lavit Hot Gel

Intensives Wärmegel. Spender, 75 ml.

10 12 098



### Sport Lavit Sport-Gel Ice

Bei Prellungen, Zerrungen, Stauchungen oder vorbeugend gegen Muskelkater. Tube, 75 ml.

10 12 101



### Sport Lavit Fitnessfluid

Stark kühlendes Tonikum, hilft den Muskeln bei Regeneration und Aufbau. Flasche, 250 ml.

10 12 103



### Sport Lavit Sportöl Aktiv

Erhält die Wärme, die der Muskel ausstrahlt – selbst bei kleinen Pausen. Flasche, 250 ml.

10 12 104



### APOLLO-THERMO Sitzkissen und Liegematten

Immer richtig für drinnen und draußen – trocken, warm und geschützt sitzen oder liegen – egal, wie feucht und kühl der Untergrund auch sein mag. Universelle Einsatzmöglichkeiten, ideal auch im Stadion und bei allen Freiluftveranstaltungen. Hier sind APOLLO-THERMO-Sitzkissen auch als Werbegeschenk hervorragend geeignet.

Isolierend, wärmebewahrend und wärmespendend, undurchlässig gegen Feuchtigkeit. Sitz- bzw. Liegeseite mit Hochvakuum-Aluminiumschicht, speichert und reflektiert Körperwärme. Luftpolstereinlage gegen Nässe und Bodenkühle, feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite. APOLLO-THERMO Liegematten mit Anti-Rutsch-Unterlage für besonders glatte Böden.

07 06 001 APOLLO-THERMO Liegematte

07 06 002 APOLLO-THERMO Übungsmatte

07 06 003 APOLLO-THERMO Sitzkissen



**Kälte-Sofortkomresse**

Ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, Einmalgebrauch.

- 10 12042 klein, ca. 21 x 15 cm
- 10 12051 groß, ca. 27 x 15 cm



**Thermo-Kalt/Warm-Komresse**

Dauerkomresse, gut anmodellierbar, bis -30 °C flexibel. Im Gefrierfach vorkühlen, im Wasserbad (bis +60 °C) vorheizen.

- 10 12035 klein, ca. 8 x 13 cm
- 10 12036 mittel, ca. 13 x 14 cm
- 10 12040 groß, ca. 28 x 15 cm



**AUTAN® AKUT Pump-GEL**

Kühlt, beruhigt und pflegt die Haut, z. B. nach Insektenstichen oder Kontakt mit Brennnesseln. Mit Kamille und Aloe Vera, einfache und hygienische Anwendung, dermatologisch getestet. Pumpspender, 25 ml.

- 12 12012

**Prellungen**

sind die häufigste Verletzungsart bei Betriebsunfällen! Deshalb wurden auch die DIN-Inhalte für Betriebsverbandkästen überarbeitet und u.a. mit Kälte-Sofortkompressen ergänzt.



**Kühlspray**

Kälteschock-Behandlung von Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Sofortige Anwendung senkt die Nervenleitfähigkeit, mindert Schmerzen, verhindert Gefäßschwellungen. Umweltfreundlich.

- 10 12 170 200 ml



**Cool-Box**

Vorgekühltes bleibt bis zu 2 Stunden kühl. Ca. 200 x 270 x 300 mm, isolierter Kunststoff, Griff mit Einhandverschluss, auf Daumendruck leicht zu öffnen. Volumen ca. 6 Liter, Farbabweichungen möglich.

- 10 12060



### Übungsset Erste Hilfe Grundausrüstung Modul 1 – für den Ausbilder

Materialien entsprechen DGUV Grundsatz 304-001 für betriebliche Erste Hilfe. Inhalt nach DIN 13157. APOLLO-THERMO Übungsmatte, SIRIUS® Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Schere DIN 58279-B 190, aluderm® Verbandtuch ca. 60 × 80 cm, DIN 13152-A, steril. Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD, ca. 260 × 170 × 110 mm, orange, inkl. Wandhalterung.

03 07 115



### Übungsset Erste Hilfe Grundausrüstung Modul 2 – für den Kursteilnehmer

Übungsset nach DGUV Grundsatz 304-001. PE-Druckverschlussbeutel mit 1 Paar Vinyl-Schutzhandschuhen groß, 1 aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, steril, 1 Fixierbinde ca. 4 m × 6 cm, 1 dermatekt® Komresse ca. 10 × 10 cm, à 2 Stück, steril, 1 aluderm®-aluplast Wundpflaster ca. 10 × 6 cm, einzeln eingeschiegelt, 1 Dreiecktuch V nach DIN 13168.

03 07 116

### dermotekt® Übungs-Komresse

1003 409 10 × 10 cm 2 Stück unsteril

### Übungs-Verbandpäckchen

10 10 009 M-3, Komresse ca. 8 × 10 cm, Fixierbinde ca. 3 m × 8 cm

10 10 010 M-2, Komresse ca. 8 × 10 cm, Fixierbinde ca. 2 m × 8 cm

### Übungsbinde

1004 006 3 m × 6 cm

### Übungsset Erste Hilfe – Typ A/Typ AH

Ohne Abbildung. PE-Beutel mit 1 Verbandpäckchen DIN 13151 M, steril, 1 Übungs-Fixierbinde ca. 4 m × 6 cm, 2 Kompressen ca. 10 × 10 cm, steril, 1 aluderm®-aluplast Wundpflaster ca. 10 × 6 cm.

03 07 009 Typ A

03 07 109 Typ A mit Handschuhen Vinyl groß

### Übungsset Erste Hilfe – Typ B/Typ BH

Ohne Abbildung. PE-Beutel mit 1 Übungs-Verbandpäckchen mittel M-3, 1 Übungs-Fixierbinde ca. 3 m × 6 cm, 2 Übungs-Kompressen ca. 10 × 10 cm, 1 aluderm®-aluplast Wundpflaster ca. 10 × 6 cm.

03 07 013 Typ B

03 07 113 Typ B mit Handschuhen Vinyl groß

### Übungsset Erste Hilfe – Typ C/Typ CH

Ohne Abbildung. PE-Beutel mit 1 Übungs-Verbandpäckchen mittel M-2, 1 Übungs-Fixierbinde ca. 3 m × 6 cm, 2 Übungs-Kompressen ca. 10 × 10 cm, 1 aluderm®-aluplast Wundpflaster ca. 10 × 6 cm.

03 07 014 Typ C

03 07 114 Typ C mit Handschuhen Vinyl groß

### Übungsset Demonstration – Typ D

Ohne Abbildung. Demonstrationsset für Ausbilder, Ergänzung zum Übungsset. PE-Druckverschlussbeutel mit 1 Verbandtuch DIN 13152 BR ca. 40 × 60 cm, steril, 5 Silk-Pflasterstreifen ca. 12 × 2,5 cm, 2 Vinyl-Schutzhandschuhe groß.

03 07 010 Typ D



### Übungsset Erste-Hilfe Kinder

Kinder-Verbandpäckchen, Kinder-Kompressen, Kinder-elast. Binde und Kinder-Pflasterstrips (Typ K1) bzw. Kinder-Verbandpäckchen, Kinder-Kompressen, Kinder-elast. Binde und aluderm®-aluplast elastisch ca. 10 × 4 cm (Typ K2).

03 50 011 Typ K1

03 50 012 Typ K2



### Replantat-Notfallkoffer

Inhalt: jeweils ein Replantat-Doppelwandbeutel in den Abmessungen für Hand, Arm und Bein, dazu passend drei Isolierfolien, vier Kälte-Sofortkompressen, SÖHNGEN® Spezial-Druckverbandpäckchen, drei Verbandtücher, steril, aluderm® Kompressen, Mundschutz, Schutzhandschuhe, Venenstauer, Skalpelle, Pean-Klemme, Erste-Hilfe-Kleiderschere. Ca. 310 × 210 × 130 mm.

03 01 061

### Replantat-Notfall

Gebrauchsfertig, zur sachgerechten und sicheren Obhut und zum qualifizierten Transport von abgetrennten Körperteilen. Bestehend jeweils aus einem Replantat-Doppelwandbeutel mit separaten Zugschnüren für Innen- und Außenbeutel, einzeln steril verpackt, einer Folie in darauf abgestimmten Abmessungen und der für die Kühlung benötigten Anzahl an Kälte-Sofortkompressen.

01 01 141 Replantat Hand

01 01 142 Replantat Arm

01 01 143 Replantat Bein



### SIRIUS® Rettungsdecke

Im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern; auch als Hitzeschutz verwendbar. Vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164. Die Rettungsdecke sollte auch in keiner anderen Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen. Ca. 210 × 160 cm. Farbe silber/gold, in Cellophan.

0701001

### Super-SIRIUS® Extra

Ohne Abbildung. Sehr stabile, dauerhaft verwendbare Rettungs- und Allzweckdecke, mühelos wieder zusammenzulegen. Mehrfachverbundmaterial, sehr strapazierfähig durch Gitterstabilisierung. Pflegeleicht, desinfizierbar.

Ca. 200 × 150 cm, Farbe silber/grün, Beutel.

0702005



### ORION • REFLEX

Sehr strapazierfähige Allzweck-Schutzdecke, pflegeleicht, desinfizierbar, für den Dauergebrauch geeignet. Dreifach-Verbundmaterial aus aluminiumbedampfter Polyesterfolie mit Polyestergerüstgewebe und PE-Folie. Kanten eingefasst, Ecken abgerundet, verstärkt, mit Ösen versehen.

Ca. 200 × 150 cm. Farbe silber/grün, Farbabweichungen möglich, Beutel.

0704001



### Rettungsschere Match 3

Kompakte Mehrzweckschere, einfach in der Handhabung und sehr effizient. Vielseitig einsetzbar beim Schneiden und Brechen verschiedener Materialien. Kunststoffträger zur Wandmontage in Fahrzeugen aller Art, kann auch als Schutzhülle verwendet werden.

2001037 Rettungsschere Match 3 schwarz

2001038 Tasche Matrix silber

2001039 Tasche Matrix rot




### Rettungsschere

Universell einsetzbare, extrem stabile Schere – Fensterscheiben einschlagen, Drähte kappen, Blechteile wegbiegen. Durchtrennt den Sicherheitsgurt und Materialien wie Motorradbekleidung und Stiefel. Mit praktischer Wand-/Fahrzeughalterung.

2001028 Rettungsschere SÖHNGEN®

2001035 Rettungsschere ROBIN® Safety Boy – das Original



## Hand aufs Herz!

Könnten Sie im Ernstfall eine Reanimation durchführen? Wenn Sie diese Frage nur zögerlich bejaht oder vielleicht sogar mit Nein beantwortet haben, sind Sie nicht allein. Denn viele Menschen sind unsicher: „Was, wenn ich etwas falsch mache oder zu stark drücke?“ Die Reanimationshilfe LifePad® wurde speziell entwickelt, um diese Unsicherheiten zu überwinden. LifePad® ist leicht und flexibel und passt noch in den Rucksack – so können Sie selbst unterwegs und beim Sport sofort reagieren. Denn bei einem Kreislaufstillstand sind meist schon die ersten Minuten entscheidend für den weiteren Behandlungserfolg. Die Zukunft der Laien-Reanimation heißt LifePad®!

## Vorteile des LifePad®

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LEDs erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor. Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden. Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Das Gerät kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).

## LifePad®

01 02 085



## LifePad® Set

Inhalt: LifePad®, Kleiderschere, Beatmungstuch BTDRY, Einmal-Handschuhe. Verbandkasten KIEL., orange, ca. 260 x 170 x 170 mm, inkl. Wandhalterung.

01 02 155



## SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY

Eine Einmal-Notfall-Beatmungshilfe für den Laienhelfer, die das Kontaminationsrisiko reduziert und hilft, die Hemmschwelle bei der Atemspende zu überwinden. Filter entsprechend FFP3-Standard. Entspricht den Anforderungen der Norm DIN 13154.

Transparente Folie mit vorgestanzten Ohrbügeln, Filter aus feinporigem Vlies mit feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften. Die Folie ist auf der Helferseite bedruckt, so dass ein Verwechseln der Anwendungsseiten ausgeschlossen ist.

01 03 001

## Beatmen & Schützen

Kompaktes Infektionsschutzset für Hosentasche oder Schlüsselbund. Kann die Hemmschwelle bei der Atemspende verringern, bietet guten Schutz. Inhalt: SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 4 Infektionsschutzhandschuhe aus Vinyl, nahtlos, flüssigkeitsdicht.

Mini-Reißverschluss tasche, ca. 90 × 75 mm, beschichtetes Nylongewebe, orange, mit Schlüsselring. Robust, leicht, wenig Platzbedarf.

01 03 002



## Air-Vita® Bi-Protect

Dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Mund-Nase-Maske, transparente Gesichtsschürze und Beatmungrohr mit 2-Wege-Ventilsystem und Sekreterfilter; einfach zusammenzustecken.

01 03 007



### Feuerwehr-Rucksack OCTETT DIN 14142

Inhalt nach DIN 14142.

Ca. 380 × 470 × 280 mm, original CORDURA®-Nylongewebe, vierfach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert. Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil. Mehrere geräumige Außentaschen, Reflexbänder an drei Seiten, robuste doppelläufige Reißverschlüsse. Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehem, luftdurchlässigem Netzgewebe. Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss. Ergonomisch geformter Tragegriff. Robuste Bodengleiter, verstärkter Boden aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig.

Im Hauptfach stabile Kunststoffwanne mit drei Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung. Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen. Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils ca. 320 × 120 × 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Boden und doppelläufigem Reißverschluss. Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflexbändern. Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche, Vortasche mit Organizer-Elementen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen.

03 02 620



### Feuerwehr-Verbandkasten K Typ 4 - Aluminium DIN 14880

Inhalt nach DIN 14142.

Ca. 300 × 400 × 150 mm.

03 02 601

### Erste-Hilfe-Füllung DIN 14142

Ohne Abbildung.

30 03 011

### Erste-Hilfe-Füllung DIN 14143

Ohne Abbildung.

30 03 013



### Löschdecke DIN EN 1869

Zur Bekämpfung von Speiseölbänden, für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm geeignet.

Ca. 1.800 × 1.600 mm. Glasfasergewebe, Ausführung DIN EN 1869, hochbauschig, texturiert, Gewicht ca. 1.500 g. Aufgenähte Griffaschen. Zum Einmalgebrauch. Wandbehälter ca. 300 × 300 × 125 mm, Metall, rot lackiert.

06 02 054 Löschdecke

06 02 058 Wandbehälter für Löschdecke DIN EN 1 869







### Erste Hilfe Beruf SPEZIAL – ÖNORM

Ausgerichtet auf individuelle Berufsrisiken und orientiert an den differenzierten Anforderungen von Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungen. Entsprechend der Risikobewertung der unterschiedlichen Berufsgruppen sind im Verbandkasten für Bürobetriebe andere Ergänzungen enthalten als im Verbandkasten für die Baustelle.

Inhalt: ÖNORM Z 1020-1 plus Erweiterungen. Weiterführende SPEZIAL-Inhalte ergeben sich aus der unterschiedlichen Unfallgefährdung.

Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 90 201	Baustelle
03 90 203	Hotel & Gastronomie
03 90 204	Holzbearbeitung
03 90 206	Labor & Chemie
03 90 208	Metallverarbeitung
03 90 209	Nahrungsmittel
03 90 210	Verwaltung
03 90 211	Werkstatt
03 90 213	Elektrotechnik
03 90 219	Maschinenbau
03 90 222	Öffentlicher Dienst
03 90 227	Großhandel Lagerei



### Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Extra+ – ÖNORM

Inhalt: SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM Z 1020-2 plus Erweiterung.  
Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 90 108



### Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Extra+ – ÖNORM

Inhalt: SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM Z 1020-1 plus Erweiterung.  
Ca. 310 × 210 × 130 mm.

03 90 145

### Rechtsgrundlagen

Nach § 39 der Arbeitsstättenverordnung Österreich sind in Abhängigkeit von Betriebsart, Betriebsgröße und Gefährdungspotential Mittel zur Ersten Hilfe bereit zu halten. Dazu gehören auch kleine und große Betriebsverbandkästen, die mindestens nach ÖNORM Z 1020 ausgestattet sein sollen.



**Erste-Hilfe-Füllung nach ÖNORM Z 1020-2**

Ohne Abbildung. Entsprechend ÖNORM Z 1020-2. Besonders hochwertige Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

03 90 902

**Erste-Hilfe-Füllung nach ÖNORM Z 1020-2 plus Erweiterungsset**

Ohne Abbildung. Basisinhalt entsprechend ÖNORM Z 1020-2, zusätzlich mit sinnvollen Erweiterungen, z. B. SÖHNGEN® Kühlspray, oculav NIT® Augenspülung, aluderm® Verbände, Stützbandage u. a..

03 90 904

**Erste-Hilfe-Koffer MT-CD – ÖNORM**

Mit SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM Z 1020-2. Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 90 155 orange

03 90 156 weiß

03 90 157 grün

**Verbandschrank NovoLine 2 – ÖNORM**

Ohne Abbildung. Mit SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM Z 1020-2. Ca. 360 × 560 × 200 mm, Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss. Inneneinrichtung mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden und zwei Türablagefächern.

03 90 020

**Verbandschrank EUROSAFE – ÖNORM**

Ohne Abbildung. Mit SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM Z 1020-2. Ca. 490 × 560 × 200 mm, orange, Qualitäts-Feinblech, eintürig, verschließbar, zwei feste Fachböden. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach im Feuermelderprinzip in der Tür.

03 90 003

**Verbandschrank ROM – ÖNORM**

Ohne Abbildung. Mit SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM Z 1020-2. Ca. 404 × 462 × 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Zwei Einlegeböden, zwei Schubladen, Türen mit je drei Ablageschalen, ein klappbares Tableau in der Tür. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu vier Schubladen.

03 90 004

**Verbandtasche für einspurige Kraftfahrzeuge nach ÖNORM V 5100**

Mit SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM V 5100. Reißverschlusstasche ca. 240 × 170 mm, beschichtetes Nylongewebe, orange. Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf.

03 03 702o

**Verbandkasten für mehrspurige Kraftfahrzeuge nach ÖNORM V 5101**

Mit SÖHNGEN® Füllung nach ÖNORM V 5101. Ca. 260 × 160 × 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, schwarz, mit Scharnier und Verschlusslaschen. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.

03 03 711 schwarz

03 03 713 orange



**Anleitung zur Ersten Hilfe**

Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204-001 bzw. -002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Entspricht DGUV-Information 204-006. Ausführliche Informationen im Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204-007).

8001004



**DGUV Vorschrift 1 – Unfallverhütungsvorschrift – Grundsätze der Prävention**

Unfallverhütungsvorschriften (BG-Vorschriften bzw. GU-Vorschriften) werden nach § 15 SBG VII als Satzungsrecht erlassen und sind für Unternehmer und Versicherte rechtsverbindlich. Heftform DIN A5, 28 Seiten.

8001037



**Aushang zur Ersten Hilfe**

Plakat DIN A2 mit den wichtigsten Verhaltensweisen bei Unfällen.

8001003 Papier-Plakat, DGUV Information 204-001

8001034 Kunststoff-Plakat, DGUV Information 204-002



**DGUV Regel 100-001 – Grundsätze der Prävention**

Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit sind Zusammenstellungen sowie Konkretisierungen von Gesetzen, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und technischen Spezifikationen. Heftform DIN A5, 118 Seiten.

8001039



**Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen**

Einrichtungen der Ersten Hilfe werden gekennzeichnet, damit sie leicht und schnell auffindbar sind und ihr Zweck eindeutig bestimmt ist. Stabile Aluminiumschilder, grün, Beschriftung und Symbole weiß. Die Schilder entsprechen der DIN ISO 3864-1.

8001021 Erste-Hilfe-Kreuz

8001032 Erste-Hilfe-Kreuz + Beschriftung Sanitätsraum

8001033 Erste-Hilfe-Kreuz + Beschriftung Verbandkasten



**Handbuch zur Ersten Hilfe**

Heftform DIN A6, 160 Seiten.

8001010



**Block-Piktogramm ERSTE HILFE**

1 Piktogramm ca. 70 x 70 mm mit den vier Symbolen Infektionsschutz, Erste-Hilfe-Kreuz, Instrumente, Verbandstoffe.

1008025



**Notfallversorgungsnachweis**

Block mit 50 Seiten.

8001019

**Piktogramm-Serie Notfallmedizin**

Ohne Abbildung. Bestehend aus 11 Einzel-Piktogrammen mit den Symbolen Beatmung, Sauerstoff, Intubation, Absaugung, Arzt/Diagnostik, Injektion, Infusion, Verbandstoffe, Instrumente, Erste-Hilfe-Kreuz, Infektionsschutz.

8001011 klein, 11 Piktogramme je ca. 33 x 33 mm

8001012 groß, 11 Piktogramme je ca. 80 x 80 mm

**Miniblock Notfallversorgungsnachweis**

Ohne Abbildung. Block mit 40 Seiten.

8001270



**Anhängerkarte für Verletzte**

Anhängerkarte bestehend aus bedruckter Folienhülle, mit Kugelschreiber leicht beschriftbar, einliegend Durchschreibesatz mit Suchdienstfunktion sowie Befestigungsband.

8001200




**Verbandbuch Unfall-Dokumentation**


Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation 5 Jahre verfügbar zu halten. Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen.

8001002 Verbandbuch groß, DIN A4

8001008 Verbandbuch klein, DIN A5



Modell: MT-CD



- 1 verstärkter Tragegriff
- 2 leichtgängige Drehverschlüsse
- 3 zwei gleich große Kofferschalen
- 4 verstellbare Inneneinteilung
- 5 transparente Abdeckplatten
- 6 umlaufende Gummidichtung
- 7 Plombiervorrichtung
- 8 Wandhalterung


### 5 Jahre Garantie

auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer!




### weitere Merkmale:

- ABS-Kunststoff
- tyngesichertes Rohmaterial
- cadmiumfreie Einfärbung
- gleichbleibende Farbe
- hochschlagzäh, formstabil
- verrottungssicher
- temperaturbeständig
- sichere Bauteile, einzeln austauschbar
- Kanten abgerundet
- inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- schnelle Entnahme aus der Wandhalterung



### Erhältlich in 4 Größen:

- QUICK-CD  
ca. 260 x 170 x 110 mm
- SN-CD  
ca. 310 x 210 x 130 mm
- QUICK-CD Joker  
ca. 260 x 170 x 170 mm
- MT-CD  
ca. 400 x 300 x 150 mm



Modell: HEIDELBERG

- 1 Rahmen aus einem Stück gefertigt
- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- 3 Aufhängevorrichtung
- 4 Türdichtungsprofil
- 5 Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- 6 Klapptableau

**Erhältlich als:**

HEIDELBERG  
ca. 302 x 362 x 140 mm

ROM/HAMBURG  
ca. 404 x 462 x 170 mm

PARIS/BONN  
ca. 402 x 462 x 112 mm

MADRID/DRESDEN  
ca. 452 x 552 x 170 mm

LONDON  
ca. 604 x 462 x 170 mm

ATHEN  
ca. 700 x 600 x 242 mm

**Merkmale:**

- Stahlblech ca. 0,7 mm stark
- Rahmen aus einem Stück
- stabil und verwindungsfest
- Ecken und Kanten abgerundet
- Rückseite punktgeschweißt
- Tür abgekantet, anscharniert
- tiefe Tür mit Ablagefächern
- Türen jeweils mit praktischem Klapptableau
- Türdichtungsprofil kunststoffummanteltes Drahtgeflecht
- höhenverstellbare Einlegeböden mit Schubladenführungsschienen
- Zusatzböden und Schubladen optional
- Einbau eines Medikamentenfaches werkseitig möglich (nicht nachrüstbar)
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramme
- geeignet für stationären Einsatz

**Erste-Hilfe-Koffer Programm 2000**

03 01 152	MT-CD grün
03 01 150	MT-CD orange
03 01 151	MT-CD weiß
03 01 122	QUICK-CD grün
03 01 120	QUICK-CD orange
03 01 121	QUICK-CD weiß
03 01 239	QUICK-CD JOKER orange
03 01 132	SN-CD grün
03 01 130	SN-CD orange
03 01 131	SN-CD weiß

**Verbandschränke City-Serie**

05 02 008	Verbandschrank ATHEN
05 02 003	Verbandschrank BERLIN
05 02 006	Verbandschrank BONN/PARIS
05 02 007	Verbandschrank DRESDEN/MADRID
05 02 004	Verbandschrank HAMBURG/ROM
05 02 001	Verbandschrank HEIDELBERG
05 02 090	Verbandschrank HEIDELBERG City Style
05 02 005	Verbandschrank LONDON

**Weitere Verbandschränke**

06 01 053	Stehschrank SAFE orange
06 01 055	Stehschrank SAFE weiß
05 03 009	Verbandschrank EUROSAFE orange
05 03 010	Verbandschrank EUROSAFE weiß
05 03 019	Verbandschrank JUNIORSAFE orange
05 03 020	Verbandschrank JUNIORSAFE weiß
05 02 014	Verbandschrank NovoLine 1
05 02 015	Verbandschrank NovoLine 2
05 01 008	Verbandschrank PICCOLO

**Verbandkasten**

02 02 604	Feuerwehr-Verbandkasten K Typ 4
03 04 032	Kfz-Verbandkasten – Kunststoff grün
03 04 030	Kfz-Verbandkasten – Kunststoff orange
03 04 022	Kfz-Verbandkasten – Kunststoff schwarz
03 04 031	Kfz-Verbandkasten – Kunststoff weiß
03 04 021	Kfz-Verbandkasten – Stahlblech weiß
03 04 042	KIEL – Kunststoff grün
03 04 040	KIEL – Kunststoff orange
03 04 041	KIEL – Kunststoff weiß
03 04 023	KIEL – Stahlblech weiß
03 04 025	Verbandkasten OSLO weiß

**Taschen und Rucksäcke**

04 04 004	Bereitschaftstasche Ruck-Zuck
04 05 002	Sanitäts-Notfall-Tasche First Responder
04 06 002	Sanitätsrucksack OCTETT

**Zubehör City-Serie**

05 02 041	Schublade
05 02 047	Zusatzboden für ATHEN
05 02 043	Zusatzboden für BONN/PARIS
05 02 044	Zusatzboden für DRESDEN/MADRID
05 02 045	Zusatzboden für HAMBURG/ROM
05 02 055	Zusatzboden für HEIDELBERG/LONDON

**Zubehör/Ersatzteile Programm 2000**

03 01 180	Acrylglasplatte MT-CD
03 01 178	Acrylglasplatte QUICK-CD
03 01 179	Acrylglasplatte SN-CD
03 01 171	Drehverschluß im Deckel links
03 01 170	Drehverschluß im Deckel rechts
03 01 173	Einsteckclip orange
03 01 196	Einsteckclip weiß
03 01 217	Griff gelb
03 01 215	Griff orange
03 01 216	Griff weiß
03 01 203	Niete für Drehverschluß CD-Serie orange
03 01 204	Niete für Drehverschluß CD-Serie weiß
03 01 172	Scharnierband
03 01 209	Scharnierstift für MT-CD und SN-CD
03 01 210	Scharnierstift für Quick-CD
03 01 222	Sicherheitsplombe
03 01 185	Trennsteg für MT-CD ca. 30 × 6,5 cm Rippe
03 01 183	Trennsteg für MT-CD ca. 105 × 60 mm mittel
03 01 182	Trennsteg für MT-CD ca. 150 × 60 mm schräg groß
03 01 199	Trennsteg für QUICK-CD ca. 100 × 45 mm mittel
03 01 197	Trennsteg für QUICK-CD ca. 150 × 45 mm Rippe
03 01 198	Trennsteg für SN-CD ca. 100 × 50 mm mittel
03 01 184	Trennsteg für SN-CD ca. 200 × 50 mm Rippe
03 01 206	Wandhalter MT-CD gelb
03 01 175	Wandhalter MT-CD orange
03 01 189	Wandhalter MT-CD weiß
03 01 208	Wandhalter QUICK-CD gelb
03 01 177	Wandhalter QUICK-CD orange
03 01 193	Wandhalter QUICK-CD weiß
03 01 207	Wandhalter SN-CD gelb
03 01 176	Wandhalter SN-CD orange
03 01 191	Wandhalter SN-CD weiß







**ERSTE HILFE FÜR KINDER**



### VON KINDERN – FÜR KINDER

Wundervoll gestaltet mit Kinderzeichnungen nimmt diese Kofferserie den Kindern mögliche Ängste bei der Wundversorgung und animiert zum Lachen. Die Motive auf unserer neuen Serie "kleine GROSSE Hilfe" stammen allesamt von Kindern unserer Kolleg:innen, von Kindern aus Schulen, Hospizen und Krankenhäusern.

Für eine kindgerechte Wundversorgung: Unsere bewährten Verbandstoffe in kindgerechten Größen in Kombination mit spannenden Motiven auf unseren Koffern. Inklusiv Tapferkeitsmedaille! – Ein Trost für kleine Patienten und Unterstützung für große Helfer.



### kleine GROSSE Hilfe Kindergarten – Koffer QUICK-CD

Siehe große Abbildung. Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. Ca. 260 × 170 × 110 mm.

03 50 115

### kleine GROSSE Hilfe SCHULE – Koffer SN-CD

Mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren. Ca. 310 × 210 × 130 mm.

03 50 116

### kleine GROSSE Hilfe SCHULE XS-XXL – Koffer MT-CD

Mit Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen. Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 50 117

### Stickerbogen Tapferkeitsmedaille

12 identische Sticker auf einem DIN A5-Bogen.

8001 500




### Füllung Frühkindliche Betreuung

Materialausstattung für Erste-Hilfe-Behältnisse für Kleinkinder bis 3 Jahre.

03 50018

### Unser Versprechen

Schlecht sitzende Verbänden sind wie schlecht sitzende Schuhe. Sie erfüllen zwar ihren Zweck, sind aber vor allem unbequem und stören den gewohnten Bewegungsablauf. Und weil wir Kindern auch keine zu großen Schuhe anziehen würden, sind unsere Verbandstoffe tatsächlich an die geringere Körpergröße von Kindern angepasst.



### Frühkindliche Betreuung – Krabbelgruppe

Mit Spezialfüllung für frühkindliche Betreuung bis 3 Jahre. Ca. 302 × 362 × 140 mm, Stahlblech, weiß, eintürig, Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau. Innen ein Einlegeboden, höhenverstellbar. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Für stationären Einsatz.

05 50006



### Frühkindliche Betreuung – Sandkasten

Mit Spezialfüllung für frühkindliche Betreuung bis 3 Jahre. Rollfalttasche Ruck-Zuck, ca. 280 × 250 × 130 mm, beschichtetes Kunstfasergewebe, orange, pflegeleicht. Zwei Fächer, mit Abdecklasche einzeln verschließbar. Verstellbarer Tragegurt mit Schulterpolster. Beim Öffnen der Tasche entsteht ein als Ablage- und Arbeitsfläche nutzbares Innenfach. Für mobilen und stationären Einsatz geeignet.

04 50059



### Frühkindliche Betreuung – Freude am Spiel

Mit Spezialfüllung für frühkindliche Betreuung bis 3 Jahre. Ca. 310 × 210 × 130 mm.

03 50061



### Füllung KINDERGARTEN

Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre.

03 50 021



### Verbandkasten KINDERGARTEN

Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre.  
Verbandkasten, ca. 260 × 160 × 80 mm, aus hochschlagzähem Kunststoff, orange. Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen.

03 50 052



### KiTa Purzelbaum

Dinnen wie draußen vielseitig verwendbar, zum Turnen, Spielen auf dem Boden oder für das Nickerchen zwischendurch. Robust, unempfindlich, pflegeleicht. Einfach feucht abwischen.

Aus Apollo-Thermo-Material. Sitz-/Liegeseite mit Aluminiumschicht, Körperwärme wird gespeichert und reflektiert. Mit wärmeisolierender Luftpolstereinlage und feuchtigkeitsundurchlässiger Folienunterseite. Liegematte KiTa Purzelbaum einschließlich „Rutschbremse“ für glatte Böden.

Ca. 115 × 65 cm

07 50 002



### Verbandschrank KINDERGARTEN

Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre.  
Ca. 302 × 362 × 140 mm, Stahlblech, weiß, eintürig, Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau. Innen ein Einlegeboden, höhenverstellbar. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Für stationären Einsatz.

05 50 002



### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Joker – Kinder

3 einzeln geschützte Ebenen für eine übersichtliche, kontrollierte und gesicherte Lagerung der sensiblen Inhaltsteile. Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre.

Ca. 260 × 170 × 170 mm.

03 50 110



### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD – KINDERGARTEN

Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre.

Ca. 260 × 170 × 110 mm.

03 50 101



### Erste-Hilfe-Tasche SCOUT – KiTa Großer Wandertag

Für die schnelle Erste-Hilfe-Versorgung bei allen Aktivitäten außerhalb des Kindergartens. Leicht und bequem mitzuführen.

Mit Spezialfüllung KiTa Großer Wandertag. Inkl. Outdoor-Erweiterung wie z. B. Zeckenpinzette, Signalpfeife, Kältekomresse u. a. m. Praktische Umhängetasche, ca. 310 × 225 × 70 mm, wasserabweisendes Nylongewebe, orange, schwarz abgesetzt. Steckschlaufen für Instrumente in der Deckeltasche, Bodenteil mit Unterteilungssteg. Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer Schultertragegurt, aushakbar. Doppelläufiger Reißverschluss, von beiden Seiten zu öffnen.

04 50 004




### Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs

Praktisches Mitnahmeset für Kindergärten und Kindertagesstätten bei kleinen Ausflügen, für die Erste Hilfe unterwegs. Enthält aluderm® und dermacare® Kinderverbände in kleinkindgerechten Größen und Abmessungen für das Kindergartenalter, weiterhin eine SIRIUS® Rettungsdecke, eine Zeckenpinzette und eine Signalpfeife. Reißverschluss tasche ca. 240 × 170 mm, orange oder blau, bedruckt mit Kindermotiv und Beschriftung. Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf.

03 50 002o orange

03 50 002b blau





### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD – SCHULE

Mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren.  
Ca. 260 × 170 × 110 mm.

03 50 100



### Verbandkasten SCHULE

Mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren.  
Ca. 260 × 160 × 80 mm, hochschlagzäher Kunststoff, orange, Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen.

03 50 051



### Verbandschrank SCHULE

Mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren.  
Ca. 302 × 362 × 140 mm, Stahlblech, weiß, eintürig, Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau. Innen ein Einlegeboden, höhenverstellbar. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.


05 50 001



### Füllung SCHULE

Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren.

03 50 020





### Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck – SCHULSPORT

Inhalt: u. a. mit Spezialverbänden für Knie- und Ellenbogenverletzungen, Kopfplatzwunden, Schürfwunden sowie mit Druckverband, Kühlspray, Kälte-Sofortkomresse und Sportbinden.

Ca. 280 x 250 x 130 mm, beschichtetes Kunstfasergewebe, orange, pflegeleicht. Zwei Fächer, mit Abdecklasche einzeln verschließbar. Verstellbarer Tragegurt mit Schulterpolster. Beim Öffnen der Tasche entsteht ein als Ablage- und Arbeitsfläche nutzbares Innenfach.

04 50 106



### Erste-Hilfe-Koffer SN-CD – KUNST & WERKEN

Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung plus Kreativ-Erweiterung für Fachbereiche mit handwerklichen Tätigkeiten, insbesondere für Schulwerkstätten, Bastelräume und ähnliche Einrichtungen. Erweitert mit verschiedenen Spezialverbänden, Kühlspray, oculav NIT® Augenspülung, usw. Ca. 310 x 210 x 130 mm.

03 50 107



### Erste-Hilfe-Koffer SN-CD – SCHULSPORT

Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung plus Sportiv-Erweiterung, u. a. mit Spezialverbänden für Knie- und Ellenbogenverletzungen, Kopfplatzwunden, Schürfwunden sowie mit Druckverband, Kühlspray, Kälte-Sofortkomresse und Sportbinden.

Ca. 310 x 210 x 130 mm.

03 50 106



### Erste-Hilfe-Koffer SN-CD – CHEMIE & PHYSIK

Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung plus Chemie- und Physik-Erweiterung speziell für Verbrennungen und Verätzungen, oculav NIT® Augenspülung, Kälte-Sofortkomresse, SIRIUS® Rettungsdecke usw.

Ca. 310 x 210 x 130 mm.

03 50 108



### Erste-Hilfe-Koffer MT-CD – SCHULE XS-XXL

Mit Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen.  
Ca. 400 × 300 × 150 mm.

03 50 109



### Sanitätsrucksack OCTETT – SCHULE XS-XXL

Mit Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen.  
Ca. 380 × 470 × 280 mm, Original CORDURA®-Nylongewebe, PU-beschichtet, reißfest, strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert. Rücken und Tragegurte gepolstert, Brust-, Bauch- und Tragegurte verstellbar. Innenfach mit Einteilungen und Abdeckklappe. Deckelteil mit Steckschlaufen, zwei Modultaschen mit Klarsichtdeckel. Mehrere Außentaschen, Reflexstreifen an drei Seiten, doppelläufige Reißverschlüsse, Organizer-Fach, Handtragegriff.

04 50 320



### Verbandschrank SCHULE XS-XXL

Mit Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen.  
Ca. 452 × 552 × 170 mm, Stahlblech, weiß, eintürig, Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau. Innen zwei Einlegeböden, höhenverstellbar. Tür mit drei Ablageschalen. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.

05 50 109



### Füllung SCHULE XS-XXL

Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen.  
Enthalten sind Kinderverbandstoffe in kindgerechten Ausführungen für jüngere Schüler sowie Verbände für junge Erwachsene. Eine ausgewogene Zusammenstellung für alle.

03 50 029