



Erste-Hilfe-Tasche SCOUT – SCHULAUSSFLUG

Mit Erste-Hilfe-Ausstattung Schulausflug plus Erweiterungen für Exkursionen. Vielseitige Verbandstofffüllung für Schüler aller Altersstufen. Praktische Umhängetasche, ca. 310 × 225 × 70 mm, wasserabweisendes Nylongewebe, orange, schwarz abgesetzt. Steckschlaufen für Instrumente in der Deckeltasche, Bodenteil mit Unterteilungssteg. Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer Schultertragegurt, aushakbar. Doppelläufiger Reißverschluss, von beiden Seiten zu öffnen.

04 50 001



Erste-Hilfe-Tasche – SCHULAUSSFLUG

Mit Erste-Hilfe-Ausstattung Schulausflug plus Erweiterungen für Exkursionen. Vielseitige Verbandstofffüllung für Schüler aller Altersstufen. Ca. 225 × 250 × 105 mm, Nylongewebe/Kunststoff, schwarz, pflegeleicht, verrottungssicher, Kanten gesäumt und verstärkt. Abnehmbarer, verstellbarer Schultergurt mit Karabinerhaken, Tragegriff, Clipverschlüsse vorn und seitlich, verstellbare Inneneinteilung.

04 50 003



Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck – SCHULAUSSFLUG

Mit Erste-Hilfe-Ausstattung Schulausflug plus Erweiterungen für Exkursionen und Schulausflüge. Vielseitige Verbandstofffüllung für Schüler aller Altersstufen.

Rollfalttasche Ruck-Zuck, ca. 280 × 250 × 130 mm, beschichtetes Kunstfasergewebe, orange, pflegeleicht. Zwei Fächer, mit Abdecktasche einzeln verschließbar. Verstellbarer Tragegurt mit Schulterpolster. Beim Öffnen der Tasche entsteht ein als Ablage- und Arbeitsfläche nutzbares Innenfach.

04 50 002



Füllung SCHULAUSSFLUG

Vielseitige Verbandstofffüllung für Schüler aller Altersstufen, zusätzlich mit Spezialverbänden für Kopf- und Augenverletzungen sowie Schürfwunden; mit Druckverband und Schlauchverbänden. Weiterhin SOS-Signalpfeife, Zeckenpinzette, Splitterpinzette und Kälte-Sofortkomresse.

03 50 022



Nachfüllsets für Pflasterspender

- 1009911 Nachfüllset Strips ca. 7,2 × 1,9 cm, 30 Pflaster
- 1009912 Nachfüllset Strips ca. 7,2 × 2,5 cm, 30 Pflaster
- 1009921 Nachfüllset Kinder-Strips, 25 Stück
- 1009923 Nachfüllset Pflasterabschnitte ca. 10 × 4 cm, 5 Stück



Pflasternachfüllung für Pflasterspender KINDER

5 Sets = 115 Wundpflaster, Schere ca. 10 cm lang.

1009924

aluderm®-aluplast Pflasterspender KINDER

Mit dem aluderm®-aluplast Pflasterspender haben Sie nicht nur alles stets griffbereit, er garantiert mit seiner Übersichtlichkeit auch die bedarfsgerechte Entnahme und einfaches Nachfüllen der Wundpflaster. Die aluderm®-aluplast Wundpflaster sind einzeln hygienisch eingeseigelt.
Inhalt: 115 Wundpflaster, Miniblock Notfallversorgungsnachweis, Schere ca. 10 cm lang..

Ca. 160 × 122 × 57 mm, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung und Befestigungssatz. Spenderkorpus orange, mit drei Fachabteilungen. Transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach.

1009920



aluderm®-aluplast Strips Kinder

Ca. 1,9 × 7,2 cm. Elastisch, jeweils einzeln eingeseigelt.

- 1009033 12 Stück
- 1050152 4 Stück

+ aluderm®



aluderm® ist das Premiumprodukt aus der SÖHNGEN®-Serie moderner Verbandstoffe. Es ist ein besonders weicher und geschmeidiger Verbandstoff mit aluminiumbedampfter Wundauf- lage aus Polyestervlies, sehr starker Sauglage und hydrophober PP-Abschlusslage. Die Sauglage absorbiert Wundsekret und hält es darin fest, ein Rücktransfer zur Wunde findet nicht statt. Die aluminiumbedampfte Wundkontaktfläche bleibt glatt und sauber, die Wundruhe ist sichergestellt.

Die Eigenschaften von aluderm® überzeugen: aluderm® verringert das Risiko einer Wundverklebung, fasert nicht, ist stark saugend, atmungs- aktiv, hypoallergen, hautbildungs- und heilungsfördernd durch sicher- gestellte Wundruhe beim Verbandwechsel, physiologisch unbedenk- lich, ohne optische Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln. EO-sterilisiert, einzeln steril verpackt, Farbcode blau.

aluderm® – so geht's

Sobald die aluminiumbedampfte Oberfläche der Wundauf- lage in Kontakt mit der Wunde kommt, wird Wundsekret sofort durch die Aluminiumlage hindurch in die darunter liegende starke Saugschicht transportiert und dort festgehalten.

Die aluderm® Oberfläche bleibt dabei glatt und sauber, sie „trennt“ Wunde und Wundsekret voneinander und verringert das Risiko einer Wundverklebung. Die Wunde kann trocken werden, ohne einen harten Schorf zu bilden, der üblicherweise mit einer herkömmli- chen Wundauf- lage verklebt.

Abgesondertes Wundsekret wird in der aluderm® Sauglage festge- halten, ein Rücktransfer zur Wunde findet nicht statt. Der Verband kann schmerzfrei gewechselt werden, ohne Granulationsgewebe abzureißen. Wundruhe, Wundheilung und Hautbildung werden gefördert und beschleunigt.



aluderm® Kinder-Kompresse

Mit aluminiumbedampfter Wundauf- lage, einzeln steril verpackt.

1050208 ca. 4 × 6 cm

1050209 ca. 6 × 6 cm

1050210 ca. 8 × 6 cm



aluderm® Kinder-Quickverband

Unkomplizierter Schnellverband, zusätzliche Endfixierung ist nicht er- forderlich. Selbsthaftende Kohäsiv-Binde mit aufgesiegelter aluderm® Kompresse. Einzeln steril verpackt.

1050197 klein, Kompresse ca. 4 × 6 cm

1050198 groß, Kompresse ca. 6 × 6 cm



aluderm® Kinder-Quick-Kopfverband

Elastisches Kopfband mit aufgesiegelter aluderm® Kompresse, ver- stellbarer Klettverschluss zur Kopfweitenregulierung. Schnelle, unkom- plizierte Versorgung von Kopfplatzwunden und Augenverletzungen. Einzeln steril verpackt.

1050199 klein, ca. 6 cm breit

1050200 groß, ca. 8 cm breit



aluderm® Kinder-Verbandpäckchen

Elastische Fixierbinde mit aufgesiegelter aluderm® Komresse, einzeln steril verpackt.

1050371 klein, Komresse ca. 4 × 6 cm

1050372 mittel, Komresse ca. 6 × 6 cm

1050373 groß, Komresse ca. 8 × 6 cm



aluderm® Kinder-Ellenbogen- und Knieverband

Dehnbarer Mullschlauch mit innen angebrachter aluderm® Komresse. Einfach wie einen Strumpf über das Bein oder den Arm stülpen und Komresse auf der Wunde positionieren. Problemlose Wundüberwachung, einfacher Verbandwechsel.

1050140 ca. 6 cm breit

1050141 ca. 8 cm breit

1050142 ca. 10 cm breit



aluderm® Kinder-alucap Kopfaube

aluderm® Kapuze, Innenseite aluminiumbedampft. Für ausgedehnte Kopfwunden oder schwierig zu verbindende Verletzungen im gesamten Kopfbereich. Mit Bindebändern unter dem Kinn zu schließen. Einzeln steril verpackt.

1050216 klein

1050217 groß



aluderm® Kinder-Augenkomresse DuOcul

Set mit 2 ovalen Kompressen, je 1 × aluderm® und dermacare®, steril verpackt.


1050340



aluderm® Kinder-Flächenverband Schürfwunden

Lockere Abdeckung großflächiger Schürfwunden, verringert das Risiko einer Wundverklebung. aluderm® Verbandtuch, ca. 14 × 22 cm, einfach und sicher mit den vier beiliegenden, gebrauchsfertigen SÖHNGEN® Silk-Pflasterstreifen zu fixieren. Einzeln steril verpackt.

1050262



aluderm® Kinder-Verbandtuch

Mit aluminiumbedampfter Wundaufgabe, einzeln steril verpackt.

1050260 ca. 25 × 30 cm

1050261 ca. 30 × 35 cm



dermacare® Kinder-Kompresse

Kindgerechte Abmessungen, einzeln steril verpackt.

1050103 ca. 4 x 6 cm

1050104 ca. 6 x 6 cm

1050105 ca. 8 x 6 cm



dermacare® Kinder-Verbandpäckchen

Elastische Fixierbinde mit aufgesiegelter dermacare® Kompresse, einzeln steril verpackt.

1050002 ca. 4 x 6 cm

1050003 ca. 6 x 6 cm

1050004 ca. 8 x 6 cm



dermacare® Kinder-Verbandtuch

Kindgerechte Abmessungen, einzeln steril verpackt.

1050101 ca. 25 x 30 cm

1050102 ca. 30 x 35 cm



Spezial-Kinder-Druckverbandpäckchen

Druckverbandpäckchen aus einem runden Druckpolster mit festem, isoliertem Kern und sehr starker Sauglage sowie einer elastischen Fixierbinde.

1050001



Kinder-Fixierbinde - elastisch

Elastisches Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. Waschbar. Kindgerechte Abmessungen, einzeln verpackt.

1050091 ca. 2 m (ged.) x 4 cm

1050092 ca. 2 m (ged.) x 6 cm

1050093 ca. 2 m (ged.) x 8 cm

Kinder-elast. Binde

Ohne Abbildung. Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die Binde passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen. Kein Abschnüren. Kindgerechte Abmessungen, einzeln verpackt.

1050010 ca. 2 m (ged.) x 6 cm

1050011 ca. 2 m (ged.) x 8 cm

Kinder-Universal-Binde

Ohne Abbildung. Ca. 2,5 m (ged.) x 6 cm. Feingewebe Polyamid/Baumwolle, dauer-elastisch, ca. 70 % dehnbar, mittlere Kompression, stützt und entlastet. Waschbar. Kindgerechte Abmessungen, einzeln verpackt.

1050115



Kinder Dreiecktuch V

PP-Vlies, weiß, besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich. Sehr hohe Reißfestigkeit, mehrfach verwendbar, waschbar bis 60 °C. Kindgerechte Abmessungen, einzeln verpackt.

10 50 020 klein, ca. 67 × 67 × 96 cm

10 50 021 groß, ca. 96 × 96 × 136 cm



Kinder Schlauchverband

Elastischer Baumwoll-Trikotschlauch zur Verbandfixierung, nahtlos gewirkt, keine Laufmaschenbildung, auf dreifache Breite dehnbar, hautsympathisch, keine Stauungen. Kindgerechte Abmessungen, einzeln verpackt.

20 50 022 Armverband, ca. 80 × 3,5 cm

20 50 023 Beinverband, ca. 80 × 6,0 cm

20 50 024 Kopfverband, ca. 80 × 8,0 cm



Kinder Kälte-Sofortkomresse

Ohne Abbildung. Ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, Einmalgebrauch.

Ca. 21 × 15 cm.

10 12 162



Kinder SIRIUS® Rettungsdecke

Die Rettungsdecke kann Auskühlung und Unterkühlung verhindern und sollte in keiner Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen.

Ca. 160 × 120 cm, kindgerechte Abmessungen, einzeln verpackt.

07 50 020



Baldur-Silberwindel

Im Hochvakuum beidseitig mit reinem Aluminium bedampfte Polyesterfolie zur Wärmekonservierung und Verhinderung des Abfalls der Körpertemperatur bei Säuglingen und Kleinkindern. Die Baldur-Silberwindel ist durch beidseitige Aluminiumbedampfung besonders hautverträglich. Gas- und strahlensterilisierbar. Farbe silber/silber. Einzelpackung, ca. 1 m × 80 cm, Beutel.

07 03 002

07 03 003 mit Kapuze



Zahnrettungsbox miradent

Die Aufbewahrungslösung der SOS Zahnbox hält die Zellen an der Zahnwurzel bei Zimmertemperatur bis zu 48 Stunden lebensfähig. Die Chancen einer erfolgreichen Replantation erhöhen sich, wenn der Zahn bzw. das Zahnteil nach 24 Stunden in eine neue SOS Zahnbox umgelagert wird.

01 01 124



A close-up photograph of a person's hand and forearm, showing skin texture and veins. The image is overlaid with a semi-transparent blue gradient that darkens towards the bottom. The text 'WUNDVERSORGUNG' is written vertically in white, bold, uppercase letters on the right side of the image.

WUNDVERSORGUNG



aluderm® ist das Premiumprodukt aus der SÖHNGEN®-Serie moderner Verbandstoffe. Es ist ein besonders weicher und geschmeidiger Verbandstoff mit aluminiumbedampfter Wundauf- lage aus Polyestervlies, sehr starker Sauglage und hydrophober PP-Abschlusslage. Die Sauglage absorbiert Wundsekret und hält es darin fest, ein Rücktransfer zur Wunde findet nicht statt. Die aluminiumbedampfte Wundkontaktfläche bleibt glatt und sauber, die Wundruhe ist sichergestellt.

Die Eigenschaften von aluderm® überzeugen: aluderm® verringert das Risiko einer Wundverklebung, fasert nicht, ist stark saugend, atmungs- aktiv, hypoallergen, hautbildungs- und heilungsfördernd durch sicher- gestellte Wundruhe beim Verbandwechsel, physiologisch unbedenk- lich, ohne optische Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln. EO-sterilisiert, einzeln steril verpackt, Farbcode blau.

aluderm® – so geht's

Sobald die aluminiumbedampfte Oberfläche der Wundauf- lage in Kontakt mit der Wunde kommt, wird Wundsekret sofort durch die Aluminiumlage hindurch in die darunter liegende starke Saugschicht transportiert und dort festgehalten.

Die aluderm® Oberfläche bleibt dabei glatt und sauber, sie „trennt“ Wunde und Wundsekret voneinander und verringert das Risiko einer Wundverklebung. Die Wunde kann trocken werden, ohne einen harten Schorf zu bilden, der üblicherweise mit einer herkömmlichen Wundauf- lage verklebt.

Abgesondertes Wundsekret wird in der aluderm® Sauglage festge- halten, ein Rücktransfer zur Wunde findet nicht statt. Der Verband kann schmerzfrei gewechselt werden, ohne Granulationsgewebe abzureißen. Wundruhe, Wundheilung und Hautbildung werden gefördert und beschleunigt.



aluderm® Komprese

Aluminiumbedampft, starke Sauglage. *Bitte beachten Sie: Kom- pressen à 50 Stück sind nicht nochmals einzeln verpackt!

1003 208	ca. 10 × 10 cm, einzeln steril verpackt
1003 209	ca. 10 × 15 cm, einzeln steril verpackt
1003 210	ca. 20 × 20 cm, einzeln steril verpackt
1003 213	ca. 7,5 × 7,5 cm, einzeln steril verpackt
1003 225	ca. 5 × 5 cm, à 50 Stück steril verpackt*
1003 226	ca. 7,5 × 7,5 cm, à 50 Stück steril verpackt*
1003 227	ca. 10 × 10 cm, à 50 Stück steril verpackt*
1003 228	ca. 10 × 15 cm, à 50 Stück steril verpackt*
1003 229	ca. 20 × 20 cm, à 50 Stück steril verpackt*



aluderm® Lochkomprese

Polster- und Saugkomprese zur Verwendung bei eingeführten Tuben, Kathetern und Kanülen. Komprese gelocht und geschlitzt, einzeln steril verpackt.

1003 214	CH 08-30
1003 215	CH 32-50



aluderm® Quickverband

Aluminiumbedampfte aluderm® Komresse aufgesiegelt auf eine selbsthaftende Kohäsiv-Binde. Unkomplizierter Momentverband – eine zusätzliche Endfixierung ist nicht erforderlich. Mit SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung. Einzeln steril verpackt.

1003 196 Finger-Quick, Komresse ca. 4 × 4 cm

1003 197 klein, Komresse ca. 6 × 8 cm

1003 198 groß, Komresse ca. 8 × 10 cm



aluderm® Verbandpäckchen

Aluminiumbedampfte aluderm® Komresse mit starker Sauglage, aufgesiegelt auf eine elastische Fixierbinde; stranguliert nicht. Verbandpäckchen mit SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung. Einzeln steril verpackt. DIN 13151.

1003 371 klein, Komresse ca. 6 × 8 cm

1003 372 mittel, Komresse ca. 8 × 10 cm

1003 373 groß, Komresse ca. 10 × 12 cm



aluderm® Verbandpäckchen extragroß

Aluminiumbedampfte aluderm® Komresse, ca. 35 × 45 cm, aufgesiegelt auf Elast. Binde ca. 3 m (ged.) × 6 cm. Flächenverbandpäckchen zum Abdecken und Verbinden größerer Verletzungen. Einzeln steril verpackt.

1003 203



aluderm® Verbandtuch

Aluminiumbedampft, starke Sauglage, einzeln steril verpackt.

1003 204 ca. 40 × 60 cm

1003 205 ca. 60 × 80 cm

1003 206 ca. 80 × 120 cm

1003 207 ca. 73 × 220 cm

1003 224 ca. 140 × 220 cm





aluderm® aluface

Gebrauchsfertige aluderm® Maske zur Abdeckung großflächiger Verletzungen im Gesicht. Vorgestanzte Bereiche für Augen, Mund und Nase, Atemöffnungen bleiben frei. Einzeln steril verpackt.

1003 190



aluderm® alucap

Gebrauchsfertige aluderm® Kopfverbandhaube, Innenseite aluminiumbedampft. Mit Klettverschluss unter dem Kinn, problemlose Wundüberwachung, einfacher Verbandwechsel. Einzeln steril verpackt.

1003 216



aluderm® Augenkompressen DuOcul

Zur Wundversorgung und Polsterung bei Augenverletzungen. Zwei oval geformte Augenkompressen (1 x aluderm® und 1 x dermacare®) gemeinsam steril verpackt.

1003 340

Augenklappe

Ohne Abbildung. Leicht gewölbte, feste Ausführung, mit Gummiband.

10 10022



aluderm® aluhand • aluarm • aluleg

Gebrauchsfertig, mit Klettband-Schnellfixierung. Extremitäten werden ganz umhüllt, der Verband über Klettverschlüsse locker fixiert. Patientenfreundlich, einfacher Verbandwechsel. Einzeln steril verpackt.

1003 217 aluderm® aluhand Handverband

1003 218 aluderm® aluarm Armverband

1003 219 aluderm® aluleg Beinverband



aluderm® alufinger

Gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband, Innenseite aluminiumbedampft. Leicht anzuwenden, einfacher Verbandwechsel, mit Kunstleder-Fingerling fixieren. Einzeln steril verpackt. Sets mit beigefügtem Kunstleder-Fingerling, Beutel.

1003 220 aluderm® alufinger einzeln

1003 221 Set 1 = 1 aluderm® alufinger + 1 Kunstleder-Fingerling

1003 222 Set 2 = 3 aluderm® alufinger + 1 Kunstleder-Fingerling

Kunstleder-Fingerling

Abbildung siehe aluderm® alufinger. Zum Schutz von Fingerverbänden. Weich, geschmeidig, mit Bindeband.

10 10034 Größe 6

10 10035 Größe 5

10 10036 Größe 4

aluderm® Flächenverband Schürfwunden

Ohne Abbildung. Aluminiumbedampfter aluderm® Flächenverband zur lockeren Abdeckung von Hautabschürfungen. Inkl. hautfreundlichen Silk-Pflasterstreifen à ca. 12 x 2,5 cm, steril verpackt.

1003 263

+ dermacare®



dermacare® Kompreße

*Bitte beachten Sie: Kompressen à 50 Stück sind nicht nochmals einzeln verpackt!

1003 105	ca. 10 × 10 cm, einzeln steril verpackt
1003 106	ca. 10 × 15 cm, einzeln steril verpackt
1003 107	ca. 20 × 20 cm, einzeln steril verpackt
1003 100	ca. 20 × 30 cm, einzeln steril verpackt
1003 101	ca. 30 × 40 cm, einzeln steril verpackt
1003 311	ca. 10 × 10 cm, à 50 Stück steril verpackt*



dermacare® Verbandpäckchen

dermacare® Kompreße, aufgesiegelt auf elastische Fixierbinde, stranguliert nicht. SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung. Einzeln steril verpackt. DIN 13151.

1002 002	klein, Kompreße ca. 6 × 8 cm
1002 003	mittel, Kompreße ca. 8 × 10 cm
1002 004	groß, Kompreße ca. 10 × 12 cm

+ dermotekt®



dermotekt® Kompreße

1003 400	ca. 10 × 10 cm, einzeln steril verpackt
1003 401	ca. 10 × 10 cm, à 2 Stück steril verpackt



aluderm®-aluplast – Ein besonderes Wundpflaster

Die aluderm® Wundaufgabe ist mit Aluminium bedampft. aluderm®-aluplast verringert das Risiko einer Wundverklebung, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung. Alle aluderm®-aluplast Wundpflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt. Dies schützt vor Verschmutzung und erhöht Sicherheit, Lagerfähigkeit und Haltbarkeit der Pflaster. aluderm® ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen – Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen.



aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband

Bei Verletzungen der Fingerkuppen werden diese mit dem aluderm® Wundkissen umschlossen und durch den speziellen Wundpflaster-zuschnitt geschützt. Wundpflaster jeweils einzeln eingeschiegelt.

1009 141	stabil, ca. 4,3 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 142	stabil, ca. 4,3 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 184	elastisch, ca. 4,3 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 185	elastisch, ca. 4,3 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 186	elastisch, ca. 4,3 x 7,2 cm, 100 Stück, Faltschachtel



aluderm®-aluplast Fingergelenkverband

Mit den formgerecht vorgeschrittenen und angepassten Klebeflächen des Wundpflasters wird die Beweglichkeit der Fingergelenke nicht eingeschränkt. Elastische Wundpflaster, jeweils einzeln eingeschiegelt.

1009 181	ca. 4,0 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 182	ca. 4,0 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 183	ca. 4,0 x 7,2 cm, 100 Stück, Faltschachtel



aluderm®-aluplast Fingerverband

Durch mehrfaches Umwickeln mit dem Klebestreifen gibt der Fingerverband der Wunde einen sicheren Halt und zuverlässigen Schutz. Wundpflaster jeweils einzeln eingeschiegelt.

1009 161	stabil, ca. 18 x 2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 162	stabil, ca. 18 x 2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 163	elastisch, ca. 12 x 2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 164	elastisch, ca. 12 x 2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 165	elastisch, ca. 12 x 2 cm, 100 Stück, Faltschachtel
1009 192	elastisch, ca. 18 x 2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 193	elastisch, ca. 18 x 2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 197	elastisch, ca. 18 x 2 cm, 100 Stück, Faltschachtel



aluderm®-aluplast Strip

Die Strips haben ein zentrales aluderm® Wundkissen. Die Wunde ist völlig abgedeckt und rundum geschützt. Wundpflaster jeweils einzeln eingeschiegelt.

1009 155	stabil, ca. 1,9 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 156	stabil, ca. 1,9 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 157	stabil, ca. 2,5 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 158	stabil, ca. 2,5 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 166	elastisch, ca. 1,9 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 167	elastisch, ca. 1,9 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 168	elastisch, ca. 1,9 x 7,2 cm, 100 Stück, Faltschachtel
1009 178	elastisch, ca. 2,5 x 7,2 cm, 10 Stück, Beutel
1009 179	elastisch, ca. 2,5 x 7,2 cm, 50 Stück, Beutel
1009 180	elastisch, ca. 2,5 x 7,2 cm, 100 Stück, Faltschachtel



aluderm®-aluplast Wundpflaster-Sortiment

Wundpflaster jeweils einzeln eingeschiegelt, Set im Beutel.

1009410	Activ-Set = 10 Stück: 4 Strips groß, 2 Strips klein, 2 Fingerkuppen-, 2 Fingergelenkverbände, elastisch
1009412	Activ-Set 2 = 20 Stück: 8 Strips groß, 4 Strips klein, 4 Fingerkuppen-, 4 Fingergelenkverbände, elastisch
1009414	Activ-Set stabil = 10 Stück: 4 Strips groß, 2 Strips klein, 2 Fingerkuppen-, 2 Fingergelenkverbände detectable, stabil



aluderm®-aluplast Wundpflaster in Abschnitten

Wundpflasterzuschnitte à ca. 10 cm lang, jeweils einzeln eingeschiegelt.

1009368	stabil, 5 Stück à ca. 10 × 6 cm, Beutel
1009151	stabil, 10 Stück à ca. 10 × 6 cm, Faltschachtel
1009154	stabil, 50 Stück à ca. 10 × 6 cm, Standkarton
1009187	elastisch, 10 Stück à ca. 10 × 4 cm, Faltschachtel
1009188	elastisch, 10 Stück à ca. 10 × 8 cm, Faltschachtel
1009195	elastisch, 5 Stück à ca. 10 × 6 cm, Beutel
1009199	elastisch, 10 Stück à ca. 10 × 6 cm, Faltschachtel

aluderm®-aluplast Wundpflaster – gerollt

Ohne Abbildung. Ca. 5 m Wundschnellverband am Stück, elastisch, aufgerollt, unversiegelt. Im Standkarton zur teilweisen Entnahme und zum Abschneiden nach Bedarf.

1009189	ca. 5 m × 4 cm
1009198	ca. 5 m × 6 cm
1009190	ca. 5 m × 8 cm



aluderm®-aluplast elastisch – Hygienepackung

Wundpflasterzuschnitte, 50 Stück à ca. 10 cm × 6 cm, jeweils einzeln eingeschiegelt, im Standkarton, hygienische Entnahme nach Bedarf.

1009108

aluderm®-aluplast elastisch Verbandkasten-Set

Ohne Abbildung. 8 Stück à ca. 10 × 6 cm. Für DIN 13157 und DIN 13169.

1009196

aluderm®-aluplast Fingerverband-Sortiment für Betriebsverbandkästen nach DIN 13157

Ohne Abbildung. 20 Stück = 4 Fingerverbände ca. 12 × 2 cm, 4 Fingerkuppenverbände, 4 Strips ca. 1,9 × 7,2 cm, 8 Strips ca. 2,5 × 7,2 cm, elastisch, einzeln eingeschiegelt, verpackt im Beutel.

1009152

aluderm®-aluplast Fingerverband-Sortiment für Betriebsverbandkästen nach DIN 13169

Ohne Abbildung. 40 Stück = 8 Fingerverbände ca. 12 × 2 cm, 8 Fingerkuppenverbände, 8 Strips ca. 1,9 × 7,2 cm, 16 Strips ca. 2,5 × 7,2 cm, elastisch, einzeln eingeschiegelt, verpackt im Beutel.

1009153



Pflaster-Schnellverband-Set 40 × 6 cm SO

Für Verbandkästen nach DIN 13164.

1008191



aluderm®-aluplast Pflasterspender Erwachsene

Der aluderm®-aluplast Pflasterspender bietet stets eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung, eine bedarfsgerechte Entnahme und einfaches Nachfüllen von Wundpflastern. Zudem sind die aluderm®-aluplast Wundpflaster einzeln hygienisch eingeseigelt – dies schützt vor Verschmutzung und erhöht die Lagerfähigkeit und Haltbarkeit der Wundpflaster. Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt. Kann mit einem Griff schnell entnommen werden.

Inhalt: 115 aluderm®-aluplast Wundpflaster, elastisch, in fünf verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten sowie Miniblock Notfallversorgungsnachweis.

Ca. 160 × 122 × 57 mm, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung und Befestigungssatz. Mit drei Fachabteilungen, transparentem Klappdeckel mit Tunnelfach.

1009910 orange

1009980 gelb



Nachfüllsets einzeln für Pflasterspender Erwachsene

1009916 Nachfüllset komplett, 115 Pflaster

1009911 Nachfüllset Strips ca. 7,2 × 1,9 cm, 30 Pflaster

1009912 Nachfüllset Strips ca. 7,2 × 2,5 cm, 30 Pflaster

1009913 Nachfüllset Fingerkuppenverbände, 25 Pflaster

1009914 Nachfüllset Fingerverbände ca. 12 × 2 cm, 20 Pflaster

1009917 Nachfüllset Fingergelenkverbände, 10 Pflaster

Detectable Pflaster

Geeignet für alle Tätigkeitsbereiche, in denen mit Nahrungsmitteln umgegangen wird. Schnell visuell erkennbar durch blaue Einfärbung, mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar durch eingearbeiteten Metallstreifen. Hypoallergen und atmungsaktiv, besonders hautverträglich und zuverlässig klebend.



Pflasterspender – Detectable

Inhalt: 130 auffallend blaue detectable Wundpflaster in fünf verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten (Strips in zwei Größen, Fingerverbände, Fingergelenk- und Fingerkuppenverbände), einzeln hygienisch eingeseigelt, sowie Miniblock Notfallversorgungsnachweis.

Ca. 160 × 122 × 57 mm, ABS-Kunststoff, leuchtgelb, inkl. Wandhalterung und Befestigungssatz.

1009981

Nachfüllsets detectable einzeln

Ohne Abbildung.

1009982 Nachfüllset detectable komplett, 5 Sets, 130 Pflaster

1009987 Nachfüllset detectable, 5 Sets à 10 Stück, 50 Pflaster

1009983 Nachfüllset detectable Strips ca. 7,2 × 2,0 cm, 40 Pflaster

1009984 Nachfüllset detectable Strips ca. 7,2 × 2,5 cm, 40 Pflaster

1009985 Nachfüllset detectable Fingerkuppenverbände, 20 Pflaster

1009986 Nachfüllset detectable Fingergelenkverbände, 20 Pflaster

1009988 Nachfüllset detectable Fingerverbände, 10 Pflaster

Detectable Pflaster

Ohne Abbildung. Wundschnellverband, gerollt. Blau mit eingearbeitetem Metallstreifen, zur teilweisen Entnahme und zum Abschneiden nach Bedarf.

1009090 ca. 1 m × 6 cm

1009091 ca. 1 m × 8 cm

1009998 ca. 5 m × 6 cm

1009990 ca. 5 m × 8 cm



Cederroth Wound Care Dispenser

Inhalt: 40 × Salvequick Wundreiniger, 4,5 m Cederroth Soft Foam Bandage, je 1 × Refill 6444, Refill 6036, Refill 6470, 1 Schlüssel.
Ca. 310 × 160 × 200 mm.

1009073



Cederroth Erste-Hilfe- und Burnstation

Erste-Hilfe-Station mit Zusatzausrüstung für Verbrennungen.
Inhalt u.a.: Cederroth 4-in-1 Blutstiller, Cederroth Burn Gel Dressing und Cederroth Burn Gel, Cederroth Soft Foam Dispenser einschl. Soft Foam Blue, Salvequick-Pflasterspender einschl. Blue Detectable Pflaster, Salvequick Wundreiniger, Beatmungsmaske.
Ca. 286 × 117 × 558 mm.

1012255



Cederroth Wound Care Dispenser Blue - Detectable

Inhalt: 40 × Salvequick Wundreiniger, 4,5 m Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 2 × Refill 51030127, 1 × Refill 51030126, 1 Schlüssel.

Ca. 310 × 160 × 200 mm.

1009074



Salvequick-Sofortpflaster - Cederroth

Beim Herausziehen ist eine Wundpflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden. Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel.

Spender 220 × 52 × 115 mm. Grundausstattung bestehend aus Refill 6444 und Refill 6036.

1009070 Spender gefüllt mit Grundausstattung, einschließlich Spezialschlüssel

1009075 Spender leer einschließlich Spezialschlüssel



Salvequick Pflasterspender Blue Detectable

Insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelbranche entwickelt. Die detektierbaren Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren erkannt. Die blaue Farbe macht die Pflaster leicht sichtbar.

Wenn ein Pflaster aus dem Spender gezogen wird, liegt die eine Hälfte frei und das Pflaster ist einsatzbereit.

Inhalt: 2 x 35 Blue Detectable Wundpflaster, 1 x Schlüssel Spender 220 x 52 x 115 mm.

1009072

Refill 6796

Ohne Abbildung. 35 Stück Fingerverband Detectable 12,0 x 2,0 cm.

1009796

1009796V VPE 6 Stück

Refill 6735CAP

Ohne Abbildung. 35 sterile Wundpflasterstrips Detectable: 21 St. 7,2 x 1,9 cm + 14 St. 7,2 x 2,5 cm.

1009735

1009735V VPE 6 Stück

Refill 51030126

Ohne Abbildung. 30 Wundpflaster Detectable: 15 St. Strips 7,2 x 1,9 cm + 15 St. Fingerspitzenpflaster 6,6 x 3,9 cm.

1009736

1009736V VPE 6 Stück

Refill 6036

Ohne Abbildung. 45 Wundpflaster-Strips wasserfest: 27 St. 7,2 x 1,9 cm + 18 St. 7,2 x 2,5 cm.

1009036

1009036V VPE 6 Stück



Refill 6096

30 Stück Fingerverband wasserfest 12,0 x 2,0 cm.

1009296

1009296V VPE 6 Stück

Refill 6496

Ohne Abbildung. 30 Stück Fingerverband elastisch 12,0 x 2,0 cm

1009496

1009496V VPE 6 Stück

Refill 6454

Ohne Abbildung. 15 Fingerspitzenpflaster elastisch 8,7 x 5,8 cm.

1009454

1009454V VPE 6 Stück

Refill 6444

Ohne Abbildung. 40 Wundpflaster-Strips elastisch: 24 St. 7,2 x 1,9 cm + 16 St. 7,2 x 2,5 cm.

1009444

1009444V VPE 6 Stück

Refill 6943

Ohne Abbildung. 43 Wundpflasterstrips Vlies: 27 St. 7,2 x 1,9 cm + 16 St. 7,2 x 2,5 cm.

1009943

1009943V VPE 6 Stück

Refill 6470

Ohne Abbildung. 21 Wundpflasterabschnitte elastisch: 14 St. 8,0 x 3,0 cm + 7 St. 8,0 x 6,0 cm.

1009470

1009470V VPE 6 Stück



Hansaplast CLASSIC

Starres Wundpflaster, Viskosegewebe, luftdurchlässig.

1009227	1 m x 6 cm
1009228	1 m x 8 cm
1009230	5 m x 4 cm
1009231	5 m x 6 cm
1009232	5 m x 8 cm



Hansaplast Strips UNIVERSAL

Gebrauchsfertig, rundum klebend, schmutz- und wasserabweisend.

1009266	20 Stück in 4 Größen
1009270	100 Stück, 3,0 x 7,2 cm



Hansaplast SOFT

Elastisches Polyamidvlies, luftdurchlässig, anschmiegsam, hypoallergen.

1009283	5 m x 4 cm
1009284	5 m x 6 cm
1009285	5 m x 8 cm



Hansaplast Fingerverband ELASTIC

1009255	12 x 2 cm, Packung mit 100 Stück
1009256	18 x 2 cm, Packung mit 100 Stück



Hansaplast ELASTIC

Querelastisches Wundpflaster aus Polyamidgewebe, luftdurchlässig.

1009239	1 m x 6 cm
1009241	5 m x 4 cm
1009242	5 m x 6 cm
1009243	5 m x 8 cm



Hansaplast EXTRA ROBUST Waterproof

Widerstandsfähiges, wasserdichtes Textil-Wundpflaster, sehr flexibel und atmungsaktiv, extra starke Klebekraft.

1009287	16 Strips, 2,6 x 7,6 cm
---------	-------------------------



SÖHNGEN®-Plast

Beiges, robustes Heftpflaster, längs und quer reißbar, besonders hohe Klebekraft, sehr zugfest, luftdurchlässig. 5-m-Spule mit Schutzring.

1009110 ca. 5 m × 1,25 cm

1009111 ca. 5 m × 2,50 cm



SÖHNGEN®-Silk

Heftpflaster aus weißem Taftgewebe, längs und quer reißbar, sehr hautverträglich, hoch zugfest, luftdurchlässig, schmerzlos zu entfernen, beschriftbar. 5-m-Spule mit Schutzring.

1009132 ca. 5 m × 1,25 cm

1009140 ca. 5 m × 2,50 cm



Leukoplast®

Heftpflaster mit besonders hoher Klebekraft, luftdurchlässig, wasserabweisend, zugfest, reißbar, beige. 5-m-Spule mit Schutzring, Anstaltspackung ca. 9,2 m ohne Schutzring.

1009201 ca. 5 m × 1,25 cm

1009202 ca. 5 m × 2,50 cm

1009311 ca. 9,2 m × 2,50 cm



Leukosilk®

Aus weißem Zellulose-Acetat, sehr hautverträglich, leicht reißbar, zugfest, hypoallergen, schmerzlos zu entfernen, leicht zu beschriften. 5-m-Spule mit Schutzring, Anstaltspackung ca. 9,2 m ohne Schutzring.

1009209 ca. 5 m × 1,25 cm

1009210 ca. 5 m × 2,50 cm

1009314 ca. 9,2 m × 2,50 cm



Leukofix®

Perforiertes, transparentes Heftpflaster, leicht reißbare Folie, luftdurchlässig, wasserfest, fest haftend, hypoallergen, schmerzlos zu entfernen. Zur Fixierung von Kanülen, Sonden, Kathetern. Ca. 5 m × 2,50 cm, Spule mit Schutzring.

1009216



Leukoflex®

Transparentes Heftpflaster aus dünner, dehnbarer Polyethylenfolie, wasserfest. Hypoallergen, schmerzlos zu entfernen, nach innen und außen dichte Verbandfixierung. Ca. 5 m × 2,50 cm, Spule mit Schutzring.

1009219



Blasenpflaster

1009365 Blasenpflaster Finger + Zehen, à 6 Stück

1009366 Blasenpflaster Ferse + Ballen, à 5 Stück



Sprühpflaster

Zum Aufsprühen auf die Haut.

1009263 Hansaplast 32,5 ml

1009573 Sprühpflaster 40 ml



Sterilverband

Zur sterilen Abdeckung von Wunden.

1009355 ca. 70 x 53 mm, 5 Stück

1009356 ca. 100 x 90 mm, 5 Stück

Leukosan Wundnahtstreifen

Ohne Abbildung. Zum atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen sowie für den Einsatz auf dünner oder empfindlicher Haut und als Ergänzung zur Hautnaht. 3 Strips à 6 x 75mm.

1009221 einzeln

1009220 VPE 50 Stück



Silkofix Braunülen-Fixierpflaster

Gelocht und geschlitzt, gebrauchsfertig. Ca. 12 x 2,5 cm. VPE 10 Stück.

1009357



aluderm®-aluplast Injektionspflaster

aluderm® Wundkissen, aluminiumbedampft, keine allergischen Reaktionen. Elastisches Trägermaterial. 200 Stück à ca. 40 x 20 mm, in Faltschachtel.

1009360



Braunülenpflaster

50 Stück à ca. 80 x 60 mm. Steril, mit Kompresse.

1009420



Mullkompresse

Verbandmull DIN EN 14079, 100 % Baumwolle.

1005059	ca. 5 x 5 cm, unsteril, à 100 Stück
1005060	ca. 7,5 x 7,5 cm, unsteril, à 100 Stück
1005061	ca. 10 x 10 cm, unsteril, à 100 Stück
1005515	ca. 5 x 5 cm, steril, 8fach, 25 x 2 Stück
1005516	ca. 7,5 x 7,5 cm, steril, 8fach, 25 x 2 Stück
1005517	ca. 10 x 10 cm, steril, 8fach, 25 x 2 Stück

Zellstoff-Tupfer

Ohne Abbildung. 2 Rollen à 500 Tupfer ca. 4 x 5 cm, hochgebleicht, mit Abreißperforation.

1005010	ca. 10 x 10 cm, steril, 8fach, 25 x 2 Stück
---------	---



Verbandmull

20fdg., ca. 80 cm breit, 8-fach gelegt auf 10 cm Breite, gerollt, in Karton, Entnahme nach Bedarf.

1006004	ca. 5 m lang
1006005	ca. 10 m lang



Verbandmull Sprechstundenpackung

4-fach gelegt, gerollt, ca. 5 m im Standkarton, Entnahme nach Bedarf.

1006012	ca. 6 cm breit
1006013	ca. 8 cm breit
1006014	ca. 10 cm breit



Elast. Binde

Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen. Kein Abschnüren. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode grün.

1004010	ca. 4 m (ged.) × 6 cm
1004011	ca. 4 m (ged.) × 8 cm
1004012	ca. 4 m (ged.) × 10 cm



Mullbinde

Zellwolle, 20-fdg., Kanten gewebt, einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode orange.

1004001	ca. 4 m × 4 cm
1004002	ca. 4 m × 6 cm
1004003	ca. 4 m × 8 cm
1004004	ca. 4 m × 10 cm



Fixierbinde elastisch

Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode beige.

1004100	ca. 4 m (ged.) × 4 cm
1004101	ca. 4 m (ged.) × 6 cm
1004102	ca. 4 m (ged.) × 8 cm
1004103	ca. 4 m (ged.) × 10 cm



Universal-Binde

Feingewebe Polyamid/Baumwolle, dauerelastisch, ca. 50 % dehnbar, mittlere Kompression, stützt und entlastet. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode lila.

1004115	ca. 5 m (ged.) × 6 cm
1004116	ca. 5 m (ged.) × 8 cm
1004117	ca. 5 m (ged.) × 10 cm



Kohäsiv-Binde

Auf sich selbst haftende, elastische Fixierbinde, passt sich den Bewegungen an, behindert nicht. Für Kompressions-, Stütz- und Entlastungsverbände, als Unterbandage bei Tapeverbänden. Rutschfest, atmungsaktiv, hautfreundlich.

1004020	ca. 4 m (ged.) × 6 cm
1004021	ca. 4 m (ged.) × 8 cm



Dreiecktuch – V

Dreiecktuch nach DIN 13168, Größe ca. 96 x 96 x 136 cm. PP-Vlies, besonders weich, anschiemgsam, hautfreundlich. Hohe Reißfestigkeit. In Folienbeutel.

- 10 10004 reinweiß
- 10 10006 schwarz

Dreiecktuch Standard

Dreiecktuch nach DIN 13168, Größe ca. 96 x 96 x 136 cm. 100% Viskose, rohweiß, gesäumt, in Folienbeutel.

10 10001



Netzverband

Zellwolle, 20-fdg., Kanten gewebt, einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode orange.

- 1006060 4 m-Packung, Gr. 3 Arm, Bein
- 1006061 4 m-Packung, Gr. 4 Kopf, Oberschenkel
- 1006070 25 m-Packung, Gr. 3 Arm, Bein
- 1006071 25 m-Packung, Gr. 4 Kopf, Oberschenkel

Grip Schlauchverband

Optimale Stützung bei maximaler Bewegungsfreiheit, gleichmäßiger, radialer Druck vermindert Venenausweitung. Für Kompressionsverbände an Extremitäten, stützt und wärmt geschwächte Muskeln und Gelenke, z. B. nach Gipsverbänden. Dauerelastischer Trikotschlauch, weiß, Elastfaden eingewebt. Karton mit ca. 10 m, gerollt.

- 2005002 Hand/Arm/Bein, ca. 6,75 cm
- 2005003 großer Arm/großes Bein, ca. 7,50 cm
- 2005004 großes Bein/kleiner Oberschenkel, ca. 8,75 cm
- 2005005 großes Knie/Oberschenkel, ca. 10,00 cm



Spezial-Druckverbandpäckchen

Unkompliziert, gebrauchsfertig, bei Verletzungen mit strömender Blutung. Farbcode orange, EO-sterilisiert, einzeln verpackt.

1002001



Verbandtuch SO

PP-Vlies, Saugfähigkeit ca. 125 g/m². Entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13152. Einzeln steril verpackt.

1003009 ca. 60 × 80 cm

1003010 ca. 80 × 120 cm

1003011 ca. 40 × 60 cm



Verbandstoff-Spender

Spenderbox mit Entnahmeschlitz, zur Aufnahme von Kompressen-Rollen ca. 10 cm breit, zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung geeignet.

Ca. 120 × 210 × 160/225 mm, Kunststoff, weiß, inkl. Wandhalterung.

1003410



Cederroth Soft Foam Bandage

Eignet sich als Pflaster und Verband. Der Verband passt zu allen Arten von kleineren Wunden. Kälte, Nässe oder Trockenheit können dem Verband nichts anhaben. Er sitzt fest, auch im Wasser. Die Soft Foam Bandage ist selbstklebend ohne Klebstoff und haftet deswegen nicht an Haut oder Haaren.

1009710 6 × 450 cm

1009711 6 × 200 cm

1009715 6 × 40 cm



4-in-1 Wundverband

Steriler Universalverband mit 4 Funktionen: 1. Druckverband für starke Blutungen 2. Druckverband für äußerliche Wunden 3. Brandwundenverband durch die schonende Wundaufgabe der Kompresse 4. Vorübergehender Stützverband. Klare Farbbilder und Anleitungen direkt auf der Verpackung aufgedruckt.

1009323

1009324 mini

Burnshield Kits

Maximale Effizienz für Bereiche, in denen Verbrennungen eine wesentliche Gefahr darstellen. Mobil, professionell und umfangreich.



Hydrogel/Brandgel

Burnshield ist ein steriles Trauma-Hydrogel, das sich für leichtere Verbrennungen und Verbrühungen eignet. Mit seinem hohen Wasseranteil kühlt und beruhigt das Burnshield Hydrogel durch die Aufnahme und Ableitung der Hitze, was Hautschädigungen minimiert. Burnshield Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel, das nach dem Auftragen klar wird. Dies ermöglicht die Überwachung des Wundverlaufs. Es haftet nicht an und verklebt nicht mit der Wunde. Es ist nicht toxisch, nicht reizend und auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

- 10 12 284 3,5 ml im Beutel
- 10 12 285 Sprühflasche 125 ml
- 10 12 286 Sprühflasche 75 ml
- 10 12 287 Spritzflasche 50 ml
- 10 12 288 Tube 25 ml

Burnshield Kompresse

In sterilem Burnshield Trauma-Hydrogel getränkte Schaumstoffkompressen im Folienbeutel. Burnshield eignet sich für leichtere Verbrennungen und Verbrühungen.

- 10 12 280 100 x 100 mm
- 10 12 281 200 x 200 mm
- 10 12 282 200 x 450 mm
- 10 12 283 600 x 400 mm

Burnshield Rescue Burn Kit

Inhalt: 8 x Burnshield Kompressen in verschiedenen Größen, 1 x Burnshield Hydrogel-Spray 125 ml, 2 x Elast.-Binde 4 m x 6 cm, 1 x SÖHNGEN® Silk 5 m x 1,25 cm, 1 x Cederroth Soft Foam Bandage Blue 40, 1 x Handschuhe 4er Set, 1 x Verbandkstenscherer 14,5 cm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke klein 160 x 120 cm, 1 x Sicherheitsplombe.
Nylon-Tragetasche. Maße: 145 mm x 115 mm x 320 mm.

10 12 289

Burnshield Responder Kit

Inhalt: 13 x Burnshield Kompressen in verschiedenen Größen, Burnshield Binden in verschiedenen Größen, 3 x Burnshield Hydrogel-Spray 125 ml, 2 x Elast Binde 4 m x 8 cm, 1 x SÖHNGEN® Silk 5 m x 1,25 cm, 4 x Cederroth Soft Foam Bandage Blue 40, 2 x Handschuhe 4er Set, 1 x Verbandkastenscherer 14,5 cm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke klein 160 x 120 cm, 1 x Einmalspritze 20ml, 1 x Sicherheitsplombe.
Nylontasche. Maße: 320 mm x 130 mm x 250 mm

10 12 290

Burnshield Emergency Kit

Inhalt: 7 x Burnshield Kompressen in verschiedenen Größen, 10 x Burnshield Burn Blott Sachet 3,5 ml, 1 x Burnshield Hydrogel-Spray 125 ml Spray, 1 x SÖHNGEN® Silk 5 m x 1,25 cm, 1 x Cederroth Soft Foam Bandage Blue 40, 1 x Sicherheitsplombe.
Nylontasche. Maße: 14 mm x 70 mm x 240 mm.

10 12 291



Erste Hilfe Galvo MT-CD

Für die Erstversorgung von oberflächlichen Verbrennungen und Verätzungen durch Säuren, Laugen, Dämpfe und heiße Flüssigkeiten. Soforthilfe bei Augenverletzungen.

Inhalt: aluderm® Verbandstoffe wie Kompressen, Verbandtücher, Quickverbände, Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein, Augenkompresse sowie oculav NIT® Augenspülung, Augenklappen, Mineraltabletten, Natrontabletten, Trinkwasser, Trinkbecher, Trinkhalm, Atemspendegerät Air-Vita® Bi-Protect, SÖHNGEN®-Silk Heftpflaster, SIRIUS® Rettungsdecken, Kleiderschere, Instrumente.

Ca. 400 × 300 × 150 mm, ABS-Kunststoff, orange, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Drehverschlüsse, transparente Abdeckplatten, Inneneinteilung verstellbar, Plombiervorrichtung.

0301 165



Erste Hilfe Brandverletzungen

Inhalt: u.a. aluderm® Kompressen, aluderm® Verbandtücher, aluderm® Quickverband groß, aluderm® Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein, oculav NIT® Augenspülung, Kälte-Sofortkompressen, haltbares Trinkwasser zur Herstellung einer Elektrolytlösung, Infusions-Set, Injektions-Set, Kleiderschere, Rettungsdecken. Freiraum für Infusionslösungen und Replantatbeutel.

Ca. 400 × 300 × 150 mm, ABS-Kunststoff, orange, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.

0301 166

Spezialzusammenstellung

für alle chemischen und galvanischen Betriebsbereiche.

AQUA NIT® / oculav NIT®

Druckspülflasche • entspricht DIN EN 15154-4 • einfache Handhabung auch durch Ungeübte • unmittelbar einsatzbereit • mit einer Hand anwendbar • dosierbarer Druckstrahl • glatte, gratfreie Düse • mit nach unten gehaltener Düse zu entleeren • dichter Sicherheitsverschluss • temperaturbeständig • keine Kontamination • keine Wartung, kein Wasserwechsel • 3 Jahre haltbar

**AQUA NIT® Box/oculav NIT® Box**

Inhalt: 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen, Sofortset für Augenverletzungen mit DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, SÖHNGEN® Silk Pflasterstreifen, dermotekt® Komresse und Einmal-Schutzhandschuhen. Kunststoffbox ca. 260 x 160 x 80 mm, orange, inkl. Wandhalterung.

20 10 009 AQUA NIT® Box

20 10 004 oculav NIT® Box

**DUOFLAC Kombi-Set Augenspülstation**

Inhalt: 2 Kombi-Augenspülflaschen à ca. 800 ml Fassungsvermögen, lichtgeschützt untergebracht.

Ca. 260 x 170 x 110 mm, ABS-Kunststoff, orange, inkl. Wandhalterung.

20 10 014 Kombi-Set Augenspülstation QUICK-CD

20 10 045 DUOFLAC Augenspülflasche

20 10 046 Spritzvorrichtung für DUOFLAC Augenspülflasche





Cederroth Augen- und Wundreinigungsspray

Entfernt zuverlässig Fremdkörper wie Staub und Schmutz. Das Spray erzeugt einen weichen Sprühstrahl, Sprühen ist aus allen Winkeln und Richtungen möglich. Mehrfach verwendbar, steril bis zum letzten Tropfen. Passend für die Erste-Hilfe-Station.

Ohne Konservierungsmittel. Umweltfreundliches Treibgas.

Inhalt: 150 ml sterile Kochsalzlösung, 0,9 % NaCl.

10 13 000



Cederroth Augenspülstation

Die Produkte werden mittels durchsichtiger Abdeckungen vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Hinter einer Abdeckung mit einer Erste-Hilfe-Anleitung ist Platz für zusätzliche Produkte vorgesehen. Durch Drehen in beliebige Richtung lassen sich die Eye Wash-Flaschen sofort öffnen. Die Wundschnellverbände sind zur leichten Zugänglichkeit und diebstahlsicheren Lagerung in Spendern angeordnet.

Inhalt: 2 Flaschen à 500 ml, sterile, gepufferte Augenspüllösung, 1 x Salvequick wasserabweisende Pflaster (45er-Pack) Ref. 6036, 1 x Salvequick Textilpflaster (40er-Pack) Ref. 6444, Spezialschlüssel.

20 10 057



Cederroth Augendusche Taschenformat

Die Flasche lässt sich leicht durch Abdrehen der Schutzkappe öffnen und ist sofort einsatzbereit. Die integrierte Augenschale hilft, das Auge beim Spülen offen zu halten, und sorgt für guten Durchfluss, ohne dabei Spüllösung zu verschwenden. Die Flasche ist so geformt, dass sie in die Tasche passt.

Inhalt: 1 Flasche à 235 ml, sterile, gepufferte Augenspüllösung.

20 10 050 Augendusche Taschenformat

20 10 054 Gürteltasche für Augendusche Taschenformat



Cederroth Augenspülung

Durch Abdrehen der Staubkappe ist die Flasche leicht zu öffnen und einsatzbereit. Die integrierte Augenschale hilft dabei, das Auge beim Spülen offen zu halten, und stellt einen ergiebigen Sprühstrahl ohne Verschütten sicher.

Inhalt: 2 Flaschen à 500 ml, sterile, gepufferte Augenspüllösung.

20 10 051 Augenspülung 2 x 500 ml

20 10 053 Wandhalterung für Einzelflasche

20 10 058 Wandhalterung für 2 Einzelflaschen

20 10 059 Riemen für Wandhalterung





NOTFALLMEDIZIN



Notfallkoffer CLINOMED

Ca. 525 × 390 × 240 mm. Aluminium extrastark 1,5 mm, lichtgrau glänzend, Kofferkanten aluminiumverschweißt, Kofferecken als zusätzliche Stoßsicherung, Stangenscharnierband durchgehend, Hebelverschlüsse verplombbar, transparente Abdeckplatten. Rastflex variables Ordnungs- und Einteilungssystem, Varioflex Ampullenbar für 64 Notfallmedikamente bis 20 ml.

02 02 300 leer



Notfallkoffer EUROMED

Ca. 525 × 390 × 180 mm. Aluminium extrastark 1,5 mm, lichtgrau glänzend, Kofferkanten aluminiumverschweißt, Kofferecken als zusätzliche Stoßsicherung, Stangenscharnierband durchgehend, Hebelverschlüsse verplombbar, transparente Abdeckplatten. Rastflex variables Ordnungs- und Einteilungssystem, Varioflex Ampullenbar für 32 Notfallmedikamente bis 20 ml.

02 02 200 leer



Notfallkoffer STANDARD

Ca. 400 × 360 × 170 mm, Aluminium ca. 1,5 mm stark, lichtgrau glänzend. Kanten aluminiumverschweißt, Kofferdeckel durchgehend anscharniert. Verstärkung durch Stoßbecken, robuste Hebelverschlüsse, plombierbar, Gummidichtung. Varioflex-Ampullenbar und Gummibandhalterungen zur Aufnahme von Instrumenten und Zubehör. Ampullenbar mit Abdeckplatte, Scharnier und Magnetverschluss. Varioflex-Ampullenschienen, einreihig, 24 elastische Ampullenlager in sechs Farben, beschriftbare Farbfelder. Bodenteil mit Fachunterteilungen durch Rastflex-Trennsystem.

02 02 031 leer

Guedeltuben-Halterung

Ohne Abbildung. Ca. 200 mm. Steck-Hängehalterung für 6 Guedeltuben, zum Einbau in Notfallkoffer, Schubladen, Kunststoff.

01 01 197

Wandhalterung für SÖHNGEN®-Notfallkoffer

Ohne Abbildung. Stabile und robuste Aluminium-Einstellrahmen mit Klettbandsicherung.

02 02 039 Wandhalterung EUROMED

02 02 040 Wandhalterung CLINOMED

02 02 042 Wandhalterung STANDARD

RASTFLEX Ordnungssystem

Ohne Abbildung. Unterteilungssystem im Baukastenprinzip zur individuellen Einrichtung von Notfallkoffern, Schubladen, Fahrzeugeinrichtungen u. a.. Die Rastflex-Facheinteilung kann variabel gestaltet, leicht montiert und zerlegt werden und ist einfach in Pflege und Reinigung. Lochbildabstand jeweils 16 mm. Zum Befestigen eines Trennsteges werden immer zwei Wechselclips je Stegseite benötigt.

01 01 190 Rasterleiste, Schraubsystem, ca. 370 × 40 mm

01 01 191 Trennsteg, Schraubsystem, ca. 360 × 40 mm

01 01 192 Trennsteg, Schraubsystem, ca. 385 × 80 mm

01 01 193 Trennsteg, Schraubsystem, ca. 365 × 100 mm

01 01 198 Trennsteg, Schraubsystem, ca. 205 × 80 mm

01 01 199 Trennsteg, Schraubsystem, ca. 300 × 80 mm

01 01 194 2 Wechselclips, inkl. 2 Torx-Schrauben

RASTFLEX Ordnungssystem Set

Ohne Abbildung. Inhalt 12 Wechselclips mit 12 Torx-Schrauben, 1 Winkelschlüssel, 1 Bit für Torx-Schrauben.

01 01 220



Notfallrucksack NumberOne

Ca. 460 × 510 × 330 mm. Polyester-Hochfestgewebe, orange. Rückenpartie und Schultertragegurte gepolstert, Schulter-, Brust- und Bauchgurte längenverstellbar, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschlüssen, je ein Tragegriff an der Kopf- und Längsseite, doppelläufige Reißverschlüsse, Reflexstreifen zur besseren Erkennbarkeit, Bodenfläche feuchtigkeitsundurchlässig, mit Bodengleitern. Klettbandfixierung für Absaugpumpe, Gewebeköcher mit Klettverschluss für Sauerstoffgerät, im Deckelteil durchgängige Klettbinden, mit 3 großen und 2 kleinen Modultaschen. Vorderseite mit großer Fronttasche und Organizer-Fach mit Steckfächern, zwei Fixiergurte mit Schnellverschlüssen. Eine große und zwei kleine Außentaschen.

0406011 leer, mit O₂-Halterung 1 Liter

0406012 leer, mit O₂-Halterung 2 Liter



Notfallrucksack NumberOne Back'n'Roll

Ca. 540 × 455 × 240 mm. Polyester-Hochfestgewebe, orange. Zweistufiger Teleskopgriff, innenliegendes Trolleygestell, zwei stabile Rollen. Rücken gepolstert. Leergewicht ca. 5 kg

0406082 leer



Notfallrucksack PROFil

Ca. 530 × 540 × 400 mm. Planengewebe hochfest, rot, mit weißen Neon-Reflexstreifen. Zwei geräumige Hauptfächer, individuelle Raumeinteilung durch klettbar Trennsteg, Halterung für 1 oder 2 Liter O₂-Geräte, abnehmbare Zwischenplatte für Instrumente und Kleinmaterialien. Eine Seite der Zwischenplatte mit abnehmbarem Instrumententableau mit Schlaufen für Instrumente und Kleinmaterialien, andere Seite mit Modultaschen (3 große, 2 kleine) die mittels Klett an der Platte befestigt werden. Gesamtvolumen ca. 54 Liter. Gewicht leer ca. 6,5 kg.

0406060 leer



Modultaschen einzeln

0406005 ca. 320 × 120 × 50 mm, rot

0406006 ca. 320 × 120 × 50 mm, blau

0406007 ca. 320 × 120 × 50 mm, gelb

0406008 ca. 160 × 120 × 50 mm, rot

0406009 ca. 160 × 120 × 50 mm, blau

0406010 ca. 160 × 120 × 50 mm, gelb



Füllung für Notfallkoffer Modul A + B

Ohne Abbildung.

Inhalt: Basisausstattung (A) für die Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort, u. a. Absaugpumpe Res-Q-Vac, Absaugkatheter, Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, aluderm® Verbandstoffe, Ampullenöffner, Kanülenbox Kontamed'chen, Atemschutzmasken FFP3, Ge- und Verbrauchsmaterialien sowie Diagnostik- und Infusionsmaterialien.

Zusatzausstattung für Erwachsene (B), beinhaltet u. a. Einmal-Beatmungsbeutel und Einmal-Atemmasken, Kaltlicht-Laryngoskop mit Spateln sowie andere Inhaltsteile.

Optionale Sauerstoff-Ausstattung.

01 01 211	Füllung Modul A + B
01 01 212	Füllung Modul A + B + O ₂ / 1 Liter
01 01 213	Füllung Modul A + B + O ₂ / 2 Liter

Füllung für Notfallkoffer Modul A + C

Ohne Abbildung.

Inhalt: Basisausstattung (A) für die Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort, u. a. Absaugpumpe Res-Q-Vac, Absaugkatheter, Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, aluderm® Verbandstoffe, Ampullenöffner, Kanülenbox Kontamed'chen, Atemschutzmasken FFP3, Ge- und Verbrauchsmaterialien sowie Diagnostik- und Infusionsmaterialien.

Zusatzausstattung für Kinder (C), beinhaltet u. a. Einmal-Beatmungsbeutel und Einmal-Atemmasken, Kaltlicht-Laryngoskop mit Spateln, Baby-Schleimabsauger sowie andere Inhaltsteile.

Optionale Sauerstoff-Ausstattung.

01 01 214	Füllung Modul A + C
01 01 215	Füllung Modul A + C + O ₂ / 1 Liter
01 01 216	Füllung Modul A + C + O ₂ / 2 Liter

Füllung für Notfallkoffer Modul A + B + C

Ohne Abbildung.

Inhalt: Basisausstattung (A) für die Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort, u. a. Absaugpumpe Res-Q-Vac, Absaugkatheter, Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, aluderm® Verbandstoffe, Ampullenöffner, Kanülenbox Kontamed'chen, Atemschutzmasken FFP3, Ge- und Verbrauchsmaterialien sowie Diagnostik- und Infusionsmaterialien.

Zusatzausstattung für Erwachsene (B) und Kinder (C), beinhaltet u. a. Einmal-Beatmungsbeutel und Einmal-Atemmasken, Kaltlicht-Laryngoskop mit Spateln, Baby-Schleimabsauger sowie andere Inhaltsteile.

Optionale Sauerstoff-Ausstattung.

01 01 217	Füllung Modul A + B + C
01 01 218	Füllung Modul A + B + C + O ₂ / 1 Liter