

TRENDMOBIL®

Leben in Bewegung



Produktkatalog - Scooter und Reha

Inhalt

Manuelle Rollstühle

Seite 4-5

Manuelle
Rollstühle

Elektrorollstühle

Seite 6-8

Elektrorollstühle

Aufstehsessel

Seite 9

Aufstehsessel

Gehhilfen

Seite 10-14

Gehhilfen

Bad & WC

Seite 15-24

Bad & WC

XL-Produkte

Seite 25-29

XL-Produkte

Elektromobile

Seite 30-37

Elektromobile

Sonstiges

Seite 38-43

Sonstiges



Leben in Bewegung

TMB / TMB-TB

Standardrollstuhl
HMV-Nr. 18.5002.010

Länge	80 cm (ohne Beinst.)
Breite	Sitzbreite+18cm
Höhe	95 cm
Sitzhöhe	47/50 cm
Sitzbreite	42/45/48/51 cm
Sitztiefe	42 cm
Gewicht	16,9 - 18,2 kg
Belastbarkeit	135 kg
Farbe	Silber

Sitzhöhe 2 stufig verstellbar
Schwenkbare Beinstützen
Abschwenkbare Armlehnen
Steckachse
Stabiler Stahlrahmen
Bei allen SB doppelte Kreuzstrebe



Art-Nr. TMB (ohne Trommelbremse)
Art-Nr. TMB-TB (mit Trommelbremse)
Sitzbreite 42cm: 12000071
Sitzbreite 45cm: 12000072
Sitzbreite 48cm: 12000073
Sitzbreite 51cm: 12000074
Sitzbreite 42cm: 12000081
Sitzbreite 45cm: 12000082
Sitzbreite 48cm: 12000083
Sitzbreite 51cm: 12000084

TML / TML-TB

Standard-Leichtgewichtrollstuhl
HMV-Nr. 18.5002.202

Länge	80 cm (ohne Beinst.)
Breite	Sitzbreite+18cm
Höhe	91 cm
Sitzhöhe	47/50 cm
Sitzbreite	42/45/48/51cm
Sitztiefe	42 cm
Gewicht	13,6-15 kg
Belastbarkeit	135 kg
Farbe	Silber

Sitzhöhe verstellbar
Schwenkbare Beinstützen
Abschwenkbare Armlehnen
Steckachse
Stabiler Aluminiumrahmen
Bei allen SB doppelte Kreuzstrebe



Art-Nr. TML (ohne Trommelbremse)
Art-Nr. TML-TB (mit Trommelbremse)
Sitzbreite 42cm: 12000091
Sitzbreite 45cm: 12000092
Sitzbreite 48cm: 12000093
Sitzbreite 51cm: 12000094
Sitzbreite 42cm: 12000091
Sitzbreite 45cm: 12000092
Sitzbreite 48cm: 12000093
Sitzbreite 51cm: 12000094

TMM / TMM-TB

Multi-funktionsrollstuhl
HMV-Nr. 18.5002.2052

Länge	90 cm (ohne Beinst.)
Breite	110-120 cm
Höhe	52 cm
Sitzhöhe	41-46 / 46-52 cm
Sitzbreite	44 / 46 cm
Sitztiefe	32 kg
Gewicht	150 kg
Belastbarkeit	Silber
Farbe	

Rückenhöhe: 54cm
Rückenneigung: -6° bis 70°
Sitzneigung: -8° bis 18°
Seitenpelotten und Abdunktionskeil
Verstellbare Kopfstütze
Stabiler Stahlrahmen
Schwenk- und abnehmbare Beinstützen
Antriebsrad mit Steckachse
Kippschutz



Art-Nr. TMM (ohne Trommelbremse)
Gesamtbreite 52cm: 12000051
Gesamtbreite 56cm: 12000052
Art-Nr. TMM-TB (mit Trommelbremse)
Gesamtbreite 52cm: 12000061
Gesamtbreite 56cm: 12000062

Zubehör

Zubehör TMB / TML

- Stockhalter
ArtNr.: 12800215
- Sicherheitsgurt
ArtNr.: 12800305
- Anti-Kipprolle
ArtNr.: 12800310
- Speichenschutz
ArtNr.: 12800361
Optional individuell bedruckbar
- Kopfstütze mit Höhenreg.
Art Nr.: 12800303
- Reisenebeneinstellung
ArtNr.: 12800355
- Sitzkissen
SB 42-45 ArtNr.: 12800301
SB 48-51 ArtNr.: 12800302
- Therapeutisch Standard
SB 42-45 ArtNr.: 12800359
SB 48-51 ArtNr.: 12800360
- Therapeutisch abklappbar
SB 42-45 ArtNr.: 12800357
SB 48-51 ArtNr.: 12800358
- Beinstütze wählbarverstellbar
für Sitzbreite 42, 45, 48 und 51
links ArtNr.: 12800353
rechts ArtNr.: 12800354

Zubehör TMM

- Therapeutisch TMM
SB 38-43 ArtNr.: 12800351
SB 43-48 ArtNr.: 12800352
SB 48-56 ArtNr.: 12800356

R-44

Elektrischer Rollstuhl
HMV-Nr. 18.50.040152

Länge	88cm (bis 110 cm)
Breite	64 cm
Höhe	95 cm
Sitzhöhe	43-52 cm (+ 2 cm Sitzkissen)
Sitzbreite	42-46 cm oder optional 47-51 cm
Sitztiefe	45-50 cm
Gewicht	93 kg (inkl. Akkus)
Belastbarkeit	136 kg
Geschwindigkeit	bis zu 6 km/h
Reichweite	bis zu 27 km
Steigfähigkeit	12,3% (7°)
Bremsen	autom. Magnetbremsen
Wenderadius	65 cm
Ladegerät	extern (8A)
Batterie	12V, 2x55 Ah (optional 48 Ah)
Rädergröße	Antrieb 14" PU/ Lenk 6" Luft
Motoren	2x350 Watt / 4 polig

Individuelle Ausstattung möglich.
Infos unter www.trendmobil.com



Art-Nr. R-44
Sitzbreite 42-46cm: 13000002



Rückenlehne neigungsverstellbar und umklappbar mit einpassbarem Kleitücken
Sitzbreite verstellbar

Robuster Rahmenbau mit funktioneller Federung
Geteilte Felgen hinten für schnellen Reifenwechsel



Akkus sehr einfach über eine Schublade wechselbar.



Stabile Vordergabel mit 3004er Radgröße.



LED Beleuchtung (flexibel)



Henry + Giles Steuerung/ abklappbar

R-66

Elektrischer Rollstuhl
HMV-Nr. 18.50.040163

Länge	90 cm
Breite	61 cm
Höhe	98 cm (ohne Kopfstütze)
Sitzhöhe	41-50 cm (+2 cm Sitzkissen)
Sitzbreite	42-51 cm
Sitztiefe	40-51 cm
Gewicht	96,5 kg (inkl. Akkus)
Belastbarkeit	136 kg
Geschwindigkeit	bis zu 6 km/h
Reichweite	bis zu 25 km
Steigfähigkeit	10,5% (6°)
Bremsen	autom. Magnetbremsen
Wenderadius	50,8 cm
Ladegerät	extern (8A)
Batterie	12V, MK 55 Ah
Rädergröße	Antrieb 14" PU/ Lenk 6" PU
Motoren	2x350 Watt



Abbildung mit optionaler Ausstattung

Art-Nr. R-66
Sitzbreite 47-51cm: 13000005



SB- und Fußstützenverstellung



Verschiedene Steuereinstellungen möglich



Heckansicht mit elektr. Rückenverstellung



Steuerung VR2-4



Federung/ Fußablage

Länge	111,5 cm
Breite	74,3 cm
Höhe	118 cm
Sitzhöhe	45-60 cm
Sitzbreite	50-81 cm
Sitztiefe	45-70 cm
Gewicht	153 kg (inkl. Akkus)
Belastbarkeit	275 kg
Geschwindigkeit	bis zu 6 km/h
Reichweite	bis zu 19 km
Steigfähigkeit	10,5 % (6°)
Bremsen	Elektromagnetisches Bremsensystem
Wenderadius	67,3 cm
Ladegerät	8 Ah / extern
Batterie	2 Stück 12 V 75 Ah
Rädergröße	Antrieb 14" PU/ Lenk 9" PU
Motoren	550 Watt/ 4 polig
Steuerung	P & G

Optional
Verbreiterung elektr. Fußstützen
Elektr. Sitzkantelung

Der R-MAX
ist der stabilste
Elektrollstuhl
seiner Klasse.

Fußplatte
zentral
montiert



Stufenlose
Rücken- &
Armlehnen-
verstellung



elektrische
Beinstützen



Komfort
Rückenkissen



Abbildung mit optionaler
Auszustattung

Art-Nr. R-66
Sitzbreite 65-72cm: 13000004

Länge	73 cm
Breite	84 cm
Höhe	104 cm
Sitztiefe	52 cm
Sitzbreite	55 cm
Sitzhöhe	46 cm
Rückenhöhe	70 cm
Gewicht	54 kg
Belastbarkeit	130 kg
Anzahl Motoren	1
Oberflächenmaterial	Mikrofaser
Farbe	beige / coffee

Elektrisch stufenlos verstellbar
Große Seitentasche
Pflegeleichte Bezüge



Art-Nr. Klassik II
Farbe Beige: 15000016
Farbe Coffee: 15000017

Länge	80 cm
Breite	84 cm
Höhe	105 cm
Sitztiefe	55 cm
Sitzbreite	55 cm
Sitzhöhe	47 cm
Rückenhöhe	70 cm
Gewicht	68,5 kg
Belastbarkeit	130 kg
Anzahl Motoren	1
Oberflächenmaterial	Mikrofaser
Farbe	beige

Elektrisch stufenlos verstellbar
Große Seitentasche
Pflegeleichte Bezüge
Abnehmbare Auflagen Kopf- und
Armreich



Art-Nr. Elegance II
Farbe Beige: 15000024

Tiefe	24 cm
Breite	24 cm
Griffhöhe	72-92 cm
Gewicht	0,9 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Silber / Schwarz

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Stabiles Aluminiumrohr
Für Links- und Rechtshänder
Anatomisch geformter Griff



Art-Nr. VFG: 14000021

Tiefe	46-49 cm
Breite	53 cm
Griffhöhe	79-97 cm
Gewicht	2,6 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Stabiles Aluminiumgestell
Weiche Softgummigriffe
Faltbar



Art-Nr. Gebö: 14000031

Tiefe	46-49 cm
Breite	53 cm
Griffhöhe	79-97 cm
Gewicht	2,6 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Stabiles Aluminiumgestell
Weiche Softgummigriffe
Beweglicher Rahmen
Inkl. Feststellclip



Art-Nr. Rezi: 14000032

Länge	58 cm
Breite	71 cm
Höhe	93 cm
Griffhöhe	83-93 cm
Gewicht	7,6 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Dunkelblau

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb und Tablett
Stabiler Stahlrohrrahmen
PU-Bereifung



Art-Nr. Delta: 14000041

Rollator

Gehwagen
HMV-Nr. 13.5004.117

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	78-100 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	8,9 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
Stabiler Stahlrohrrahmen
Doppelverpackung
PU-Bereifung
Faltbar



Art-Nr. Rollator: 14000051

Rollator Plus

Gehwagen

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	78-100 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	9,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
Zusätzliches Ablagegitter
Stabiler Stahlrohrrahmen
Einzelverpackung
Vollgummi-Ballonräder
Automatische Fallsperre
Faltbar



Art-Nr. Rollator Plus: 14000056

Rollator

Gehwagen mit verdingerten Schieberöhren

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	98-118 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	10 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
Integrierter Stockhalter
Stabiler Stahlrohrrahmen
PU-Bereifung
Faltbar



Art-Nr. Rollator verl. Röhre
Normale Bremsen: 14000061
Einhandbremse Links: 14000062
Einhandbremse Rechts: 14000063

Arthritis

Gehwagen
HMV-Nr. 10.50.04.114

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	99-119 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	11 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
Stabiler Stahlrohrrahmen
PU-Bereifung
Faltbar
Gepolsterte Unterarmauflage



Art-Nr. Arthritis
Normale Bremsen: 14000071
Einhandbremse Links: 14000072
Einhandbremse Rechts: 14000073

Gehhilfen

12 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

13 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

LR 53/56

Leichtgewichtrollator
HMV-Nr. 10.50.04.1146

Länge	67 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	77-90 cm
Sitzhöhe	53 cm / 56 cm
Sitzbreite	35 cm
Gewicht	6,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb & Stockhalter
Stabiler Aluminiumrahmen
Gepolsterter Rückenbügel
Gepolsterte Sitzfläche
Faltbar
PU-Bereifung
Dokumentenfach mit Reißverschluss unter d. Sitzfläche
Anbringen des Korbes in 2 Positionen möglich



Art-Nr. LR
Sitzhöhe 53cm: 14000081
Sitzhöhe 56cm: 14000082

R225

Gehwagen mit hoher Belastbarkeit
HMV-Nr. 10.50.04.1154

Länge	67 cm
Breite	73 cm
Griffhöhe	82-95 cm
Sitzhöhe	56 cm
Sitzbreite	55 cm
Gewicht	12 kg
Belastbarkeit	225 kg
Farbe	Silber

Höhenverstellbare Griffe
Inklusive Korb & Stockhalter
Gepolsterter Rückenbügel
Gepolsterte Sitzfläche
Faltbar
PU-Bereifung
Bis 225 kg belastbar



Art-Nr. R225: 14000053

DH30

Duschhocker

Tiefe	36 cm
Breite	36 cm
Sitzfläche Ø	31,5 cm
Sitzhöhe	39-50 cm
Gewicht	1,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei



Art-Nr. DH30: 11000002

DH40

Duschhocker mit drehbarer Sitzfläche

Tiefe	32 cm
Breite	32 cm
Sitzfläche Ø	31 cm
Sitzhöhe	42-52 cm
Gewicht	2,2 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Inklusive drehbarer Sitzfläche



Art-Nr. DH40: 11000003

Gehhilfen
Fod & WC

14 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

15 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Tiefe	43 cm
Breite	49 cm
Höhe	39-57 cm
Sitztiefe	29 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitzhöhe	34-52 cm
Gewicht	2 kg
Belastbarkeit	100 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Haltegriffe



Art.-Nr. DHB: 11000012

Tiefe	46 cm
Breite	49 cm
Höhe	75-90 cm
Sitztiefe	29 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitzhöhe	37-52 cm
Gewicht	2,8 kg
Belastbarkeit	100 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Haltegriffe



Art.-Nr. DHB-R: 11000013

Tiefe	46 cm
Breite	51 cm
Höhe	65-75 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	45-55 cm
Gewicht	2,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Sitz mit Hygieneausschnitt
Leichtes, stabiles Aluminiumgestell
Optional: Mit Sitzauflage



Art.-Nr. DH1000: 11000011

Tiefe	50 cm
Breite	47 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	49-59 cm
Gewicht	3 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Sitz mit Hygieneausschnitt
Abstand Füße - Wand: 28 cm
Rostfrei
Optional: Mit Sitzauflage
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



Art.-Nr. DUS: 11000010

Tiefe	46 cm
Breite	52 cm
Höhe	95 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	45-55 cm
Gewicht	3,5 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Sitz mit Hygieneausschnitt
Stabiles Aluminiumgestell
Optional: Mit Sitzauflage



Art.-Nr. DS100: 11000022

Tiefe	51 cm
Breite	52 cm
Höhe	99 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	49-59 cm
Gewicht	4,2 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Faltsitz
Sitz mit Hygieneausschnitt
Stabiles Aluminiumgestell
Optional: Mit Sitzauflage



Art.-Nr. DS100-F: 11000023

Tiefe	52-57 cm
Breite	56 cm
Höhe	80-95 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitzhöhe	40-55 cm
Rückenhöhe	38 cm
Gewicht	8 kg
Belastbarkeit	130 kg
Maße Öffnung	24 x 21 cm
Farbe	Blau

Inklusive Eimer und Sitzpolster
Gepolsterte Rückenlehne
Höhenverstellbar
Eimer nach oben entnehmbar



Art.-Nr. TS-0: 11000032

Tiefe	88 cm
Breite	55 cm
Höhe	97 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	50 cm
Rückenhöhe	48 cm
Gewicht	14 kg
Belastbarkeit	120 kg
Maße Öffnung	23 x 22 cm
Farbe	Anthrazit
Überfahrhöhe	41 cm

Inklusive Eimer und Sitzpolster
Abschwenkbare Armlehnen
Abnehmbare Beinstützen
Stahlrahmen (Pulverbeschichtet)
Gebremste Rollen hinten
Rostfrei



Art.-Nr. TSF: 11000041

DTR 5*

Duschtoilettenstuhl
HMV-Nr. 18.46.03.049

Tiefe	90 cm
Breite	57 cm
Höhe	99 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	54 cm
Rückenhöhe	45 cm
Gewicht	14 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß
Überfahrhöhe	47 cm

Schwenkbare Arm- und Beinstützen
Inklusive Eimer und Sitzpolster
Rostfrei
5* Lenkrollen
Gebremste Rollen hinten



Art.-Nr. DTR 5*: 1000051

DTR 24*

Duschtoilettenstuhl
HMV-Nr. 18.46.03.040

Tiefe	110 cm
Breite	64 cm
Höhe	102 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	55 cm
Rückenhöhe	45 cm
Gewicht	18,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß
Überfahrhöhe	47 cm

Schwenkbare Arm- und Beinstützen
Inklusive Eimer und Sitzpolster
Rostfrei
24" Antriebsräder mit Greifreifen



Art.-Nr. DTR 24*: 1000052

TS100

Toilettsitzentzerrung mit Deckel
HMV-Nr. 33.40.01.0080

Tiefe	41 cm
Breite	37 cm
Höhe	11 cm
Sitztiefe	37 cm
Sitzbreite	37 cm
Sitzhöhe	10 cm
Gewicht	1,1 kg
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	Weiß
Sitzerhöhung	10 cm

Schnelle, einfache Montage
Anatomisch geformt



Art.-Nr. TS100: 1000150

TSE

Toilettsitzentzerrung mit Armlehnen
HMV-Nr. 33.40.01.0025

Tiefe	50 cm
Breite	60 cm
Höhe	37 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitzhöhe	8 / 12 / 16 cm
Gewicht	5 kg
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	Weiß
Sitzerhöhung	8-16 cm

Schnelle, einfache Montage
Abschwenkbare Armlehnen
Integrierter Spritzschutz
Höhe 3-fach verstellbar



Art.-Nr. TSE: 1000151

20 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

21 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

BWB

Badeverklebrett
HMV-Nr. 04.40.02.079

Tiefe	35 cm
Breite	72 cm
Höhe	17 cm
Sitztiefe	26 cm
Sitzbreite	bis 99 cm
Sitzhöhe	4 cm
Gewicht	2,5 kg
Belastbarkeit	150 kg
Farbe	Weiß

Ergonomischer Haltegriff
Integrierte Seifenablage
Innen mit Aluprofil verstärkt
Gummifüße verstellbar (42 - 61 cm)



Art.-Nr. BWB: 1000100

BWE

Badeverklebrett-Ehrchenstanz
HMV-Nr. 04.40.02.011

Tiefe	42 cm
Breite	72-88 cm
Höhe	27,5 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	41 cm
Gewicht	2,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Stabiles Aluminiumgestell
Für fast alle Wannengrößen
Mit Hygieneausschnitt
Breite der Aufhängung anpassbar
Optional: Mit Sitzauflage



Art.-Nr. BWE: 1000111

BWE-R

Badeverklebrett-Ehrchenstanz mit Rückenlehne
HMV-Nr. 04.40.02.202

Tiefe	47 cm
Breite	72-88 cm
Höhe	46,5 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	41 cm
Gewicht	3,5 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Stabiles Aluminiumgestell
Für fast alle Wannengrößen
Mit Hygieneausschnitt
Breite der Aufhängung anpassbar
Optional: Mit Sitzauflage




Art.-Nr. BWE-R: 1000112

DBS-A

Drehbarer Badeverklebrett mit Rückenlehne
HMV-Nr. 04.40.02.305

Tiefe	52 cm
Breite (3-stufig)	80, 85 u. 90 cm
Höhe	61 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	41 cm
Gewicht	7,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Stabiler Aluminiumrahmen
Drehbarer Sitz
Mit Hygieneausschnitt
Ergonomischer Lösehebel
Breite der Aufhängung
anpassbar (in 3 Stufen)
Optional: Mit Sitzauflage




Art.-Nr. DBS-A: 1000114

22 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

23 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Badewannen-kissen/Lift

Länge	77 cm
Breite	58 cm
Höhe	0,5-40 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	58 cm
Sitzhöhe	0,5-40 cm
Gewicht	2 kg
Belastbarkeit	150 kg
Luftschlauch Länge	180 cm
Saugnapf Ø	11 cm
Farbe	Blau



Für fast jeden Wannentyp
Einfacher Aufbau
Einfache Bedienung
Mit Saugnapfen fixierbar
Platzsparend verstaubar
Super Leichtgewicht



Produktfilm

Sicherheitsmerkmale:
- Kein Absenken möglich falls nicht genügend Luft zum Anheben vorhanden
- Vinyl Hochfrequenz-Schweißverfahren (Nähte können nicht platzen)
- Sitzflächen leicht angeraut um Rutschen zu verhindern



Art-Nr. Badekissen: 11000205

Toilettenstuhl-XL feststehend

Tiefe	51 cm
Breite	65 cm
Höhe	80-95 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitzhöhe	47-62 cm
Rückenhöhe	32 cm
Gewicht	7 kg
Belastbarkeit	220 kg
Maße Öffnung	24 x 21 cm
Farbe	Blau

Inklusive Eimer und Sitzpolster
Gepolsterte Rückenlehne
Höhenverstellbar
Eimer nach oben entnehmbar



Art-Nr. TS-0 220: 11000034

Toilettenstuhl-XL Fahrbar

Tiefe	85 cm
Breite	67 cm / 70 cm / 75 cm
Höhe	100 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzbreite	55 cm / 60 cm / 65 cm
Sitzhöhe	53 cm
Rückenhöhe	44 cm
Gewicht	20,5 kg
Belastbarkeit	220 kg
Bereifung	4,5" Rollen
Farbe	Chrom

Inklusive Eimer und Sitzpolster
Abschwenkbare Armlehnen und Beinstützen
Verchromter Stahlrahmen (rostfrei)
Gebremste Rollen hinten
Belastbarkeit bis 220 kg



Art-Nr. TSF 220
Sitzbreite 55cm: 11000042
Sitzbreite 60cm: 11000043
Sitzbreite 65cm: 11000044

Duschhocker-XL

Tiefe	56 cm
Breite	67 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitzhöhe	44-53 cm
Gewicht	3 kg
Belastbarkeit	250 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Haltegriffe
Faltbar
Belastbar bis 250 kg

Duschhocker-XL mit Rückenlehne

Tiefe	54 cm
Breite	67 cm
Höhe	68-87 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	61 cm
Sitzhöhe	44-53 cm
Rückenhöhe	43 cm
Gewicht	3,5 kg
Belastbarkeit	250 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Haltegriffe
Faltbar
Belastbar bis 250 kg

Duschhocker-XL mit Armlehnen

Tiefe	54 cm
Breite	71 cm
Höhe	68-87 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	61 cm
Sitzhöhe	44-53 cm
Rückenhöhe	43 cm
Armlehnenhöhe	15 cm
Gewicht	4 kg
Belastbarkeit	250 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Schwenkbare Armlehnen
Faltbar
Belastbar bis 250 kg

Duschhocker-XL mit Hygieneausschnitt

Tiefe	54 cm
Breite	71 cm
Höhe	68-87 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	61 cm
Sitzhöhe	44-53 cm
Rückenhöhe	43 cm
Armlehnenhöhe	15 cm
Gewicht	4 kg
Belastbarkeit	250 kg
Farbe	Weiß

Höhenverstellbar
Rutschsichere Gummifüße
Rostfrei
Schwenkbare Armlehnen
Faltbar
Belastbar bis 250 kg



Art-Nr. DHB250: 11000014



Art-Nr. DHB-R250: 11000015



Art-Nr. DHB-AR250: 11000016



Art-Nr. DHB-TE250: 11000017

TMB-TB 56 XL light

Rollstuhl mit mittlerer Belastbarkeit

Länge	84 cm
Breite	79 cm
Höhe	95 cm
Sitztiefe	42-44 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitzhöhe	42-50 cm
Rückenhöhe	41-52 cm
Gewicht	18,5 kg
Belastbarkeit	170 kg
Farbe	Silber

Schwenkbare Beinstützen
Sitzhöhe verstellbar
Doppelte Kreuzstrebe
Steckachse
Abnehmbare Seitenteile
Höhenverstellbare Armlehnen



Art-Nr. TMB TB XL light 56cm: 12000017

TMB-TB XL

Rollstuhl mit hoher Belastbarkeit

Länge	84 cm
Breite	80 cm / 87 cm
Höhe	97 cm
Sitztiefe	46 cm
Sitzbreite	60 cm / 65 cm
Sitzhöhe	51 cm
Rückenhöhe	45 cm
Gewicht	30 kg
Belastbarkeit	225 kg
Farbe	Silber

Sitzhöhe verstellbar
Abschwenkbare Armlehnen
und Beinstützen
Abnehmbare Armlehnen
und Beinstützen
Durchgehende Fußplatte
Bis 225 kg belastbar



Art-Nr. TMB-TB XL
Sitzbreite 60cm: 12000018
Sitzbreite 65cm: 12000019

Zubehör

Zubehör TMB TB XL / XL light

Stockhalter

Art.Nr. 12800215

Sicherheitsgurt

Art.Nr. 12800006

Anti-Kipprolle

Art.Nr. 12800010

Speichenschutz

Art.Nr. 12800061

Optional individuell bedruckbar

Kopfstütze mit Halterung

Art.Nr. 12800005

Bromshebelverlängerung

Art.Nr. 12800012

Beinstütze winkelverstellbar

für Sitzbreite TMB TB XL light

links Art.Nr. 12800001

rechts Art.Nr. 12800002

R225 XL

Gehwagen mit hoher Belastbarkeit

Länge	64 cm
Breite	80 cm / 85 cm
Sitztiefe	36 cm / 38 cm
Sitzbreite	60 cm / 65 cm
Sitzhöhe	56 cm
Griffhöhe	80-96 cm
Gewicht	11,5 / 13,5 kg
Belastbarkeit	225 kg
Farbe	Silber

Griffhöhe verstellbar
Inklusive Korb und Stockhalter
PU-Bereifung
Stabiler Stahlrahmen
Bis 225 kg belastbar



Art-Nr. R225 XL
Sitzbreite 60cm: 14000054
Sitzbreite 65cm: 14000055

XL-Produkte

28 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

29 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Fun 3 / Fun 4

Elektromobil

Länge	93 cm / 101 cm
Breite	49 cm
Höhe	96 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitzhöhe	44-47 cm
Bodenfreiheit	6 cm
Gewicht	44 kg / 45,5 kg
Belastbarkeit	125 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 12 km
Motorleistung	275 Watt
Batterie	2 x 12 Ah
Steigfähigkeit	12 %
Wenderadius	83 cm / 110 cm
Räder vorn/hinten	6 x 18 cm / 6 x 20 cm
Versicherungspflicht	Nein

Standardlenker
Automatische Magnetbremsen
Reflektoren seitlich und hinten
Hupe
Vollgummibereifung
Lenksäule verstellbar
Zerlegbar in 4 Teile
(schwerstes Teil 15 kg)
Entnehmbare Akkus extern
zu laden



Art-Nr. Fun 3: 10000301
Art-Nr. Fun 4: 10000302

Joy

Elektromobil

Länge	127 cm
Breite	58 cm
Höhe	118-136 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitzhöhe	58-66 cm
Bodenfreiheit	7 cm
Gewicht	87 kg
Belastbarkeit	135 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	350 Watt
Batterie	2 x 39 Ah
Steigfähigkeit	16 %
Räder vorn/hinten	9 x 25 cm / 9 x 25 cm
Versicherungspflicht	Nein

Delta lenker und Kapitänssitz
Automatische Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Armlehnen breitenverstellbar



Art-Nr. Joy: 10000459

Esprit

Elektromobil

Länge	123 cm
Breite	58 cm
Höhe	118-136 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitzhöhe	58-66 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	87 kg
Belastbarkeit	135 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	700 Watt
Batterie	2 x 39 Ah
Steigfähigkeit	16 %
Räder vorn/hinten	9 x 25 cm / 9 x 25 cm
Versicherungspflicht	Nein

Delta lenker und Kapitänssitz
Automatische Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Armlehnen breitenverstellbar



Art-Nr. Esprit: 10000402

Esprit HMV

Elektromobil
HMV-Nr. 1851051029

Länge	127 cm
Breite	58 cm
Höhe	118-136 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitzhöhe	58-66 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	97 kg
Belastbarkeit	135 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	700 Watt
Batterie	2 x 39 Ah (optional 50 Ah)
Steigfähigkeit	16 %
Räder vorn/hinten	9 x 25 cm / 9 x 25 cm
Versicherungspflicht	Nein

Delta lenker und Kapitänssitz
Automatische Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Armlehnen breitenverstellbar
Federung hinten



Art-Nr. Esprit HMV: 10000499

Esprit
HMV

30 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

31 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Life HMV

Elektromobil Life HMV
HMV-Nr. 18.5105.1022

Länge	119 cm
Breite	57 cm
Höhe	96 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitzhöhe	58-66 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	93 kg
Belastbarkeit	159 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	400 Watt
Batterie	2 x 40 Ah
Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	137 cm
Räder vorn/hinten	9 x 25 cm / 10 x 25 cm
Versicherungspflicht	Nein

Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
LED Beleuchtung
Hupe und Blinkanlage
Pannensichere Bereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung
Optional: Mit 8Ah Ladegerät
Optional: Luftbereifung



Art.-Nr. Life HMV rot: 10000307

Life Maxi

Elektromobil

Länge	136 cm
Breite	64 cm
Höhe	121-133 cm
Sitztiefe	46 cm / 54 cm
Sitzbreite	48 cm / 55 cm
Sitzhöhe	64-68 cm
Bodenfreiheit	11 cm
Gewicht	100 kg
Belastbarkeit	225 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 60 km
Motorleistung	900 Watt
Batterie	2 x 55 Ah (optional 75 Ah)
Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	170 cm
Räder vorn/hinten	10 x 33 cm / 10 x 33 cm
Versicherungspflicht	Nein

Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung
Optional: Mit 8Ah Ladegerät
Belastbar bis 225 kg



Art.-Nr. Life Maxi: 10000311

Life Sport

Elektromobil

Länge	119 cm
Breite	57 cm
Höhe	96 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitzhöhe	58-66 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	93 kg
Belastbarkeit	159 kg
Farbe	Silber
Geschwindigkeit	10 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 40 Ah (optional 50 Ah)
Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	137 cm
Räder vorn/hinten	9 x 25 cm / 10 x 25 cm
Versicherungspflicht	Ja

10 km/h
Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Pannensichere Bereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung



Art.-Nr. Life Sport silber: 10000310

Life Speed

Elektromobil

Länge	137 cm
Breite	67 cm
Höhe	105 cm
Sitztiefe	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitzhöhe	66-71 cm
Bodenfreiheit	10 cm
Gewicht	110 kg
Belastbarkeit	160 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	850 Watt
Batterie	2 x 40 Ah (optional 55 Ah)
Steigfähigkeit	15 %
Wenderadius	137 cm
Räder vorn/hinten	9 x 29 cm
Versicherungspflicht	Ja

Moderne Optik
LED Beleuchtung vorne und hinten
Armlehnen Breitenverstellung
Luftbereifung
Vollfederung



Art.-Nr. Life Speed rot: 10000331

Elektr.
Mobilität

33

Spirit

Elektromobil

Länge	140 cm
Breite	65 cm
Höhe	134-143 cm
Sitztiefe	50 cm
Sitzbreite	47 cm
Sitzhöhe	66-71 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	93 kg
Belastbarkeit	133 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 50 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Wenderadius	160 cm
Räder vorn/hinten	13 x 33 cm
Versicherungspflicht	Ja

Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen, Handbremse
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung
Armlehnen breitenverstellbar



Art.-Nr. Spirit: 10000461

Voyage

Elektromobil

Länge	136 cm
Breite	64 cm
Höhe	121-133 cm
Sitztiefe	46 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitzhöhe	64-68 cm
Bodenfreiheit	10 cm
Gewicht	100 kg
Belastbarkeit	181 kg
Farbe	Silber
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 40 km (optional 60km)
Motorleistung	900 Watt
Batterie	2 x 55 Ah (optional 75 Ah)
Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	170 cm
Räder vorn/hinten	10 x 33 cm
Versicherungspflicht	Ja

Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen, Handbremse
LED Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung
Optional: Mit 8Ah Ladegerät



Art.-Nr. Voyage: 10000315

President

Elektromobil

Länge	143 cm
Breite	70 cm
Höhe	128-138 cm
Sitztiefe	46 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitzhöhe	68-72 cm
Bodenfreiheit	14 cm
Gewicht	173 kg
Belastbarkeit	181 kg
Farbe	Silber
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 70 km
Motorleistung	1750 Watt
Batterie	2 x 75 Ah (optional 100 Ah)
Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	210 cm
Räder vorn/hinten	10 x 33 cm
Versicherungspflicht	Ja

Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen, Handbremse
LED Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung
Optional: Mit 10Ah Ladegerät



Art.-Nr. President: 10000318

Safari

Elektromobil

Länge	143 cm
Breite	70 cm
Höhe	128-140 cm
Sitztiefe	46 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitzhöhe	70 cm
Bodenfreiheit	14 cm
Gewicht	173 kg
Belastbarkeit	181 kg
Farbe	Blau
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 70 km
Motorleistung	1750 Watt
Batterie	3 x 55 Ah
Steigfähigkeit	16 %
Wenderadius	210 cm
Räder vorn/hinten	10 x 33 cm
Versicherungspflicht	Ja

Deltalenker und Kapitänssitz
Aut. Magnetbremsen, Handbremse
LED Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung
LCD Display mit Boardcomputer
Freie Wahl auf Rechts-/Links Bedienung
36 Volt



Art.-Nr. Safari: 10000329

Elektr.
Mobilität

33

32

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

34

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

35

Elektromobil

Länge	139 cm
Breite	95 cm
Höhe	110-124 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	2 x 45 cm
Sitzhöhe	61 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	147 kg
Belastbarkeit	180 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	2 x 650 Watt
Batterie	4 x 36 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Räder vorn/hinten	10 x 31 cm / 10 x 31 cm
Versicherungspflicht	Nein

Doppel-Kapitänssitz
Automatische Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Vollfederung



Art-Nr. Uranus: 10000211

Elektromobil

Länge	143 cm
Breite	70 cm
Höhe	165 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitzhöhe	44-50 cm
Bodenfreiheit	12 cm
Gewicht	125 kg
Belastbarkeit	100 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	1500 Watt
Batterie	2 x 75 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Räder vorn/hinten	10 x 31 cm / 10 x 31 cm
Versicherungspflicht	Nein

Automatische Magnetbremsen
Beleuchtung vorne und hinten
Hupe und Blinkanlage
Luftbereifung
Lenksäule stufenlos verstellbar
Geschlossene Kabine
Türen verschließbar



Art-Nr. Mars: 10000212



Heckbox
Art-Nr. 10800013



Heckkorb
Art-Nr. 10800012



Wetterdach
Art-Nr. je nach Typ



Regenabdeckhaube
Art-Nr. 10800021



Front-/Heckkorbtasche
Art-Nr. 10800031



Rückenlehntasche
Art-Nr. 10800033



Gehstockhalter
Art-Nr. 10800002



Rollatorhalterung
Art-Nr. 10800011



Ladegerät 10A
Art-Nr. 10900105

Elektr...

36 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

37 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Service so individuell wie unsere Kunden:

EXCLUSIV Service Programm

Individuell angepasste Servicepakete


38 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und Downloadmaterialien finden Sie auf www.trendmobil.com

Aus eigener Erfahrung wissen wir, was sich die Kunden beim Kauf eines Elektromobils wünschen bzw. sogar erwarten. Gerade in diesem stark umkämpften Produktsegment können wir durch jahrelange Erfahrung und ein kompetentes Team an Mitarbeitern einen exklusiven Service für Sie bieten.



Dem Kunden ist der Service sehr wichtig. So ist es ein Leichtes, durch eine Erweiterung dieses Bereiches weitere Kunden anzusprechen und zu erreichen. Den richtigen Service zu bieten ist aber nicht immer möglich oder vielleicht zu kostspielig. An dieser Stelle möchten wir Sie mit unseren maßgeschneiderten und kundenerprobten Dienstleistungen unterstützen.

Im Segment Elektromobile bieten wir verschiedene Pakete und Service-Ausstufen an. Wir sind somit in der Lage Ihnen die Service Pakete individuell nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.





TRENDMOBIL GmbH
Fohling 24, D-33106 Paderborn
Telefon: +49 (0) 5254 / 94 79-0
Telefax: +49 (0) 5254 / 94 79-299
Mail: sales@trendmobil.com
Web: www.trendmobil.com