



## MEDIZINISCHE MUND-NASEN-SCHUTZ- MASKEN (MNS)

Medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken (OP Masken) werden vor allem im medizinischen Bereich wie Arztpraxen, Kliniken oder in der Pflege eingesetzt. Das Tragen im alltäglichen Leben kann darüber hinaus behördliche Bestimmungen erfüllen. Die Maske wird aus Vliesstoff und Filtertuch hergestellt. Sie hat einen flexiblen Nasenbügel und Ohrhaken. Flächendeckendes Tragen der Masken kann die Verbreitung von Speichel- oder Atemtröpfchen des Trägers und somit die Verbreitung des Coronavirus verhindern.

**Einstellbarer Nasenbügel**  
Hält das Gesichtsfeld frei  
und verhindert Atemluftaustritt  
nach oben

**Flexibel**  
Passt sich jeder  
Gesichtsform an

**Baumwoll-Ohrband**  
Angenehm zu tragen,  
hohe Elastizität

**CE-zertifiziert**  
Für eine sichere  
Verwendung

**3-Schichten-Gewebe**

**01**  
**Vliesstoff**  
verhindert das  
Eindringen von  
Tröpfchen

**02**  
**Filtertuch**  
Barriere-Rate  
von 5 µm,  
Partikel > 90 %

**03**  
**Vliesstoff**  
absorbiert Feuch-  
tigkeit von Mund  
und Nase

**Hautfreundlich**  
Weich auf der Haut,  
atmungsaktiv und leicht





## MEDIZINISCHE MUND-NASEN-SCHUTZ- MASKEN (MNS)

unsteril

LEISTUNG	STANDARD	WERT
Länge der Nasenbügel	YY 04069-2011	≥ 8 cm
Bruchfestigkeit der Maskenbandverbindung	YY 04069-2011	≥ 10 N
BFE	EN 14683-2019	≥ 98 %
PFE	YY 04069-2011	≥ 30 %
Respiratorischer Widerstand	EN 14683-2019	< 60 Pa
Durchdringungsfestigkeit von synthetischem Blut	ISO 22609:2009	120 mmHg
Mikrobiologischer Index	ISO 11737-1:2008	≤ 30 cfu/g
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1:2009	Nicht toxisch und nicht reizend für die menschliche Haut
Flammenhemmende Leistung	YY 04069-2011	Brenndauer weniger als 5 Sekunden
Leistungsniveau der Maske	EN 0469-2011	Typ IIR

### PRODUKT INFORMATION

Abmessung	17,5 x 9,5 cm
Schichten	3
Haltbarkeit	36 Monate
Verpackungseinheit	50 Stck. pro Verpackung
Aufbewahrung	Es wird empfohlen, die Masken in einer trockenen, belüfteten und nicht korrosiven Gasumgebung zu lagern



#### VERTRIEB DURCH:

hawo GmbH  
Obere Au 2-4 | 74847 Obrigheim / Germany  
T +49 (0) 6261 / 9770 - 0  
F +49 (0) 6261 / 9770 - 69  
info@hawo.com  
www.hawo.com

Hergestellt in China

Technische Änderungen vorbehalten  
04/2020 | 9.334.069  
Version 1.0