



hm RS

Folienrollenspender für Sterilgutverpackungen

Film roll dispenser for sterile packaging

Distributeur de films à rouleaux pour emballages de produits stériles

hawo

hm RS

Folienrollenspender mit Schneidevorrichtung für Sterilgutverpackungen

Der Folienpender für Sterilgutverpackungsrollen ist eine sinnvolle Ergänzung zu den hawomed- und hawodent-Foliensiegelgeräten. Die integrierte Schneidevorrichtung und die Möglichkeit, den Folienpender mit mehreren Schlauch- und Beutelfolienrollen zu bestücken, machen den hm RS zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Pack- und Siegelstation.

Zubehör

hawomed Folienpender hm 632 R

Technische Daten

Ausführung	Edelstahl
hm RS B x H x T	873 x 430 x 420 mm
hm 631 S B x H x T	873 x 125 x 420 mm
hm 632 R B x H x T	858 x 425 x 200 mm
Rollendurchmesser	max. 300 mm
Schneidelänge	max. 750 mm
hm 621 S B x H x T	458 x 125 x 344 mm
Rollendurchmesser	max. 200 mm
Schneidelänge	max. 400 mm



hm 631 S

Film roll dispenser with cutting device for sterile packaging


The film dispenser for sterile packaging rolls is a useful addition to the hawomed and hawodent film sealing units. The integrated cutting device and the possibility of fitting several tubular and pouch film rolls to the film dispenser make the hm RS an indispensable part of your packaging and sealing station.

Accessories

hawomed film dispenser hm 632 R

Technical data

Finish	Stainless steel
hm RS w x h x d	873 x 430 x 420 mm (34.3 x 16.9 x 16.5 in.)
hm 631 S w x h x d	873 x 125 x 420 mm (34.3 x 4.9 x 16.5 in.)
hm 632 R w x h x d	858 x 425 x 200 mm (33.7 x 16.7 x 7.9 in.)
Roll diameter	max. 300 mm (11.8 in.)
Cutting length	approx. 750 mm (29.5 in.)
hm 621 S w x h x d	458 x 125 x 344 mm (18.0 x 4.9 x 13.5 in.)
Roll diameter	max. 200 mm (7.9 in.)
Cutting length	max. 400 mm (15.8 in.)



hm 631 S + hm 632 R

Distributeur de films à rouleaux avec dispositif de découpe pour emballage de produits stériles

Le distributeur de films pour rouleaux d'emballage de produits stériles représente le complément idéal aux appareils de scellage hawomed et hawodent. Le dispositif de coupe intégré et la possibilité d'équiper le distributeur de plusieurs rouleaux de films tubulaires et en sachets font du hm RS un composant indispensable de votre station de conditionnement et de scellage.

Accessoires

hawomed distributeur de films hm 632 R

Caractéristique techniques

Qualité	acier chromé
hm RS l x h x p	873 x 430 x 420 mm (34.3 x 16.9 x 16.5 in.)
hm 631 S l x h x p	873 x 125 x 420 mm (34.3 x 4.9 x 16.5 in.)
hm 632 R l x h x p	858 x 425 x 200 mm (33.7 x 16.7 x 7.9 in.)
Diamètre de rouleau env.	300 mm (11.8 in.)
Longueur de coupe env.	750 mm (29.5 in.)
hm 621 S l x h x p	458 x 125 x 344 mm (18.0 x 4.9 x 13.5 in.)
Diamètre de rouleau env.	200 mm (7.9 in.)
Longueur de coupe env.	400 mm (15.8 in.)

Schlauchfolien

Tubular films

Films tubulaires

hmp 050	50 mm x 200 m (2.0 in. x 656 ft.)
hmp 075	75 mm x 200 m (3.0 in. x 656 ft.)
hmp 100	100 mm x 200 m (3.9 in. x 656 ft.)
hmp 150	150 mm x 200 m (5.9 in. x 656 ft.)
hmp 200	200 mm x 200 m (7.9 in. x 656 ft.)

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical alterations
Sous réserve de modifications techniques

Juli 2004 9.334.026 Printed in Germany
10/05 / 2.500 / WRB / ST

